

erimed



Beställningsedel SEATTLE Kinetic Edge

Ortopedingenjörrens namn:

OTA adress:

Tele: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Seattle Kinetic Edge

Ankel hårdhet beroende på fot storlek (cm)

Vikt storlek <input type="checkbox"/>	22	23	24	25	26	27	28	29	30
137-166 kg •	4	4	5	5	5	5	5	5	5
100-136 kg	3	3	4	4	4	4	4	4	4
81-99 kg •	2	2	3	3	3	3	3	3	3
61-80 kg •	1	1	2	2	2	2	2	2	2
<60 kg •	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Höger storlek: _____ Kategori 1, 2, 3, 4, 5 (ringa in)

Vänster storlek: _____ Kategori 1, 2, 3, 4, 5 (ringa in)

Fotkosmetik: vit ljus brun mörk brun

Med foten följer en honadapter med rör (AAA200).

Erimed International AB
Stensättravägen 9A, 127 39 Skärholmen
Tel. +46 (0)8 - 449 5650
E-post: info@erimed.se

P2A rev. 2