



Dictus Hip

Det optimala
hjälpmedlet för de
med försvagad
benmuskulatur.

Dictus Hip används av personer som har en försvagad höft- och ben-muskulatur. Det kan vara personer med till exempel MS eller som fått en stroke. Tillstånd som alla kan medföra muskelförsvagningar och nedsatt rörelseförmåga.

Dictus Hip har ett höftbälte som med hjälp av gummiband fästes antingen ovanför knäet (Dictus Hip-Knee) eller i skon (Dictus Hip-Foot), beroende på behov och

problem. Konstruktionen hjälper till att lyfta benet vid gång och underlättar såväl balans som förmågan att röra sig tryggt.


Gummibanden assisterar vid höftflexion. Nivån och dragriktningen på assistansen kan lätt ställas in efter brukarens behov, lätt att ändra flektion, adduktions, inåtrotations dragriktning. Används Dictus Hip-Foot så kan även fot inversionen korrigeras.

Fördelar:

- Ger brukaren kraft åt benet i svingfasen och därmed en bättre gång.
- Ger direkt återkoppling om resultat.
- Kan användas över vanliga kläder eller under löst sittande kläder.
- Kan användas på ena eller båda benen och är universal.



Dictus Hip

	Artikelnr	Produkt
	530500-011	Dictus Hip-Knee DS-50M Komplett Medium (höftbälte M, lårdel M, 2 gummiband 50 cm)
	530500-021	Dictus Hip-Knee DS-50L Komplett Large (höftbälte L, lårdel L, 2 gummiband 50 cm)
	530500-311	Dictus Hip-Foot DS-53M Komplett Medium (höftbälte M, fotdel, 2 gummiband 100 cm, 2 par S-krokar, Monokrok)
	530500-321	Dictus Hip-Foot DS-53L Komplett Large (höftbälte L, fotdel, 2 gummiband 100 cm, 2 par S-krokar, Monokrok)
	530510-011	Dictus Hip DS-51M Höftbälte Medium 55-80 cm Midjemått
	530510-021	Dictus Hip DS-51L Höftbälte Large 80-130 cm Midjemått
	530520-011	Dictus Hip DS-52M Lårdel Medium 30-40 cm Lårmått 10 cm över patella
	530520-021	Dictus Hip DS-52L Lårdel Large >40 cm Lårmått 10 cm över patella
	530300-011	Dictus in DS-03, fotdel
	530530-000	Dictus Hip Hängslen
	530100-050	Gummiband 50 cm / st för Dictus Hip-Knee
	530100-101	Gummiband 100 cm / st med knäband för Dictus Hip-Foot
	530100-100	Gummiband 100 cm / st
	530100-003	S-krokar / par
	530100-001	Plastkrokar / par
	530100-002	Monokrok till Dictus / st