

Dictus Original

Dictus ger brukare med droppfot ett rörligare liv.

Dictusbandet har i många år hjälpt brukare med droppfot tillbaka till ett aktivt liv. Bandet lyfter foten direkt efter toe off, vilket gör att trösklar, mattkanter och kullersten inte längre utgör ett hinder. Brukaren slipper känna begränsningar i vardagen och behöver inte oroa sig för att snubbla.


Diskret och bekvämt hjälpmedel för alla droppfotpacienter Dictus Original är ett diskret hjälpmedel som passar både barn och vuxna. Bandet fästs enkelt runt vristen med kardborrband och sitter bekvämt hela dagen.

Vristbandet är tillverkat i äkta läder som är mjukt mot huden och blir bekvämare för varje användning. På vristbandets främre del finns en D-ring som det medföljande silikon-gummibandet träs igenom. Därefter fästs det i krokarna som monterats i skons snörningsöglor. När brukaren går med Dictusbandet lyfts foten automatiskt av gummibandet. Dictusbandet finns i svart och passar i de flesta typer av skor.

Läs mer om Dictus Original och se instruktionsfilmen på vår hemsida.

Fördelar:

- Ger brukaren trygghet och frihet genom att minska risken för att snubbla omkull.
- Tillverkat i läder som håller länge och blir mjukare för varje användning.
- Mjukt gummiband som flexar foten.
- Diskret hjälpmedel som passar de flesta sorters skor.
- Finns för både barn och vuxna.



Dictus Original

	Artikelnr	Produkt		Färg
	530200-031	Dictus DS-02XL	Xlarge >26 cm	Svart
	530200-021	Dictus DS-02L	Large 20-27 cm	Svart
	530200-011	Dictus DS-02M	Medium 15-22 cm	Svart
	530200-000	Dictus DS-02J	Barn/Junior 12-17	Svart
	530300-011	DS-03R	Barfota höger	Svart
	530300-111	DS-03L	Barfota vänster	Svart
	532100-042	Silikon-gummiband, standard 18 cm, 2-pack		Svart
	532100-043	Silikon-gummiband, kort 16,5 cm, 2-pack		Svart
	532100-004	S-krokar, 4-pack		
	530100-001	Plastkrokar / par		Svart
	530100-002	Monokrok till Dictus / st		Svart