

Dictus Original

Dictus ger brukare med droppfot ett rörligare liv.

Dictusbandet har i många år hjälpt brukare med droppfot tillbaka till ett aktivt liv. Bandet lyfter foten direkt efter toe off, vilket gör att trösklar, mattkanter och kullersten inte längre utgör ett hinder. Brukaren slipper känna begränsningar i vardagen och behöver inte oroa sig för att snubbla.


Diskret och bekvämt hjälpmedel för alla droppfotpacienter Dictus Original är ett diskret hjälpmedel som passar både barn och vuxna. Bandet fästs enkelt runt vristen med kardborrband och sitter bekvämt hela dagen.

Vristbandet är tillverkat i äkta läder som är mjukt mot huden och blir bekvämare för varje användning. På vristbandets främre del finns en D-ring som det medföljande mjuka gummibandet träs igenom. Därefter fästs det i krokarna som monterats i skons snörningsöglor. När brukaren går med Dictusbandet lyfts foten automatiskt av gummibandet. Dictusbandet finns i svart och naturfärgat läder och passar i de flesta typer av skor.

Läs mer om Dictus Original och se instruktionsfilmen på vår hemsida.

Fördelar:

- Ger brukaren trygghet och frihet genom att minska risken för att snubbla omkull.
- Tillverkat i läder som håller länge och blir mjukare för varje användning.
- Mjukt gummiband som flexar foten.
- Diskret hjälpmedel som passar de flesta sorters skor.
- Finns för både barn och vuxna.



Dictus Original

	Artikelnr	Produkt		Färg
	530200-031	Dictus DS-02XL	Xlarge >26 cm	Svart
	530200-021	Dictus DS-02L	Large 20-27 cm	Svart
	530200-011	Dictus DS-02M	Medium 15-20 cm	Svart
	530200-000	Dictus DS-02J	Barn 12-17 cm	Svart
	530300-011	DS-03R	Barfota höger	Svart
	530300-111	DS-03L	Barfota vänster	Svart
	530300-000	DS-03J	Barfota barn	Svart
	530100-041	Gummiband / st		Svart
	530100-941	Gummiband 9 mm kortare / st		Svart
	530100-003	S-krokar / par		
	530100-001	Plastkrokar / par		Svart
	530100-002	Monokrok till Dictus / st		Svart
	530201-030	Dictus DS-02NXL	Xlarge >26 cm	Natur
	530201-020	Dictus DS-02NL	Large 20-27 cm	Natur
	530201-010	Dictus DS-02NM	Medium 15-20 cm	Natur
	530201-000	Dictus DS-02NJ	Barn 12-17 cm	Natur
	530301-011	DS-03NR	Barfota höger	Natur
	530301-111	DS-03NL	Barfota vänster	Natur
	530301-000	DS-03NJ	Barfota barn	Natur
	530101-041	Gummiband / st		Natur
	530101-941	Gummiband 9 mm kortare / st		Natur
	530101-002	Monokrok till Dictus / st		Natur