



CPI CAPITAL HYDRAULIC KNEE


Capital är ett helt nytt, mycket prisvärt knä med fantastiska egenskaper.



Växla lätt mellan låst, normal och öppet läge.



Enkel justering av flexion och extension motstånd



Snubbel säkring, återgå automatiskt om man stöter till en sten med tån i svingfasen. Pumpen möjliggör en trygg och säker trappgång.



www.erimed.se

order@erimed.se, +46 (0)8 449 56 50

För mer information – kontakta oss gärna.

CAPITAL KNEE

- Vikt – 980 gr
- Max pat.vikt 150kg
- Sötvatten och dusch-anpassad
- 3-lägesfunktion med enkel omkopplare.



Artikelnr:

760350-000 (dist, pyramid)

760351-000 (34mm röransl.)

 **erimed**