

BEKVÄMSKOR

för ortopediska ändamål och individuell anpassning

2021
2022





Erimeds vision är att ge alla människor med funktionsvariationer ett optimalt liv.

Vi utvecklar och marknadsför produkter som bidrar till att underlätta samt optimera alla funktionsnedsatta individers aktiva vardagsliv med mottot "ingenting är omöjligt".

Vi erbjuder specialistkunnande, hög service och engagemang och har ett brett sortiment av högkvalitativa genomarbetade produkter till ortopedi-relaterade verksamheter.

I denna broschyr presenterar vi delar av vårt sortiment gällande bekvämskor för vuxna. Vi är också återförsäljare av Finn Comforts bekvämsko-sortiment som ni återfinner i en separat katalog.

Då vårt sortiment förändras från tid till annan kan vi ej garantera att samtliga produkter och storlekar i denna broschyr överensstämmer med dagssituationen.

För en uppdatering gällande hela vårt sortiment rekommenderar vi att ni besöker **www.erimed.se** eller kontaktar oss på **order@erimed.se** alternativt **Tel +46 8 449 56 50.**

Information om de varumärken som återfinns i denna broschyr.



Xelero är kända för sina mycket stabila skor som alla möjliggör individanpassning.

- A. Skumfotbädd med öppen cellstruktur för transporter av fukt från foten.
- B. Kontrollplatta för stabilitet.
- C. Stödelement för stabilitet och främjad framåtrörelse.
- D. Mellansula med gel-kudde för extra stötdämpning.
- E. Platta mellan ytter- och mellansula designad för att minska tryck på framfot, samt ge vridstöd under foten.

Yttersula av gummi.



Samtliga sandaler och skor från Cambrian möjliggör individanpassning och har;

- God volym.
- Bra avrullning.
- Foträt kraftig semirigid yttersula.
- Slitstarkt skinn och/eller meshtyg.
- Löstagbara fotbäddar.



Activity-sortimentet som presenteras i denna broschyr har designats för aktiva människor med behov av specialskor. Samtliga modeller har stor volym, stabiliserande bakkappor samt semirigida yttersulor.



Italienska högkvalitativa klassiskt hantverksgjorda skinnskor med mycket bra volym och special-läster för att möjliggöra individanpassningar.



Sentio är märket för sköna snygga sandaler på bra läst. Sentio-sandalerna är tillverkade i Portugal, gjorda i läder och har löstagbara fotbäddar för individuell anpassning.

DAMSANDALER



✱ Cambrian

Espirit

Sandal med god volym,
semirigid yttersula och
löstagbar fotbädd.

Storlek: 36-42 • **Läst:** D
Artikelnummer: 863512



✱ Cambrian

Delphi

Sandal med god volym,
semirigid yttersula och
löstagbar fotbädd.

Storlek: 36-41 • **Läst:** D
Artikelnummer: 867912



✱ Cambrian

Kona Svart

Sandal med god volym,
semirigid yttersula och
löstagbar fotbädd.

Storlek: 36-41 • **Läst:** D
Artikelnummer: 863612



✱ Cambrian

Kona Beige

Sandal med god volym,
semirigid yttersula och
löstagbar fotbädd.

Storlek: 36-41 • **Läst:** D
Artikelnummer: 867662



✱ Cambrian

Espirit Beige

Sandal med god volym,
semirigid yttersula och
löstagbar fotbädd.

Storlek: 36-42 • **Läst:** D
Artikelnummer: 863562

**OBS! I lager
från nov-21**

● Lagervara

● Så länge lagret räcker

Alla sandaler och skor har
löstagbara inlägg för möjlig-
görande av individanpassning.

DAMSANDALER



Lady Leo

Bekväm sandal med löstagbar fotbädd.
Storlek: 36-42 • **Läst:** Normal
Artikelnummer: 242463



Licra Space

Bekväm sandal med löstagbar fotbädd samt flexmaterial medialt.
Storlek: 36-42 • **Läst:** Normal
Artikelnummer: 210303



Marina Svart/Lila

Sandal med semirigid yttersula och löstagbar fotbädd.
Storlek: 36-42 • **Läst:** B
Artikelnummer: 863330



Sylvan

Sandal med semirigid yttersula och löstagbar fotbädd.
Storlek: 36-42 • **Läst:** B
Artikelnummer: 863550



Agean

Sandal med god volym, semirigid yttersula och löstagbar fotbädd.
Storlek: 36-41 • **Läst:** D
Artikelnummer: 867712

Löstagbar fotbädd från Cambrian.



 Lagervara

 Så länge lagret räcker

Alla sandaler och skor har löstagbara inlägg för möjliggörande av individanpassning.

DAMSANDALER

De fina sandalerna på denna sida lagerhålls normalt inte utan ingår i vårt "Pre-order-/förbeställnings-sortiment 2021-2023. Det innebär att ni har möjlighet att förbeställa en serie om minst 30 par per modell, för senare leverans. Samtliga modeller är tillverkade i nubuck eller läder.

Kontakta Erimed för mer information och artikelnummer.



●

Ute

Bekväm sandal med löstagbar fotbädd.

Storlek: 35-43

Läst: Normal



●

Mona Licra

Bekväm sandal med löstagbar fotbädd samt flexmaterial medialt och lateralt.

Storlek: 35-43

Läst: Normal



●

Iris

Bekväm sandal med löstagbar fotbädd.

Storlek: 35-43

Läst: Normal



●

White Flower

Bekväm sandal med löstagbar fotbädd.

Storlek: 35-43

Läst: Normal



●

Jeans

Bekväm sandal med löstagbar fotbädd.

Storlek: 35-43

Läst: Normal



●

Bronze flower

Bekväm sandal med löstagbar fotbädd.

Storlek: 35-43

Läst: Normal



●

Perlato WK

Bekväm sandal med löstagbar fotbädd samt flexmaterial medialt.

Storlek: 35-43

Läst: Bred

●

Lagerförs ej

Alla sandaler och skor har löstagbara inlägg för möjliggörande av individanpassning.

DAMSKOR



Steadfast

Stabil och bekväm sportsko i meshtyg med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 37-43 • **Läst:** W
Artikelnummer: 806006



Genesis XPS Salmon

Stabil och bekväm sportsko i meshtyg och skinn med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 37-43 • **Läst:** B spec
Artikelnummer: 802422



Matrix Mesh

Stabil och bekväm sportsko i meshtyg och skinn med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 37-43 • **Läst:** B
Artikelnummer: 805821



Athena II

Stabil sportsko i skinn, med bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 37-43 • **Läst:** D
Artikelnummer: 823570



Ultra Genesis Silver/Rosa

Bekväm sportsko i meshtyg med stor volym i framfot, semirigid sula och bra avrullning.

Storlek: 37-42,5 • **Läst:** B Cambrian
Artikelnummer: 830240

OBS! I lager från aug-21

Lagervara

Så länge lagret räcker

Alla sandaler och skor har löstagbara inlägg för möjliggörande av individanpassning.

DAMSKOR



Arandi Lace

Stabil och bekväm sportsko i skinn med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 37-43 • **Läst:** D
Artikelnummer: 803110



Ultra Black Lace

Bekväm sportsko i skinn med stor volym i framfot, semirigid sula och bra avrullning.

Storlek: 37-42,5 • **Läst:** B Cambrian
Artikelnummer: 831410



Activity Iron

Mycket stabil sko med stor volym och icke kollapsande semirigid yttersula.

Storlek: 36-39 (för större storlekar – se herrmodellen) • **Läst:** 14+
Artikelnummer: 513378



Activity Itala

Mycket stabil sko med stor volym, semirigid yttersula, och stabiliserande bakkappa.

Storlek: 35-41
Artikelnummer: 514171



Arandi Velcro

Stabil och bekväm sportsko i skinn, med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 37-43 • **Läst:** D
Artikelnummer: 803314



Venezia

Promenadsko med elastiskt material för att motverka tryck på deformiteter. Fotbädd ingår.

Storlek: 35-41 • **Läst:** 349
Artikelnummer: 512811



Arandi Narrow Velcro

Stabil och bekväm sportsko i skinn, med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 37-43 • **Läst:** B
Artikelnummer: 804887

Lagervara

Så länge lagret räcker

Alla sandaler och skor har löstagbara inlägg för möjliggörande av individanpassning.

DAMSKOR VINTER



Idre

Bekväm vinterkänga med bälglös, medial dragkedja, teddyfoder och vibransula. Sympatexmembran.

Storlek: 36-43 • **Läst:** MT
Artikelnummer: 440105



Hyperion II High Lady

Stabil och bekväm vattentät sportkänga i skinn med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 37-42 • **Läst:** D
Artikelnummer: 872324



Zermatt

Stabil och bekväm vattentät sportkänga i skinn med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 37-42 • **Läst:** D
Artikelnummer: 872440



Dolomiti

Bekväm Trekkingkänga med bälglös, windtexmembran och kraftig gummisula.

Storlek: 34-45 • **Läst:** MT
Artikelnummer: 443825



Orsa

Bekväm Trekkingkänga med bälglös, sympatexmembran och kraftig gummisula.

Storlek: 37-47 • **Läst:** MT
Artikelnummer: 443615



Polar

Högkvalitativ vinterkänga med stor volym. Synt. ullfoder, vibransula samt bilaterala dragkedjor för enkelt insteg.

Storlek: 35-43 • **Läst:** Polar
Artikelnummer: 440705

OBS! I lager från dec-21

Lagervara

Så länge lagret räcker

Alla sandaler och skor har löstagbara inlägg för möjliggörande av individanpassning.

HERRSANDALER



sentio

Kilian

Bekväm sandal med löstagbar fotbädd.

Storlek: 41-46 • **Läst:** Normal
Artikelnummer: 222126



sentio

Moro

Bekväm sandal med löstagbar fotbädd.

Storlek: 41-47 • **Läst:** Normal
Artikelnummer: 222129



 Cambrian

Navigator

Sandal med god volym, semirigid yttersula och löstagbar fotbädd.

Storlek: 41-47 • **Läst:** D
Artikelnummer: 868110



 Cambrian

Summit

Sandal med god volym, semirigid yttersula och löstagbar fotbädd.

Storlek: 41-47 • **Läst:** D
Artikelnummer: 868210



 Cambrian

Mariner Brun/Grön

Sandal med god volym, semirigid yttersula och löstagbar fotbädd.

Storlek: 41-47 • **Läst:** D
Artikelnummer: 868430

Löstagbar
fotbädd från
Cambrian.



 Lagervara

 Så länge lagret räcker

Alla sandaler och skor har löstagbara inlägg för möjliggörande av individanpassning.

HERRSKOR



Steadfast

Stabil och bekväm sportsko med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 41-48 • **Läst:** W
Artikelnummer: 802800



Genesis XPS Grey

Stabil och bekväm sportsko i meshtyg och skinn med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 41-48 • **Läst:** D spec
Artikelnummer: 804630



Matrix Mesh

Stabil och bekväm sportsko i meshtyg och skinn med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 41-48 • **Läst:** D
Artikelnummer: 805815



Ultra Black Lace

Bekväm sportsko i skinn med stor volym i framfot, semirigid sula och bra avrullning.

Storlek: 41-48 • **Läst:** 2E Cambrian
Artikelnummer: 831312



Ultra Genesis Silver/Blå

Bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, semirigid sula och bra avrullning.

Storlek: 41-47 • **Läst:** 2E Cambrian
Artikelnummer: 830142

OBS! I lager från aug-21

Lagervara

Så länge lagret räcker

Alla sandaler och skor har löstagbara inlägg för möjliggörande av individanpassning.

HERRSKOR



Arandi Lace

Stabil och bekväm sportsko i skinn med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 41-48 • **Läst:** 4E

Artikelnummer: 805110



Arandi Velcro

Stabil och bekväm sportsko i skinn och velcroband, med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 41-48 • **Läst:** 4E

Artikelnummer: 805114



Activity Iron

Mycket stabil sko med stor volym och icke kollapsande semirigid yttersula.

Storlek: 40-47 • **Läst:** 14+

Artikelnummer: 513278



Activity Sport Grey

Mycket stabil sko med stor volym, semirigid yttersula, och stabiliserande bakkappa.

Storlek: 39-47

Artikelnummer: 513178



Activity Hero

Mycket stabil sko med stor volym, semirigid yttersula, och stabiliserande bakkappa.

Storlek: 39-46

Artikelnummer: 513071



Botero

Promenadsko med elastiskt material för att motverka tryck på deformiteter. Fotbädd ingår.

Storlek: 39-47 • **Läst:** 691

Artikelnummer: 513111

Lagervara

Så länge lagret räcker

Alla sandaler och skor har löstagbara inlägg för möjliggörande av individanpassning.

HERRSKOR VINTER



Activity Wild

Mycket stabil sko med stor volym och icke kollapsande semirigid yttersula.

Storlek: 39-47

Artikelnummer: 365521



Hyperion II High Black/Green

Stabil och bekväm vattentät sportkänga i skinn med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 41-48 • **Läst:** 4E

Artikelnummer: 876300



Zermatt High

Stabil och bekväm vattentät sportkänga i skinn med mycket bra avrullning och semirigid sula.

Storlek: 41-48 • **Läst:** 4E

Artikelnummer: 878352



Orsa

Bekväm Trekkingkänga med bälgplös, sympatex-membran och kraftig gummisula.

Storlek: 37-47 • **Läst:** MT

Artikelnummer: 443615



Dolomiti

Bekväm Trekkingkänga med bälgplös, windtex-membran och kraftig gummisula.

Storlek: 34-45 • **Läst:** MT

Artikelnummer: 443825

 Lagervara

 Så länge lagret räcker

Alla sandaler och skor har löstagbara inlägg för möjliggörande av individanpassning.

Activity Iron & Wild, Herr

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
40	260	98	278	37
41	268	99	283	37.5
42	275	101	288	38
43	282	102	293	38.5
44	288	104	298	39
45	295	105	303	39.5
46	302	107	308	40
47	308	108	313	40.5

**Cambrian Ultra & Ultra Genesis
Dam, Läst B (medium)**

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
37	256.5	88	232
38	261	90	237
39	265	91	240.5
40	273.5	92	246
41	282	94.5	253
42.5	290	97	259.5

Matrix Mesh, Herr, Läst D

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
41	270	93	254
42	274	94	257
43	283	96	263
44	287	97	266
45	296	99.5	273
46	300	100.5	276
47	308	102.5	282
48	317	104.5	289

Activity Iron, Dam

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
36	235	92	256	35
37	242	93	263	35.5
38	249	95	268	36
39	255	96	273	36.5

**Cambrian Ultra & Ultra Genesis
Herr, Läst 2EE (wide)**

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
41	281	99	264
42	285	100	267
43	293.5	102	273
44	298	104	276
45	302	105.5	280
46	310.5	107	286
47	319	109.5	292
48	327.5	111	299

**Matrix Mesh, Arandi Narrow
Dam, Läst B**

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
37	242	83	221
38	250	85	227
39	259	87	233
40	263	88	237
41	271	90	243
42	276	91.5	246
43	284	93.5	252

Activity Itala, Dam

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
35	232	85	240	32
36	238	86	245	32.5
37	245	88	250	33
38	252	89	255	33.5
39	258	91	260	34
40	265	92	265	34.5
41	272	94	270	35

Cambrian Sandal, Dam, Läst B

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
36	237	82	233
37	246	84	240
38	250	85	243
39	254	86	246
40	263	88	253
41	271	90	259
42	280	92	265

Venezia, Dam 349

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
35	231	81	227	26
36	238	83	231	26.5
37	244	84	235	27
38	251	86	239	27.5
39	257	87	243	28
40	264	89	247	28.5
41	270	90	251	29
42	277	92	256	29.5

Activity Sport Grey & Hero, Herr

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
39	255	95	260	34.5
40	262	97	265	35
41	268	98	270	35.5
42	275	100	275	36
43	282	101	280	36.5
44	288	103	285	37
45	295	104	290	37.5
46	302	106	295	38

Cambrian Sandal, Dam, Läst D

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
36	237	85	244
37	246	87	250
38	250	88	253
39	254	89	257
40	263	91	263
41	271	93	269
42	280	95	276

Botero, Herr 691

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
39	256	92.5	256	30.5
40	262	94	260	31
41	269	95.5	264	31.5
42	275	97	268	32
43	282	98.5	272	32.5
44	288	100	276	33
45	295	101.5	280	33.5
46	302	103	284	34
47	308	104.5	288	34.5

Cambrian Sandal, Herr, Läst D

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
41	266	87	267
42	271	89	270
43	279	94	277
44	283	96	280
45	288	98	283
46	296	102	289
47	304	106	296

**Genesis XPS Salmon
Dam, Special-läst B**

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
37	241	84	230
38	249	87	237
39	258	89	243
40	262	90	246
41	270	92	253
42	275	93	256
43	283	95	262

**Genesis XPS Grey
Herr, Special-läst D**

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
41	275	93	256
42	279	94	259
43	287	96	265
44	292	97	269
45	300	99	275
46	305	100	278
47	313	102	284
48	321	104	291

**Arandi, Hyperion II BI, Zermatt
Herr, Läst 4E**

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
41	270	99	272
42	274	100	275
43	283	101.5	281
44	287	103	285
45	296	105	291
46	300	106	294
47	308	108.5	300
48	317	110.5	307

**Arandi, Athena, Hyperion, Zermatt
Dam, Läst D**

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
36	237	85	227
37	242	86	230
38	250	88	237
39	259	90	243
40	263	91	246
41	271	93	252
42	276	94.5	256
43	284	96.5	262

Polar, Läst MT+

Polar motsvarar en extra stor MT.
Lästtabellen återfinns på
www.erimed.se

Steadfast, Herr

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
41	273.5	94	253.5
42	277.5	95	256.5
43	286	97	263
44	290.5	98	266.5
45	298	100	272.5
46	303	101.5	276
47	311.5	103.5	282
48	320	105.5	288.5

Steadfast, Dam

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
36	230	84	228
37	234	85	231
38	242.5	87	237.5
39	251	89	244
40	255	90	247
41	264	92	253.5
42	268	93	257
43	276.5	95	263

Idre, Orsa, Läst MT (normal)

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
35	232	79	222
36	239	80.5	226
37	245	82	230
38	252	83.5	234
39	259	85	238
40	264	86	243
41	271	88	247
42	277	89.5	252
43	284	91	256
44	291	92.5	261
45	297	94	265
46	303	95.5	269
47	310	97	273
48	316	98.5	277

Sentio, Herr (normal)


Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
39	257	94.5	237
40	263	96	241
41	270	98	245
42	277	100	249
43	283	101.5	253
44	290	103	257
45	297	105	261
46	303	107	265.5
47	310	108.5	267

Sentio, Dam, Läst G (normal)

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
35	228	83.5	213
36	234	85	217
37	241	87	221
38	248	89	225
39	254	90.5	229
40	261	92	233
41	268	94	237
42	274	96	241.5
43	281	97.5	246

Sentio, Dam, Läst K (bred)

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
35	228	85.5	221
36	234	87	225
37	241	89	229
38	248	91	233
39	254	92.5	237
40	261	94	241
41	268	96	245
42	273	98	249.5
43	281	99.5	254



Mått tagna på läst/Measures taken on last

Vi vill ge alla människor med funktionsvariationer ett optimalt liv.

Läs mer om oss och
våra produkter på
www.erimed.se



www.erimed.se



Ellipsvägen 11
141 75 Kungens Kurva
Tel: +46 (0)8 - 449 5650
E-post: info@erimed.se

Grafisk design: ClearDesign.se