

2021
2022

BEHANDLINGSSKOR

för funktionsbehandling och ortopediska ändamål





Erimed's vision är att ge alla människor med funktionsvariationer ett optimalt liv.

Vi utvecklar och marknadsför produkter som bidrar till att underlätta samt optimera alla funktionsnedsatta individers aktiva vardagsliv med mottot "ingenting är omöjligt".

Vi erbjuder specialistkunnande, hög service och engagemang och har ett brett sortiment av högkvalitativa genomarbetade produkter till ortopedi-relaterade verksamheter.

I denna broschyr presenterar vi delar av vårt sortiment gällande behandlingsskor för vuxna. Vi har även en separat broschyr med bekvämskor för enklare ortopediska behov.

Då vårt sortiment förändras från tid till annan kan vi ej garantera att samtliga produkter och storlekar i denna broschyr överensstämmer med dagssituationen.

För en uppdatering gällande hela vårt sortiment rekommenderar vi att ni besöker **www.erimed.se** eller kontaktar oss på **order@erimed.se** alternativt **Tel +46 8 449 56 50**.

Behandlingsskor

Samtliga skor i denna broschyr är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

Dessa skor bidrar till att användare med fotdeformiteter, reumatoid artrit, hallux valgus, bursiter och tydlig kalcifiering kan gå smärtfritt, samt att akuta fasen (ex post-op) hanteras på bäst möjliga sätt. Ni finner här skor med flexibelt ovanmaterial och värmeformbara material för att motverka smärtsamma tryck- och skavproblem. Vi har också valt att gruppera skorna utifrån användningsområden samt rigiditet/ sul-styvhet.

Merparten av de skor vi presenterar har biomekaniska yttersulor med mycket bra avrullning – **Timing Rocker Sole®**. Timing Rocker Sole® bidrar till en mer naturlig gång, minskar fotsmärta, trötthetskänsla, skyddar leder och ger en effektiv distribution av tryck samtidigt som den bidrar till förbättrad stabilitet och balans. DCS-sulan som återfinns i flertalet modeller har en stabi-



DCS

liserande sul-konstruktion som motverkar pronation.

Vi erbjuder också ett brett sortiment av post-operativa behandlings- och terapiskor för såväl framfot, mellanfot som bakfot. De ger akut avlastning och används i terapeutisk behandling efter kirurgi, vid frakturer och vid sårbehandling.


Sidorna är uppdelade för att visa:

- Behandlingsskor för rehab/reuma-ändamål, för brukare med mild fotsmärta som behöver stabilitet och balans, eller har behov av en sko med enkelt insteg.
- Behandlingsskor med biomekanisk semirigid sula för brukare med medelhög risknivå (diabetes, neurologiska problem, ledstelhet) och smärta i fötterna. De reducerar framfots-tryck med ca 30 %.
- Behandlingsskor med biomekanisk rigid sula för brukare med hög risknivå (diabetes, neurologiska problem, övervikt) med behov av minimalt plantar-tryck.
- Behandlingsskor för postoperativa och akuta fasen.
- Behandlingsskor för tidig funktionsbehandling.




Podartis är ett företag som under mer än 30 år arbetat med omfattande forskning och utveckling på behandlingssko-området. Vi har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med Podartis. Du kan gärna läsa mer om deras arbete samt forskning på www.podartis.com.

Nedan analys beskriver tydligt trycknivå och tryckfördelning vid användande av olika typer av sulor (normala, biomekaniskt flexibla samt biomekaniskt rigida sulor).




Nedan beskriver skillnaden mellan normala skor, ortopediska skor och ortopediska skor med flexibelt ovanmaterial.

Alla Podartis skor använder **töjbar eller värme-omformbar teknologi** som möjliggör att ovansidan av skon kan formas och anpassas till fotens och tårnas form.



NORMAL SKO

anpassar sig inte efter deformiteter och kan orsaka **smärta**.



STANDARD ORTOPEDISK SKO

en sko med större volym möjliggör anpassningar för många fotrelaterade problem men kan samtidigt skapa skadlig **friktion**.



PODARTIS SKO

möjliggör en **optimal passform** genom såväl volym som att anpassa sig till deformiteter och därmed undvika skadlig friktion.

BEHANDLINGSSKOR – REUMA / REHAB



Botero

Herrsko speciellt anpassad för reumatiker. Elastiskt Flexpell® ovanmaterial, flexibel sula samt löstagbar fotbädd.

Storlek: 39-47 • **Artikelnummer:** 513111



Venezia

Damsko speciellt anpassad för reumatiker, bred läst. Elastiskt Flexpell® ovanmaterial, flexibel sula samt löstagbar fotbädd.

Storlek: 35-41 • **Artikelnummer:** 512811



Deambulo X

Unisex sko i mjuk flexibel textil/nylon speciellt anpassad för rehabiliteringsändamål. Fullt öppningsbar för enkelt insteg, varierbar volym, samt lätt vikt. Flexibel sula och löstagbar fotbädd.

Storlek: 36-46

Artikelnummer: 510400



Diabetico

Herrsko i konstläder. Fullt öppningsbar för enkelt insteg, samt goda justeringsmöjligheter i volym.

Storlek: 39-46 • **Artikelnummer:** 422125



Orthop

Unisex sko i textil. Fullt öppningsbar för enkelt insteg, med justerbar volym som möjliggör bandagering. Yttersula i EVA, rigid med 2 mm slitsula i gummi. 5 mm EVA inlägg ingår.

Storlek: 36-48 • **Artikelnummer:** 911615



Lagervara



Begränsat lager – annars 2-4 veckors leveranstid



Beställningsvara – 2-4 veckors leveranstid. Ej returrätt

BEHANDLINGSSKOR MED SEMI-RIGID YTTERSULA



Activity Hero

Herrsko med stor intern volym.
Överdel utan synbara sömmar.
Stabiliserande bakkappa. Lättvikt.
Storlek: 39-46 • Artikelnummer: 513071



Activity Sport

Herrsko med stor intern volym. Överdel utan synbara sömmar. Stabiliserande bakkappa. DCS sula och snörlås.
Storlek: 39-47 • Artikelnummer: 513178



Darwin EVO

Herrsko med stor intern volym.
Extra mjuk mesh och nappa överdel. Stabiliserande bakkappa.
Storlek: 39-46 • Artikelnummer: 360471



Activity Next Evo

Damsko med stor intern volym.
Överdel utan synbara sömmar.
Stabiliserande bakkappa. Lättvikt.
Storlek: 35-41 • Artikelnummer: 360378

Lagervara Begränsat lager – annars 2-4 veckors leveranstid

Beställningsvara – 2-4 veckors leveranstid. Ej returrätt

BEHANDLINGSSKOR MED SEMI-RIGID YTTERSULA



Activity Italia

Damsko med stor intern volym.
Överdel utan synbara sömmar.
Stabil bakkappa. DCS yttersula.
Storlek: 35-41 • **Artikelnummer:** 514171



Activity Freedom EVO

Unisex sko med god intern volym.
Vattenresistent överdel i nappa och
mesh. Stabil bakkappa och trekking sula.
Storlek: 36-47 • **Artikelnummer:** 364508



Activity Wild

Stabil herrkänga med Velcro, samt
värmeformbar ovandel i nappa. Stor
intern volym och DCS yttersula.
Storlek: 39-47 • **Artikelnummer:** 365521

- Lagervara
- Begränsat lager – annars 2-4 veckors leveranstid
- Beställningsvara – 2-4 veckors leveranstid. Ej returrätt

BEHANDLINGSSKOR MED RIGID YTTERSULA



Activity Iron Dam

Damsko med stor volym, och Velcro. Stabil bakkappa och DCS yttersula samt Vibram-slitsula.

Storlek: 36-39 (för större storlekar hänvisar vi till Activiti Iron Herr) • **Artikelnummer:** 513378



Activity Iron Herr

Herrsko med stor volym, och Velcro. Stabil bakkappa och DCS yttersula samt Vibram-slitsula.

Storlek: 40-47 • **Artikelnummer:** 513278



Darwin DCS Velcro

Herrsko med stor intern volym. Extra mjuk mesh och nappa överdel. Stabil bakkappa och DCS Diab yttersula.

Storlek: 39-46 • **Artikelnummer:** 360570



Giotto Velcro GV

Sko med stor volym och värmeformbart kalvskinn. Stabil bakkappa och DCS Diab yttersula.

Storlek: 39-47 • **Artikelnummer:** 362101

 Lagervara  Begränsat lager – annars 2-4 veckors leveranstid

 Beställningsvara – 2-4 veckors leveranstid. Ej returrätt

BEHANDLINGSSKOR MED RIGID YTTERSULA



X-diab

Unisex sko med elastiskt Flexpell® ovanmaterial och stor volym. Stabiliserande bakkappa och DCS Diab yttersula.

Storlek: 36-46 • **Artikelnummer:** 513471



X-diab Lady

Damsko med elastiskt Flexpell® ovanmaterial och stor volym. Bearbetningsbar rigid yttersula.

Storlek: 35-42 • **Artikelnummer:** 360191



Masaccio

Unisex sko med elastiskt Flexpell® ovanmaterial och stor volym. Avtagbara stabilisatorer bilateralt.

Storlek: 36-46 • **Artikelnummer:** 513801



Derby Dam

Damsko med mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula. EVA 40 shore inlägg ingår.

Storlek: 35-41

Artikelnummer: 510401

Derby Herr

Herrsko med mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula. EVA 40 shore inlägg ingår.

Storlek: 42-48

Artikelnummer: 510501



Lagervara



Begränsat lager – annars 2-4 veckors leveranstid



Beställningsvara – 2-4 veckors leveranstid. Ej returrätt

BEHANDLINGSSANDALER MED RIGID YTTERSULA



Manet

Damsandal med elastiskt Flexpell® och nappa. Stor volym, löstagbar fotbädd, stabil bakkappa och DCS Diab yttersula.
Storlek: 35-42 • **Artikelnummer:** 511520



Caravaggio

Herrsandal i skinn och nubuck, med stor volym, löstagbar fotbädd stabil bakkappa och DCS Diab yttersula.
Storlek: 39-46 • **Artikelnummer:** 511811



Sandalo Dam

Damsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår.
Storlek: 35-41
Artikelnummer: 510328

Sandalo Herr

Herrsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår.
Storlek: 42-48
Artikelnummer: 510428



Asti Dam

Damsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår.
Storlek: 35-40
Artikelnummer: 510329

Asti Herr

Herrsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår.
Storlek: 41-48
Artikelnummer: 510429

 Lagervara  Begränsat lager – annars 2-4 veckors leveranstid
 Beställningsvara – 2-4 veckors leveranstid. Ej returrätt

POST-OP / TERAPISKOR



Ulcer

Post-op sandal med högt skaft, rigid rull-sula med fotplatta. Stel, värmeomformbar hälkappa justerbara velcrobånd.

Storlek: S-XXL • **Artikelnummer:** 781000



Rehab

Post-op sandal med medelhögt skaft, rigid rull-sula med fotplatta. Stel, värmeomformbar hälkappa justerbara velcrobånd.

Storlek: S-XXL • **Artikelnummer:** 781010



Edema

Post-op och behandlingssko. Rigid rull-sula med fotplatta. Stel, värmeomformbar hälkappa justerbara velcrobånd.

Storlek: S-XXL • **Artikelnummer:** 781030



Jolly

Post-op sandal. Rigid rull-sula med fotplatta. Värmeomformbar hälkappa justerbara velcrobånd.

Storlek: S-XXL • **Artikelnummer:** 781020




Tåskydd

Passar Ulcer, Rehab, Jolly.

Storlek: S-XL

Artikelnummer: 781040



Tecnica Multi Inlägg

Storlek: S-XXL (34-48)

Artikelnummer: 781012



- Lagervara
- Begränsat lager – annars 2-4 veckors leveranstid
- Beställningsvara – 2-4 veckors leveranstid. Ej returrätt

Våra postoperativa skor är universala (säljs per styck).

POST-OP / TERAPISKOR



WPS

Framfotsavlastande post-op sko med 8° talus sula. Nylonöverdel och justerbara velcro-band. 34 mm yttersula.

Storlek: 35-48 (dubbelstorlekar)

Artikelnummer: 512100



Teraheel

Bakfotsavlastande post-op sko med bilateral stabilisering. Fullt öppningsbar med velcro, samt borttagbar posterior hälplatta.

Storlek: S-XL (4 str) • **Artikelnummer:** 511400



Stabil-D

Sandal med bilaterala stabilisatorer. Skydd mot anterior friktion, rigid rullsula samt EVA innersula.

Storlek: 35-46 (dubbelstorlekar)

Artikelnummer: 516000



TD

Framfotsavlastande post-op sko med rullsula, 8° vinkel dorsoflexion i innersulan, samt 22 mm yttersula. Nylonöverdel och justerbara velcro-band.

Storlek: 35-48 (dubbelstorlekar)

Artikelnummer: 510500

 Lagervara  Begränsat lager – annars 2-4 veckors leveranstid

 Beställningsvara – 2-4 veckors leveranstid. Ej returrätt

Våra postoperativa skor är universala (säljs per styck).

POST-OP / TERAPISKOR



Terapes

Post-op sko med semirigid yttersula.
Sömlös överdel, velcro, lätt vikt.
Storlek: 35-48 (dubbelstorlekar)
Artikelnummer: 512000



Tåskydd

För WPS, TD,
Terapes, Teraheel.
Storlek/Artikelnummer:
Medium 512105-001,
Large 512105-002



EriCare

Avlastande post-op sko med bra tå-
sprängning. Nylonöverdel och justerbara
vekcro-band, samt dubbla innersulor.
Storlek: S-XL • **Artikelnummer:** 911610

**OBS! I lager
från jan-22**



Tåskydd till Ericare

Storlek/Artikelnummer:
Medium 911611-001,
Large 911611-002



Orthop

Unisex sko i textil. OBS – säljs i par. För postop,
skydd och prevention. Fullt öppningsbar för
enkelt insteg, med justerbar volym som möjlig-
gör bandagering. Rull-sula i EVA, rigid med
2 mm slitsula i gummi. 5 mm EVA inlägg ingår.
Storlek: 36-48 • **Artikelnummer:** 911615



Multipodus

Trycksårsavlastande med mjuk padding och
lätt vikt. Flertalet velcro och varierbar volym.
Storlek/Artikelnummer: Large (->39) 700022-030,
X-Large (->49) 700022-031

Utbytesfoder

Storlek/Artikelnummer:
Large 700090-030, X-Large 800090-031

- Lagervara
- Begränsat lager – annars 2-4 veckors leveranstid
- Beställningsvara – 2-4 veckors leveranstid. Ej returrätt

Våra postoperativa skor är
universala (säljs per styck).

Med Orthotech's sortiment erbjuder vi det överlägsna behandlingsalternativet för tidig funktionsbehandling. Tidig funktionsbehandling bidrar framgångsrikt till en förbättring i behandlingsresultatet och förkortar rehabiliteringstiden. Skorna möjliggör en begränsad, säker stabiliserande rörelse och tryckavlastning. De ger ofta en mycket bra terapi jämfört med gips eller bandage med bland annat förbättrad mobilitet, vridstabilitet och förenklad sårbehandling.

Indikationer – Ortotech

INDIKATION / MODELL	Orthotech Stabil	Ortotech Stabil Safety	Vario Stabil	Reha Stabil
Ligamentskador i fotens kapsel	x	x		
Vissa bensskador i fot/fotled (t.ex stressfraktur)	x	x		
Artrit i fotleden	x	x		
Stukningar av fotleden	x	x		
Förebyggande vid ofta återkommande skador	x	x		
Immobilisering av vrist/ mellanfot	x	x		
Tidig funktionsbehandling av avslitna hälsenor			x	
Stabiliserande för begränsningar och rörelse-inducerad smärta i underben och bakfot			x	
Uppföljningsbehandling av frakturer och artrodeser			x	
Kompenserar för muskelsvaghet (förlamning)			x	x
Tillstånd efter en stroke				x
Slapp pares, Cerebral pares				x
Öppningsbar tåbox för kontroll och korrigerig av tå-position				x



ORTHOTECH FUNKTIONSBEHANDLING



Stabil Vit

Terapeutisk sko som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med snörming. Se vidare indikationsschema.

Storlek: 3-14 • **Artikelnummer:** 071750



Stabil Svart

Terapeutisk sko som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med snörming. Se vidare indikationsschema.

Storlek: 3-14 • **Artikelnummer:** 071751



Stabil Vit Velcro

Terapeutisk sko som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med velcrobånd för enkelt insteg. Se vidare indikationsschema.

Storlek: 3-13 • **Artikelnummer:** 071753



Stabil Svart Velcro

Terapeutisk sko som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med velcrobånd för enkelt insteg. Se vidare indikationsschema.

Storlek: 3-13 • **Artikelnummer:** 071752



Stabil Svart – Posterior Access

Terapeutisk sko som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med posterior dragkedja för enkelt bakre insteg. Se vidare indikationsschema.

Storlek: 3-13 • **Artikelnummer:** 071754



Stabil Svart Sandal

Terapeutisk sandal som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med velcrobånd för enkelt insteg. Lätt vikt.

Storlek: 3-14 • **Artikelnummer:** 071755



Lagervara



Begränsat lager – annars 2-4 veckors leveranstid



Beställningsvara – 2-4 veckors leveranstid. Ej returrätt

ORTHOTECH FUNKTIONSBEHANDLING



Stabil Safety

Terapeutisk sko med extra tåskydd.

Olje- och bensenresistent ytersula.

Storlek: 36-48 • **Artikelnummer:** 071770



Reha Stabil Svart

Terapeutisk sko för olika typer av förlamningstillstånd. Velcro remmar för enkelt insteg, och öppningsbar tåbox.

Storlek: 3-14 • **Artikelnummer:** 071734



Reha Stabil vit/grå

Terapeutisk sko för olika typer av förlamningstillstånd. Velcro remmar för enkelt insteg, och öppningsbar tåbox.

Storlek: 3-14 • **Artikelnummer:** 071733



Vario Stabil Vit

Terapeutisk sko särskilt lämpad vid behandling av akilles-senruptur. Kilinlägg medföljer. Se vidare nedan information. Beställs som "höger" eller "vänster" ref till stöveln.

Storlek: 3-14 • **Artikelnummer:** 073167



Vario Stabil Svart

Terapeutisk sko särskilt lämpad vid behandling av akilles-senruptur. Kilinlägg medföljer. Se vidare nedan information. Beställs som "höger" eller "vänster" ref till stöveln.

Storlek: 3-14 • **Artikelnummer:** 073169

Information Kil-inlägg för tvåsidig spetsfotställning för Orthotech Vario Stabil.

Terapiförloppet skall ovillkorligen överenskommas med behandlande läkare. 3 kilinlägg ingår.

Vecka 1-4:	130 grader spetsfotställning motsvarar ca 3 cm klackhöjd
Vecka 5-6:	120 grader spetsfotställning motsvarar ca 2 cm klackhöjd
Vecka 7-8:	110 grader spetsfotställning motsvarar ca 1 cm klackhöjd
Vecka 9-12:	Vid motsvarande sen-regenerering är det inte nödvändigt

Lagervara Begränsat lager – annars 2-4 veckors leveranstid

Beställningsvara – 2-4 veckors leveranstid. Ej returrätt

Botero Herr (12)

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
39	258	96	258	37
40	265	97	263	38
41	271	99	268	39
42	278	100	273	40
43	285	102	278	41
44	291	103	283	42
45	297	105	288	43
46	305	106	293	44
47	311	108	298	45

Diabetico

Storlek	A Längd	C Ball
39	255	270.5
40	261	275
41	268	279
42	274	283.5
43	281	288
44	287	292
45	295	296.5
46	302	300.5

Activity Hero, Darwin Evo

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
39	260	96	261	36
40	267	97	266	36
41	273	99	271	37
42	280	100	276	37
43	287	102	281	38
44	293	103	286	38
45	300	105	291	39
46	307	106	296	40

Venezia


Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
35	232	87	238	31
36	238	89	243	32
37	245	90	248	33
38	252	92	253	34
39	258	93	258	35
40	265	95	263	36
41	271	96	268	37

Activity Sport Grey

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
39	257	96	261	36
40	264	97	266	37
41	270	99	271	38
42	277	100	276	39
43	284	102	281	40
44	290	103	286	41
45	297	105	291	42
46	304	106	296	43
47	310	108	301	44

Deambulo X

Storlek	A Längd
36	238
37	245
38	252
39	258
40	265
41	271
42	278
43	285
44	291
45	297
46	305



Mått tagna på läst/Measures taken on last

Activity Itala, Activity Next Evo				
Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
35	232	87	241	34
36	238	89	246	34
37	245	90	251	35
38	252	92	256	35
39	258	93	261	36
40	265	95	266	36
41	272	96	271	37

Manet, X-diab Lady				
Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
35	232	87	251	37
36	238	89	256	38
37	245	90	261	39
38	252	92	266	40
39	258	93	271	41
40	265	95	276	42
41	272	96	281	43
42	278	98	286	44

X-diab (16)				
Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
36	235	93	262	39
37	242	95	267	40
38	248	96	272	41
39	255	98	277	42
40	262	99	282	43
41	268	101	287	44
42	275	102	292	45
43	282	104	297	46
44	288	105	302	47
45	295	107	307	48
46	302	108	312	49
47	308	110	317	50

Activity Freedom Evo				
Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
36	238	89	246	34
37	245	90	251	35
38	252	92	256	35
39	259	95	261	36
40	266	96	266	36
41	273	98	271	37
42	280	100	276	37
43	287	102	281	38
44	293	103	286	38
45	300	105	291	39
46	307	106	296	40
47	313	108	301	40

Masaccio				
Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
36	238	89	256	38
37	245	90	261	39
38	252	92	266	40
39	258	94	271	41
40	263	96	276	41
41	270	98	281	42
42	276	100	286	42
43	282	102	291	43
44	288	103	296	43
45	294	105	301	44
46	302	106	306	44
47	308	108	311	45

Caravaggio, Giotto Velcro GV				
Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
39	255	96	271	40
40	262	97	276	41
41	268	99	281	41
42	275	100	286	42
43	282	102	291	43
44	288	103	296	43
45	295	105	301	44
46	302	106	306	44
47	308	108	311	45

Activity Iron (D, H), Act. Wild, Darwin DCS Velcro				
Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
36	235	91	256	34
37	242	93	261	35
38	248	94	266	36
39	255	96	271	37
40	262	97	276	38
41	268	99	281	37.5
42	275	100	286	38
43	282	102	291	38.5
44	288	103	296	39
45	295	105	301	39.5
46	302	106	306	40
47	308	108	311	40.5

Derby, Sandalo, Asti				
Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	E Tå
35	232	92	265	43
36	238	93	270	44
37	245	95	275	45
38	252	96	280	46
39	258	98	285	47
40	265	99	290	48
41	272	101	295	49
42	278	102	300	50
43	285	104	305	51
44	292	105	310	52
45	298	107	315	53
46	305	108	320	54
47	312	110	325	55

Orthop (Post-op / terapi)

Storlek	A Längd	B Bredd	Skaftthöjd
36	225	93	95
37	240	95	95
38	245	95	100
39	250	96	100
40	260	98	105
41	270	100	105
42	280	102	105
43	285	105	107
44	290	105	110
45	295	108	110
46	300	110	112
47	305	110	113
48	310	113	115

Orthotech Stabil, Reha, Vario inkl. tjockt resp. tunt inlägg

Enhet UK stl	Referens EU stl	A Längd	B Bredd	C- tjockt Ball	C- tunt Ball	D- tjockt Häl	D- tunt Häl
3	35.5	234	83	227	230	326	329
4	37	243	85	233	236	337	340
5	38	251	87	238	241	343	346
6	39	259	89	243	246	355	358
7	40.5	268	91	248	251	368	371
8	42	276	93	254	257	374	377
9	43	285	95	259	262	381	384
10	44.5	293	97	264	267	389	392
11	46	302	99	269	272	399	402
12	47	310	101	273	276	411	414
13	48	318	103	279	282	416	419
14	50	327	105	288	291	428	431

WPS / Terapes / TD


Storlek	WPS Längd	Terapes Längd	TD Längd
35/36	230	226	230
37/38	240	240	245
39/40	253	255	260
41/42	265	269	275
43/44	275	280	290
45/46	290	296	300
47/48	295	308	310

Teraheel


Storlek	Motsvarar	Längd
S	(35/36/37)	222
M	(38/39/40)	243
L	(41/42/43)	263
XL	(44/45/46)	284

Orthotech Stabil Safety

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	D Häl
36	234	89	239	328
37	243	91	244	334
38	251	93	248	342
39	259	95	251	350
40	264	96	256	358
41	268	98	260	368
42	276	100	265	374
43	285	101	268	379
44	290	102	273	388
45	296	104	277	395
46	302	105	281	404
47	310	107	285	409
48	318	109	289	414



Mått tagna på läst/Measures taken on last



**Vi vill ge alla
människor med
funktionsvariationer
ett optimalt liv.**

**I denna broschyr presenterar
vi delar av vårt sortiment med
behandlingsskor för vuxna.**



www.erimed.se



Ellipsvägen 11
141 75 Kungens Kurva
Tel: +46 (0)8 - 449 56 50
E-post: info@erimed.se

Grafisk design: ClearDesign.se