

BARNSKOR

för ortopedisk individuell anpassning

2021
2022





Erimed's vision är att ge alla människor med funktionsvariationer ett optimalt liv.

Vi utvecklar och marknadsför produkter som bidrar till att underlätta samt optimera alla funktionsnedsatta individers aktiva vardagsliv med mottot "ingenting är omöjligt".

Vi erbjuder specialistkunnande, hög service och engagemang och har ett brett sortiment av högkvalitativa genomarbetade produkter till ortopedi-relaterade verksamheter.

I denna broschyr presenterar vi delar av vårt sortiment gällande barnskor. Vill ni se fler bilder eller få mer information om barnskosortimentet rekommenderar vi också vår hemsida där ni enkelt kan selektera fram aktuellt sortiment av alternativa barnskor utifrån individuella behov och önskemål. På hemsidan finner ni också vårt övriga sortiment.

Då sortimentet förändras från tid till annan kan vi ej garantera att samtliga produkter och storlekar i denna broschyr överensstämmer med dagssituationen.

För en uppdatering gällande hela vårt sortiment rekommenderar vi att ni besöker **www.erimed.se** eller kontaktar oss på **order@erimed.se** alternativt **Tel +46 8 449 56 50.**

Barnskor från Erimed

Barnskor för ortopediska ändamål är något som Erimed arbetat med sedan vår verksamhet startade på 80-talet. Med det är vi också stolta över den kunskap vi genom åren förvärvat. Vi har lärt av misstag och utvecklat såväl produkterna som sortimentsbredden, till att idag kunna erbjuda ett av de bredaste barnskosortimenten på marknaden.

Vi erbjuder 4 olika läst-typer – Normal, Ortos, Antivarus och Korsett, allt för att användaren med hjälp av en ortopedingenjör skall få så optimalt anpassade skor som möjligt. Därtill har vi ett stort antal olika modeller i vårt sortiment.

I denna broschyr delar vi upp barnsko-sortimentet efter modeller. Under varje sko återfinner ni information om vilka olika läst-typer som finns i just den modellen, samt vilka storlekar. Skorna har även färgkoder för att belysa lagerstatus. Då vårt sortiment ständigt förändras förbehåller vi oss rätten att sälja slut på vissa modeller utan att köpa in dem på nytt. Vi reserverar oss även för att vissa modeller eller storlekar av vårt ordinarie

lagersortiment tillfälligt kan ta slut, i väntan på lagerpåfyllnad. Vi kan även ha enstaka storlekar av tidigare modeller (som inte återfinns i denna broschyr) kvar i lager. För aktuell status – se vår hemsida www.erimed.se eller kontakta oss direkt.

Våra tillverkande enheter för barnskor

Vi är stolta över våra samarbeten med dessa två för oss mycket viktiga fabriker och dess personal. Deras engagemang, lyhördhet och hantverksmässiga kunnande gör det tryggt för oss att säga till er – våra kunder – att vi erbjuder det bästa.

Fabrikerna tillverkar skor till oss i små volymer. Tänk er – för vissa modeller beställer vi bara ett fåtal par skor i en specifik storlek och därtill kanske ytterligare ett par av samma modell, i samma storlek, men en annan läst. Ja – vi gör det inte lätt för våra fabriker – men vi gör det för alla de fantastiska barn som i slutänden blir så glada över sina fina skor, som anpassade hos en skotekniker helt enkelt blir "världs-bäst", för just dem.

CALZAMEDI 

Calzamedi® är ett spanskt företag med mångårig erfarenhet från tillverkning av barnskor för ortopediska ändamål. De är lyhörda kunniga och arbetar med högkvalitativa material och stor kvalitetskontroll för bäst möjliga skor i alla lägen.

CHRISS

Chriss® är ett italienskt företag med mångårig erfarenhet från och tillverkning av högkvalitativa hantverksgjorda barnskor. Varje par skor görs med kärlek, och att få ett par kängor från Chriss är lyckan för många barn.

SANDALER



Lanseras
hösten
2021

Vilde

Tuff sandal i nubuck och läder med fina färger inspirerade av skog och mark. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

452405 / MT. Storlek 23-38 ●



Jordan

Snygg sandal i blått och vitt läder. Stabil bakkappa, klippbara velcro-band, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

452005 / MT-L6. Storlek 18-32 ●

452000 / DV-L6. Storlek 18-32 ●



Molly

Fin sandal i blom-mönstrad rosa nubuck. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

450305 / MT-L6. Storlek 18-32 ●

450300 / DV-L6. Storlek 18-29 ●



Barby

Fin rosa sandal i nubuck samt blom-märke. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

450505 / MT. Storlek 17-33 ●

450500 / DV. Storlek 17-33 ●



Lagervara



Så länge lagret räcker

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

SANDALER



Camel

Stilren sandal i naturfärgad/beige nubuck, samt fin märksdetalj. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

450705 / MT. Storlek 16-38 ●

450700 / DV. Storlek 16-38 ●

450709 / Slim. Storlek 15-20 ●



Billy

Fin sandal med täckt tå i tvåfärgad blå nubuck. Stabil bakkappa, fullt öppningsbar, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

452705 / MT. Storlek 20-38 ●



Fia

Fin sandal med täckt tå i nubuck och färger som "choklad och jordgubbsglass". Stabil bakkappa, fullt öppningsbar, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

450605 / MT. Storlek 20-32 ●



Yoda

Sandal med stor volym för Ortos-användare. Grå/Svart nubuck och skinn. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

452208 / LO. Storlek 20-42 ●

● Lagervara

● Så länge lagret räcker

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

SANDALER



Kiwi

Stilren i svart läder med tygdetaljer i bakkappan. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, PU-sula. **Kiwi kan beställas per styck (splittade par).**

Artikelnummer/Läst:

- 451705 / MT-AK. Storlek 18-38 ●
- 451708 / LO-AK. Storlek 18-38 ●
- 451700 / DV-AK. Storlek 18-38 ●
- 451709 / MT-AK Korsett. Storlek 18-34 ●



Koala

Fin sandal i mörkblått läder med tygdetaljer. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, PU-sula.

Artikelnummer/Läst:

- 453205 / MT-AK. Storlek 18-38 ●
- 453208 / LO-AK. Storlek 20-38 ●
- 453200 / DV-AK. Storlek 20-38 ●
- 453209 / MT-AK Korsett. Storlek 23-38 ●



Chilli

Tuff röd sandal i rött läder och canvastyg samt tygdetaljer. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, PU-sula.

Artikelnummer/Läst:

- 451105 / MT-AK. Storlek 18-35 ●
- 451100 / DV-AK. Storlek 18-32 ●



Buggy

Tuff marinblå sandal i läder med röda detaljer. Lägre skafthöjd. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, gummi-sula. **Buggy kan beställas per styck (splittade par).**

Artikelnummer/Läst:

- 410205 / MT. Storlek 16-25 ●
- 410200 / DV. Storlek 16-25 ●



Lagervara



Så länge lagret räcker

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

SANDALER



Robin

Sandal-sko med täckt tå i mörkblått läder med tygdetaljer. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, PU-sula.

Artikelnummer/Läst:

456005 / MT-L6. Storlek 20-30 ●

456008 / LO. Storlek 20-30 ●



Zelma

Tuff trekking-sandal i rosa nubuck med fina detaljer. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, rejäl trekking-sula i Vibram.

Artikelnummer/Läst:

441805 / MT. Storlek 27-38 ●

441808 / LO. Storlek 27-38 ●



Max

Tuff trekking-sandal i ljusblå nubuck med blå detaljer. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, rejäl trekking-sula i Vibram.

Artikelnummer/Läst:

440805 / MT. Storlek 27-40 ●

440808 / LO. Storlek 27-40 ●



Leo

Sandal med täckt tå i grå och röd nubuck. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, trekking-sula.

Artikelnummer/Läst:

471505 / MT. Storlek 20-28 ●

471500 / DV. Storlek 20-30 ●

● Lagervara

● Så länge lagret räcker

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

SPORTSKOR



Lanseras
hösten
2021

Noa

Tuff sportsko i nubuck, läder och mesh, samt fina färger inspirerade av skog och mark. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

453405 / MT. Storlek 23-34 ●



Spirit

Stilren sportsko i svart läder och mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi. ***Spirit kan beställas per styck (splittade par).***

Artikelnummer/Läst:

460705 / MT. Storlek 18-38 ●

460718 / LO. Storlek 23-42 ●

460700 / DV. Storlek 18-38 ●

460719 / LK Korsett. Storlek 23-42 ●



Korsett



Alice

Stilren sportsko i vitt och rosa läder samt mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

465205 / MT. Storlek 18-35 ●

465200 / DV. Storlek 18-30 ●



Rex

Stilren sportsko i svart läder med gråa detaljer samt mesh. Lägre skafthöjd. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

454505 / MT. Storlek 25-36 ●

454508 / LO. Storlek 25-36 ●

● Lagervara ● Så länge lagret räcker

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

SPORTSKOR



Ted

Fin sportsko i vitt skinn med mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

461805 / MT. Storlek 20-40 ●

461808 / LO. Storlek 23-40 ●



Street

Tuff sportsko i svart skinn med vita detaljer och mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

472605 / MT. Storlek 28-40 ●

472608 / LO. Storlek 28-40 ●



Skate

Tuff sportsko i vitt skinn med röda detaljer och mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

473605 / MT. Storlek 28-40 ●

473608 / LO. Storlek 28-40 ●

473600 / DV. Storlek 29-37 ●



Zipper

Tuff sportkänga i läder för barn och ungdom med stor volym för ortos. Dragkedja runt skon som öppnar upp maximalt för enkelt insteg. EVA sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

163726 / Ortos. Storlek 25-34 ●

Storlek 20-24 samt 35-45 finns som beställningsvara 5-6 veckor.



● Lagervara

● Så länge lagret räcker

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

SPORTSKOR



Star

Fin sportsko i rött skinn med vita detaljer. Lågt skaft. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

- 470205 / MT. Storlek 20-35 ●
- 470208 / LO. Storlek 20-35 ●
- 470200 / DV. Storlek 20-35 ●



Jeans Blue

Tuff sportsko i blått canvastyg med vita detaljer. Lite högre skaft. Snörning samt dubbla dragkedjor ger stor öppning för enkelt insteg.

Artikelnummer/Läst:

- 463405 / MT. Storlek 20-35 ●
- 463408 / LO. Storlek 20-35 ●



Jeans Red

Tuff sportsko i rött canvastyg med vita detaljer. Lite högre skaft. Snörning samt dubbla dragkedjor ger stor öppning för enkelt insteg.

Artikelnummer/Läst:

- 462405 / MT. Storlek 20-35 ●
- 462408 / LO. Storlek 20-35 ●



Stor öppning



Inez

Fin sportsko i vitt läder med rosa detaljer. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

- 461405 / MT. Storlek 20-35 ●
- 461400 / DV. Storlek 20-38 ●



Bronx

Tuff sportsko i 3-färgat läder samt tygdetaljer. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

- 472305 / MT. Storlek 21-32 ●

VINTERSKOR



Buzz

Mycket fin vinterkänga i svart läder med silver och orange grovt tyg. Gummerad slask-kant, två velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bälgplös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst:

441605 / MT. Storlek 20-38 ●

441608 / LO. Storlek 20-38 ●

441600 / DV. Storlek 20-30 ●



Lanseras
hösten
2021

Joy

Mycket fin vinterkänga i svart läder med rosa och svart grovt tyg. Gummerad slask-kant, två velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bälgplös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst:

440605 / MT. Storlek 20-34 ●

440608 / LO. Storlek 20-34 ●



Lanseras
hösten
2021

Cody

Mycket fin vinterkänga i svart läder med blått och svart grovt tyg. Gummerad slask-kant, två velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bälgplös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst:

442605 / MT. Storlek 23-34 ●

442608 / LO. Storlek 23-34 ●



Loke

Mycket fin vinterkänga i svart nubuck och kraftig mörkgrå filt. Tre velcroremmar och kraftig gummisula. Skönt teddyfoder, stor öppning, bälgplös samt Sympatex membran. **Loke kan beställas per styck (splittade par).**

Artikelnummer/Läst:

446605 / MT. Storlek 22-38 ●

446608 / LO. Storlek 22-38 ●

446600 / DV. Storlek 22-38 ●



Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.



Lagervara



Så länge lagret räcker

VINTERSKOR



Saga

Mycket fin vinterkänga i kraftig röd filt, grovt tyg samt gummerad slaskkant. Tre velcroremmar och kraftig gummisula. Skönt teddyfoder, stor öppning, bäglös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst:

447605 / MT. Storlek 22-38 ●

447608 / LO. Storlek 22-34 ●

447600 / DV. Storlek 22-38 ●



Dolomiti

Tuff trekkingkänga i beige och svart nubuck samt gummerat tå- och hälparti. Snörning och kraftig gummisula. Vadderat innerfoder, stor öppning, samt Windtex membran.

Artikelnummer/Läst:

443825 / MT. Storlek 20-45 ●

443820 / DV. Storlek 20-38 ●



Isak

Tuff varmfodrad känga i svart skinn, gummerad slaskkant samt plös i grått grovt tyg. Tre velcroremmar, tuffa reflex-detaljer, gummisula, teddyfoder och stor öppning.

Artikelnummer/Läst:

445105 / MT. Storlek 25-38 ●

445108 / LO. Storlek 25-33 ●



Jamee

Tuff varmfodrad känga med lägre skaft i svart skinn samt plös i grått grovt tyg. Tre velcroremmar, kraftig gummisula, teddyfoder, stor öppning samt Windtex membran.

Artikelnummer/Läst:

442105 / MT. Storlek 32-42 ●

442108 / LO. Storlek 32-38 ●



● Lagervara ● Så länge lagret räcker

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

VINTERSKOR



Nemo

Fin vinterkänga i svart nubuck och mörkgrönt grovt tyg. Gummerad slask-kant, två velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bälgplös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst:

- 441105 / MT. Storlek 20-38 ●
- 441108 / LO. Storlek 20-38 ●
- 441100 / DV. Storlek 21-38 ●



Doris

Fin vinterkänga i rosa nubuck och grått grovt tyg. Gummerad slask-kant, två velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bälgplös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst:

- 441205 / MT. Storlek 21-38 ●
- 441208 / LO. Storlek 20-38 ●
- 441200 / DV. Storlek 21-38 ●



Frost

Fin vinterkänga i lila nubuck och svart grovt tyg. Gummerad slask-kant, två velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bälgplös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst:

- 441305 / MT. Storlek 20-38 ●
- 441308 / LO. Storlek 20-37 ●



Bruce

Vinterstövel i grågrön textil samt gummerad slask-kant runt stöveln. God volym, vattenavstötande, stor öppning samt kraftig gummisula.

Artikelnummer/Läst:

- 444105 / MT. Storlek 20-34 ●
- 444100 / DV. Storlek 28-38 ●



100% WATERPROOF



100% WINDPROOF



OPTIMALLY BREATHABLE



DURABLE



RECYCLABLE & RECYCLED



PFC-FREE



PTFE-FREE



CO2 NEUTRAL



Lagervara



Så länge lagret räcker

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

LK Korsett
Modell: Spirit

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
23	152	61	174
24	159	62.5	178
25	165	64	182
26	172	65.5	186
27	179	67	190
28	185	68.5	194
29	192	70	198
30	199	71.5	202
31	205	73	206
32	212	74.5	210
33	219	76	214
34	225	77.5	218
35	232	79	222
36	238	80.5	226
37	245	82	230
38	251	83.5	234
39	257	85	238
40	264	86.5	242
41	270	88	246
42	277	89.5	250

LO-AK Ortos
Modell: Koala, Kiwi

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
18	120	62.5	161.5
19	127	64	165.5
20	134	65.5	169.5
21	140	67	173.5
22	147	68.5	177.5
23	154	70	181.5
24	160	71.5	185.5
25	167	73	189.5
26	174	74.5	193.5
27	180	76	197.5
28	187	77.5	201.5
29	194	79	205.5
30	200	80.5	209
31	207	82	212.5
32	213	83.5	216
33	220	85	220
34	227	86.5	224
35	233	88	228
36	240	89.5	232
37	247	91	236
38	253	92.5	240
39	260	94	244
40	267	95.5	248.5
41	273	97	252.5
42	280	98.5	257

LO Ortos
**Modell: samtliga övriga
ej spec. angivna**


Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
16	107	52	164
17	114	53.5	168
18	120	55	172
19	127	56.5	176
20	133	58	180
21	140	59.5	184
22	146	61	188
23	152	62.5	192
24	159	64	196
25	165	66.5	200
26	172	67	204
27	179	68.5	208
28	185	70	212
29	192	71.5	216
30	199	73	220
31	205	74.5	224
32	212	76	228
33	219	77.5	232
34	225	79	236
35	232	80.5	240
36	239	82	244
37	245	83.5	248
38	252	85	252
39	259	86.5	256
40	264	88	260
41	271	89.5	264
42	277	91	268

LO Ortos
Modell: Max, Zelma

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
27	172	67	204
28	179	68.5	208
29	185	70	212
30	192	71.5	216
31	199	73	220
32	205	74.5	224
33	212	76	228
34	219	77.5	232
35	225	79	236
36	232	80.5	240
37	239	82	244
38	245	83.5	248
39	252	85	252
40	259	86.5	256

MT Normal – Slim
Modell: Camel

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
16	103	49	124
17	110	50	130
18	117	51	134
19	123	52	138
20	130	53	142



Mått tagna på läst/
Measures taken on last

MT-L6 Normal, DV-L6 Antivarus
Modell: Jordan, Molly, Robin

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
18	118	51	141
19	124	52	146
20	131	54	151
21	137	56	155
22	143	57	160
23	150	59	164
24	156	61	169
25	162	62	173
26	168	64	177
27	175	66	182
28	181	67	186
29	187	69	191
30	194	71	198
31	200	72	200
32	206	74	204
33	212	76	209
34	219	77	213
35	225	79	217
36	231	81	221
37	237	83	226
38	244	84	231

MT-AK Normal, DV-AK Antivarus
MT-AK Normal Korset
Modell: Koala, Kiwi, Chilli

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
18	121	53	142
19	127	54.5	146
20	134	56	151
21	141	57.5	155
22	148	59	159
23	155	60.5	163
24	161	62	166
25	168	63.5	170
26	175	65	174
27	181	66.5	178
28	188	68	181
29	195	69.5	185
30	201	71	190
31	208	72.5	194
32	215	74	198
33	221	75.5	201
34	228	77	205
35	235	78.5	209
36	241	80	214
37	248	81.5	216
38	254	83	222

MT Normal
Modell: Max, Zelma

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
27	172	65.5	182
28	179	67	186
29	185	68.5	190
30	192	70	194
31	199	71.5	199
32	205	73	203
33	212	74.5	208
34	219	76	212
35	225	77.5	216
36	232	79	222
37	239	80.5	226
38	245	82	230
39	252	83.5	234
40	259	85	238

MT Normal, DV Antivarus
Modell: samtliga övriga
ej spec. angivna

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
16	107	50.5	141
17	114	52	145
18	120	53.5	149
19	127	55	153
20	133	56.5	157
21	140	58	161
22	146	59.5	165
23	152	61	169
24	159	62.5	173
25	165	64	178
26	172	65.5	182
27	179	67	198
28	185	68.5	190
29	192	70	194
30	199	71.5	199
31	205	73	203
32	212	74.5	208
33	219	76	212
34	225	77.5	216
35	232	79	222
36	239	80.5	226
37	245	82	230
38	252	83.5	234
39	259	85	238
40	264	86.5	243
41	271	88	247
42	277	89.5	252

Ortos Bred
Modell: Zipper

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball	D Pådrag
20	133	60	178	235
21	139	62	182	243
22	146	63	186	251
23	153	64	190	259
24	159	65	194	267
25	166	67	198	275
26	173	69	202	283
27	179	71	207	291
28	186	73	211	299
29	193	74	215	307
30	199	75	220	315
31	206	76	225	325
32	213	78	229	333
33	219	80	233	341
34	226	81	237	349
35	232	83	241	357
36	239	85	245	365
37	246	86	248	375
38	252	88	252	385
39	259	89	256	395
40	266	91	260	405
41	272	93	263	415
42	279	94	266	425
43	286	96	269	435
44	292	98	272	445
45	299	99	275	454

Vi vill ge alla människor med funktionsvariationer ett optimalt liv.

Läs mer om oss och
våra produkter på
www.erimed.se



www.erimed.se



Ellipsvägen 11
141 75 Kungens Kurva
Tel: +46 (0)8 - 449 56 50
E-post: info@erimed.se

Grafisk design: ClearDesign.se