

PROTES

College Park Breeze.....	P1Db rev. 1	3
College Park celsiusfot.....	P1Da rev.1	5
College Park Tresfot.....	P1D rev.1	7
Seattle Kinetic Edge	P2A rev.2.....	9
Seattle Light Foot, för barn och vuxen.....	P2 rev.2.....	11
Seattle Energy Foot, för barn och vuxen.....	P2B rev.2	13
College Park Tributefot.....	P1E rev.1	15
College Park Odyssey K2 (Låg)	P1F rev. 1.....	17
College Park Odyssey K3 (Moderat)	P1G rev. 1	19
College Park Accentfot, den ställbara.....	P1A rev.2.....	21
College Park TruStepfot	P1 rev2.....	23
College Park Venturefot.....	P1C rev.2	25
College Park Onyx fot.....	P1Ca rev.1	27
Seattle Triumph	P2B rev.5	29
College Park velocity	P1F rev.1.....	31
Colege Park Soleus.....	P1Aa rev.4	33
College Park TruPer barnfot.....	P3 rev.1	35
College Park Scout barnfot.....	P3A rev.1	37
College Park SideKicks	P3C rev. 1	39
Barn 22mm standard adapter.....	P3B rev.3	41
Titan 30mm standard adapter	P1B rev.4	43
Special adaptrar 30 mm	P1Ba rev.4	45
Flexionsplatta 30mm	P1Bc rev. 1.....	47
Torsionsadapter.....	P1Bc rev. 1.....	48
Adaptrar för tungviktare 30 mm	P1Bb rev.2	49
Pinnlås tre varianter, ingjutning	P4 rev.2.....	51
Pinnlås med ankare, modul	P4B rev.2	53
Summit Lock, Coyote design.....	P4C rev.1	55
Ventiler.....	P4D rev.3	57
Genesee Liner, TPE	P4H rev. 1	59
LITE Vakuumring	P4E rev. 1	61
LITE Excelsior Cushion Liner, TPE	P5 rev.1.....	63
LITE Excelsior Locking Liner, TPE	P5B rev.1	65
LITE Arm Liner, Silikon	P5C rev.1	67
LITE GEL Cushion Liner, 'den blå'.....	P6 rev.5.....	69
LITE Dummy Liner i silikon	P6A rev. 1	71
LITE GEL Locking Liner, 'den blå'	P6B rev.5	73
Lite TPE gelsCup och Pads.....	P5 rev.1	75
LITE GEL TF Trans Femoral, 'den grå'.....	P6C rev.3	77
LITE Silikonhylsa Locking, Nano-Slide.....	P6D rev.1	79
LITE Silikonhylsa Cushion, SkinTex2 SOFT.....	P6E rev.1	81
LITE Silikonhylsa Locking, SkinTex2 SOFT	P6F rev.1.....	83
LITE Silikonhylsa Locking, SkinTex6 SOFT	P6Fa rev.1.....	85
LITE Silikonhylsa Cushion, SkinTex6 SOFT	P6Ea rev.1	87
Alps GP General Purpose, Cus/Lock, GPDT/ GPFR	P7B rev.1	89
Alps PSI Liner, PSI	P7C rev.1	91
Alps AKDT Liner lårbenhylsa, AKDT	P7D rev.1	93
Alps Smart Seal Liner, SBFR	P7Eb rev. 2	95
Alps Anterior Posterior Liner, APFR.....	P7F rev. 1	97
Alps Eco Liner	P8 rev. 1	99
Alps Easy Liner med distalt fäste, ELDT	P9 rev.2	101
Alps Silikonhylsa med distalt fäste, ClearPro	P14 rev.1	103
Alps Silicone Pro	P14b rev. 1	105
Alps Easy Liner utan distalt fäste, ELPX/ ELF.....	P10 rev.2	107
Alps PadSil distal kudde, PDS.....	P15 rev.4	109
Alps Skin Reliever, ENCP	P16 rev.2	111
Monolock 1313 knäled	P18 rev.2	113
A6 knäex.led med/ utan lås, 1321	P19 rev.5.....	115
A2 Broms knä	P19c rev.1	117
Guardian bromsknäled, CPI	P19B rev.1	119
KK-S802 Knäfyraxlat. med/ utan lås, KenDall	P20A rev.1.....	121
KK-WA305 Badknäled. med/ utan lås, KenDall.....	P20B rev.2	123
KK-503A1 knäled pneumatisk, KenDall.....	P23B rev.2	125

KK-600 Safety knee Friktionsknäled, KenDall.....	P18 rev.2	127
9cd Victor pneumatiskt bromsknä, CPI	P19B rev.1	129
KK-951 Geometriskt låsningssystem, KenDall.....	P18A rev.4.....	131
Swan100 Multiaxel bouncing knä, Lapoc	P18Ab rev.2	133
Step Sport knäled, Lapoc	P18C rev.1	135
Capital hydraulic knee	P18F rev. 1.....	137
KK-701 Höftex.led fyraxlad, KenDall	P25 rev.2	139
H2 Höftex.led fyraxlad, 1332A.....	P26 rev.2	141
KK-102 barnknäled med/ utan lås, KenDall.....	P24 rev.4	143
AXIS Shoulder Joint	P70 rev. 1	145
LITE sleeve, blå, beige, svart, preflexad	P38 rev.6	147
Gensee sleeve, beige.....	P38B rev. 1	149
i-sleeve, svart/ beige.....	P39 rev.2	151
Durasleeve neopren	P40 rev.2	153
Alps Easy Sleeve, SLE/ SFR/ SFB.....	P12 rev.6	155
TES bälte för lårbensproteser i neopren.....	P41 rev.2	157
Pådragspåse – EasyProth.....	P42 rev.2	159
CoolMax tåstrumpor för små och större barn	P49 rev.1	161
CoolMax strumpor för protes, ortos och höftex.	P50 rev.5	163
Stumpstrumpor utan hål	P51 rev.7	165
Stumpstrumpor med hål	P52 rev.5	167
Tensitube stumpkrympare	P55 rev.2	169
Kosmetikstrumpor.....	P56 rev.3	171
Snabbkosmetik "New Idia", Lapoc.....	P60 rev.1	173
Kosmetik i polyetenskum, BK/ AK	P61 rev.3	175
Duschstrumpha, DryCorp.....	P65 rev.2	177

ORTOS

AFO pp- skena Två styvheter, Tre storlekar	O1 rev.1	179
AFO Barn dorsalskena	O1A rev.1	181
Easy Walk Advance II.....	O1Aa rev.1	183
Easy Walk Stability	O1Ab rev.1	184
Easy Walk Fixation	O1Ac rev.1	185
Easy Walk KITE.....	O1Ad rev.1	186
AFO carbon	O1b rev. 2	187
Evenup	O2A rev.1	189
AFO Air Cushion Ankle	O3 rev.3	191
AFO UFO Nattskena, även till barn	O4 rev.3	193
AFO malleonite Nattskena.....	O4b rev.1	195
AFO Dictus band, Original.....	O5 rev.4	197
AFO Dictus band, Flex	O5A rev.1	199
AFO Dictus Hip	O5B rev.1	201
AFO AF Servo	O6 rev.1	203
AFO FootRest Anti-hälsår.....	O7F rev.1	205
AFO Multi-Podus Anti-hälsår	O8 rev.2	207
KO Plast immobilizer	O10 rev.2	209
LSO SPINA SERVO, med rattdrag	O29 rev.1	211
HO Höftabduktionsortos	O23 rev.1	213
CoolMax korsettlinne	O30 rev.2	215
Korsett t-shirt barn & vuxen	O31 rev.2	217
Tibiafrakturortos	O39 rev.1	219
Humerusfrakturortos	O40 rev.1	221
CO Tracheotomy, halskragar	O51 rev.2	223
C Danmar skyddshjälmar	O60 rev.1	225

MATERIAL

eriflex, för flexibla hylsor	M3 rev.1	227
Trikåslang	M4 rev.5	229
Kolfibersulor, plattor	I15 rev.3	231
Gudo spännen	M10 rev. 1	233



College Park Breeze™



Breeze är lämplig för låg aktiv brukare. Kolfiberfoten är möjlig att använda som bad fot, borra då upp ett 6 mm hål i kosmetiken på markerade stället. Breeze har sandaltå och en relativt låg bygghöjd 6,2 cm. Breeze är designad med lyft tå för lättare avrullning.

Tillverkas i storlek 21 till 30cm.

Beställningssedel på baksidan

erimed

Beställningssedel College Park *Breeze* fot

Ortopedingenjörens namn: _____

OTA adress: _____

Tele: _____ Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Har tidigare gått på: _____

Höger storlek: _____

761920-1XX

Vänster storlek: _____

761920-0XX



- Röradapter 30 mm (tillval)
- Rör med adapter 30 mm (tillval)

Tillbehör: _____

erimed international Box 5028, 141 05 Huddinge
Tel 08- 449 56 50, Fax 08- 646 47 67
order@erimed.se, www.erimed.se



College Park **celsus**™



celsus är lämplig för låg till medel aktiv brukare.
Kolfiberfoten är förvånadsvärt rörlig har en låg vikt (stl 26 521g)
fotkosmetik med sandaltå och relativt låg bygghöjd 6,4 cm.
Godkänd till 136 kg, storlek 21 till 30cm.



Beställningsssedel på baksidan



Beställningssedel College Park celsus

Ortopedingenjörens namn: _____

OTA adress: _____

Tele: _____ Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Har tidigare gått på: _____

En färg knapp på toppen av fot pyramiden indikerar fot styvheten.
Styvhetsgrad: Mjuk (gul), Medel (röd) och Hård (blå)

celsus fot matchning		
Vikt kg	Aktivitets nivå	Styvhetsgrad
<55	Låg till medel	Mjuk (gul)
56-64	Låg	Mjuk (gul)
56-64	Medel	Medel (röd)
65-73	Låg till medel	Medel (röd)
74-82	Låg	Medel (röd)
74-82	Medel	Hård (blå)
83-100	Låg till medel	Hård (blå)

Höger storlek: _____ Styvhetsgrad: Mjuk (gul) Medel (röd) Hård (blå)
761450-1XX

Vänster storlek: _____ Styvhetsgrad: Mjuk (gul) Medel (röd) Hård (blå)
761450-0XX

- Röradapter 30 mm (tillval)
- Rör med adapter 30 mm (tillval)




Tillbehör: _____



College Park Tres™




Tres är lämplig för låg till medel aktiv nivå. Kolfiberfoten är fast monterad i fotkosmetiken färdig att använda, med sandaltå och relativt låg bygghöjd 6,4 cm.



Tillverkas i storlek 21 till 30cm.

Beställningssedel på baksidan



Beställningssedel College Park *Tres fot*

Ortopedingenjörens namn: _____

OTA adress: _____

Tele: _____ Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Har tidigare gått på: _____

En färg knapp på toppen av fot pyramiden indikerar fot styvheten.
Styvhetsgrad: Mjuk (gul), Medel (röd) och Hård (blå)

Tres fot matchning		
Vikt kg	Aktivitets nivå	Styvhet
<55	Låg till medel	Mjuk (gul)
56-64	Låg	Mjuk (gul)
56-64	Medel	Medel (röd)
65-73	Låg till medel	Medel (röd)
74-82	Låg	Medel (röd)
74-82	Medel	Hård (blå)
83-100	Låg till medel	Hård (blå)

Höger storlek: _____ Styvhetsgrad: Mjuk (gul) Medel (röd) Hård (blå)

Vänster storlek: _____ Styvhetsgrad: Mjuk (gul) Medel (röd) Hård (blå)

Röradapter 30 mm (tillval)
Rör med adapter 30 mm (tillval)

Tillbehör: _____



SEATTLE Kinetic Edge™

Prisvärd multi-axel ankelfot



Tillverkas i storlek 22 till 30cm.

SEATTLE Kinetic Edge

- K2 på väg till K3, fot med integrerad muti-axel ankel
- Delad tå kosmetik
- Full längd, komposit blad
- max vikt 166 kg



erimed

Beställningssedel SEATTLE Kinetic Edge

Ortopedingenjörens namn:

OTA adress:

Tele:_____

Fax:_____

Patientuppgifter

Namn:_____

Seattle Kinetic Edge

Ankel hårdhet beroende på fot storlek (cm)

Vikt storlek →	22	23	24	25	26	27	28	29	30
137-166 kg •	4	4	5	5	5	5	5	5	5
100-136 kg	3	3	4	4	4	4	4	4	4
81-99 kg •	2	2	3	3	3	3	3	3	3
61-80 kg •	1	1	2	2	2	2	2	2	2
<60 kg •	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Höger storlek:_____ Kategori 1, 2, 3, 4 (ringa in)

Vänster storlek:_____ Kategori 1, 2, 3, 4 (ringa in)

Fotkosmetik: vit ljus brun mörk brun

- Röradapter 30 mm (tillval)
 Rör med adapter 30 mm (tillval)

Tillbehör:_____

erimed international Box 5028, 141 05 Huddinge
Tel +46 8- 449 56 50, Fax +46 8- 646 47 67
info@erimed.se, www.erimed.se



Seattle Light Foot inklusive spacer & pyramid



- | | |
|-----------------|--|
| Särdrag: | <ul style="list-style-type: none">• Lätt• Snygg smäcker design• Lämplig till alla nivåer, även Symes |
| Storlek: | <ul style="list-style-type: none">• <i>Seattle Light Foot</i>
Storlek 22 till 30 cm,
klackhöjd 1,0cm |

Art. nr. och storlek på baksidan

Lagervara

		Seattle Light Foot för Vuxen
	Höger storlek: 650135-1XX Vänster storlek: 650135-0XX	Storlek 22 till 30 cm, klackhöjd 1 cm Inklusive spacer och pyramid (kil F7 lagervara)
	650300-000	Symes Nut, fot storlek 22-29cm
	653300-000	Laminating Core storlek 22-29
	650310-000	Seattle Ankle Block storlek 22-29
	650210-000	Spacer, fot storlek 22-29cm
	650240-000	Fot Pyramid, vuxen titan



Seattle Energy Foot & Child's Play Energy



SEATTLE Energy & Child's Play Energy

- K3 fot med dynamisk tå och mjuk häl
- Delad tå kosmetik på vuxenfoten samt pyramid
- Full längd, komposit blad
- max vikt 136 kg
- *Seattle Energy Foot Storlek 22 till 30 cm*
- *Child's Play Energy Storlek 13 till 21 cm*

		Seattle Energy Foot för Vuxen
	<p><i>Höger storlek:</i> 650136-1XX <i>Vänster storlek:</i> 650136-0XX</p>	<p>Storlek 22 till 30 cm Ange storlek sida och vikt vid beställning</p>
		Seattle Child's Play Energy
	<p><i>Höger storlek:</i> 650133-1XX <i>Vänster storlek:</i> 650133-0XX</p>	Storlek 13 till 21cm
	<p>650301-000 650302-000 650303-000</p>	Symes Nut, fot storlek 13-15cm Symes Nut, fot storlek 16-18cm Symes Nut, fot storlek 19-21cm
	<p>650241-000 650243-000 650245-000</p>	Spacer, fot storlek 13-15cm Spacer, fot storlek 16-18cm Spacer, fot storlek 19-21cm
	<p>653301-000 653302-000 653303-000</p>	Laminating Core storlek 13-15 Laminating Core storlek 16-18 Laminating Core storlek 19-21
	<p>650314-000 650315-000 650316-000</p>	Energy Ankle Block storlek 13-15 SAB314 Energy Ankle Block storlek 16-18 SAB315 Energy Ankle Block storlek 19-21 SAB316
	650003-285	Fot Pyramid, barn AAAK 285



College Park Tribute™

Tribute avancerad enkelhet, prisvärd rörlighet




Tributefoten är lämplig för låg till medel aktiv nivå.
Stride Control™ för enkel individuell gångoptimering.
Patenterad rörfottätning ingår för enkel övergång mellan fot
och vad kosmetik. *Tribute* har relativt låg bygghöjd 6,1 cm.



Tillverkas i storlek 21 till 30cm.

Beställningssedel på baksidan

P1E rev. 1



Beställningssedel College Park *Tribute* fot

Ortopedingenjörens namn: _____

OTA adress: _____

Tele: _____ Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Har tidigare gått på: _____

Vikt på patient: _____ kg

Höger storlek: _____
761500-1XX

Vänster storlek: _____
761500-0XX

Fotkosmetik: vit svart

- Röradapter 30 mm (tillval)
- Rör med adapter 30 mm (tillval)

Tillbehör: _____



EN BÅGE FÖR ATT STÄLLA ALLT RAKT

Val av kategori



	21-30 CM	21-30 CM	25-30 CM
Belastning	0-63 KG	64-81 KG	82-100 KG
Låg	SOFT	MEDIUM	FIRM



erimed Beställningsmedel ODYSSEY

Ortopedingenjörens namn:

Höger storlek: _____
762900-1XX

Vänster storlek: _____
762900-0XX

Tele: _____

Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Val av rätt kategori:
1. Välj rätt aktivitetskolumn

SOFT MEDIUM FIRM X-FIRM
(ringa in)

Information	Storlek	Maxvikt	Kosmetik
	21-30 cm 136 kg Sandalå		

erimed international Box 5028, 141 05 Huddinge
Tel +46 8- 449 56 50, Fax +46 8- 646 47 67
Order@erimed.se, www.erimed.se



GENERAL INSTRUCTIONS

MOUNTING

Use only high quality endoskeletal components.

ASSEMBLY AND DISASSEMBLY

(for sock replacement)


Use the FootHorn to don and doff the foot shell. Remove the CPI Sock and replace as needed. Any further disassembly or modification of components will void the warranty.

HYDRAULIC RANGE

The Odyssey_{K2} foot has 12° of hydraulic motion. The foot is designed to provide 1° hydraulic dorsiflexion from the neutral standing position. This is intended to prevent midstance drift; the sensation of user instability (lacking toe support) during standing.

The foot was developed utilizing a flexible composite base. As a result, a typical user will experience an additional range of dynamic motion during ambulation.


Note: Excessive angular adjustment will affect the hydraulic range of the foot. After making an alignment change, ensure that the user retains 1° of hydraulic dorsiflexion.



DYNAMIC ALIGNMENT


Have the user begin by walking on level ground, to evaluate the heel-toe resistance and gait timing. Using a 3mm hex key, adjust for planterflexion resistance first, then dorsiflexion.

Finalize dynamic alignment by observing the user walking on an inclining-declining surface (ramp). Make further adjustments to the resistance valves as necessary.



BENCH ALIGNMENT

The weight line should divide the foot at 1/3 heel lever to 2/3 toe lever. It will fall just anterior of the pyramid.



STATIC ALIGNMENT

Using a 3mm hex key for adjustment, the hydraulic valves should be set at minimum resistance. Have the user stand comfortably and evaluate the heel-toe balance of the foot.

They will sense the hydraulic movement of the ankle but should not feel like they are falling forward or backward. Use alignment to position the foot at the point where they feel the most balanced.

SYMPTOM	ALIGNMENT CHANGE
Falling Forward	Shift foot anterior relative to the socket

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Have the user practice standing up from a seated position in order to acclimate to the motion of the ankle. Use caution when driving. Make sure the user is comfortable with the motion of the ankle if using the Odyssey_{K2} as their driving foot.

Val av kategori



21-30 CM					
KG	0-63	64-72	73-81	82-91	92-100
LOW	SOFT	SOFT	MEDIUM	MEDIUM	FIRM
MODERAT	SOFT	MEDIUM	MEDIUM	FIRM	X-FIRM

erimed

Beställningsedel ODYSSEY

Otropedingenjörrens namn:

Höger storlek: _____
762903-1XX
OTA adress:

Vänster storlek: _____
762903-0XX

Tele: _____

Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Val av rätt kategori:
1. Välj rätt aktivitetskolumn

SOFT MEDIUM FIRM X-FIRM
(ringa in)

Information

Storlek
Maxvikt
Kosmetik
21-30 cm
125 kg
Sandalå



HYDRA LFOT
K3 (moderat aktivitet)
Komposit fotplatta
Dubbel inställning
Plantar / dorsal

erimed international Box 5028, 141 05 Huddinge
Tel +46 8- 449 56 50, Fax +46 8- 646 47 67
order@erimed.se, www.erimed.se



GENERAL INSTRUCTIONS

GENERAL INSTRUCTIONS

MOUNTING

Use only high quality endoskeletal components.

ASSEMBLY AND DISASSEMBLY (for sock replacement)


Use the FootHorn to don and doff the foot shell. Remove the CPI Sock and replace as needed. Any further disassembly or modification of components will void the warranty.

HYDRAULIC RANGE

The Odyssey_{K3} foot has 12° of hydraulic motion. The foot is designed to provide 3° hydraulic dorsiflexion from the neutral standing position.

The foot was developed utilizing a dynamic carbon fiber base. As a result, a typical user will experience an additional range of dynamic motion during ambulation.

Note: Excessive angular adjustment will affect the hydraulic range of the foot. After making an alignment change, ensure that the user retains 3° of hydraulic dorsiflexion.



STATIC ALIGNMENT

Using a 3mm hex key for adjustment, the hydraulic valves should be set at minimum resistance. Have the user stand comfortably and evaluate the heel-toe balance of the foot.



They will sense the hydraulic movement of the ankle but should not feel like they are falling forward or backward. Use alignment to position the foot at the point where they feel the most balanced.

SYMPTOM	ALIGNMENT CHANGE
Falling Backward	Shift foot posterior relative to the socket
Falling Forward	Shift foot anterior relative to the socket

DYNAMIC ALIGNMENT

Have the user begin by walking on level ground, to evaluate the heel-toe resistance and gait timing. Using a 3mm hex key, adjust for planterflexion resistance first, then dorsiflexion.

Finalize dynamic alignment by observing the user walking on an inclining-declining surface (ramp). Make further adjustments to the resistance valves as necessary.




BENCH ALIGNMENT

The weight line should divide the foot at $1/3$ heellever to $2/3$ toe lever. It will fall just anterior of the pyramid.

DESIRED RESULT	VALVE ADJUSTMENT
Firmer Planterflexion	Turn P-valve clockwise (more resistance)
Softer Planterflexion	Turn P-valve counterclockwise (less resistance)
Firmer Dorsiflexion	Turn D-valve clockwise (more resistance)
Softer Dorsiflexion	Turn D-valve counterclockwise (less resistance)

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Have the user practice standing up from a seated position in order to acclimate to the motion of the ankle. Use caution when driving. Make sure the user is comfortable with the motion of the ankle if using the Odyssey_{K3} as their driving foot.






College Park Accent™



*Accent en knapptryckning mellan högklackat och barfota,
med sandaltå och genialiskt flexibelt ankelblock som tar upp
rörelsen i ankeln.*

Justerbar 51 mm



storlek 21 till 28cm.
Beställningssedel på baksidan

erimed

Beställningssedel College Park Accent fot



Ortopedingenjörens namn: _____

OTA adress: _____

Tele: _____ Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Har tidigare gått på: _____

Amputerad sedan: _____ Längd: _____ Vikt: _____

Höger storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____
IP761600-1XX / DP761700-1XX


Vänster storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____
IP761600-0XX / DP761700-0XX

Fotkosmetik: vit svart

Ankel val:


pyramid IP Dynamiskt pylon

Accent IP



Accent DP

4-Hole	21-24 cm	198 mm
Male	202 mm	203 mm
Female	211 mm	215 mm



erimed international Box 5028, 141 05 Huddinge

Tel 08- 449 56 50, Fax 08- 646 47 67


order@erimed.se, www.erimed.se

P1A rev. 2

22



College Park TruStep



Rör/fot tätning



College Park foten är känd för sin oöverträffade ankel.

Vilken möjliggör kontrollerad vridning/ böjning
i ankelns alla axel riktningar

Storlek:

- 22 till 31 cm,
klackhöjd 13 mm

Ankel typ:

- Integrerad pyramid eller
universal ankel

Beställningssedel på baksidan

erimed

Beställningssedel College Park TruStep fot

Ortopedingenjörens namn: _____

OTA adress: _____

Tele: _____ Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Herr Dam Ålder: _____

Amputerad sedan: _____ Längd: _____ Vikt: _____

Aktivitetsnivå: Hög 5 4 3 2 1 Låg

Har tidigare gått på: _____

Höger storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____
761100-1XX

Vänster storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____
761100-0XX

Fotkosmetik: vit svart

Ankel val: Integrerad pyramid Universal



- Rör/fot tätning (tillval)
- Röradapter 30 mm (tillval)
- Rör med adapter 30 mm (tillval)

Tillbehör: _____



College Park Venture™



en fusion av energilagring & rörlighet

Energilagring, fotplattan av kolfiber sträcker sig hela vägen från häl till tåparti, ankelns fästpunkter ger fotplattan lång momentarm för bästa flexibilitet.

Rörlighet, ankeln ger foten ett normalt rörelseomfång och som alltid vad gäller College Parks fötter, finns utbytbara gummin för individuell anpassning.

Utseende, College Park har lagt ner stor möda på att få till en snygg fotkosmetik, samt rör/fottätning för smidig service och kosmetiklösning.



Tillverkas i storlek 21 till 30cm.

Beställningssedel på baksidan

erimed

Beställningssedel College Park Venture fot

Ortopedingenjörens namn: _____

OTA adress: _____

Tele: _____ Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Herr Dam Ålder: _____

Amputerad sedan: _____ Längd: _____ Vikt: _____

Aktivitetsnivå: Hög 5 4 3 2 1 Låg

Har tidigare gått på: _____

Höger storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____
761300-1XX


Vänster storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____
761300-0XX

Fotkosmetik: vit svart

Ankel val:

pyramid och rör/fot tätnings (standard)

EXO ankel block



- Röradapter 30 mm (tillval)
 Rör med adapter 30 mm (tillval)

Tillbehör: _____



College Park Onyx™



Onyx kombinerar dynamiskt komposit stag med multi-axelfot teknik för att möta kraven från aktiva brukare. Lätt att anpassa både plantar/dorsalflektionen, samt fin inställa häl hårdheten. Fot storlek 21-30 cm.



Dynamic Pylon



Multi-Axial Function



Angle Control Shims



Adjustable Stride Control

Beställningssedel på baksidan

P1Ca rev. 1

erimed

Max 125 kg



Beställningssedel College Park Onyx fot

Ortopedingenjörens namn: _____

OTA adress: _____

Tele: _____ Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Har tidigare gått på: _____


Amputerad sedan: _____ Längd: _____ Vikt: _____

Höger storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____
761800-1XX

Vänster storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____
761800-0XX

Fotkosmetik: vit svart

Adapter: 4-hål Han Hon





SEATTLE Triumph™

mjukt framåt moment för en naturlig gång



Tillverkas i storlek 22 till 30cm.

Triumph, 'S'-Form främjar mjuk plantar flektion och ger jämn kontrollerad energi återgivning genom gång cykeln.

Triumph, tål tuffa tag godkänd för 166 kg.

Triumph, ger viss axel rotationsmöjlighet och har två delad fjäder.

Triumph, levereras med den erkänt snygga Seattle kosmetiken.

erimed

Beställningssedel SEATTLE Triumph

Ortopedingenjörens namn:

OTA adress:

Tele:_____

Fax:_____

Patientuppgifter

Namn:_____

Herr Dam Ålder:_____

Amputerad sedan:_____ Längd:_____ Vikt:_____

Aktivitetsnivå: Hög 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Låg

Har tidigare gått på:

Höger storlek:_____ Underben Lårben

Stumplängd:_____

Vänster storlek:_____ Underben Lårben

Stumplängd:_____

Fotkosmetik: vit svart

- Röradapter 30 mm (tillval)
- Rör med adapter 30 mm (tillval)

Tillbehör:_____

höjd 18 cm
max 166 kg
22-30 cm
vikt 493 g(25)



Category	Low		Medium	High
	Walking Uneven Surfaces	Light Sport	Running, basketball	
9	141-166 kg	124-145 kg	106-125 kg	
8	121-140 kg	106-123 kg	91-105 kg	
7	101-120 kg	89-105 kg	76-90 kg	
6	91-100 kg	80-88 kg	69-75 kg	
5	81-90 kg	71-79 kg	61-68 kg	
4	71-80 kg	62-70 kg	53-60 kg	
3	66-70 kg	58-61 kg	50-53 kg	
2	60-65 kg	53-57 kg	46-49 kg	
1	< 60 kg	< 53 kg	< 46 kg	

erimed international Box 5028, 141 05 Huddinge
Tel +46 8- 449 56 50, Fax +46 8- 646 47 67
order@erimed.se, www.erimed.se



College Park velocity™

För ett följsamt steg

- Velocity har relativt låg bygghöjd, velocity's kolfiberfjädrar är sammankopplade i täpartiet. Fjädrarna samverkar för en följsam sömlös övergång från hälslättning till toe-off
- Kombinerar hög funktionalitet med fast inställning, en liten finjustering av hälfjäder hårdheten är dock möjlig.



MOUNTING	WEIGHT LIMIT (LBS)	SIZE RANGE (CM)	IMPACT LEVEL	CLEARANCE (CM)	WEIGHT (G)*
ENDO (IP)	250 (25-26 CM) 275 (27-30 CM)	25-30	L M H	11.8-13.0	638

Beställningsedel på baksidan



Beställningssedel College Park Velocity fot

Ortopedingenjörens namn: _____

OTA adress: _____

Tele: _____ Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Har tidigare gått på: _____

Amputerad sedan: _____ Längd: _____ Vikt: _____

Höger storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____
761910-1XX

Vänster storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____
761910-0XX

Fotkosmetik: vit svart



Velocity foten finns mellan 25-30 cm
Max patientvikt 25-26 113kg
27-30 125kg



College Park Soleus™


Nu även saltvattensäkrad

Tre fjädrar ger ett mjukt och balanserat steg


- Multipla fjäder element samverkar för att ge en sömlös övergång från hälisättning till toe-off
- Polycentrisk ankel design ger överlägsen ståfas kontroll
- Inbyggd vertikal stötdämpning




INTEGRATED SPRING TECHNOLOGY



WALKING



MODERATE ACTIVITY



HIGH ACTIVITY

Den patenterade Soleus™ foten integrerar tre fjäder element genom ett starkt flexibelt plantar ligament.

Soleus fotens unika design ger en mjuk balanserad fot som återger en stor del av energin från hälisättning till toe-off.



Beställningssedel College Park Soleus fot

Ortopedingenjörens namn: _____

OTA adress: _____

Tele: _____ Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Har tidigare gått på: _____

Amputerad sedan: _____ Längd: _____ Vikt: _____

Höger storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____

Vänster storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____

Fotkosmetik: vit svart


Adapter:

Han

Rör



Specifications:



Max vikt 21-24 cm 100 kg
25-26 cm 113 kg
27-30 cm 125 kg

Bygg höjd fotstorlek
21-24 cm 25-26 cm 27-30 cm
16,3 cm 18,0 cm 19,3 cm

Fyrhals/ hanpyramid
art. nr. 650051-002 2W015-1

Fyrhals/ röradapter
art. nr. 620200-641 2W064-1

Soleus foten finns mellan 21-30 cm



College Park barnfot



Endo, rör/fot tätning



Exo, block sats



Exo, Växtförlängningsplattor

En multiaxial, dynamisk fot tillverkad speciellt för barn!

TruPER-foten tillåter barn att springa, hoppa och göra alla aktiviteter som barn brukar hålla på med, utan att för den skull behöva tänka på det.

Tillverkas i storlek 16 till 21 cm.

Beställningssedel på baksidan

Beställningssedel College Park barnfot

Ortopedingenjörens namn: _____

OTA adress: _____

Tele: _____ Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Pojke Flicka Ålder: _____

Amputerad sedan: _____ Längd: _____ Vikt: _____

Har tidigare gått på: _____

Höger storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____
761200-1XX

Vänster storlek: _____ Underben Lårben Stumplängd: _____
761200-0XX

Fotkosmetik: vit svart

Ankel val: ENDO Pyramid 22 mm Exo block sats
 Rör/fot tätnings (tillval) Pyramid för inställning (tillval)
 Röradapter 22 mm (tillval) Växtförlängningsplattor (tillval)

Tillbehör: _____



College Park Scout barnfot



Scout erbjuder god energiåtergivning tack vare en blandning av Intelliweave® och slitstark kolfiberkomposit. Kombinationen ger styrka och flexibilitet för lek när barn växer och förändras varje dag, den klarar sötvattenlekar.

Scout har ett brett storleksintervall 13-22cm.

Pyramid är standardlösningen men lamineringsadapter eller ankelblock finns också som tillval. Till dessa kan man köpa till växtförlängningsplattor när barnet växer.

Storlek

13-22 cm

Vikt

183-360 g

Max, vikt

13-15 cm 25kg

16-18 cm 45kg

19-22 cm 60kg

Bygghöjd:

19-22 cm

16-18 cm

13-15 cm

Pyramid

5,3 cm

4,9 cm

4,6 cm

Lamineringsadapter

5,4 cm

5,1 cm

4,7 cm

Exo ankelblock

10,8 cm

10,4 cm

Finns ej

		CPI Scout fot för barn
	<p><i>Höger storlek:</i> 762800-1XX</p> <p><i>Vänster storlek:</i> 762800-0XX</p>	<p>Storlek 13 till 22 cm Ange storlek sida och vikt vid beställning</p>
	762810-000 762811-000 762812-000	Lamineringsadapter <i>TLAS SP</i> , small Lamineringsadapter <i>TLAM SP</i> , medium* Lamineringsadapter <i>TLAL SP</i> , large <small>*standard</small>
	762820-000	Lamineringsadapter växtförlängningsplattor kit <i>LAGK</i> , (+7,5mm, +13,5mm, +19,5mm)
	762830-000	Exo Adapter <i>TXA SP</i> storlek 16-22
	762830-116 762830-119 762830-016 762830-019	Exo ankelblock hö, stl, 16-18 SC <i>XBKR 1618</i> Exo ankelblock hö, stl, 19-22 SC <i>XBKR 1922</i> Exo ankelblock vä, stl, 16-18 SC <i>XBKL 1618</i> Exo ankelblock vä, stl, 19-22 SC <i>XBKL 1922</i>
	762830-316 762830-216	Exo ankelblock plattor hö, stl, 16-18 cm kit <i>SC GKRC 1618</i> Exo ankelblock plattor vä, stl, 16-18 cm kit <i>SC GKLC 1618</i>
	762830-319 762830-219	Exo ankelblock plattor hö, stl, 19-22 cm kit <i>SC GKRC 1922</i> Exo ankelblock plattor vä, stl, 19-22 cm kit <i>SC GKLC 1922</i>

ALL HEROES NEED SIDEKICKS.

INTRODUCING SIDEKICKS™

THE WORLD'S FIRST ANATOMICAL STUBBIE FEET

The feet mimic anatomical rotation which allow for movement to occur naturally.

MOLDED TREAD

GAIT MATCHING

WATER FRIENDLY

Universal - en storlek

1 st 766500-000
1 par 766500-001

erimed

info@erimed.se
Tel: +46 8 449 56 50





Barn 22 mm standard adapter

520006-032
2K0025-1-32



Dubbeladapter

32mm längd tillverkad av: Titan
Vikt: 58 g
Godkänd till: 45 Kg

520019-000
2K042-3



Lamineringsadapter

Tillverkad av: Stål/ Aluminium
Vikt: 40 g
Godkänd till: 45 Kg

520017-000
2K010-3



Röradapter 22 mm

Tillverkad av: Aluminium
Vikt: 45 g
Godkänd till: 45 Kg

520021-000
2K070-3



Pyramidhona med rör 22 mm

Tillverkad av: Aluminium
Vikt: 170 g
Godkänd till: 45 Kg

620017-003
2K017-3



Hylsadapter hona 4 hål 22 mm

Tillverkad av: Al, Vikt: 49 g
Godkänd till: 45 Kg

620085-000
2K085



Hylsblock i plast 4 hål 22 mm

Vikt: 110 g
Godkänd till: 45 Kg

620037-334
2K037-3-34



Dubbeladapter roterbar hona 22mm
34, 42, 53mm
Godkänd till: 45 Kg

620037-342
2K037-3-42

620037-353
2K037-3-53

620043-300
2K043-3-0



Hylsadapter roterbar hona 22mm
Godkänd till: 45 Kg

620031-300
2K031-3



Hylsadapter roterbar hane 22mm
Godkänd till: 45 Kg

620029-203
2W029-2-03



4-öronadapter kort
(passar till adapter ovan)
Godkänd till: 125 Kg

760431-022
TC T22



Röradapter 22 mm
Tillverkad av: Titan
Vikt: 46 g
Godkänd till: 60 Kg

760430-022
TA T300 22



Pyramidhona med rör 22 mm
Tillverkad av: Titan
Vikt: 169 g
Godkänd till: 60 Kg

760432-022
4HPA TP



4 Hålsapter hane 22 mm
Tillverkad av: Ti, Vikt: 36 g
Godkänd till: 75 Kg



Titan 30 mm standard adapter

520516-000
2W030-1-01



3 Armsrotation adapter
Tillverkad av: Stål/ Titan
Vikt: 189 g
Godkänd till: 125 Kg

520510-000
2W045-1



4 Öronadapter
Tillverkad av: Titan
Vikt: 69 g
Godkänd till: 125 Kg

520503-000
2W010-1



Pyramidhona 30 mm
Tillverkad av: Titan
Vikt: 73 g
Godkänd till: 125 Kg

520612-000
2W070-1-04



**Pyramidhona med rör
30 mm**
Tillverkad av: Titan/
Aluminium
Vikt: 244 g
Godkänd till: 125 Kg

620019-002
2W019-1-02



Förskjutnings adapter
10mm frontal /sagitalplan
Tillverkad av: Titan
Vikt: 140 g
Godkänd till: 100 Kg

620200-304
2W071-3-02



Rör 400 mm

620200-310
2W071-3-10

Rör 1000 mm

Tillverkad av: Aluminium
Godkänd till: 125 Kg

620100-300
2W010-3



Pyramidhona 30 mm
Tillverkad av: Aluminium
Vikt: 72 g
Godkänd till: 100 Kg

620100-200
2W010-2



Pyramidhona 30 mm
Tillverkad av: Stål
Vikt: 116 g
Godkänd till: 125 Kg

620042-300
2W042-3



Hylspyramid
Tillverkad av: Aluminium
Vikt: 79 g
Godkänd till: 100 Kg

620046-202
2W046-2-02



Hylspyramid
Tillverkad av: Stål
Vikt: 126 g
Godkänd till: 125 Kg

620028-102
2W028-1-02



**3 Armsrotation/förskjut
adapter, Hane**
125 Kg titan 227g

620028-101
2W028-1-01


**3 Armsrotation/förskjut
adapter, Hona**

620005-414
5S414



Laminationsdisk 5S414

620005-415
5S415



Laminationsdisk 5S415



Special adapter 30 mm

620059-003
2W059-3



Distal han pyramid adapter

Knäleds justering distalt
Vikt: 105 g
Längd 35 mm
Godkänd till: 100 Kg

620090-000
2W090-0



Dubbeladapter

Med hane på båda sidor
Vikt: 105 g
Längd 35 mm
Godkänd till: 100 Kg

620046-101
2W046-1-01



Hylsadapter, för PIN lås system.

8,1 mm hanpyramid hål, titan.
Vikt: 42 g
Godkänd till: 75 Kg

560000-070
KPA-07T



Rotationsadapter, titan.

Vikt: 188 g
Godkänd till: 100 Kg

620035-200
2W080-1-02



Bad ankel ledad
Tillverkad av: Titan
Vikt: 310 g
Godkänd till: 125 Kg

620054-060
4W054-60



Modular shock absorber
Vikt: 389 g
Godkänd till: 100 Kg

620011-001
2W011-1



Förskjutnings adapter
+/-11mm
en ända röradapter
en ända honadapter
Vikt: 183 g Ti
Godkänd till: 100 Kg

620049-001
2W049-1



Dubbelhona justerbar
höjd adapter 50-58mm,
roterbar
Vikt: 160 g Ti
Godkänd till: 125 Kg

620037-134
2W037-1-34



Dubbelhona adapter
Roterbar 34mm längd
Finns även 42,53,66 mm
Godkänd till: 125 Kg

620037-142
620037-153
620037-166



Dubbelhon/han adapter
Roterbar längd 44mm
Vikt: 117 g Ti
Godkänd till: 125 Kg

620036-001
2W036-1



Förskjutnings rotation
adapter +/-10mm
en ända hanadapter
en ända honadapter
Vikt: 189g längd 57mm
Godkänd till: 100 Kg Ti

620089-001
2W089-1



Förskjutnings adapter
+/-10mm
Vikt: 186g Ti
Godkänd till: 125 Kg

620086-001
2W086-1



Förskjutnings adapter
+/-11mm
en ända Euro-4
en ända hanadapter
Vikt: 153 g Ti
Godkänd till: 125 Kg

620043-102
2W043-1-02
(hane)

620043-101
2W043-1-01
(hona)

620039-002
2W039-2



Base plate, ST 150 Kg



Flexionsplatta 30 mm

760410-001
4HTP10RRS



Flexionsplatta 10°AL
4-hål med honskruvadapter
SS
Vikt: $130+64,5=194,5$ g
Godkänd till: 136 Kg

760410-003
4HTP10AHRS



Flexionsplatta 10°AL
4-hål med hanskruvadapter
SS
Vikt: $130+65=195$ g
Godkänd till: 136 Kg

760410-000
4HTP10A



Flexionsplatta 10°AL
4-hål
Vikt: 130 g
Godkänd till: 136 Kg

Torsionsadapter 30 mm +/-20°

760420-000
TOR PAPR T



Torsionsadapter
Hane till hona, Ti
Bygghöjd: 43 mm
Vikt: 393 g
Godkänd till: 150 Kg

760420-001
TOR TCPR T



Torsionsadapter
Hona till röradapter, Ti
Bygghöjd: 47 mm
Vikt: 432 g
Godkänd till: 136 Kg

760420-275
TOR T275 30



Torsionsadapter
Rör till hona 30mm, Al/Ti
Bygghöjd: 275 mm
Min kaplängd: 83 mm
Vikt: 567 g
Godkänd till: 136 Kg

760420-455
TOR T455 30



Torsionsadapter
Rör till hona 30mm, Al/Ti
Bygghöjd: 455 mm
Min kaplängd: 83 mm
Vikt: 670 g
Godkänd till: 136 Kg

Lätt att justera motståndet
med en 4mm sexkantsnyckel





För tungviktarna!

AL-160kg Ti-205kg

erimed

A A A A L U M I N U M A D A P T E R S

4-Hole Double Offset Pyramid Adapter*

AAA208 ERIMED 650004-208



■ Aluminum
☒ Male
○ 10 mm / 0.4 in (ID)
⌚ 90 g / 3.2 oz
≤ 160 kg / 350 lb

4-Hole Single Offset Pyramid Adapter*

AAA209 ERIMED 650004-209



■ Aluminum
☒ Male
○ 10 mm / 0.4 in (ID)
⌚ 90 g / 3.2 oz
≤ 160 kg / 350 lb

4-Hole Pyramid Adapter*

AAA210 ERIMED 650004-210



■ Aluminum
☒ Male
○ 10 mm / 0.4 in (ID)
⌚ 90 g / 3.2 oz
≤ 160 kg / 350 lb

4-Hole Female Adapter*

AAA211 ERIMED 650004-211



■ Aluminum
☒ Female
⌚ 88 g / 3.1 oz
≤ 160 kg / 350 lb

3-Prong Rotatable Lamination Adapter

AAASS237 ERIMED 650004-237



↪ Yes
■ Stainless Steel
⌚ 107 g / 3.8 oz
≤ 136 kg / 300 lb

4-Hole Rotatable Flange*

AAA212 ERIMED 650004-212



↪ Yes
■ Aluminum
⌚ 58 g / 2.0 oz
≤ 160 kg / 350 lb

Rotatable Female Insert

AAA214-01 ERIMED 650004-214



↪ Yes
■ Aluminum
☒ Female
⌚ 67 g / 2.3 oz
≤ 160 kg / 350 lb

Rotatable Male Pyramid Insert

AAA216-01 ERIMED 650004-216



↪ Yes
■ Aluminum
☒ Male
○ 10 mm / 0.4 in (ID)
⌚ 54 g / 1.9 oz
≤ 160 kg / 350 lb

Double Ended Clamp Adapter

AAA221 ERIMED 650004-221



■ Aluminum
☒ Female
H 35 mm / 1.375 in
⌚ 109 g / 3.8 oz
≤ 160 kg / 350 lb

Double Ended Clamp Adapter

AAA222 ERIMED 650004-222



■ Aluminum
☒ Female
H 45 mm / 1.8 in
⌚ 125 g / 4.4 oz
≤ 160 kg / 350 lb

Double Ended Clamp Adapter

AAA223 ERIMED 650004-223



■ Aluminum
☒ Female
H 60 mm / 2.4 in
⌚ 142 g / 5 oz
≤ 160 kg / 350 lb

Double Ended Clamp Adapter

AAA224 ERIMED 650004-224



■ Aluminum
☒ Female
H 75 mm / 3.0 in
⌚ 158 g / 5.6 oz
≤ 160 kg / 350 lb

Adjustable Height Clamp Adapter

AAA100 ERIMED 650004-100



■ Aluminum
☒ Female
○ 30 mm (ID)
⌚ 120 g / 4.2 oz
≤ 160 kg / 350 lb

Clamp Adapter

AAA225 ERIMED 650004-225



■ Aluminum
☒ Female
○ 30 mm (ID)
⌚ 90 g / 3.2 oz
≤ 160 kg / 350 lb

Foot Pyramid

AAA285 ERIMED 650004-285



■ Aluminum
☒ Male M10 Thread
~~~ One (1)
L 51 mm / 2 in (A-P)
⌚ 67 g / 2.4 oz
≤ 136 kg / 300 lb

Seattle Mounting Plate**

**AAASMP ERIMED 650004-009**



■ Aluminum
○ 69mm / 2.7 in (OD)
○ M18 Thread
H 17 mm / 0.68 in
⌚ 118 g / 4.2 oz
≤ 205 kg / 450 lb

Variable Height Adapter

**AAA135 ERIMED 650004-135**



■ Aluminum
☒ Female
○ 30 mm
L 178 mm / 7 in
⌚ 190 g / 6.7 oz
≤ 160 kg / 350 lb

Bonded Pylon, 16 Inch

**AAA200 ERIMED 650004-200**



■ Aluminum
☒ Female
○ 30 mm
L 42 cm / 16.5 in
⌚ 324 g / 11.4 oz
≤ 160 kg / 350 lb

Aluminum Pylon Bonded to Male Adapter


**AAA202 ERIMED 650004-202**



■ Aluminum
☒ Male
○ 30 mm
L 42 cm / 16.5 in
⌚ 329 g / 11.6 oz
≤ 160 kg / 350 lb

Double-Ended Adapter

**AAAHTD221 ERIMED 650005-221**



■ Titanium
☒ Female
H 35 mm / 1.375 in
⌚ 118 g / 4.2 oz
≤ 205 kg / 450 lb

Clamp Adapter

**AAAHTD225 ERIMED 650005-225**



■ Titanium
☒ Female
○ 30 mm (ID)
⌚ 102 g / 3.6 oz
≤ 205 kg / 450 lb

Bonded Pylon, 16 Inch

**AAAHTD200 ERIMED 650005-200**



■ Titanium / Composite
☒ Female
○ 30 mm
L 42 cm / 16.75 in
⌚ 328 g / 11.6 oz
≤ 205 kg / 450 lb

SPECIFICATION KEY

↪ Rotatable	~~~ Number of Grooves
■ Material	L Length
☒ Connection	H Height
○ Diameter	⌚ Product Weight
⌚ Center Hole	≤ Weight Limit





## Pinnlås...



620500-424 5S424  
Special-nyckel för Clutch-lock



620500-060 5W060  
**Clutch-Lock**  
Kan efter dras



620500-040 5W040  
**Shuttle-Lock**  
Med klick ljud



620500-015 5W015  
**Lite-Lock**  
Pinne som är slät & steglös




620700-265 7W265  
**Backventil**  
med 8,2 mm gummitätring



620046-101 2W046-1-01 Hylsadapter  
Godkänd till: 75 Kg titan



620046-202 2W046-2-02 Öron hylsadapter  
Godkänd till: 100 Kg stål



620500-503 5S503  
fasthållningsdon till pinnlås


## Snörlås för underben & lårben

Snörlås

Lanyard


- very light design
- easy to put on
- suitable for laminated sockets
- with plastic cover for external socket fixation
- very suitable for geriatrics and unstable patients

Artikel-Nr. Article No.	Beskrivning Description
5W600 620500-600	Snörlås för underben Lanyard for BK prostheses
5W650 620500-650	Snörlås för lårben Lanyard for AK prostheses



## Service

Artikel-Nr. Article No.	Description	5W600	5W650
5S601 620500-601	Coupling Screw with Perlon Cord	x	x
5S602 620500-602	Connection Part for Distal Coupling	x	
5S603 620500-603	Distal Coupling Disk	x	
5S604 620500-604	Perlon Cord for Coupling Screw	x	x
5S605 620500-605	Knurled Nut	x	x
5S606 620500-606	Washer for Knurled Nut	x	x
5S607 620500-607	Fastening Disk for Perlon Cord	x	x
5S608 620500-608	Spindle for Knurled Nut	x	x
5S609 620500-609	Cover for Perlon Cord	x	x
5S610 620500-610	Connection Disk for AK	x	



Obs: Dummy måste beställas separat för snörlås för underben

## Lamination Dummy

for 5W600 Lanyard

Artikel-Nr. Article No.	Description
5S508 620500-508	Lamination Dummy






## Pinnlås med ankare...



620500-070 5W070  
**Lite-Lock** med tre arm ankare  
*Pinne som är slät & steglös*



620200-031 2W031-2  
**Han skruvadapter**  
Godkänd till: 100 Kg  
Stål



620200-032 2W032-2  
**Hon skruvadapter**  
Godkänd till: 100 Kg  
Stål



620200-033 2W033-1  
**Klämringadapter**  
Godkänd till: 100 Kg  
Titan



620700-260 7W260  
**Backventil med gänga**

620200-070

2H070-2



Rör med pyramidadapter  
hona, 34 mm, < 150 kg

620200-010

2H010-2



Pyramidadapter hona,  
34 mm, < 150 kg

620200-012

2W012-1-A



Fyrhålspyramidadapter  
30mm,  
off-set 7mm axiellt  
< 125 kg.

620122-300

2W122-3




BK-set Aluminium  
30mm



*Coyote Design*

# Summit™ Lock..



600101-000  
CD101



**CD101: SummitTM Lock**  
Idealisk för eftermontering på  
befintliga hylsor, nitas fast

600102-000  
CD102




**CD102: LowPro SummitTM Lock**  
En dummy används vid  
tillverkningen av gjutna hylsan

600101-001  
CD101XT



**CD101XT: Extra Tab Kit**  
Stropp som behövs för patienter  
med flera liners

600412-000  
CD4120



**CD4120: Quick Adhesive Glue**  
20CC patron med kolv och 3  
pipetter





# Ventiler

650123-010  
P123201000



**Green Dot ventil för laminering**

Lämplig till Seal-In liners  
push-pull typ 10,8X22 mm

620700-251  
7K251



**Liten ventil för laminering**  
med automatisk luft utsläpp  
ytterdiameter 19 mm

620250-000  
7W250



**Hyls ventil, för termoplast**  
med automatisk luft  
Ventilkropp 27,8 mm.

620250-001  
7S250-01

**Dummy för hylsventil 250**

620700-264  
7W264



**Mini-Hyls ventil**

620700-260  
7W260



**Backventil med gänga**

721000-060



**Kul Envägs ventil**






TPE gel cushion

# Genesee Gel Liner

## hylsa utan distalt fäste




- College Park's Genesee Gel Liner, har mineraloljebaserat gel som ger god komfort samt vidhäftning och är extra hudvänlig
- TPE gelen kan omformas (cirka 80°C), hårdheten är ungefär 38 shore, tre tjocklekar 3, 6, 9
- Storlekar M, M+, L, L+, XL

Art. nr. och storlekar på baksidan

## College Park's Genesee Gel Liner Cushion

	<b>uniform</b>  760209-001 760206-001 760203-001  760209-002 760206-002 760203-002  760209-003 760206-003 760203-003  760209-004 760206-004 760203-004  760206-005 760203-005	<b>GLK G9C UM1 Genesee-Cushion Liner Medium 9mm</b> <b>GLK G6C UM1 Genesee-Cushion Liner Medium 6mm</b> <b>GLK G3C UM1 Genesee-Cushion Liner Medium 3mm</b>  <b>GLK G9C UM+1 Genesee-Cushion Liner Medium+ 9mm</b> <b>GLK G6C UM+1 Genesee-Cushion Liner Medium+ 6mm</b> <b>GLK G3C UM+1 Genesee-Cushion Liner Medium+ 3mm</b>  <b>GLK G9C UL1 Genesee-Cushion Liner Large 9mm</b> <b>GLK G6C UL1 Genesee-Cushion Liner Large 6mm</b> <b>GLK G3C UL1 Genesee-Cushion Liner Large 3mm</b>  <b>GLK G9C UL+1 Genesee-Cushion Liner Large+ 9mm</b> <b>GLK G6C UL+1 Genesee-Cushion Liner Large+ 6mm</b> <b>GLK G3C UL+1 Genesee-Cushion Liner Large+ 3mm</b>  <b>GLK G6C UXL1 Genesee-Cushion Liner XLarge 6mm</b> <b>GLK G3C UXL1 Genesee-Cushion Liner XLarge 3mm</b>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





# LITE Vacuum ring



## LITE Vakuum ring

Kan limmas på nästan alla tygbelagda proteshylsor på alla nivåer  
Kan användas med aktivt eller passivt vakuumsystem  
Kan användas med locking liners för att eliminera rotation



Art. Nr.620700-631 Silikon Lim måste beställas separat.  
1 enhet (90 ml) silikonlim är tillräcklig för 4-5 applikationer.

Art. Nr.	mått cm	Arm Liner	Silikon Liner	TPE Gel Liner
620700-002 5W700-2	16 - 22	16 - 20	16 - 21,5	S - IS
620700-003 5W700-3	20 - 38		22 - 36	M - IL
620700-004 5W700-4	30 - 48		32 - 45	IL - XLP
620700-005 5W700-5	40 - 55		> 40	> X

Se video: [www.youtube.com/watch?v=vXce1V68VLA](https://www.youtube.com/watch?v=vXce1V68VLA)







TPE gel cushion


# LITE Excelsior Liner

## hylsa utan distalt fäste




- Integrerad matris (8 cm) minimerar pistongverkan och förbättrar stabiliteten
- Posterior och anterior unik design för lättare stretch/böjförmåga
- För både BK och AK nivå
- TPE gelen kan omformas (cirka 80°C), hårdheten är ungefär 38 shore 0, tre tjocklekar 3, 6, 9.  
Countoured versionen har 2 mm tjockare botten

Art. nr. och storlekar på baksidan




## LITE Excelsior Liner Countured Cushion

Countured uniform



629766-012	4W7500-06-IS	Excelcior-Cushion Liner <b>I</b> Small 6mm
629763-012	4W7500-03-IS	Excelcior-Cushion Liner <b>I</b> Small 3mm
629769-003	4W7500-09-M	Excelcior-Cushion Liner <b>M</b> edium 9mm
629766-003	4W7500-06-M	Excelcior-Cushion Liner <b>M</b> edium 6mm
629763-003	4W7500-03-M	Excelcior-Cushion Liner <b>M</b> edium 3mm
629769-004	4W7500-09-L	Excelcior-Cushion Liner <b>L</b> arge 9mm
629766-004	4W7500-06-L	Excelcior-Cushion Liner <b>L</b> arge 6mm
629763-004	4W7500-03-L	Excelcior-Cushion Liner <b>L</b> arge 3mm
629769-014	4W7500-09-IL	Excelcior-Cushion Liner <b>IL</b> arge 9mm
629766-014	4W7500-06-IL	Excelcior-Cushion Liner <b>IL</b> arge 6mm
629763-014	4W7500-03-IL	Excelcior-Cushion Liner <b>IL</b> arge 3mm
629769-005	4W7500-09-XL	Excelcior-Cushion Liner <b>XLarge</b> 9mm
629766-005	4W7500-06-XL	Excelcior-Cushion Liner <b>XLarge</b> 6mm
629763-005	4W7500-03-XL	Excelcior-Cushion Liner <b>XLarge</b> 3mm
629766-015	4W7500-06-XLP	Excelcior-Cushion <b>XLarge Plus</b> 6mm
629763-015	4W7500-03-XLP	Excelcior-Cushion <b>XLarge Plus</b> 3mm
629766-006	4W7500-06-XXL	Excelcior-Cushion <b>XXLarge</b> 6mm
629763-006	4W7500-03-XXL	Excelcior-Cushion <b>XXLarge</b> 3mm






TPE gel locking


# LITE Excelsior Liner

## hylsa med distalt fäste




- Integrerad matris (8 cm) minimerar pistongverkan och förbättrar stabiliteten
- Posterior och anterior unik design för lättare stretch/böjförmåga
- För både BK och AK nivå
- TPE gelen kan omformas (cirka 80°C), hårdheten är ungefär 38 shore 0, tre tjocklekar 3, 6, 9.  
Countoured versionen har 2 mm tjockare botten

Art. nr. och storlekar på baksidan



## LITE Excelsior Liner Countured Locking

Countured uniform	629716-012	4W7100-06-IS Excelcior-Locking Liner <b>I</b> Small 6mm
	629713-012	4W7100-03-IS Excelcior-Locking Liner <b>I</b> Small 3mm
	629719-003	4W7100-09-M Excelcior-Locking Liner <b>M</b> edium 9mm
	629716-003	4W7100-06-M Excelcior-Locking Liner <b>M</b> edium 6mm
	629713-003	4W7100-03-M Excelcior-Locking Liner <b>M</b> edium 3mm
	629719-004	4W7100-09-L Excelcior-Locking Liner <b>L</b> arge 9mm
	629716-004	4W7100-06-L Excelcior-Locking Liner <b>L</b> arge 6mm
	629713-004	4W7100-03-L Excelcior-Locking Liner <b>L</b> arge 3mm
	629719-014	4W7100-09-IL Excelcior-Locking Liner <b>IL</b> arge 9mm
	629716-014	4W7100-06-IL Excelcior-Locking Liner <b>IL</b> arge 6mm
	629713-014	4W7100-03-IL Excelcior-Locking Liner <b>IL</b> arge 3mm
	629719-005	4W7100-09-XL Excelcior-Locking Liner <b>XLarge</b> 9mm
	629716-005	4W7100-06-XL Excelcior-Locking Liner <b>XLarge</b> 6mm
	629713-005	4W7100-03-XL Excelcior-Locking Liner <b>XLarge</b> 3mm
	629716-015	4W7100-06-XLP Excelcior-Locking <b>XLarge Plus</b> 6mm
	629713-015	4W7100-03-XLP Excelcior-Locking <b>XLarge Plus</b> 3mm
	629716-006	4W7100-06-XXL Excelcior-Locking <b>XXLarge</b> 6mm
	629713-006	4W7100-03-XXL Excelcior-Locking <b>XXLarge</b> 3mm





# LITE Liner Arm

Tunn silikon med distalt fäste



- **LITE Arm** tunn silikon, ca 1,3 mm
- **LITE Arm** tygöverdrag för lättare på rullning
- **LITE Arm** minimal pistongverkan tack vare matris

Art. nr. och storlekar på baksidan



<b>LITE Liner Arm tunn silikon</b>				
<b>Art.nr</b>	<b>Längd</b>	<b>Distalt mått</b>	<b>Proximalt</b>	
622021-012 4A2021-12	24 cm	12 cm	15,5 cm	
622021-014 4A2021-14	26 cm	14 cm	19,5 cm	
622021-016 4A2021-16	26 cm	16 cm	21 cm	
622021-018 4A2021-18	30 cm	18 cm	29 cm	
622021-020 4A2021-20	30 cm	20 cm	34 cm	
622021-022 4A2021-22	30 cm	22 cm	39 cm	



622021-055 5W055

Shuttle Lock armprotes, levereras med dummy



'den blå'

# LITE Cushion Liner

## hylsa utan distalt fäste




- **LITE Linern** har mineraloljebaserat gel som ger god komfort samt vidhäftning och är extra hudvänlig
- **LITE Linern** rullas lätt av och på utan kräm eller talk
- **LITE Linern** kan vid behov förformas över gipsmodellen

Art. nr. och storlekar på baksidan

Laminerings dummyliner av silikon finns att beställa.

## LITE Cushion Liner

 <b>Standard uniform</b>	629509-002	4W-95 09 mm GEL-Cushion Liner st, <b>Small</b>
	629506-002	4W-95 06 mm GEL-Cushion Liner st, <b>Small</b>
	629503-002	4W-95 03 mm GEL-Cushion Liner st, <b>Small</b>
	629509-012	4W-95 09 mm GEL-Cushion Liner st, <b>ISmall</b>
	629506-012	4W-95 06 mm GEL-Cushion Liner st, <b>ISmall</b>
	629503-012	4W-95 03 mm GEL-Cushion Liner st, <b>ISmall</b>
	629509-003	4W-95 09 mm GEL-Cushion Liner st, <b>Medium</b>
	629506-003	4W-95 06 mm GEL-Cushion Liner st, <b>Medium</b>
	629503-003	4W-95 03 mm GEL-Cushion Liner st, <b>Medium</b>
	629509-004	4W-95 09 mm GEL-Cushion Liner st, <b>Large</b>
	629506-004	4W-95 06 mm GEL-Cushion Liner st, <b>Large</b>
	629503-004	4W-95 03 mm GEL-Cushion Liner st, <b>Large</b>
	629509-014	4W-95 09 mm GEL-Cushion Liner st, <b>ILarge</b>
	629506-014	4W-95 06 mm GEL-Cushion Liner st, <b>ILarge</b>
	629503-014	4W-95 03 mm GEL-Cushion Liner st, <b>ILarge</b>
	629509-005	4W-95 09 mm GEL-Cushion Liner st, <b>X-Large</b>
	629506-005	4W-95 06 mm GEL-Cushion Liner st, <b>X-Large</b>
	629503-005	4W-95 03 mm GEL-Cushion Liner st, <b>X-Large</b>
	629500-606	4W-95 06 mm GEL-Cushion Liner st, <b>XX-Large</b>
	629500-306	4W-95 03 mm GEL-Cushion Liner st, <b>XX-Large</b>

### **Small Diameter**

12 cm - 16 cm	distalt cirkulärt mått
22 cm - 30 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått

### **ISmall Diameter**

17 cm - 22 cm	distalt cirkulärt mått
26 cm - 35 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått

### **Medium Diameter**

20 cm - 26 cm	distalt cirkulärt mått
29 cm - 42 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått

### **Large Diameter**

22 cm - 31 cm	distalt cirkulärt mått
38 cm - 55 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått

### **ILarge Diameter**

28 cm - 39 cm	distalt cirkulärt mått
40 cm - 61 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått

### **X-Large Diameter)**

30 cm - 50 cm	distalt cirkulärt mått
45 cm - 71 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått

### **XX-Large Diameter**

34 cm - 60 cm	distalt cirkulärt mått
47 cm - 76 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått



# LITE Dummy Liner

## i Silikon

### för Lite TPE gel liner



Tips, Om ni tänkt använda en 6mm TPE gel liner, använd en 3mm dummyliner vid lamineringen för lämplig reduktion.

baksidan

Art. nr. och storlekar på

<b>LITE Dummy Liner i silikon</b>		
	629500-602 629500-302  629500-612 629500-312  629500-603 629500-303  629500-604 629500-304  629500-614 629500-314  629500-605 629500-305  629506-006 629503-006	4D9500-06-S 6 mm Dummyliner st, <b>Small</b> 4D9500-03-S 3 mm Dummyliner st, <b>Small</b>  4D9500-06-IS 6 mm Dummyliner st, <b>ISmall</b> 4D9500-03-IS 3 mm Dummyliner st, <b>ISmall</b>  4D9500-06-M 6 mm Dummyliner st, <b>Medium</b> 4D9500-03-M 3 mm Dummyliner st, <b>Medium</b>  4D9500-06-L 6 mm Dummyliner st, <b>Large</b> 4D9500-03-L 3 mm Dummyliner st, <b>Large</b>  4D9500-06-IL 6 mm Dummyliner st, <b>ILarge</b> 4D9500-03-IL 3 mm Dummyliner st, <b>ILarge</b>  4D9500-06-XL 6 mm Dummyliner st, <b>X-Large</b> 4D9500-03-XL 3 mm Dummyliner st, <b>X-Large</b>  4D9500-06-XXL 6 mm Dummyliner st, <b>XX-Large</b> 4D9500-03-XXL 3 mm Dummyliner st, <b>XX-Large</b>
<b>Small Diameter</b>		
12 cm - 16 cm 22 cm - 30 cm	distalt cirkulärt mått MTP/ proximalt cirkulärmått	
<b>ISmall Diameter</b>		
17 cm - 22 cm 26 cm - 35 cm	distalt cirkulärt mått MTP/ proximalt cirkulärmått	
<b>Medium Diameter</b>		
20 cm - 26 cm 29 cm - 42 cm	distalt cirkulärt mått MTP/ proximalt cirkulärmått	
<b>Large Diameter</b>		
22 cm - 31 cm 38 cm - 55 cm	distalt cirkulärt mått MTP/ proximalt cirkulärmått	
<b>ILarge Diameter</b>		
28 cm - 39 cm 40 cm - 61 cm	distalt cirkulärt mått MTP/ proximalt cirkulärmått	
<b>X-Large Diameter)</b>		
30 cm - 50 cm 45 cm - 71 cm	distalt cirkulärt mått MTP/ proximalt cirkulärmått	
<b>XX-Large Diameter</b>		
34 cm - 60 cm 47 cm - 76 cm	distalt cirkulärt mått MTP/ proximalt cirkulärmått	



'den blå'

# LITE Locking Liner

## hylsa med distalt fäste



- **LITE Linern** har mineraloljebaserat gel som ger god komfort samt vidhäftning och är extra hudvänlig
- **LITE Linern** rullas lätt av och på utan kräm eller talk
- **LITE Linern** kan vid behov förformas över gipsmodellen

Art. nr. och storlekar på baksidan

Laminerings dummyliner av silikon finns att beställa.

## LITE Locking Liner

 	629009-002	4W-90 09 mm GEL-Locking Liner st, <b>Small</b>
	629006-002	4W-90 06 mm GEL-Locking Liner st, <b>Small</b>
	629003-002	4W-90 03 mm GEL-Locking Liner st, <b>Small</b>
	629009-012	4W-90 09 mm GEL-Locking Liner st, <b>ISmall</b>
	629006-012	4W-90 06 mm GEL-Locking Liner st, <b>ISmall</b>
	629003-012	4W-90 03 mm GEL-Locking Liner st, <b>ISmall</b>
	629009-003	4W-90 09 mm GEL-Locking Liner st, <b>Medium</b>
	629006-003	4W-90 06 mm GEL-Locking Liner st, <b>Medium</b>
	629003-003	4W-90 03 mm GEL-Locking Liner st, <b>Medium</b>
	629009-004	4W-90 09 mm GEL-Locking Liner st, <b>Large</b>
	629006-004	4W-90 06 mm GEL-Locking Liner st, <b>Large</b>
	629003-004	4W-90 03 mm GEL-Locking Liner st, <b>Large</b>
	629009-014	4W-90 09 mm GEL-Locking Liner st, <b>ILarge</b>
	629006-014	4W-90 06 mm GEL-Locking Liner st, <b>ILarge</b>
	629003-014	4W-90 03 mm GEL-Locking Liner st, <b>ILarge</b>
	629009-005	4W-90 09 mm GEL-Locking Liner st, <b>X-Large</b>
	629006-005	4W-90 06 mm GEL-Locking Liner st, <b>X-Large</b>
	629003-005	4W-90 03 mm GEL-Locking Liner st, <b>X-Large</b>
	629006-006	4W-90 06 mm GEL-Locking Liner st, <b>XX-Large</b>
	629003-006	4W-90 03 mm GEL-Locking Liner st, <b>XX-Large</b>

### Small Diameter

12 cm - 16 cm	distalt cirkulärt mått
22 cm - 30 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått

### ISmall Diameter

17 cm - 22 cm	distalt cirkulärt mått
26 cm - 35 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått

### Medium Diameter

20 cm - 26 cm	distalt cirkulärt mått
29 cm - 42 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått

### Large Diameter

22 cm - 31 cm	distalt cirkulärt mått
38 cm - 55 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått

### ILarge Diameter

28 cm - 39 cm	distalt cirkulärt mått
40 cm - 61 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått

### X-Large Diameter)

30 cm - 50 cm	distalt cirkulärt mått
45 cm - 71 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått


### XX-Large Diameter

34 cm - 60 cm	distalt cirkulärt mått
47 cm - 76 cm	MTP/ proximalt cirkulärmått



# Lite Liner

## TPE gels Cup och Pads



### Lite Cups och Pads bra för volymjustering i protes hylsan.

**Gel padsen** har en tjocklek av ca 3 mm i centrum de minskar gradvis ned till noll på kanterna.

De ovala padsen finns i tre storlekar de kan beställas styckvis eller som ett set, vid behov kan de läggas på varandra.

Art. nr.	Distal gel tjocklek	Storlek
629617-280 4W17-28	3 mm	Set
629617-281 4W17-28-1	3 mm	Small
629617-282 4W17-28-2	3 mm	Medium
629617-283 4W17-28-3	3 mm	Large

### Lite Distal Cup

Klar, mycket mjuk rekommenderas för koniska stumpar och stumpar med mycket ärr vävnad.

Art. nr.	Distal gel tjocklek	För Liner Storlek
629605-001 4W2005-1	3 mm	S/IS
629605-002 4W2005-2	3 mm	M/L
629605-003 4W2005-3	3 mm	IL/XL





'den grå'

# LITE Liner Gel TF

## Trans Femoral hylsa



- **LITE TF** lårbenshylsa med armering hela hylslängden för minimerad pumpeffekt, tre storlekar med och utan distalt fäste hyls tjocklek 3 mm
- **LITE TF** har mineraloljebaserat gel som ger god komfort samt vidhäftning och är extra hudvänlig
- **LITE TF** kan vid behov förformas över gipsmodellen

Art. nr. och storlekar på baksidan

## LITE Liner Gel TF Trans Femoral hylsa

	629083-002	4W-90-TF3S-G TF Gel Locking Liner 3mm <b>Small</b>
	629083-003	4W-90-TF3M-G TF Gel Locking Liner 3mm <b>Medium</b>
	629083-004	4W-90-TF3L-G TF Gel Locking Liner 3mm <b>Large</b>
	629083-014	4W-90-TF3IL-G TF Gel Locking Liner 3mm <b>ILarge</b>
	629083-005	4W-90-TF3XL-G TF Gel Locking Liner 3mm <b>XLarge</b>
	629083-006	4W-90-TF3XXL-GTF Gel Lock, Liner 3mm <b>XXLarge</b>
	629583-004	4W-95-TF3L-G TF Gel Cushion Liner 3mm <b>Large</b>
	629583-014	4W-95-TF3IL-G TF Gel Cushion Liner 3mm <b>ILarge</b>
	629583-005	4W-95-TF3XL-G TF Gel Cushion Liner 3mm <b>XLarge</b>
	<b>Small Diameter</b>	
	12 cm - 16 cm	4 cm från distala ändan
	<b>Medium Diameter</b>	
	19 cm - 26 cm	4 cm från distala ändan
	<b>Large Diameter</b>	
	26 cm - 35 cm	4 cm från distala ändan
	<b>ILarge Diameter</b>	
	29 cm - 40 cm	4 cm från distala ändan
	<b>X-Large Diameter)</b>	
	34 cm - 46 cm	4 cm från distala ändan
	<b>XX-Large Diameter)</b>	
	36 cm - 60 cm	4 cm från distala ändan



Lite Liner/ First Liner  
**Silikonhylsa**  
**med Nano-Slide Coating**



**Sjutton storlekar: 16 – 45 cm**

- |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prisvärd</b></li><li>• <b>Coating</b></li><li>• <b>Standardfäste</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Utmärkt som första Liner</li><li>Lätt att rulla på som den är</li><li>Samt 10 cm matrix</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Art. nr. och storlekar på baksidan

## **Lite Liner Silikonhylsa med Nano-Slide Coating och distalt fäste**



<b>Art. nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Mått 4cm prox. stump</b>
623021-016	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-16	16 cm
623021-018	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-18	18 cm
623021-020	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-20	20 cm
623021-021	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-21	21 cm
623021-022	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-22	22 cm
623021-235	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-23,5	23,5 cm
623021-025	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-25	25 cm
623021-265	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-26,50	26,5 cm
623021-028	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-28	28 cm
623021-030	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-30	30 cm
623021-032	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-32	32 cm
623021-034	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-34	34 cm
623021-036	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-36	36 cm
623021-038	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-38	38 cm
623021-040	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-40	40 cm
623021-042	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-42	42 cm
623021-045	Lite Silikonhylsa 4W3021-10-45	45 cm





# Lite Liner Silikonhylsa **LITE Liner Silikon SkinTex 2 SOFT**

hylsa utan distalt fäste



**Femton storlekar:** 20 – 45 cm


- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>• Prisvärd</b> | Silikonhylsa/ Liner            |
| <b>• Tygklädd</b> | Lätt att rulla på, sömlöst tyg |
| <b>• Standard</b> | Tjocklek 2,5-13,4 mm           |

Art. nr. och storlekar på baksidan



## LITE Liner Silikon SkinTex 2 SOFT hylsa utan distalt fäste Cushion

Art. nr.	Produkt	Mått 4cm prox. stump
624122-020	Lite Silikonhylsa 4W4122-20	20 cm
624122-021	Lite Silikonhylsa 4W4122-21	21 cm
624122-022	Lite Silikonhylsa 4W4122-22	22 cm
624122-235	Lite Silikonhylsa 4W4122-23,5	23,5 cm
624122-025	Lite Silikonhylsa 4W4122-25	25 cm
624122-265	Lite Silikonhylsa 4W4122-26,50	26,5 cm
624122-028	Lite Silikonhylsa 4W4122-28	28 cm
624122-030	Lite Silikonhylsa 4W4122-30	30 cm
624122-032	Lite Silikonhylsa 4W4122-32	32 cm
624122-034	Lite Silikonhylsa 4W4122-34	34 cm
624122-036	Lite Silikonhylsa 4W4122-36	36 cm
624122-038	Lite Silikonhylsa 4W4122-38	38 cm
624122-040	Lite Silikonhylsa 4W4122-40	40 cm
624122-042	Lite Silikonhylsa 4W4122-42	42 cm
624122-045	Lite Silikonhylsa 4W4122-45	45 cm





# Lite Liner Silikonhylsa **LITE Liner Silikon SkinTex 2 SOFT**

hylsa med distalt fäste



**Femton storlekar:** 20 – 45 cm

- |                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Prisvärd</b></li><li><b>Tygklädd</b></li><li><b>Standardfäste</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Silikonhylsa/ Liner</li><li>Lätt att rulla på, sömlöst tyg</li><li>Tjocklek 2,5-13,4 mm<br/>10 cm armering</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Art. nr. och storlekar på baksidan



LITE Liner Silikon SkinTex 2 SOFT hylsa med distalt fäste Locking		
Art. nr.	Produkt	Mått 4cm prox. stump
624022-020	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-20	20 cm
624022-021	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-21	21 cm
624022-022	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-22	22 cm
624022-235	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-23,5	23,5 cm
624022-025	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-25	25 cm
624022-265	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-26,50	26,5 cm
624022-028	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-28	28 cm
624022-030	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-30	30 cm
624022-032	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-32	32 cm
624022-034	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-34	34 cm
624022-036	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-36	36 cm
624022-038	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-38	38 cm
624022-040	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-40	40 cm
624022-042	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-42	42 cm
624022-045	Lite Silikonhylsa 4W4022-10-45	45 cm





# Lite Liner Silikonhylsa **LITE Liner Silikon SkinTex 6 SOFT**

hylsa med distalt fäste




**Femton storlekar:** 20 – 45 cm

- |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Prisvärd</b></li><li><b>Tygklädd</b></li><li><b>Standardfäste</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Silikonhylsa/ Liner</li><li>Lätt att rulla på, sömlöst tyg</li><li>Tjocklek 6 mm<br/>10 cm armering</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Art. nr. och storlekar på baksidan



LITE Liner Silikon SkinTex 6 SOFT hylsa med distalt fäste Locking		
Art. nr.	Produkt	Mått 4cm prox. stump
624062-020	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-20	20 cm
624062-021	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-21	21 cm
624062-022	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-22	22 cm
624062-235	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-23,5	23,5 cm
624062-025	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-25	25 cm
624062-265	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-26,50	26,5 cm
624062-028	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-28	28 cm
624062-030	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-30	30 cm
624062-032	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-32	32 cm
624062-034	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-34	34 cm
624062-036	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-36	36 cm
624062-038	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-38	38 cm
624062-040	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-40	40 cm
624062-042	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-42	42 cm
624062-045	Lite Silikonhylsa 4W4062-10-45	45 cm





# Lite Liner Silikonhylsa **LITE Liner Silikon SkinTex 6 SOFT**

hylsa utan distalt fäste




**Femton storlekar:** 20 – 45 cm

- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| • <b>Prisvärd</b> | Silikonhylsa/ Liner            |
| • <b>Tygklädd</b> | Lätt att rulla på, sömlöst tyg |
| • <b>Standard</b> | Tjocklek 6 mm                  |

Art. nr. och storlekar på baksidan

## LITE Liner Silikon SkinTex 6 SOFT hylsa utan distalt fäste Cushion

<b>Art. nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Mått 4cm prox. stump</b>
624162-020	Lite Silikonhylsa 4W4162-20	20 cm
624162-021	Lite Silikonhylsa 4W4162-21	21 cm
624162-022	Lite Silikonhylsa 4W4162-22	22 cm
624162-235	Lite Silikonhylsa 4W4162-23,5	23,5 cm
624162-025	Lite Silikonhylsa 4W4162-25	25 cm
624162-265	Lite Silikonhylsa 4W4162-26,50	26,5 cm
624162-028	Lite Silikonhylsa 4W4162-28	28 cm
624162-030	Lite Silikonhylsa 4W4162-30	30 cm
624162-032	Lite Silikonhylsa 4W4162-32	32 cm
624162-034	Lite Silikonhylsa 4W4162-34	34 cm
624162-036	Lite Silikonhylsa 4W4162-36	36 cm
624162-038	Lite Silikonhylsa 4W4162-38	38 cm
624162-040	Lite Silikonhylsa 4W4162-40	40 cm
624162-042	Lite Silikonhylsa 4W4162-42	42 cm
624162-045	Lite Silikonhylsa 4W4162-45	45 cm





ALPS

# GP General Purpose

## gel hylsa med eller utan distalt fäste




**GP General Purpose:** Kombinerar mjukhet, styrka och elasticitet, vilket ger brukaren den komfort samt slitstyrka som användaren kan förvänta sig.

- Något klibbig känsla
- Slitstarkt tyg
- Med eller utan distalt fäste
- 3 mm & 6 mm


Art. nr. och storlekar på baksidan

Alps GP General Purpose Gel Liner		
3 mm Cushion	720901-016 GP Liner Cushion 3 mm GPFR	16 - 19 cm
3 mm Cushion	720901-020 GP Liner Cushion 3 mm GPFR	20 - 23 cm
3 mm Cushion	720901-024 GP Liner Cushion 3 mm GPFR	24 - 27 cm
3 mm Cushion	720901-028 GP Liner Cushion 3 mm GPFR	28 - 31 cm
3 mm Cushion	720901-032 GP Liner Cushion 3 mm GPFR	32 - 37 cm
3 mm Cushion	720901-038 GP Liner Cushion 3 mm GPFR	38 - 44 cm
6 mm Cushion	720911-016 GP Liner Cushion 6 mm GPFR	16 - 19 cm
6 mm Cushion	720911-020 GP Liner Cushion 6 mm GPFR	20 - 23 cm
6 mm Cushion	720911-024 GP Liner Cushion 6 mm GPFR	24 - 27 cm
6 mm Cushion	720911-028 GP Liner Cushion 6 mm GPFR	28 - 31 cm
6 mm Cushion	720911-032 GP Liner Cushion 6 mm GPFR	32 - 37 cm
6 mm Cushion	720911-038 GP Liner Cushion 6 mm GPFR	38 - 44 cm
3 mm Locking	720900-016 GP Liner Locking 3 mm GPDT	16 - 19 cm
3 mm Locking	720900-020 GP Liner Locking 3 mm GPDT	20 - 23 cm
3 mm Locking	720900-024 GP Liner Locking 3 mm GPDT	24 - 27 cm
3 mm Locking	720900-028 GP Liner Locking 3 mm GPDT	28 - 31 cm
3 mm Locking	720900-032 GP Liner Locking 3 mm GPDT	32 - 37 cm
3 mm Locking	720900-038 GP Liner Locking 3 mm GPDT	38 - 44 cm
6 mm Locking	720910-016 GP Liner Locking 6 mm GPDT	16 - 19 cm
6 mm Locking	720910-020 GP Liner Locking 6 mm GPDT	20 - 23 cm
6 mm Locking	720910-024 GP Liner Locking 6 mm GPDT	24 - 27 cm
6 mm Locking	720910-028 GP Liner Locking 6 mm GPDT	28 - 31 cm
6 mm Locking	720910-032 GP Liner Locking 6 mm GPDT	32 - 37 cm
6 mm Locking	720910-038 GP Liner Locking 6 mm GPDT	38 - 44 cm






ALPS  
**PSI Liner**  
**Proximal Seal Interface Liner**




**PSI Liner:** Ger användaren mer rörelseförmåga.  
Kombinerad tyg/ ren gelhylsa för ökad komfort och lättare anpassning  
även vid mer oregelbunden form, 6 mm gel.

Art. nr. och storlekar på baksidan




6 mm  
Cushion

Alps PSI Gel Liner		
720921-016	PSI Liner Cushion 6 mm PSI 16-6	16 - 19 cm
720921-020	PSI Liner Cushion 6 mm PSI 20-6	20 - 23 cm
720921-024	PSI Liner Cushion 6 mm PSI 24-6	24 - 25 cm
720921-026	PSI Liner Cushion 6 mm PSI 26-6	26 - 27 cm
720921-028	PSI Liner Cushion 6 mm PSI 28-6	28 - 31 cm
720921-032	PSI Liner Cushion 6 mm PSI 32-6	32 - 37 cm
720921-038	PSI Liner Cushion 6 mm PSI 38-6	38 - 43 cm
720921-044	PSI Liner Cushion 6 mm PSI 44-6	44 - 53 cm






# ALPS AKDT lårbensliner



**AKDT:** Har ett tyg som ger minimalt stretch i längdrikningen, men ändå har god flexibilitet cirkulärt. Kombinerar mjukhet, styrka och elasticitet, vilket ger brukaren den komfort samt slitstyrka som användaren kan förvänta sig.


- **Något klibbig känsla**
- **Slitstarkt tyg**
- **3 mm & 6 mm**

Art. nr. och storlekar på baksidan




3 mm  
Locking

Alps AKDT lårben Liner		
720930-016	AKDT16-3 Liner Locking 3 mm	16 - 19 cm
720930-020	AKDT20-3 Liner Locking 3 mm	20 - 23 cm
720930-024	AKDT24-3 Liner Locking 3 mm	24 - 25 cm
720930-026	AKDT26-3 Liner Locking 3 mm	26 - 27 cm
720930-028	AKDT28-3 Liner Locking 3 mm	28 - 31 cm
720930-032	AKDT32-3 Liner Locking 3 mm	32 - 37 cm
720930-038	AKDT38-3 Liner Locking 3 mm	38 - 43 cm
720930-044	AKDT44-3 Liner Locking 3 mm	44 - 53 cm



6 mm  
Locking

720932-016	AKDT16-6 Liner Locking 6 mm	16 - 19 cm
720932-020	AKDT20-6 Liner Locking 6 mm	20 - 23 cm
720932-024	AKDT24-6 Liner Locking 6 mm	24 - 25 cm
720932-026	AKDT26-6 Liner Locking 6 mm	26 - 27 cm
720932-028	AKDT28-6 Liner Locking 6 mm	28 - 31 cm
720932-032	AKDT32-6 Liner Locking 6 mm	32 - 37 cm
720932-038	AKDT38-6 Liner Locking 6 mm	38 - 43 cm
720932-044	AKDT44-6 Liner Locking 6 mm	44 - 53 cm





ALPS

# SMART SEAL LINER

## SAFR/SADT/SBFR



Cushion


High Density (HD) Gel

Underben (BK) banden börjar 8 cm  
från distala änden  
Lårben (AK) banden börjar 14cm  
från distala änden

Alps Smart Seal Liner har ett vägigt integreratband som griper fast i hylsväggen och formar en säker lufttätt förankring. Det mjuka bandet bildar ett säkert gränssnitt mellan proteshylsa och liner utan att minska stumpens blodflöde. Smart Seal Linern har ett sömlöst tygöverdrag med modernt utseende.

- Alps HD Gel
- Allt i en konstruktion
- 3 mm & 6 mm SBFR & SAFR uniform

Art. nr. och storlekar på baksidan



Alps Smart Seal SBFR SAFR uniform		
720860-020	SBFR 20-3 Liner 3 mm	20 - 23 cm
720860-024	SBFR 24-3 Liner 3 mm	24 - 25 cm
720860-026	SBFR 26-3 Liner 3 mm	26 - 27 cm
720860-028	SBFR 28-3 Liner 3 mm	28 - 31 cm
720861-020	SBFR 20-6 Liner 6 mm	20 - 23 cm
720861-024	SBFR 24-6 Liner 6 mm	24 - 25 cm
720861-026	SBFR 26-6 Liner 6 mm	26 - 27 cm
720861-028	SBFR 28-6 Liner 6 mm	28 - 31 cm
<hr/>		
720870-026	SAFR 26-3 Liner 3 mm	26 - 27 cm
720870-028	SAFR 28-3 Liner 3 mm	28 - 31 cm
720870-032	SAFR 32-3 Liner 3 mm	32 - 37 cm
720870-038	SAFR 38-3 Liner 3 mm	38 - 43 cm
720871-026	SAFR 26-6 Liner 6 mm	26 - 27 cm
720871-028	SAFR 28-6 Liner 6 mm	28 - 31 cm
720871-032	SAFR 32-6 Liner 6 mm	32 - 37 cm
720871-038	SAFR 38-6 Liner 6 mm	38 - 43 cm
<hr/>		
720880-020	SADT 20-3 Liner 3 mm Locking	20 - 23 cm
720880-024	SADT 24-3 Liner 3 mm Locking	24 - 25 cm
720880-026	SADT 26-3 Liner 3 mm Locking	26 - 27 cm
720880-028	SADT 28-3 Liner 3 mm Locking	28 - 31 cm
720880-032	SADT 32-3 Liner 3 mm Locking	32 - 37 cm
720880-038	SADT 38-3 Liner 3 mm Locking	38 - 43 cm
<hr/>		
Önskar Ni beställa SADT XX-6mm ange art.nr. 72088 <u>1</u> -XX		



ALPS

# Anterior Posterior Tapered A6 till P3

APFR-TP



Anterior Posterior Tapered Cushion Liner - **APFR**

ALPS™ AP Tapered Liner har 6mm gel på framsidan och 3mm gel på bak sidan för att lättare växla från TPE Liner till Alps APFR Liner.


- Tapered - 6mm Anterior till 3mm Posterior
- Högprestanda svart tyg, vågrät stretch med reducerad längsgående stretch

Art. nr. och storlekar på baksidan



**Alps** Anterior Posterior Tapered Cushion Liner – APFR svart tyg

Art. nr.	Produkt	Mått 6 cm prox. stump
720763-020	APFR 20-TP Liner A6 till P3 mm	20 - 23 cm
720763-024	APFR 24-TP Liner A6 till P3 mm	24 - 25 cm
720763-026	APFR 26-TP Liner A6 till P3 mm	26 - 27 cm
720763-028	APFR 28-TP Liner A6 till P3 mm	28 - 31 cm
720763-032	APFR 32-TP Liner A6 till P3 mm	32 - 37 cm
<hr/>		
720703-016	SPFR 16-3 Liner 3 mm	16 - 19 cm
720703-020	SPFR 20-3 Liner 3 mm	20 - 23 cm
720703-024	SPFR 24-3 Liner 3 mm	24 - 25 cm
720703-026	SPFR 26-3 Liner 3 mm	26 - 27 cm
720703-028	SPFR 28-3 Liner 3 mm	28 - 31 cm
720703-032	SPFR 32-3 Liner 3 mm	32 - 37 cm
720703-038	SPFR 38-3 Liner 3 mm	38 - 43 cm
720703-044	SPFR 44-3 Liner 3 mm	44 - 53 cm





## ALPS

### ALPS™ ECO LINER

ECDTHD / ECFRHD



*Gel Liner – With or Without Distal Attachment*



High Density (HD) Gel

The ALPS™ ECO Liner features a new distal construction with reduced stretch to control distal distraction. Using less energy to produce, the ECO Liner has a new seamless knitted construction with a modern new look. It is available in a Locking or Cushion Liner with the ALPS HD Gel to provide active amputees with a better degree of control.

- New Distal Construction


- Ny distal konstruktion
- Tillgänglig i HD Gel
- Finns, 3 mm och 6 mm, Locking och Cushion

Art. nr. och storlekar på baksidan

ECO LINER ECDTHD / ECFRHD					
Mått (cm)	U Erimed Locking Alps		U Erimed Cushion Alps		
20 - 23 cm	720713-120	ECDTHD20-3	720713-020	ECFRHD20-3	
24 - 25 cm	720713-124	ECDTHD24-3	720713-024	ECFRHD24-3	
26 - 27 cm	720713-126	ECDTHD26-3	720713-026	ECFRHD26-3	
28 - 31 cm	720713-128	ECDTHD28-3	720713-028	ECFRHD28-3	
32 - 37 cm	720713-132	ECDTHD32-3	720713-032	ECFRHD32-3	
20 - 23 cm	720716-120	ECDTHD20-6	720716-020	ECFRHD20-6	
24 - 25 cm	720716-124	ECDTHD24-6	720716-024	ECFRHD24-6	
26 - 27 cm	720716-126	ECDTHD26-6	720716-026	ECFRHD26-6	
28 - 31 cm	720716-128	ECDTHD28-6	720716-028	ECFRHD28-6	
32 - 37 cm	720716-132	ECDTHD32-6	720716-032	ECFRHD32-6	


#### Cross Section Diagram


3mm Uniform, 6mm Uniform



#### How to Size


Measurements taken 6cm from the distal end





# EasyLiner

## gel hylsa med distalt fäste



### Med tyg och distalt fäste ELDT:

finns som 3 mm & 6 mm uniform samt 3 till 6 mm tapered.

- **Elastisk:** Mjuk och töjbar utan motstycke
- **Slitstark:** Tål hård behandling
- **Ekonomisk:** Sju storlekar täcker 16 - 52 cm  
moderat prisnivå

Art. nr. och storlekar på baksidan

### Alps EasyLiner med distalt fäste



3 mm  
uniform




6 mm  
uniform




6/3 mm  
tapered

<b>Art. nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Mått</b>
720300-016	EasyLiner med tyg <b>3 mm</b> ELDT-16	16 - 19 cm
720300-020	EasyLiner med tyg <b>3 mm</b> ELDT-20	20 - 23 cm
720300-024	EasyLiner med tyg <b>3 mm</b> ELDT-24	24 - 27 cm
720300-028	EasyLiner med tyg <b>3 mm</b> ELDT-28	28 - 31 cm
720300-032	EasyLiner med tyg <b>3 mm</b> ELDT-32	32 - 35 cm
720300-038	EasyLiner med tyg <b>3 mm</b> ELDT-38	36 - 44 cm
720300-044	EasyLiner med tyg <b>3 mm</b> ELDT-44	45 - 52 cm
720301-016	EasyLiner med tyg <b>6 mm</b> ELDT-16	16 - 19 cm
720301-020	EasyLiner med tyg <b>6 mm</b> ELDT-20	20 - 23 cm
720301-024	EasyLiner med tyg <b>6 mm</b> ELDT-24	24 - 27 cm
720301-028	EasyLiner med tyg <b>6 mm</b> ELDT-28	28 - 31 cm
720301-032	EasyLiner med tyg <b>6 mm</b> ELDT-32	32 - 35 cm
720301-038	EasyLiner med tyg <b>6 mm</b> ELDT-38	36 - 44 cm
720301-044	EasyLiner med tyg <b>6 mm</b> ELDT-44	45 - 52 cm
720302-016	EasyLiner med tyg <b>6/3 mm</b> ELDT	16 - 19 cm
720302-020	EasyLiner med tyg <b>6/3 mm</b> ELDT	20 - 23 cm
720302-024	EasyLiner med tyg <b>6/3 mm</b> ELDT	24 - 27 cm
720302-028	EasyLiner med tyg <b>6/3 mm</b> ELDT	28 - 31 cm
720302-032	EasyLiner med tyg <b>6/3 mm</b> ELDT	32 - 39 cm






# ALPS Silikonhylsa ClearPro med distalt fäste



**Tretton storlekar:** 14 – 44 cm

- **Tunn** Tjocklek 1,5 mm
- **Transparent** Lättare att okulär besiktiga huden
- **Standardfäste** Passar ALPS egna samt marknadens övriga ledande pinnlås.

Art. nr. och storlekar på baksidan



<b>ALPS Silikonhylsa ClearPro med distalt fäste</b>		
<b>Art. nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Mått 6cm prox. stump änden</b>
720600-014	Silikonhylsa 1,5 mm SSA14	14 - 15 cm
720600-016	Silikonhylsa 1,5 mm SSA16	16 - 17 cm
720600-018	Silikonhylsa 1,5 mm SSA18	18 - 19 cm
720600-020	Silikonhylsa 1,5 mm SSA20	20 - 21 cm
720600-022	Silikonhylsa 1,5 mm SSA22	22 - 23 cm
720600-024	Silikonhylsa 1,5 mm SSA24	24 - 25 cm
720600-026	Silikonhylsa 1,5 mm SSA26	26 - 27 cm
720600-028	Silikonhylsa 1,5 mm SSA28	28 - 31 cm
720600-030	Silikonhylsa 1,5 mm SSA30	32 - 33 cm
720600-032	Silikonhylsa 1,5 mm SSA32	34 - 35 cm
720600-034	Silikonhylsa 1,5 mm SSA34	36 - 40 cm
720600-038	Silikonhylsa 1,5 mm SSA38	41 - 45 cm
720600-044	Silikonhylsa 1,5 mm SSA44	46 - 51 cm



## ALPS Silikonhylsa

### Silicone Pro

LSL / LSC

*Silicone Liner – Fabric Reinforced*

The ALPS™ Silicone Pro is a medical grade silicone liner protected by ALPS knitted fabric and is available in Locking or Cushion Suspension. The liner comfortably suspends patients in their prosthesis and allows for freedom of movement.




Nio storlekar: 20 – 47 cm

- 1/5 friktion jämfört med vanligt silikon
- Medicinskt klassad silikon täckt av sömlöst tyg
- Minskad pistongverkan
- Tillgänglig i 3 mm Locking och Cushion

Art. nr. och storlekar på baksidan


Silicone Pro LSL / LSC					
Mått (cm)	Erimed Locking Alps			Erimed Cushion Alps	
20 - 23 cm	720660-120	LSL3.0-20		720660-020	LSC3.0-20
22 - 25 cm	720660-122	LSL3.0-22		720660-022	LSC3.0-22
24 - 25 cm	720660-124	LSL3.0-24		720660-024	LSC3.0-24
26 - 27 cm	720660-126	LSL3.0-26		720660-026	LSC3.0-26
28 - 31 cm	720660-128	LSL3.0-28		720660-028	LSC3.0-28
30 - 33 cm	720660-130	LSL3.0-30		720660-030	LSC3.0-30
32 - 37 cm	720660-132	LSL3.0-32		720660-032	LSC3.0-32
35 - 37 cm	720660-135	LSL3.0-35		720660-035	LSC3.0-35
38 - 47 cm	720660-138	LSL3.0-38		720660-038	LSC3.0-38

#### Cross Section Diagram



#### How to Size

Measurements taken 6cm from the distal end






# ALPS

## EasyLiner

### gel hylsa utan distalt fäste



#### **Med tyg- ELFR:**


finns som 3 mm & 6 mm uniform samt 3 till 6 mm tapered.

#### **Utan tyg- ELPX:**


finns endast i 6 mm uniform med en 12 mm tjock distal del.

- **Elastisk:** Mjuk och töjbar utan motstycke
- **Slitstark:** Tål hård behandling
- **Ekonomisk:** Sju storlekar täcker 16 - 52 cm  
moderat prisnivå

Art. nr. och storlekar på baksidan



Alps EasyLiner		
Art. nr.	Produkt	Mått
720100-016	EasyLiner <b>utan</b> tyg 6 mm ELPX	16 - 19 cm
720100-020	EasyLiner <b>utan</b> tyg 6 mm ELPX	20 - 23 cm
720100-024	EasyLiner <b>utan</b> tyg 6 mm ELPX	24 - 27 cm
720100-028	EasyLiner <b>utan</b> tyg 6 mm ELPX	28 - 39 cm
720200-016	EasyLiner <b>med</b> tyg 3 mm ELFR	16 - 19 cm
720200-020	EasyLiner <b>med</b> tyg 3 mm ELFR	20 - 23 cm
720200-024	EasyLiner <b>med</b> tyg 3 mm ELFR	24 - 27 cm
720200-028	EasyLiner <b>med</b> tyg 3 mm ELFR	28 - 31 cm
720200-032	EasyLiner <b>med</b> tyg 3 mm ELFR	32 - 37 cm
720200-038	EasyLiner <b>med</b> tyg 3 mm ELFR	38 - 44 cm
720200-044	EasyLiner <b>med</b> tyg 3 mm ELFR	45 - 51 cm
720201-016	EasyLiner <b>med</b> tyg 6 mm ELFR	16 - 19 cm
720201-020	EasyLiner <b>med</b> tyg 6 mm ELFR	20 - 23 cm
720201-024	EasyLiner <b>med</b> tyg 6 mm ELFR	24 - 27 cm
720201-028	EasyLiner <b>med</b> tyg 6 mm ELFR	28 - 31 cm
720201-032	EasyLiner <b>med</b> tyg 6 mm ELFR	32 - 39 cm
720202-016	EasyLiner <b>med</b> tyg 6/3 mm ELFR	16 - 19 cm
720202-020	EasyLiner <b>med</b> tyg 6/3 mm ELFR	20 - 23 cm
720202-024	EasyLiner <b>med</b> tyg 6/3 mm ELFR	24 - 27 cm
720202-028	EasyLiner <b>med</b> tyg 6/3 mm ELFR	28 - 31 cm
720202-032	EasyLiner <b>med</b> tyg 6/3 mm ELFR	32 - 39 cm






# ALPS

## PadSil

### Distal kudde tillverkad av silikongel




Bra till volymkontroll och polstring av proteshylsan.

Art. nr.	Storlek	Diameter/ tjocklek
720800-014	PDS- S	55/ 11 mm
720800-020	PDS- M	68/ 13 mm
720800-024	PDS- L	80/ 15 mm
720800-028	PDS- XL	97/ 17 mm
720800-032	PDS- XXL	106/ 19 mm

# **SILIPOS**

## **Silopad**

### **Double Layer Distal End Pad**



**Mycket mjuk gelpolstring för under eller lårben  
kan klippas till önskad storlek**

<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek</b>
700012-005 (12005)	En storlek (105mm)

## **Silosheath Original**




<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek</b>	<b>Längd/ Cirkulär</b>
700133-025 13425	2 Short/ Narrow	25cm gel 38-44total/ 18-28cm
700133-035 13335	3 Short/ Regular	25cm gel 38-44total/ 20-34cm
700133-055 13355	5 Medium/ Regular	25cm gel 43-49total/ 23-37cm
700133-075 13375	7 Large/ Regular	33cm gel 46-56total/ 28-42cm



# ALPS Skin Reliever

Tunn gelhylsa som kompenseras volymminskning



ENCP

Mått tas 6 cm från stump ändan

Art. nr.	ENCP konisk 3-1,5mm	Storlek
720099-016	(ENCP16-3)	10 – 19 cm
720099-020	(ENCP20-3)	20 – 27 cm
720099-028	(ENCP28-3)	28 – 31 cm

Lämplig att använda i såväl silikon som gelliners för att kompensera volymminskning. Gelen är den samma som i Easy Linern, distalt 3 mm konad ned till 1,5 mm.





# monolock

med mekaniskt lås



**Monolock 1313**  
art. nr. 580000-000

vikt 281 g  
max patient vikt  
100 kg

**Monolock** , Ett bra val för den lägsta  
mobilitetsklassen. Robust men ändå lätt.



# A6



Mekaniskt med lås, som med ett par skruvar görs fri svingande

A6 Ingjutningsadapter LA13  
580006-033



A6 Pyramidadapter  
580006-035



A6/7 3-arm-adapter  
580006-200



A6/7 Gäng-adapter  
580006-400

**A6 L₁₃₂₁**  
art. nr. 580006-000

vikt 651 g inkl. adapter  
max patient vikt 125 kg

## A6

- Mekaniskt med lås och framkastarfjäder.
- Knät görs fri svingande genom att skruva in ett par skruvar.
- Lätt och kompakt med lägsta bygghöjd.





# A2 Broms knä..

med mekaniskt lås vid behov




**A2 L1311A**  
art. nr. 580002-002

vikt 425 g  
max patient vikt  
125 kg

**A2 Bromsknä**, Innovativ bromskonstruktion, kombinerar friktionssäkring med extra mekaniskt lås.  
Ett bra förstagångs val när låg vikt och säkerhet- trygghet efterfrågas.  
Knä böjning kan påbörjas med belastning på framfoten.



**Gap skruv** -tillverkaren har satt upp en standard inställning. Behöver vanligen ej justeras.



### Känslighets skruv Swing fas

När du vrider känslighets skruven moturs, Less(mindre) friktion.

När du vrider känslighets skruven medurs, mera friktion.

OBS: justering på så lite som 3 grader ger en markant skillnad!

Dra åt röranslutningsskruven till 16 Nm och säkra med Loctite.

#### TEKNISKA DATA: A2 L1311A

Längd 115 mm

Vikt 425 gram

Max flektionsvinkel 145 grader

Max patient vikt 125 kg



College Park

# Guardian broms knä


med mekaniskt lås vid behov



**Guardian**  
art. nr. 760300-000  
vikt 537 g  
max patient vikt 125 kg

**Guardian Bromsknä**, Innovativ bromskonstruktion, kombinerar friktionssäkring med extra mekaniskt lås. Ett bra förstagångs val när låg vikt och säkerhet- trygghet efterfrågas.

## GUARDIAN IN ACTION





**TEKNISKA DATA:** Guardian  
 Längd 128 mm  
 Vikt 523 gram  
 Max flektionsvinkel 145 grader  
 Max patient vikt 125 kg



### Dynamisk inställning

Tänk på: Effekten av en justering kan känna  
vid så lite som 1/8-1/4 varv.

(OBS, vanligen behöver inte Load Dependence röras)  
**STANCE PHASE**

#### *Load Dependence*

SYMPTOM	DESIRED RESULT	SCREW ADJUSTMENT
Brake function too strong; Swing too difficult to initiate	Increase Load Dependence (brake less sensitive)	Turn <b>L</b> clockwise
Brake function not sufficient; Knee too unstable during stance	Decrease Load Dependence (brake more sensitive)	Turn <b>L</b> counterclockwise

#### *Stance Adjustment*

SYMPTOM	DESIRED RESULT	SCREW ADJUSTMENT
Not enough flexion	Increase Stance Flexion	Turn <b>S</b> counterclockwise
Too much flexion	Decrease Stance Flexion	Turn <b>S</b> clockwise



### **SWING PHASE**

#### *Extension Assist*

SYMPTOM	DESIRED RESULT	SCREW ADJUSTMENT
Extension too slow or Excessive heel rise	Increase Extension Assist	Turn <b>E</b> clockwise
Extension too fast or Heel rise not sufficient	Decrease Extension Assist	Turn <b>E</b> counterclockwise





*KenDall*

# Fyraxlad knäled

Med lås, ställbart till fri rörelse



**KK-S802**

art. nr. 560802-000

vikt 630 g

max patient vikt 136 kg

## Beskrivning

- Ett lätt och tålig knä som kan användas antingen i låst läge eller fri rörelse
- Mekaniskt, med friktionssvingkontroll och framkastar fjäder





*KenDall*

# Bad knäled

Fyraxlad knäled med eller utan lås

KK-WA305 Pyramidadapter  
560305-010 (KPA-10S)



KK-WA305 L-Gaffel  
560305-003 (KPA-03S)



KK-WA305 L-Adapter  
560305-011 (KPA-11S)



KK-WA305 3-arm-adapter sats  
560305-009 (KPA-09AS, KPA-20S)



**KK-WA305**  
art. nr 560305-000  
vikt 555 g  
max patient vikt 100 kg

Nätt smidig bad knäleden med väl tilltagen  
flektionsvinkel 145°

# Korrosionsbeständiga

620060-100  
3W060-1



## Monocentrisk knäled

Med manuell låsning  
Tillverkad av: Titan  
Vikt: 416 g Waterproof  
Godkänd till: 125 Kg

620070-104  
2WR070-1-04



## Pyramidhona med rör 30 mm

Tillverkad av: Titan  
Vikt: 121 g Waterproof  
Godkänd till: 125 Kg

620010-100  
2WR010-1



## Pyramidhona 30 mm

Tillverkad av: Titan  
Vikt: 73 g Waterproof  
Godkänd till: 125 Kg

620015-100  
2WR015-1



## 4-hål adapter

Tillverkad av: Titan  
Vikt: 58 g Waterproof  
Godkänd till: 150 Kg

620046-101  
2W046-1-01



## Hylsadapter, för PIN lås system.

8,1 mm hanpyramid hål, titan.  
Vikt: 42 g Waterproof  
Godkänd till: 75 Kg

520510-000  
2W045-1



## 4 Öronadapter 30 mm

Tillverkad av: Titan  
Vikt: 73 g Waterproof  
Godkänd till: 125 Kg

620035-200  
2W080-1-02



## Bad ankel ledad

Tillverkad av: Titan  
Vikt: 310 g Waterproof  
Godkänd till: 125 Kg



*KenDall*

# Fyraxlad knäled

Pneumatisk med integrerad pyramid

*30mm system*



**KK-503A1**  
art. nr 560503-001  
vikt 685 g  
max patient vikt 100 kg

Knäleden är prisvärd och har en fin gång,  
pneumatiskt med integrerad pyramid.





*KenDall*

# Safety knee..

Friktionssnäled med pneumatisk svingfas  
kontroll



**KK-600**


art. nr. 560600-000

vikt 862 g

max patient vikt 125 kg

max flektionsvinkel 150°

**Safety knee**, kombinerar friktionssäkring med  
pneumatisk svingfaskontroll.



**KK-600**  
art. nr. 560600-000

vikt 862 g  
max patient vikt 125 kg  
max flektionsvinkel 150°



College Park

# Victor pneumatiskt knä med friktionsbroms




## Victor

art. nr. 760330-000

vikt 710 g

max patient vikt 125 kg

**Victor**, Enkelledad pneumatisk knäled som har en friktionsbroms som tryggar ståfasen. En lätt knäled som passar utmärkt till låg till medel aktiva brukare.  
-Ett bra val när låg vikt och säkerhet- trygghet efterfrågas.





## TEKNISKA DATA: Victor




Längd 204 mm  
 Vikt 710 gram  
 Max flektionsvinkel 145 grader  
 Max patient vikt 125 kg

## Inställning

Tänk på: Effekten av en justering kan kännas vid så lite som 1/8-1/4 varv.

### *Load Dependence*

SYMPTOM	DESIRED RESULT	SCREW ADJUSTMENT
Brake function too strong; Swing too difficult to initiate	Increase Load Dependence (brake less sensitive)	Turn <b>L</b> clockwise
Brake function not sufficient; Knee too unstable during stance	Decrease Load Dependence (brake more sensitive)	Turn <b>L</b> counterclockwise



(Vanligen behöver inte Stance Adjustment röras)  
Efter en tids användning kan ett litet spel uppträda, vrid 1/8 varv medurs för att minska spel

### SWING PHASE

#### *Flexion Resistance*

SYMPTOM	DESIRED RESULT	SCREW ADJUSTMENT
Flexion too fast or Excessive heel rise	Increase Resistance (close valve)	Turn <b>F</b> clockwise
Flexion too slow or Heel rise not sufficient	Decrease Resistance (open valve)	Turn <b>F</b> counterclockwise

#### *Extension Resistance*

SYMPTOM	DESIRED RESULT	SCREW ADJUSTMENT
Extension too fast or Impact too abrupt	Increase Resistance (close valve)	Turn <b>E</b> clockwise
Extension too slow or Not sufficient	Decrease Resistance (open valve)	Turn <b>E</b> counterclockwise



*KenDall*

# KK 951

Knäled med innovativt säkerhets länksystem



580006-200  
tre armsadapter




Knäskalle  
560951-009

**KK-951** *fast pyramid*  
art. nr. 560951-000

vikt 1025 g  
max patient vikt  
100 kg

**KK-951** *för tre armsadapter*  
art. nr. 560951-001  
max patient vikt 125 kg

**KK-951**, En mycket säker och energisnål konstruktion.  
Den inbyggda stanceflexfunktionen och stötdämpningen  
ger brukaren ett naturligt gångmönster.



KK-951

### KK-951

#### TEKNISKA DATA

Längd	230 mm
Vikt	1025 gram
Max flektionsvinkel	145 grader
Max patient vikt fast pyramid	100 kg
Tre armsadapter 125 kg	

### KK-951, Geometriskt låsningssystem med stanceflexfunktion.

En mycket säker och energisnål konstruktion. Den 5-axliga konstruktionen ger säkerhet genom ökad markfrigång och den låser helt vid hälisättning med knäet i full extension. Över midstance låser sedan knät upp med minimal kraft från brukaren.

Den inbyggda stanceflexfunktionen och stötdämpningen ger brukaren ett naturligt gångmönster vilket minskar risken för belastningsskador.

Svingfaskontrollen som är pneumatisk möjliggör gång i olika hastigheter med bevarad symmetri.

Vid färdigställning: Se till att röradaptern är dragen med 16 Nm.



**LAPOC**



# **Swan100**

**M0786 Multi Axial Bouncing Type Safety Knee**



**Swan100 M0786**  
art. nr. 540786-000

vikt 840 g  
max patient vikt 100 kg  
Max flektionsvinkel 150 gr

**Swan M0780**  
art. nr. 540780-000

vikt 670 g  
max patient vikt  
75 kg



**Swan**  
designade för  
**SÄKER & NATURLIG**  
gång




## ■ Swan egenskaper

### ■ Dynamisk stabiliseringmekanism för att förhindra ofrivillig böjning av knäleden

Vid hälkontakt böjs den nedre delen av protesen något för att minska effekten av stöten mot marken. Därvid blir de två vertikala länkarna (främre och bakre) i det närmaste parallella och rotationscentrum hos knäleden förflyttas uppåt/bakåt från höftleden och förhindrar därmed ofrivillig böjning av knäleden. Efter mittståfasen återgår knät till det grundläggande 4-länksläget och möjliggör böjning i ståfasens sista del.

### ■ Bouncingmekanism för enklare ståfas

Den lätta knäböjningen före mittståfasen i tvåfotad gång reducerar kroppens stigande och sjunkande rörelser. Den tar upp stötarna mot underlaget och underlättar kroppens framåtrörelse. Det innebär naturligare gång och lägre energiåtgång. I Swans fall minskar vinkeln mellan centrumlinjen hos hylsan och underbenshylsan i ett tidigare skede av ståfasen. Graden av bouncingrörelse kan regleras genom att knäleden tiltas i A-P-planet eller genom att hårdhetsgraden hos den stötdämpande kudden justeras.



### ■ Kompakt hydraulisk cylinder för lättare svingfas

Rent allmänt anses att hydrauliska knäleder är trögare i svingrörelsen än pneumatiska knäleder vilket innebar en lägre acceptansnivå hos inaktiva patienter. Swans hydrauliska cylinder är dock konstruerad så att den minimerar flexionsmotståndet och inte heller hämmar knäflexionen i ståfasens sista skede eller vid ett lågt flexionsmoment i svingfasen förorsakat av långsam gång. Samtidigt anpassar sig cylindern bättre till takten hos olika gånghastigheter, upp till en gångtakt av 105 steg i minuten.



LAPOC

# Step Sport knäled

med stegvis flektion låsfunktion



**SP0701**

art. nr. 540701-000

vikt 1000 g

Stegvis låsvinkel justering

0°, 20°, 40° och 60°

maximal flektionsvinkel 100°




Stötabsorptionsfunktionen verkar oberoende  
av inställd knä vinkel, maximalt 15°

Stegvis låsvinkel justering



Låsvinkels justeringen ändras med  
knappen på sidan.  
Tryck in knappen och böj knät.

Stötabsorptions justering



Stötdämpparens hårdhet kan lätt justeras.





College Park

# CAPITAL hydraulic knee

sjö och dusch anpassad*



**CAPITAL**  
**distal pyramid**  
art. nr. 760350-000  
CHKAJ350

Tillbehör:



**CAPITAL**  
**34 mm röranslutning**  
art. nr. 760351-000  
CHKAJ300


34mm Rör med adapter  
art. nr. 760351-430  
TAS43034



Växla lätt mellan låst,  
normal och öppet läge  
på pumpen



Enkel justering av  
flexion och extensio  
motstånd med en  
4mm insektnyckel



Snubbel säkring,  
flexionsmotståndet  
återgå automatiskt till  
högt om brukaren  
stöter till en sten med  
tån i svingfasen.  
Pumpen möjliggör en  
trygg och säker  
trappgång vid rätt  
inställning av knät.

**Tekniska data:**

Vikt	Längd
980 g	230 mm
Max patient vikt	Kupol till knäcentrum
150 kg	17 mm

Max flexionsvinkel  
130°

* sjö och dusch anpassad vissa restriktioner finns





*KenDall*

# Höftex.led fyraxlad

Mekanisk inklusive platta



platta  
art. nr.  
560701-100  
KPA-02

**KK-700**  
art. nr. 560701-000

vikt 820 g inkl. platta  
max patient vikt 90 kg

**Fyrleds designen gör höftex.leden säkrare  
30 mm röranslutning.**




620200-013  
Röradapter 10° titan  
längd



620200-304  
AL-Rör 30mm, 400mm

## Förslag till bänkuppställning höftex.led från erimed





# Höftex.led fyraxlad

Mekanisk inklusive platta




**H2 1332A**  
art. nr. 580002-000

vikt 717 g  
max patient vikt 100 kg

**Fyrleds designen gör höftex.leden säkrare  
komplett med rör & vinkeladapter**

## Förslag till bänkuppställning höftex.led från erimed





*KenDall*

# Barn knäled KK-102

Lätt vikts fyraaxlad knäled med manuellt lås



3-armadapter barn  
560102-016



Topp pyramidadapter barn  
560102-019



**KK-102**

art. nr. 560102-000

vikt 310 g

max patient vikt 55 kg

Lätt 4-axlad led med friktionskontroll och extensionsfjäders framkastare samt justerbar sabilitetskontroll. Mekaniska låset kan tas bort.

Art. Nr. och adaptrar på baksidan



Delar till/ för KK-102	
Art. nr.	Benämning
560102-019 KPA-19	Topp pyramidadapter barn max 55 kg
560102-016 KPA-16	3-armadapter barn max 55 kg
650003-135 AAAK135	Childs play variabel höjd adapter AL 22 mm max 65 kg
650003-225 AAAK225	Childs play röradapter AL 22 mm max 65 kg
520021-000 2K070-3	Pyramidhona med rör 22 mm max 45 kg
520017-000 2K010-3	Röradapter 22 mm max: 45 Kg
560711-000 KK-701	Barn höftex.led fyraxlad 22mm Vikt 337g, max vikt 60kg
560711-045 KPA-45	Platta till barn höftex.led
620013-003 2K013-3	Röradapter 22 mm 10°, max: 45 Kg
620071-003 2K071-3-02	Rör 22 mm max: 45 Kg

# AXIS® SHOULDER JOINT


Formerly the LTI Locking Shoulder Joint, the new AXIS® has been re-engineered by College Park. With a friction hinge, the patented shoulder joint is operated with simple switches that simplifies harnessing by eliminating the need for gross body movements. The AXIS is able to be integrated with all upper limb control systems with a special channel to conceal and protect power cables. Unlike any product on the market, the AXIS provides better task control, a natural range of motion, and ease of use for the patient's daily life.



Endo model

SWING	LOCKING POSITIONS	ABDUCTION	WEIGHT LIMIT
240°	25	180°	23kg
MOUNTING		WEIGHT	
	Endo Exo	290g	

#The listing of codes with these products should not be construed as a guarantee for coverage or payment. Ultimate responsibility for the coding of services/products rests with the individual practitioner.



240° Range of motion

**PART NUMBER  
EXO MODEL  
SJ90 BK**

**INCLUDED**

AXIS Shoulder joint,  
mounting ring and  
hardware.

**erimed**  
764200-090

**PART NUMBER  
ENDO MODEL  
SJ100 BK**

**erimed**  
764200-100

## SWITCHES

PART NUMBER	DESCRIPTION	ADDITIONAL INFORMATION
 SJ43	Lock Release Kit	<b>erimed</b> 764200-043
 SJ45	Nudge Kit	<b>erimed</b> 764200-045

## ADDITIONAL HARDWARE

PART NUMBER	DESCRIPTION	ADDITIONAL INFORMATION
 SJ60	3 Spoke Mounting Plate, Black	<b>erimed</b> 764200-060
 SJ63	Straight Mounting Plate, Aluminum	<b>erimed</b> 764200-063
 SJ53	Boston Arm Endo Adapter Kit	<b>erimed</b> 764200-053



blå, beige, svart eller preflexad

## LITE sleeve



**LITE manschetten**, har en 3 mm mineraloljebaserat gel (TPE) som ger god komfort samt vidhäftning och är extra hudvänlig

Art. nr. och storlekar på baksidan



### LITE sleeve gel knämanschett

Art. nr.	Storlek	Mått 5cm nedan patella	
620800-001 4W80-S-B	S	blå	14 – 19 cm
620800-002 4W80-M-B	M	blå	19 – 28 cm
620800-003 4W80-L-B	L	blå	28 – 38 cm
620800-004 4W80-XL-B	XL	blå	38 – 54 cm
620800-101 4W80-S-H	S	beige	14 – 19 cm
620800-102 4W80-M-H	M	beige	19 – 28 cm
620800-112 4W80-MP-H	MP	beige	24 – 35 cm
620800-103 4W80-L-H	L	beige	28 – 38 cm
620800-113 4W80-LP-H	LP	beige	31 – 46 cm
620800-104 4W80-XL-H	XL	beige	38 – 54 cm
620800-201 4W80-S-S	S	svart	14 – 19 cm
620800-202 4W80-M-S	M	svart	19 – 28 cm
620800-203 4W80-L-S	L	svart	28 – 38 cm
620800-204 4W80-XL-S	XL	svart	38 – 54 cm
620880-101 4W88-S-H	S	beige preflexad	14 – 19 cm
620880-102 4W88-M-H	M	beige preflexad	19 – 28 cm
620880-103 4W88-L-H	L	beige preflexad	28 – 38 cm
620880-104 4W88-XL-H	XL	beige preflexad	38 – 54 cm
Knä sleeve skydd			
620800-601 6W100-S	S	svart	14 – 19 cm
620800-602 6W100-M	M	svart	19 – 28 cm
620800-603 6W100-L	L	svart	28 – 38 cm
620800-604 6W100-XL	XL	svart	38 – 54 cm



beige

# Genesee Gel Sleeve

med tygförstärkt mittinnandel




**College Park's Genesee Gel Sleeve**, med tygförstärkt mittinnandel. Har en 3 mm mineraloljebaserat gel som ger god komfort samt vidhäftning och är extra hudvänlig. Kan handtvättas 30°.

Art. nr. och storlekar på baksidan



College Park's Genesee Gel Sleeve		
Art. nr.	Storlek	Mått mitt patella/ max. lår
760100-001 GSS 1T	1	beige 21 – 30 cm/ 32 cm
760100-002 GSS 2T	2	beige 25 – 35 cm/ 39 cm
760100-003 GSS 3T	3	beige 29 – 41 cm/ 51 cm
760100-004 GSS 4T	4	beige 34 – 47 cm/ 57 cm
760100-005 GSS 5T	5	beige 37 – 52 cm/ 60 cm







svart/ beige  
**i-sleeve**



**i-sleeve**, tunn-lufttät-lagningsbar-tvättbar

i-sleeven är tunn och lufttät. Den levereras med en liten laglapp som vid skada försiktigt kan strykas på knä manschetten lägg en tygbit mellan laglapp och strykjärn. Kan handtvättas 30°.

Art. nr. och storlekar på baksidan




<b>i-sleeve tunn knämanschett</b>			
<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek</b>	<b>Mått mitt patella/</b>	<b>max. lår</b>
541601-001	SS	svart 27 – 30 cm/	43 cm
541601-002	S	svart 30 – 35 cm/	50 cm
541601-003	M	svart 34,5–37,5 cm/	56,5 cm
541601-004	ML	svart 35 – 38 cm/	63 cm
541601-005	L	svart 36 – 42 cm/	63 cm
541601-006	LL	svart 37 – 44 cm/	68 cm
541601-101	SS	beige 27 – 30 cm/	43 cm
541601-102	S	beige 30 – 35 cm/	50 cm
541601-103	M	beige 34,5–37,5 cm/	56,5 cm
541601-104	ML	beige 35 – 38 cm/	63 cm
541601-105	L	beige 36 – 42 cm/	63 cm
541601-106	LL	beige 37 – 44 cm/	68 cm

tunn-lufttät-lagningsbar-tvättbar




# Durasleeve

## Neopren knämanschett



**Suspensionsmanschetten**, har inlimmat tyg på en del av insidan, det skyddar mot nötning och ger låg friktion.

Art. nr. och storlekar på baksidan



<b>Durasleeve</b> neopren knämanschett		
<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek</b>	<b>Mått 10cm över patella</b>
700300-000	0	28 – 30 cm
700300-001	1	31 – 35 cm
700300-002	2	36 – 40 cm
700300-003	3	41 – 45 cm
700300-004	4	46 – 50 cm
700300-005	5	51 – 56 cm



## ALPS EasySleeve

SFX- Flex sleeve med tyg svart, beige

SLE- utan tyg 6 mm

SFR- med tyg 3 mm



- |                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ● <b>Elastisk:</b>          | Extremt töjbar och mjuk                      |
| ● <b>Slitstark:</b>         | Tål hård behandling                          |
| ● <b>Liten kompression:</b> | Speciellt viktigt för vaskulösa<br>stumpar   |
| ● <b>Ekonomisk:</b>         | Fem storlekar täcker $16 \leq 64 \text{ cm}$ |

Art. nr. och storlekar på baksidan




## Alps EasySleeve

Art. nr.	Produkt	Storlek	Mått 10 cm över patella
720500-016	EasySleeve <b>med</b> tyg 3mm SFR	X-Small	23 - 28cm
720500-020	EasySleeve <b>med</b> tyg 3mm SFR	Small	29 - 35cm
720500-024	EasySleeve <b>med</b> tyg 3mm SFR	Medium	36 - 40cm
720500-028	EasySleeve <b>med</b> tyg 3mm SFR	Large	41 - 51cm
720500-032	EasySleeve <b>med</b> tyg 3mm SFR	X-Large	52 - 64cm
720400-016	EasySleeve <b>utan</b> tyg 6mm SLE	X-Small	20 - 25cm
720400-020	EasySleeve <b>utan</b> tyg 6mm SLE	Small	26 - 32cm
720400-024	EasySleeve <b>utan</b> tyg 6mm SLE	Medium	33 - 40cm
720400-028	EasySleeve <b>utan</b> tyg 6mm SLE	Large	41 - 49cm
720400-032	EasySleeve <b>utan</b> tyg 6mm SLE	X-Large	50+cm
720401-016	Tygöverdrag till SLE sleeveen	X-Small	20 - 25cm
720401-020	Tygöverdrag till SLE sleeveen	Small	26 - 32cm
720401-024	Tygöverdrag till SLE sleeveen	Medium	33 - 40cm
720401-028	Tygöverdrag till SLE sleeveen	Large	41 - 49cm
720401-032	Tygöverdrag till SLE sleeveen	X-Large	50+cm
720520-120	Flex Sleeve SFX beige	SFX20-3B	20 – 34cm
720520-126	Flex Sleeve SFX beige	SFX26-3B	31 – 40cm
720520-132	Flex Sleeve SFX beige	SFX32-3B	35 – 60cm
720520-020	Flex Sleeve SFX svart	SFX20-3G	20 – 34cm
720520-026	Flex Sleeve SFX svart	SFX26-3G	31 – 40cm
720520-032	Flex Sleeve SFX svart	SFX32-3G	35 – 60cm



# **TES bälte**

## **Suspensionsbälte i neopren för lårbensproteser**



**Universal**, passar både höger och vänster sida


Art. nr.	Storlek	Lår (cm)
708000-001	Small	40-50
708000-002	Medium	51-58
708000-003	Large	59-68
708000-004	X-Large	69-79





## *EasyProth*

# Pådragspåse för lårben




**Pådragspåsen** underlättar det ibland obekväma dagliga arbetet att sätta på sug protesen för den amputerade.

Tillverkad av armerad nylon med ytterst liten friktion.

Art. nr. och storlekar på baksidan

<b>Pådragsspåse för lårben- EasyProth</b>			
<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek/ färg</b>	<b>A mått (cm)</b>	<b>B mått (cm)</b>
767000-001	XS- gul	≤ 40	12
767000-002	S- röd	41- 45	13
767000-003	M- mörkblå	46- 58	13
767000-004	L- grön	59- 70	15,5
767000-005	XL- ljusblå	71- 80	16
767000-006	XXL- lila	81- 89	16,5






*Royal Knit*

# CoolMax tåstrumpor..

För små & större barn



**CoolMax** är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, på så vis känns huden torr och komfortabel.

**Skötselråd:**

- Tvätt 60°
- Kan blekas vid behov, använd kallt vatten
- Kan torktumlas
- Använd ren socka varje dag

Art. nr. och storlekar på baksidan



<b>CoolMax barn tåstrumpor</b>				
<b>Art. nr.</b>	<b>Längd (cm)</b>	<b>Topp (cm)</b>	<b>Tå (cm)</b>	
610000-001 (TOE-SM-12)	10"-12"      25-30	2"-4" 5-10	2"-4" 5-10	
610000-002 (TOE-MD-16)	12"-16"      36-42	3"-5" 7,5-12	3"-5" 7,5-12	
610000-003 (TOE-LG-16)	12"-16"      36-42	3,5"-6" 9-15	3,5"-6" 9-15	




<b>Ortosstrumpa KAFO 70 cm</b>		
<b>Art. nr.</b>	<b>Färg</b>	<b>Skostorlek</b>
665001-312 50470011121002	Vit	35-38
665001-313 50470011131002	Vit	39-42
665001-314 50470011141002	Vit	43-46
665000-312 50470001121002	Svart	35-38
665000-313 50470001131002	Svart	39-42
665000-314 50470001141002	Svart	43-46



*Royal Knit*

# CoolMax strumpor..

För ortos protes och höftexartikulation



**CoolMax** är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, på så vis känns huden torr och komfortabel. Färg vit eller svart.

#### **Skötselråd:**

- Tvätt 60°
- Kan blekas vid behov, använd kallt vatten
- Kan torktumlas
- Använd ren socka varje dag

Art. nr. och storlekar på baksidan



## CoolMax strumpor ortos protes färg vit eller svart

Vit	Längd (cm)	Topp (cm)	Tå (cm)	Svart
614008-000 (RKDF-0A-08)	6"-10" 15-25	4"-5" 10-13	2,5"-3" 6-8	614008-001 (BRKDF-0A-08)
614013-000 (ROBS OA-14)	12"-16" 30-40	4"-5" 10-13	2,5"-3" 6-8	614013-001 (BROBS OA-14)
615516-000 (ROBS O1-16)	16"-20" 40-50	5,5"-7" 13-18	3"-4" 8-10	615516-001 (BROBS O1-16)
615520-000 (ROBS O1-20)	22"-28" 55-70	5,5"-7" 13-18	3"-4" 8-10	615520-001 (BROBS O1-20)
617018-000 (ROBS O1-24)	30"-38" 75-95	5,5"-7" 13-18	3"-4" 8-10	617018-001 (BROBS O1-24)
617020-000 (ROBS 12-16)	16"-20" 40-50	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13	617020-001 (BROBS 12-16)
619518-000 (ROBS 12-20)	22"-28" 55-70	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13	619518-001 (BROBS 12-20)
619520-000 (ROBS 12-28)	32"-40" 80-100	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13	619520-001 (BROBS 12-28)

Strumpan har ingen häl passar därför även som stumpstrumpa.

## 'Soft' knäsocka utan inskärande resår



Art. nr.	Färg	Skostorlek
664001-312 4014001112	Vit	35-38
664001-313 4014001113	Vit	39-42
664001-314 4014001114	Vit	43-46
664002-312 4014000112	Svart	35-38
664002-313 4014000113	Svart	39-42
664002-314 4014000114	Svart	43-46



## CoolMax byxa för höftex.

Art. nr.	Storlek	Midjemått (cm)
615000-000 (RF3 - HPSM)	small	50-70
617000-000 (RF3 - HPMD)	medium	70-90
619000-000 (RF3 - HPLG)	large	90-120




# Stumpstrumpor.. utan hål



## Tunn bomull

Storlek 25, 30, 35, 40, 45 cm  
även barn/ arm 25 cm  
Tvätt 60°



## Bomullsfrrotté

Storlek 30, 35, 40, 45 cm  
Tvätt 60°



## CoolMax utan hål, 1,3,5 Ply för underben



Art. nr.	Ply/ Längd (cm)	Topp (cm)	"Tå"(cm)
610000-140 (RK1P-12-16)	1Ply 16"-18" 40cm	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13
610000-340 (RF3-1/2-18)	3Ply 16"-18" 40cm	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13
610000-540 (RF5-1/2-18)	5Ply 16"-18" 40cm	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13

Art. nr. och storlekar på baksidan

## Stumpstrumpor utan hål


## Bomull, Nylon samt CoolMax

Art. nr.	Material	Mått (cm)
662500-030 (25000000 30)	Bomullsfrrotté	30
662500-035 (25000000 35)	Bomullsfrrotté	35
662500-040 (25000000 40)	Bomullsfrrotté	40
662500-045 (25000000 45)	Bomullsfrrotté	45
OBS! Bomullsfrrotté 45 cm finns även på lager i färg svart, röd, grön, gul, blå		
662400-525 (2400502125)	Barn/Arm Tunn bomull	25
662401-030 (24011011 30)	Tunn bomull	30
662401-035 (24011011 35)	Tunn bomull	35
662401-040 (24011011 40)	Tunn bomull	40
662401-045 (24011011 45)	Tunn bomull	45
662200-030 (22000000 30)	Nylon	30
662200-035 (22000000 35)	Nylon	35
662200-040 (22000000 40)	Nylon	40
662200-045 (22000000 45)	Nylon	45
611200-040 (RK1P-OA-14)	CoolMax 1Ply	X-small 40
611201-035 (RK1P-01-12)	CoolMax 1Ply	small 35
611212-035 (RK1P-12-12)	CoolMax 1Ply	medium 35
611223-035 (RK1P-23-12)	CoolMax 1Ply	large 35
613516-045 (RK1P-35-16)	CoolMax 1Ply	X-large 45
662520-035 (2520001135)	Partiell volymkontroll Proximal frrotté-distal tunn	35
662530-035 (2530001135)	Partiell volymkontroll Proximal tunn distal frrotté	35





# Stumpstrumpor.. med hål



**Bomullsfrötté** med silikonhål  
Storlek 30, 35, 40, 45 cm  
Tvätt 95°



**Nylon** med silikonhål  
Storlek 30, 35, 40, 45 cm  
Tvätt 60°



## CoolMax med hål, 1,3,5 Ply för underben


Art. nr.	Ply/ Längd (cm)	Topp (cm)	"Tå"(cm)
610005-125 (ØRK1P-12-12)	1Ply 10"-14" <b>25cm</b>	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13
610005-325 (ØRF3-1/2-12)	3Ply 10"-12" <b>25cm</b>	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13
610005-525 (ØRF5-1/2-12)	5Ply 10"-12" <b>25cm</b>	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13
610005-140 (ØRK1P-12-16)	1Ply 16"-18" <b>40cm</b>	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13
610005-340 (ØRF3-1/2-18)	3Ply 16"-18" <b>40cm</b>	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13
610005-540 (ØRF5-1/2-18)	5Ply 16"-18" <b>40cm</b>	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13

# Stumpstrumpor med distalt hål



## CoolMax med hål, under- lårben

Art. nr.	Längd (cm)	Topp (cm)	"Tå"(cm)
613520-100 (ØRKDF 01-12)	10"-14"      25-35	5"-7" 14-18	3"-4" 8-11
615020-100 (ØRKDF 12-16)	16"-20"      40-50	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13
617020-100 (ØRKDF 12-20)	22"-28"      55-70	7"-8" 18-20	4"-5" 10-13



## Bomull samt Nylon med silikon hål


Art. nr.	Material	Mått (cm)
662505-030 (25050011 30)	Bomullfrotté	30
662505-035 (25050011 35)	Bomullfrotté	35
662505-040 (25050011 40)	Bomullfrotté	40
662505-045 (25050011 45)	Bomullfrotté	45
662555-035 (25550011 35)	Bomullfrotté lårben	35
662406-035 (24061011 35)	Bomull tunn	35
662205-030 (22050000 30)	Nylon	30
662205-035 (22050000 35)	Nylon	35
662205-040 (22050000 40)	Nylon	40
662205-045 (22050000 45)	Nylon	45
662255-035 (22555000 35)	Nylon lårben	35






Tensitube™


# Elastisk tub stumpkrympare



- 1** Dra krymp elastiken över stumpen.



- 2** Placera ringen tätt mot distala änden.



- 3** Dra det andra lagret över det första tills önskad kompression uppnåtts.


*Lätt att dra på*

- *Kontrollerad kompression*
- Minskar ödem
- Snabbar på protes tillpassningen

**Polyester 92% Lycra 8%**  
Tvätt 60°

Art. nr. och storlekar på baksidan

## **Tensitube™ stumpkrympare**



<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek (cm)</b>	<b>Omkrets (cm)</b>
520224-000	2"-24" 60	12,5-17,5
520324-000	3"-24" 60	22,5-30
520424-000	4"-24" 60	30-40
520524-000	5"-24" 60	38-50
520624-000	6"-24" 60	45-60

Dra det andra lagret över det första tills önskad kompression uppnåtts.




# Kosmetikstrumpor...

## *Kosmetikstrumpa utan häl*

längd

640450-000	BK	45 cm
640600-000	BK	60 cm
640875-000	AK	87,5 cm




## *Kosmetikstrumpa underben små damer, barn lårben*

Benlängd

629022-001	6W022-1	34 cm
629022-002	6W022-2	37 cm
629022-003	6W022-3	44 cm


styck



## *Underbens kosmetikstrumpa*

	Benlängd	Cirkulär	Fotlängd
--	----------	----------	----------


629016-001	6W016-1	36 cm	25 cm	20 cm
629016-002	6W016-2	41 cm	25 cm	21 cm
629016-003	6W016-3	46 cm	27 cm	22 cm



## *Kosmetikstrumpa med gummiband för knäex, lår och höftex,*

	Benlängd	Cirkulär	Fotlängd
--	----------	----------	----------


629014-000	6W014-0	72 cm	36 cm	20 cm
629014-001	6W014-1	76 cm	36 cm	20 cm
629014-002	6W014-2	78 cm	38 cm	20,5 cm
629014-003	6W014-3	80 cm	40 cm	21 cm



## *Proximal hyls/ kosmetik anslutningsdel*

Cirkulär

629015-001	6W015-1	28 cm
629015-002	6W015-2	34 cm
629015-003	6W015-3	40 cm




styck





**LAPOC**  
**”New Idia”**  
snabbkosmetik, lätt, lätt



**New Idia M1244**  
art. nr. 541244-000

vikt 80 g  
storlek 1 universal


# Snabbkosmetik "New Idia" från Lapoc




## Särdrag:

- Snabb Kosmetik snabbt var helst man befinner sig
- Lätt Bara att rulla på, utan något slipdamm
- Låg vikt Lättare än en konventionell kosmetik


## Tillverknings tips



Justerar längd & cirkulär mått



Klipp till önskad form och montera med medföljande tyg tape



**New Idia M1244**  
art. nr. 541244-000

vikt 80 g  
storlek 1 universal



# **erimed**

## **Underbenskosmetik i PE skum**

620315-030  
3W315-30



Kosmetik beige. Tillverkad i lågviktspolyeten med extra fina porer. För system med Ø 30 mm rör. 480*160*160 mm

## **Underbenskosmetik i PUR flexibelt skum**

620314-030  
3W314-30



Kosmetik beige. Tillverkad iPUR skum. För system med Ø 30 mm rör.

Kosmetik för lårben Gjord av PUR flexibelt skum och centrum hål  
30 grader knä flektion

620313-232 3W313-L32	Vänster	32cm
620313-132 3W313-R32	Höger	32cm
620313-236 3W313-L36	Vänster	36cm
620313-136 3W313-R36	Höger	36cm
620313-240 3W313-L40	Vänster	40cm
620313-140 3W313-R40	Höger	40cm
620313-244 3W313-L44	Vänster	44cm
620313-144 3W313-R44	Höger	44cm



### Keasy Thermocone

Diam.. dist/prox. tjocklek/längd (mm)

624001-016 3W400-16	90/160	6,5/390
624001-018 3W400-18	90/180	6,5/500
624011-017 3W401-17	75/170	3/420





DryCorp  
**Duschstrumpa**  
Swim, Shower & Bathe



Art. nr. och storlekar på baksidan



Duschstrumpa DryCorp			
Art. nr.	Modell nr	Cirkulär cm	Längd cm
700012-000	FL12	19-28	48
700014-000	FL14	35-41	74
700016-000	FL16	41-53	83



Steg 1: Sätt på den



Steg 2: Pumpa ut luften



Steg 3: Ta av den



# AFO

## Öppen häl eliminerar tryck över calcaneus



**Två styvheter**, den vita mjukare än den grå som har kolfiber inblandning.

**Fyra storlekar**, small, medium, large och X-Large (38 cm).

Art. nr. och storlekar på baksidan




AFO			
Art. nr.	Storlek		Färg
775240-000 M.9050R SM	Small	höger	Vit
775241-000 M.9050R M	Medium	höger	Vit
775246-000 M.9050R L	Large	höger	Vit
775242-000 M.9050R XL	XL 38 cm	höger	Vit
775243-000 M.9050L SM	Small	vänster	Vit
775244-000 M.9050L M	Medium	vänster	Vit
775247-000 M.9050L L	Large	vänster	Vit
775245-000 M.9050L XL	XL 38 cm	vänster	Vit
<hr/>			
775240-100 M.9051R SM	Small	höger	Grå
775241-100 M.9051R M	Medium	höger	Grå
775246-100 M.9051R L	Large	höger	Grå
775242-100 M.9051R XL	XL 38 cm	höger	Grå
775243-100 M.9051L SM	Small	vänster	Grå
775244-100 M.9051L M	Medium	vänster	Grå
775247-100 M.9051L L	Large	vänster	Grå
775245-100 M.9051L XL	XL 38 cm	vänster	Grå

**Två styvheter**, den vita mjukare än den grå med kolfiber inblandning.




## Barn AFO dorsalskena



**Fem storlekar, 1-5 höger och vänster.**

Art. nr. och storlekar på baksidan

<b>Barn AFO dorsalskena</b>				
<b>Art. nr.</b>	<b>Modell</b>	<b>Vad</b>	<b>Höjd</b>	<b>Fotlängd</b>
700200-101	1- höger	21-26 cm	19 cm	11 cm
700200-102	2- höger	21-26 cm	23 cm	13 cm
700200-103	3- höger	23-27 cm	24 cm	14 cm
700200-104	4- höger	24-28 cm	27 cm	15 cm
700200-105	5- höger	24-31 cm	28 cm	17 cm
700200-001	1- vänster	21-26 cm	19 cm	11 cm
700200-002	2- vänster	21-26 cm	23 cm	13 cm
700200-003	3- vänster	23-27 cm	24 cm	14 cm
700200-004	4- vänster	24-28 cm	27 cm	15 cm
700200-005	5- vänster	24-31 cm	28 cm	17 cm





# EASY WALK Advance II

Easy Walk Advance II är gjord av pre-preg kolfiber och är optimerad för tålyft, samtidigt som ortosen är lätt och tunn. Vad bygeln är designad så den smidigt anpassar sig till olika fasonger på vaden och återger energi under gången. Ett nytt fästsättningssystem med smart magnetlås, låset är hållbart och det är lätt att justera längden på remmen.



## Indikation:

Mild dropp fot

Erimed Vänster	Orthobaltic Vänster	Storlek	Erimed Höger	Orthobaltic Höger	Skostorlek	Höjd, cm.
680012-A00	AFO12A=LXS	XS	680012-A10	AFO12A-RXS	34-36	32,5
680012-A01	AFO12A=LS	S	680012-A11	AFO12A-RS	36-39	33,5
680012-A02	AFO12A=LM	M	680012-A12	AFO12A-RM	39-42	34,5
680012-A03	AFO12A=LL	L	680012-A13	AFO12A-RL	42-45	35,5
680012-A04	AFO12A=LXL	XL	680012-A14	AFO12A-RXL	45-47	37,5
680012-C00 "C" part						Magnetspärre komplett



01Aa Rev. 1

# EASY WALK Stability

Easy Walk Stability är utformad för att ge dynamisk assistans och ankel kontroll vid instabilitet i ankeln. Ortosen har ett tre punktsfixationssystem i vad området. Ankelfoten har bra medial lateral samt rotationskontroll av hela led komplexet. Den väldesignade vadbygeln möjliggör kraftfördelning och återger energi under gången



Indikation:

Moderat dropp fot

<b>Erimed Vänster</b>	<b>Orthobaltic Vänster</b>	<b>Storlek</b>	<b>Erimed Höger</b>	<b>Orthobaltic Höger</b>	<b>Skostorlek</b>	<b>Höjd, cm.</b>
680010-T00	AFO10T=LXS	XS	680010-T10	AFO10T-RXS	34-36	32,5
680010-T01	AFO10T=LS	S	680010-T11	AFO10T-RS	36-39	33,5
680010-T02	AFO10T=LM	M	680010-T12	AFO10T-RM	39-42	34,5
680010-T03	AFO10T=LL	L	680010-T13	AFO10T-RL	42-45	35,5
680010-T04	AFO10T=LXL	XL	680010-T14	AFO10T-RXL	45-47	37,5



# EASY WALK Fixation

EASY WALK Fixation är gjord för att maximalt fixera ankeln under gångcykeln. Stark lateral fixation av underbenet ger maximal medial-lateral kontroll av ankelfot leden. Tack vare vad bygelns rigiditet så sker den mesta av energiåtergivningen genom kolfiberfotplattan.



Indikation:

Svår/ kraftig dropp fot

Erimed Vänster	Orthobaltic Vänster	Storlek	Erimed Höger	Orthobaltic Höger	Skostorlek	Höjd, cm.
680010-F00	AFO10F=LXS	XS	680010-F10	AFO10F-RXS	34-36	32,5
680010-F01	AFO10F=LS	S	680010-F11	AFO10F-RS	36-39	33,5
680010-F02	AFO10F=LM	M	680010-F12	AFO10F-RM	39-42	34,5
680010-F03	AFO10F=LL	L	680010-F13	AFO10F-RL	42-45	35,5
680010-F04	AFO10F=LXL	XL	680010-F14	AFO10F-RXL	45-47	37,5



# EASY WALK KITE

EASY WALK KITE, Barn kolfiber AFO:n är tänkt för barn med svag dorsalflektions muskulatur. Ortosen är gjord för att maximalt fixera ankeln under gångcykeln, stark lateral fixation av underbenet ger maximal medial-lateral kontroll av ankelfot leden. Tack vare vad bygelns rigiditet så sker den mesta av energiåtergivningen genom kolfiberfotplattan.



## Indikation:



Dropp fot  
Cerebral pares  
Spina bifida

Ermed Vänster	Orthobaltic Vänster	Storlek	Ermed Höger	Orthobaltic Höger	Skostorlek	Höjd, cm.
680010-K01	AFO10K=LS	S	680010-K11	AFO10K-RS	20-24	21
680010-K02	AFO10K=LM	M	680010-K12	AFO10K-RM	24-27	25
680010-K03	AFO10K=LX	L	680010-K13	AFO10K-RL	27-30	29
680010-K04	AFO10K=LXL	XL	680010-K14	AFO10K-RXL	30-33	34



# carbon afo

lätt och smidig ortos



**Kolfiberortos som är smidig och lätt**  
**Tre storlekar, S;M;L**

Art. nr. och storlekar på baksidan



carbon afo			
Art. nr.	Storlek	skostorlek	Sida
772240-000	Small	33-38	höger
772241-000	Medium	38-43	höger
772242-000	Large	43-48	höger
772243-000	Small	33-38	vänster
772244-000	Medium	38-43r	vänster
772245-000	Large	43-48	vänster





**Evenup™**

...makes all the difference

Kompenseras benlängdsskillnad under tiden man använder  
en walker eller underbensgips





### **Evenup's fördelar:**

- undvik linkning
- motverkar rygg, höft och knä problem
- främjar bekvämlighet




Art. nr. och storlekar på baksidan



		
<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek</b>	<b>Sko (cm)</b>
630000-001	Small	25-29
630000-002	Medium	29-33
630000-003	Large	33-37



### Justering av Evenup tjocklek



Ett lager Evenup ger 1,3 cm förhöjning



Dubbla lager ger 2,1 cm förhöjning



# AFO Med luftkuddar **Air Cushion Ankle**



**Universal storlek**, passar både höger och vänster, det minimerar lagerbehovet.

Art. nr.	Storlek
700107-030 (16-0030)	small
700107-040 (16-0040)	trainer- medium
700107-050 (16-0050)	regular-large






# **UFO**

*Nattskena*

## Universal Plantar Fasciitis Ortos




### **UFO:**

Konservativ behandling av plantar fasciitis.


Ortosen bryter den negativa spiralen av skada, inflammation, smärta och ny skada, genom att försiktigt stretcha vävnaden nattetid.

Small till Xlarge passar både höger och vänster.

Finns nu även i tre barn storlekar.



Art. nr. och storlekar på baksidan




## UFO

### Universal Plantar Fasciitis Ortos

<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek</b>	<b>Fot (cm)</b>	<b>Ortos höjd (cm)</b>
702200-001	Small	24-28	33
702200-002	Medium	28-31	35
702200-003	Large	31-34	38
702200-004	XLarge	34<	40

Patienten kan själv bestämma och ändra vilken töjningsgrad som är lämplig för att uppnå maximal smärtreduktion.

Ortosens grundinställning är 5° dorsalflektion, den kan enkelt med hjälp av kardborreband ändras till som max 15°.



### UFO Barn

<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek</b>	<b>Skostorlek</b>	<b>Höjd (cm)</b>
702732-001 <small>27321</small>	Small	16-23	18
702732-002 <small>27322</small>	Medium	24-27	22
702732-003 <small>27323</small>	Large	28-31	25

Idiopatisk tågång, efterbehandling av hälsene förlängning.



# AFO malleonite



## INDIKATIONER

- Plantar fasciit
- Achilles tendinopati
- droppfot
- Smärta vid uppvaknande

**Universal storlek**, passar både höger och vänster

Art. nr.	Storlek
770900-620	S/M 36/42
770900-621	L/XL 43/48





**DICTUS®**  
The Dictus Band



## Dictus Original ger trygghet och frihet åt brukare med droppfot

Dictusbandet har i många år hjälpt brukare med droppfot tillbaka till ett aktivt liv. Bandet lyfter foten direkt efter toe off, vilket gör att trösklar, mattkanter och kullersten inte längre utgör ett hinder. Brukaren slipper känna begränsningar i vardagen och behöver inte oroa sig för att snubbla.

### Diskret och bekvämt hjälpmittel för alla droppfotspatienter

Dictus Original är ett diskret hjälpmittel som passar både barn och vuxna. Bandet fästs enkelt runt vristen med kardborrband och sitter bekvämt hela dagen. Vristbandet är tillverkat i äkta läder som är mjukt mot huden och blir bekvämare för varje användning. På vristbandets främre del finns en D-ring som det medföljande mjuka gummibandet träs igenom. Därefter fästs det i krokarna som monterats i skons snörningsöglor. När brukaren går med Dictusbandet lyfts foten automatiskt av gummibandet. Dictusbandet finns i svart och naturfärgat läder och passar i de flesta typer av skor.

Läs mer om Dictus Original och se instruktionsfilmen på vår hemsida:

[erimed.se](http://erimed.se)

### Fördelar

- + Ger brukaren trygghet och frihet genom att minska risken för att snubbla omkull
- + Tillverkat i läder som håller länge och blir mjukare för varje användning
- + Mjukt gummiband som flexar foten
- + Diskret hjälpmittel som passar de flesta sorters skor
- + Finns för både barn och vuxna



[www.erimed.se](http://www.erimed.se)

order@erimed.se

Tel +46 (0)8 449 56 50

Artikel nr.

Produkt

Färg

	530200-031	<b>Dictus DS-02XL</b>	Xlarge >26cm	Svart
	530200-021	<b>Dictus DS-02L</b>	Large 20-27cm	Svart
	530200-011	<b>Dictus DS-02M</b>	Medium 15-20cm	Svart
	530200-000	<b>Dictus DS-02J</b>	Barn 12-17cm	Svart

	530300-011	<b>DS-03R</b>	Barfota höger	Svart
	530300-111	<b>DS-03L</b>	Barfota vänster	Svart
	530300-000	<b>DS-03J</b>	Barfota barn	Svart

	530100-041	<b>Gummiband / st</b>		Svart
	530100-941	<b>Gummiband 9mm kortare / st</b>		Svart
	530100-003	<b>S-krokar / par</b>		
	530100-001	<b>Plastkrokar / par</b>		Svart
	530100-002	<b>Monokrok till Dictus / st</b>		Svart

	530201-030	<b>Dictus DS-02NXL</b>	Xlarge >26cm	Natur
	530201-020	<b>Dictus DS-02NL</b>	Large 20-27cm	Natur
	530201-010	<b>Dictus DS-02NM</b>	Medium 15-20cm	Natur
	530201-000	<b>Dictus DS-02NJ</b>	Barn 12-17cm	Natur
	530301-011	<b>DS-03NR</b>	Barfota höger	Natur
	530301-111	<b>DS-03NL</b>	Barfota vänster	Natur
	530301-000	<b>DS-03NJ</b>	Barfota barn	Natur
	530101-041	<b>Gummiband / st</b>		Natur
	530101-941	<b>Gummiband 9mm kortare / st</b>		Natur
	530101-002	<b>Monokrok till Dictus / st</b>		Natur



# Dictus Flex ger brukare med droppfot ett rörligare liv

Dictusbandet har hjälpt tusentals brukare som drabbats av droppfot att återgå till en normal vardag. Bandet lyfter foten direkt efter toe off, vilket minskar risken för att snubbla på trösklar, mattkanter eller kullersten. Därmed kan brukaren åter ta sig runt obehindrat, njuta av promenader och slippa oroa sig för olyckor.

## Diskret och bekvämt hjälpmittel för alla droppfotspatienter

Dictusbandet är ett diskret hjälpmittel som passar skor med snörning. Det består av ett vristband, ett gummiband och en fästanordning som monteras i skon. Vristbandet fästs enkelt runt benet med kardborrband och sitter bekvämt hela dagen. Bandet tillverkas i äkta läder som blir mjukare och skönare för varje användning. Vristbandet kopplas samman med fästanordningen i skon genom ett gummiband med två integrerade velcroplattor. Flex-gummibandet ger ett stabilt stöd för foten och kan enkelt spänna åt så mycket som patienten önskar.

Läs mer om Dictus Flex och se instruktionsfilmen på vår hemsida:

[erimed.se](http://erimed.se)

**DICTUS®**  
*The Dictus Band*



## Fördelar

- + Ger brukaren trygghet och frihet genom att minska risken för att snubbla omkull
- + Tillverkat i läder som håller länge och blir mjukare för varje användning
- + Flex-gummiband som kan spänna åt
- + Diskret hjälpmittel som passar de flesta sorters skor
- + Finns för både barn och vuxna



[www.erimed.se](http://www.erimed.se)

order@erimed.se

Tel +46 (0)8 449 56 50

	Artikel nr.	Produkt	Färg
	530400-031	<b>Dictus DS-04XL</b>	Xlarge >26cm Svart
	530400-021	<b>Dictus DS-04L</b>	Large 20-27cm Svart
	530400-011	<b>Dictus DS-04M</b>	Medium 15-20cm Svart
	530400-000	<b>Dictus DS-04J</b>	Child 12-17cm Svart
	530300-011	<b>DS-03R</b>	Barfota höger Svart
	530300-111	<b>DS-03L</b>	Barfota vänster Svart
	530300-000	<b>DS-03J</b>	Barfota barn Svart
	530100-400	<b>Flex-gummiband J/M 35cm</b>	Svart
	530100-440	<b>Flex-gummiband L/XL 40cm</b>	Svart
	530100-041	<b>Gummiband / st Gummiband</b>	Svart
	530100-941	<b>9mm kortare / st S-krokar /</b>	Svart
	530100-003	<b>par</b>	
	530100-001	<b>Plastkrokar / par Monokrok</b>	Svart
	530100-002	<b>till Dictus / st</b>	Svart



# DICTUS®

—The Dictus Band—

Hjälpmidlet för ett lättare sätt att gå

**Dictus Hip** passar till personer med svaga höftflexorer t.ex. Multiple Skleros (MS) som har generell svaghet i benet/benena.

**Dictus Hip** anpassas lätt och smidigt, ortosen ger direkt återkoppling om resultat utan stort anpassningsarbete.

**Dictus Hip** finns i två varianter. Dictus HIP-Knee och Dictus HIP-Foot.

**Dictus Hip-Knee** består av ett bekvämt höftbälte och elastiskt gummiband som fästs i lårdelen.

**Dictus HIP-Foot** består av ett bekvämt höftbälte och elastiskt gummiband med knäband som fästs i fotdelen

Gummibanden assisterar vid höftflexion. Nivån och dragrikningen på assistansen kan lätt ställas in efter brukarens behov, lätt att ändra flektion, adduktion, inårtrotations dragriktning. Används Dictus HIP-Foot så kan även fot inversionen korrigeras

**Dictus Hip** kan användas över vanliga kläder eller under löst sittande kläder. Ortosen kan användas på ena eller båda benen den är universal.



Art. nr. och storlekar på baksidan

## Användningsområde:

**Dictus Hip** kan vara fördelaktig för patienter med t.ex. MS som har; svaghet i höftböjaren, begränsad uthållighet och ev. utmattning vid gång, svårt att lyfta ben. Använder kompensatoriska rörelser såsom bäckentippling, circumduktion och/ eller tyngdöverföring till motsatt sida.  
Användare får genom Dictus Hip hjälp att få fram benet i svingfasen av steget och därmed en bättre gång.

	Art. nr.	Produkt Dictus HIP
	530500-011	Dictus HIP-Knee DS-50M Komplett Medium (höftbälte M, lårdel M, 2 gummiband 50cm)
	530500-021	Dictus HIP-Knee DS-50L Komplett Large (höftbälte L, lårdel L, 2 gummiband 50cm)
	530500-311	Dictus HIP-Foot DS-53M Komplett Medium (höftbälte M, fotdel, 2 gummiband 100cm, 2 par S-krokar, Monokrok)
	530500-321	Dictus HIP-Foot DS-53L Komplett Large (höftbälte L, fotdel, 2 gummiband 100cm, 2 par S-krokar, Monokrok)
	530510-011	Dictus HIP DS-51M Höftbälte Medium 55-80 cm Midjemått
	530510-021	Dictus HIP DS-51L Höftbälte Large 80-130 cm Midjemått
	530520-011	Dictus HIP DS-52M Lårdel Medium 30-40 cm Lårmått 10cm över patella
	530520-021	Dictus HIP DS-52L Lårdel Large >40 cm Lårmått 10cm över patella
	530300-011	Dictus in DS-03, fotdel
	530100-050	Gummiband 50 cm/ st för Dictus HIP-Knee
	530100-101	Gummiband 100 cm/ st med knäband för Dictus HIP-Foot
	530100-100	Gummiband 100 cm/ st
	530100-003	S-krokar / par
	530100-001	Plastkrokar / par
	530100-002	Monokrok till Dictus / st



# AF Servo

## ready-to-go AFO



*AF Servo är en ready-to-go AFO (Ankel fot ortos) för mild droppfot, på grund av stroke, ryggrad eller nervskador, som orsakar gångsvårigheter i det dagliga livet. Ortosen kan användas både med och utan sko.*

*AF SERVO's Rattdrag garanterar bekväm passform.*



## AF Servo ready-to-go

Art. nr.	Storlek	Skostorlek
715320-000 P15320	Vänster Small	30-36
715340-000 P15340	Vänster Medium	36-39
715360-000 P15360	Vänster Large	39-42
715380-000 P15380	Vänster XLarge	42-46
715330-000 P15330	Höger Small	30-36
715350-000 P15350	Höger Medium	36-39
715370-000 P15370	Höger Large	39-42
715390-000 P15390	Höger XLarge	42-46

### How to Wear



1. Pull the dial lock until it clicks, and then appropriately open the top cover.



2. Slide in your foot into the AF SERVO's body frame.



3. Fit the AF SERVO on your foot and push the dial lock firmly until it clicks.



4. Turn the dial lock clockwise to adjust the AF SERVO to your foot shape.

### How to Wear with a Shoe



1. Place AF Servo into the shoe and pull out the dial until it clicks. Then open the top cover.



2. Slide in your foot into the AF SERVO body frame.



3. Adjust the top cover position to make it comfortable, and push the dial to lock firmly until it clicks




4. Turn the dial lock clockwise to adjust the AF SERVO to your foot shape



# FootRest

## Anti-hälsår



art. nr. 710000-000

**FootRest** genialisk enkel hälavlastare brukaren är inte låst i ett statiskt viloläge utan kan med fördel vrida och vända sig som hon eller han vill. Den cirkulära kudden är gjord av skumplast och är försedd med ett microfleece överdrag.

Ett karborreband håller FootRest ortosen på plats, en storlek passar de flesta vuxna.





# Anti-hälsår

**Multi-Podus**  
*prisvärd*



## Fördelar:

Helt avlastad och luftad häl, med roterbar sidovacklingspinne för korrekt vinkel av höft, fot och ankel. Framfots plattan kan höjd justeras för att hindra att täcket pressar mot tårna.  
Gummisula för kortare förflyttningar.  
Utbytbart tvättbart konstfoder, temperatur 40°C.

Art. nr. och storlekar på baksidan




<b>Multi-Podus</b> <i>Anti-hälsår</i>			
<b>Art. nr.</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Storlek</b>	<b>Fot</b>
700022-030	Multi-Podus	Large (dam)	till stl, 39
700022-031	Multi-Podus	X-Large (herr)	40-49
700090-030	Utbytes foder	Large	till stl, 39
700090-031	Utbytes foder	X-Large	40-49

Universal passar både höger och vänster fot.



# KO Immobilizer



*rak*  
art. nr. 700000-200

*böjd 30°*  
art. nr. 700000-100

Immobiliseringen knäortos i polypropylen finns i två utföranden, rak och flekterad 30°.

Universal, passar både höger och vänster sida.





# SPINA SERVO

*tryck & vrid, vrid, vrid*

**SPINA SERVO**  
*premium*



**SPINA SERVO LIGHT**



## SPINA SERVO - LSO

Perfekt för dig som lider av ryggsmärter !

Det nya konceptet att kombinera Rattdraget med en glidande bakplatta tar LSO tekniken ett steg längre. Några varv med Ratten tillåter säker fastsättning och enkel justering för att passa perfekt till din kropp. Dessutom ger Ratten möjlighet att gradvis minska buktrycket i syfte att undvika smärta när man tar av korsetten.

Luddfritt, funktionellt tygmaterial, handtvätt rekommenderas.

Art. nr. och storlekar på baksidan

OBS! Tänk på att *inte* vrida ratten moturs dra bara ut ratten, då släpper tråden automatiskt tack vare buktrycket.



<b>SPINA SERVO</b> <i>premium</i>		
<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek</b>	<b>Mått (cm)</b>
713701-000 P37010	Small	65-75
713702-000 P37020	Medium	75-85
713703-000 P37030	Large	85-95
713704-000 P37040	X-Large	95-105




<b>SPINA SERVO</b> <i>LIGHT (one Size fits all)</i>		
<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek</b>	<b>Mått (cm)</b>
713700-000 P37300	Universal	65-105
713700-020 P37320	Universal 2XL	65-115






# HO

## Höft Abduktionsortos



**Höft Abduktionsortos**, pediatrik ortos för congenital höft dysplasi patienter. Tillverkad i en del, håller höften i 90° flexion och 60°abduktion.

Art. nr. och storlekar på baksidan




<b>Höft Abduktionsortos</b>		
<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek</b>	<b>Ålder/ vikt kg</b>
708101-000	X-Small	Till 3 mån. (2,7- 5,4)
708102-000	Small	3 - 6 mån. (5,4- 7,2)
708103-000	Medium	6 - 12 mån. (7,2- 9,5)
708104-000	Large	1 år. (9,5- 13,5)
708105-000	X-Large	18 mån. (13,5+ )



Royal Knit

# CoolMax korsettlinne

Med axilla flaps eller v-ringad




**CoolMax *Torso Body Sock*** är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, på så vis känns huden torr och komfortabel. Tillverkad utan sömmar och skrynklar sig inte som ett vanligt linne tenderar att göra.

#### Skötselråd:

- Tvätt 60° (ej sköljmedel)
- Kan blekas vid behov, använd kallt vatten
- Kan torktumlas

Art. nr. och storlekar på baksidan



### CoolMax korsettlinne med axilla flaps

Art. nr.	Midja (cm)	
610100-001 (TLSO-SX-12)	Xtra Small	30-50
610100-002 (TLSO-SM-14)	Small	40-68
610100-003 (TLSO-MD-16)	Medium	55-93
610100-103 (TLSO-MDL-16)	Medium Long	55-93
610100-005 (TLSO-LG-20)	Large	76-127
610100-105 (TLSO-LGL-20)	Large Long	76-127
610100-007 (TLSO-XL-24)	Xtra Large	91-152

### CoolMax korsettlinne med V-ringad hals

610200-001 (VTL SO-SX-12)	Xtra Small	30-50
610200-002 (VTL SO-SM-14)	Small	40-68
610200-003 (VTL SO-MD-16)	Medium	55-93
610200-103 (VTL SO-MDL-16)	Medium Long	55-93
610200-005 (VTL SO-LG-20)	Large	76-127
610200-105 (VTL SO-LGL-20)	Large Long	76-127
610200-007 (VTL SO-XL-24)	Xtra Large	91-152




*Ihle*

# Korsett T-Shirt för barn & vuxen



**T-Shirt**, extra lång för korsett användare, med ärm.  
96% bomull, 4% elasthan, färg vit.


Art. nr. och storlekar på baksidan



<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek</b>	<b>Beskrivning</b>
668300-000 (83000 000 00)	110	T-Shirt
668300-001 (83000 000 01)	116	T-Shirt
668300-002 (83000 000 02)	128	T-Shirt
668300-003 (83000 000 03)	134	T-Shirt
668300-004 (83000 000 04)	140	T-Shirt
668300-005 (83000 000 05)	146	T-Shirt
668300-006 (83000 000 06)	152	T-Shirt
668300-007 (83000 000 07)	158	T-Shirt
668300-008 (83000 000 08)	164	T-Shirt
668300-009 (83000 000 09)	S	T-Shirt
668300-010 (83000 000 10)	M	T-Shirt
668300-011 (83000 000 11)	L	T-Shirt
668300-012 (83000 000 12)	XL	T-Shirt
668300-013 (83000 000 13)	XXL	T-Shirt



Prefabricerad  
**Tibiafrakturortos**




**Ortosen**, är tvådelad för att med lätthet uppnå god passform, fotdelen sätts fast med karborreband.


Art. nr. och storlekar på baksidan

O39 rev.1

219



<b>Tibiafrakturortos delar</b>				
<b>Tibiadel</b>				
<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek</b>	<b>Vad ø (cm)</b>	<b>Ankel ø(cm)</b>	<b>Längd (cm)</b>
707501-000 (vä)	Small	32	23	44
707502-000 (vä)	Medium	36	25	47
707503-000 (vä)	Medium/ lång	38	25	57
707504-000 (vä)	Large	41	28	52
707506-000 (hö)	Small	32	23	44
707507-000 (hö)	Medium	36	25	47
707508-000 (hö)	Medium/ lång	38	25	57
707509-000 (hö)	Large	41	28	52





<b>Fotdel</b>		
<b>Art. nr.</b>	<b>Storlek</b>	<b>Sko storlek</b>
707521-000 (vä)	Small	37-41
707522-000 (vä)	Medium	42-45
707523-000 (vä)	Large	46-48
707526-000 (hö)	Small	37-41
707527-000 (hö)	Medium	42-45
707528-000 (hö)	Large	46-48



# Humerusfrakturortos

## Med proximal skulderkåpa



*Armslinga & två strumpor  
medföljer*

**Ortosen**, är polstrad och tvådelad för att med lätthet uppnå god kompression.

**Universal**, passar både höger och vänster arm.

Art. nr.	Storlek	Distalt (cm)	Prox. (cm)
707261-000	X-Small	13-18	18-23
707262-000	Small	19-23	24-28
707263-000	Medium	24-28	29-33
707264-000	Large	29-33	34-38
707265-000	X-Large	33-38	39-43





co

# Tracheotomy halskragar



Fyra storlekar/höjder  
lagerförda

**Stabilisator**, de långa momentarmarna ökar stabiliteten  
hos Tracheotomy kragen betydligt.

Art. nr. och storlekar på baksidan

Tracheotomy halskragar			
Art. nr.	Produkt	Storlek	Höjd
702013-214	Tracheotomy	Small	2 ¼"
702013-314	Tracheotomy	Small	3 ¼"
702013-414	Tracheotomy	Small	4 ¼"
702013-514	Tracheotomy	Small	5 ¼"
702316-214	Tracheotomy	Medium	2 ¼"
702316-314	Tracheotomy	Medium	3 ¼"
702316-414	Tracheotomy	Medium	4 ¼"
702316-514	Tracheotomy	Medium	5 ¼"
702619-214	Tracheotomy	Large	2 ¼"
702619-314	Tracheotomy	Large	3 ¼"
702619-414	Tracheotomy	Large	4 ¼"
702619-514	Tracheotomy	Large	5 ¼"
702922-214	Tracheotomy	X- Large	2 ¼"
702922-314	Tracheotomy	X- Large	3 ¼"
702922-414	Tracheotomy	X- Large	4 ¼"
702922-514	Tracheotomy	X- Large	5 ¼"



*Tracheotomy*

771521-000

Stabilisator

Universal





## Danmar skyddshjälmar

Har god förmåga att förhindra huvudskador och är bekväm att bära. Hjälmen med mjukt skal (9820) passar för personer som behöver lindrigare skydd. Hjälmen med hårt skal (9825) är till för personer som lätt faller, är självdestruktiva, har epilepsi eller har skallopererats.

Hjälmen har ventilationshål. Består av vinylklätt stötabsorberande EVA-skum och utanpå den hårda hjälmen finns ett hårt skal av polyeten. Både skärmen och hakskyddet på den hårda hjälmen är avtagbara.

### Att tänka på vid val av hjälm



- Grad av fysisk aktivitet
- Hur stora är riskerna i omgivningen; hårla golv, kanter.
- Risk för självskador
- Hur allvarliga och frekventa är epilepsianfall eller spasticitet
- Hur länge hjälmen skall bäras

### Måtttagning

**A** Omkrets skalle

**B** Från ögonbrynsnivå över hjässan till den punkt där hjälmen skall sluta

**C** Från örontopp till örontopp över hjässan




### Mjukt skal

Vikt: 250 g

Material: EVA-skum

Färg: Svart




### Hårt skal

Vikt: 500 g

Material: EVA-skum Skal:

Polyeten

Färg: Svart



## Danmar skyddshjälmar

Art. nr.	Benämning	Storlek	A	B	C
709820-001	Hjälm med mjukt skal	Small	54 cm	37 cm	27 cm
709820-002	Hjälm med mjukt skal	Medium	56 cm	39 cm	28 cm
709820-003	Hjälm med mjukt skal	Large	60 cm	42 cm	30 cm
709820-004	Hjälm med mjukt skal	X-Large	63 cm	44 cm	33 cm
709825-001	Hjälm med hårt skal	Small	53 cm	38 cm	30 cm
709825-002	Hjälm med hårt skal	Medium	56 cm	42 cm	32 cm
709825-003	Hjälm med hårt skal	Large	58 cm	42 cm	33 cm
709825-004	Hjälm med hårt skal	X-Large	64 cm	44 cm	34 cm


*Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj då den större.*

### Måtttagning

**A** Omkrets skalle

**B** Från ögonbrynsnivå över hjässan till den punkt där hjälmen skall sluta


**C** Från örontopp till örontopp över hjässan





# eriflex

för flexibla hylsor



Art. nr.	Storlek	Mått
010560-090	eriflex 9 mm	40x80cm
010560-012	eriflex 12 mm	40x80cm
010560-014	eriflex 14 mm	40x80cm

## Teknisk information

Temperatur: 150 - 180°C

Tid: 9 mm ~11 - 14 minuter.

Tips: eriflex dras direkt på en fuktig gips.  
För jämn fördelning av värmen vrid  
180 grader efter halva tiden.





# erimed

## Trikåslang..

521000-002

521000-003

521000-004

521000-005



523000-003

523000-004

523000-005



662111-006

2100202106



521400-000 Vit

0013600

521401-000 Svart

0014600



521500-000 Vit

0013700

521501-000 Svart

0014700



662111-050

21010 011 50

### Bomull-Trikåslang 100%

Bredd	Längd
2"	22.75 m
3"	22.75 m
4"	22.75 m
5"	22.75 m

### Nylon-Trikåslang

Bredd	Längd
3"	22.75 m
4"	22.75 m
5"	22.75 m

### Bomull-Trikåslang 100%

6 cm extra töjbar

### Supertunn Nylon-slang

Töjer sig upp till 250%

Bredd	Längd
2"	22.75 m

3,5" 25 YDS

Töjer sig till korsett storlek

### Cupping Tube

10 pack, 50cm nylon





## INFINIFORM

Termoplastiska Carbonsulor- Plan

### Barn **1,8mm**

Art.nr.	storlek
022098-000	25-26
022099-000	27-28
022100-000	29-30
022101-000	31-32
022102-000	33-34



### Barn **2,4mm**

022198-000	25-26
022199-000	27-28
022200-000	29-30
022201-000	31-32
022202-000	33-34

Termoplastiska Carbonsulor- Plan

### cgc- Matrix: carbon-glasfiber-carbon **1,8mm**

Art.nr.	storlek
022103-000	35-37
022104-000	38-40
022105-000	41-43
022106-000	44-46



### cgc- Matrix: carbon-glasfiber-carbon **2,4mm**

022203-000	35-37
022204-000	38-40
022205-000	41-43
022206-000	44-46

Carbon sulan, kan omformas vid en temperatur av min 90° C – max 240° C.

## INFINIFORM

Termoplastiska Carbonplattor mått 590x790 mm.

### ccc- Matrix: carbon-carbon-carbon

Art.nr.	Tjocklek mm.
022702-000	1,6
022704-000	2,4



Carbonplatta, kan omformas vid en temperatur av min 90° C – max 240° C.

# EsCoRigiTec Carbon®

## Det smärdämpande hallux rigidus – inlägget

Minskar trycket på stortåleden med 15-20 %, tjocklek ca 1mm.

Art.nr. storlek  
811221 36-42




hallux rigidus – inlägget, kan omformas vid en temperatur av 150° C – 170° C 3-5 minuter

## Kilformad inläggssula- Wedge

0-10mm i dubbelstorlek

Art.nr. Dubbel storlek  
810022 36-47



Studie från Umeå, Conny kan maila den om ni vill:

Knäartros

## *Utvärdering av behandling med ortoser (kilformad inläggssula och knäortoser).*

## Preliminära resultat och 2 års- uppföljning



# Spännens..

190011-310  
11310



Swock M Power

190011-620  
11620



Platta för Swock M Power

190010-355  
10355



Deflector small med två hål för nit

190010-522  
10522



Deflector small med ett hål för nit

190010-521  
10521



Deflector small för att sy fast

190010-709  
10709



Clip 22 med ett hål

190010-738  
10738



Mega K4 black

190010-581  
10581



Tooted belt UV22-R-175

190011-578  
11578

Tooted belt UV22-R-400

190012-100  
12112



Fastener RVB22-275, with level and toothed belt