



## FRENCHY BLACK LEATHER

Nu är den här, läderskon som tillåter stor volymförändring i fötterna eller där ortos behöver få plats. Passar till barn och vuxna.



### FRENCHY BLACK LEATHER

- 2 st dragkedjor som tillåter en totalöppning av skon
- Löstagbara skum- och mikrofibersulor
- God komfort och vadderad plös
- Material: Läder
- **Måttabell på sida 2**

Artikelnr: 493299-0XX  
Storlek: 25-44  
Läst: Frenchy



## FRENCHY BLUE SKY

Nu är den här, skon i textil som tillåter stor volymförändring i fötterna eller där ortos behöver få plats. Passar till barn och vuxna.



### FRENCHY BLUE SKY

- 2 st dragkedjor som tillåter en totalöppning av skon
- Löstagbara skum- och mikrofibersulor
- God komfort och vadderad plös
- Material: Textil
- **Måttabell på sida 2**

Artikelnr: 493299-5XX  
Storlek: 25-40  
Läst: Frenchy

[www.erimed.se](http://www.erimed.se)


order@erimed.se, +46 (0)8 449 56 50  
För mer information – kontakta oss



# FRENCHY BLACK LEATHER OCH BLUE SKY

## FRENCHY, LÄST. Angivet i mm

Storlek	A Pådrag	B Ball	C Tå	D Längd	E Bredd
25	250	176	25	160	50
26	257	180	26	167	52
27	264	184	26,5	173	54
28	271	188	27	180	56
29	278	192	28	186	58
30	285	196	28,5	194	60
31	292	200	29	201	62
32	300	204	29,5	208	64
33	308	209	30	213	66
34	315	214	31	220	68
35	323	219	32	227	70
36	331	225	32,5	233	72
37	340	230	33	239	74
38	347	235	33,5	245	76
39	356	240	34	243	78
40	365	245	34,5	260	80
41	385	250	35	272	86
42	390	255	35,5	279	88
43	395	260	36	286	90
44	400	265	37	292	92



Mått tas med ortosen på

[www.erimed.se](http://www.erimed.se)

order@erimed.se, +46 (0)8 449 56 50

För mer information – kontakta oss

