



ORTOPEDISKA SKOR

2023

Bekväm-, Behandlings- och Postoperativa skor för individuell anpassning och funktionsbehandling.



Innehållet i denna broschyr.

I denna broschyr presenterar vi delar av vårt sortiment gällande ortopediska skor för vuxna. Vi har delat upp broschyren i bekvämskor, behandlingsskor och postoperativa skor.

Alla skor i broschyren är lagerförda, förutom delar av Orthotech-sortimentet. Vi kan även erbjuda andra icke lagerförda modeller – vänligen se därför vår hemsida för fullständigt sortiment.

Vi erbjuder även ett stort antal Finn Comfort lagerskor, samt snabba leveranser av deras beställningssortiment. Finn Comfort sortimentet finner ni i en separat katalog.

Huvuddelen av alla skor i broschyren är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

Då vårt sortiment förändras från tid till annan kan vi ej garantera att samtliga produkter och storlekar i denna broschyr överensstämmer med dagssituationen. För en uppdatering gällande hela vårt sortiment rekommenderar vi att ni besöker **www.erimed.se** eller kontaktar oss på **order@erimed.se** alternativt **Tel. +46 8 449 56 50**.

Innehållsförteckning.

Huvudsakliga varumärken i denna broschyr	3	Beskrivning tryckavlastning och	
Yttersule-rigiditet.....	4	passform – Behandlingsskor	18
Bekvämskor – Damsandaler	5-6	Behandlingsskor (Dam och Herr)	19-22
Bekvämskor – Damskor	7-11	Post-Op / Terapiskor	23-24
Bekvämskor – Herrsandaler	12	Orthotech funktionsbehandling.....	25-27
Bekvämskor – Herrskor	13-17	Lästtabeller	28-31

Huvudsakliga varumärken i denna broschyr.



Xelero är kända för sina mycket stabila skor som alla möjliggör individanpassning.

- A. Skumfotbädd med öppen cellstruktur för transporter av fukt från foten.
- B. Kontrollplatta för stabilitet.
- C. Stödelement för stabilitet och främjad framåtrörelse.
- D. Mellansula med gel-kudde för extra stötdämpning.
- E. Platta mellan ytter- och mellansula designad för att minska tryck på framfot, samt ge vridstöd under foten.

Yttersula av gummi samt löstagbara fotbäddar. MDR/CE märkta.



Samtliga sandaler och skor från Cambrian möjliggör individanpassning och har;

- God volym.
- Bra avrullning.
- Foträt kraftig semirigid yttersula.
- Slitstarkt skinn och/eller meshtyg.
- Löstagbara fotbäddar.



Activity-sortimentet som presenteras i denna broschyr har designats för aktiva människor med behov av specialskor. Samtliga modeller har stor volym, stabiliserande bakkappor samt semirigida yttersulor.

MDR/CE märkta.

Podartis skor har biomekaniska yttersulor med mycket bra avrullning – **Timing Rocker Sole®**. Timing Rocker Sole® bidrar till en mer naturlig gång, minskar fotsmärta, trötthetskänsla, skyddar leder och ger en effektiv fördelning av tryck samtidigt som den bidrar till förbättrad stabilitet och balans. DCS-sulan som återfinns i flertalet modeller har en stabiliserande sul-konstruktion som motverkar pronation.

I broschyren återfinns även skor av andra varumärken.

OBS – Vissa skor med svarta sulor av gummi kan lämna avtryck på golv inomhus.



YTTERSULE-RIGIDITET

Det är mycket viktigt vid val av skor att säkerställa rätt stabilitet utifrån användarens behov. Yttersulornas rigiditet (styvhets) är en viktig faktor när det kommer till att avhjälpa fotproblem.

- Skor med flexibel stabilitet eller medelstabilitet lämpar sig ofta för brukare med mild fotsmärta som behöver extra stabilitet och stöd.
- Behandlingsskor med biomekanisk semirigid sula lämpar sig ofta för brukare med medelhög risknivå (diabetes, neurologiska problem, ledstelhet) och smärta i fötterna. De reducerar framfotstrycket med ca 30 %.

- Behandlingsskor med biomekanisk rigid sula lämpar sig ofta för brukare med hög risknivå (diabetes, neurologiska problem, övervikt) med behov av minimalt plantar-tryck.

Styvhetsen skiljer sig åt när det kommer till våra olika modeller. Vi har därför skapat ett schema och kategoriserat dessa efter styvhets – från 1–5.

Relevanta produkter i broschyren har en angiven rigiditet enligt tabellen nedan.

Skomodell/namn	1 – Flexibel	2	3	4	5 – Rigid
TRU sandal		✓			
Alipes sandal	✓				
Espirit, Kona, Delphi, Marina, Sylvan				✓	
Navigator, Summit, Mariner				✓	
Steadfast: Black, White, Walker, Arandi, Fit-Go				✓	
Steadfast: Hiker, Trail					✓
Genesis II, Genesis XPS, Matrix Mesh			✓		
Bora, Breeze, Ultra Genesis, Ultra Black, Ventura Casual			✓		
Activity: Itala, Sport, Hero, Next Evo, Freedom Evo				✓	
Activity: Iron, Wild, Darwin DCS Velcro					✓
Idre, Polar		✓			
Vail, Aspen		✓			
Botero, Venezia	✓				
Orsa				✓	
X-Diab, Masaccio, Derby, Giotto Velcro GV, Orthop					✓
Manet, Caravaggio, Sandalo, Asti					✓
Deambulo X	✓				
WPS, TD, Teraheel, Stabil-D, EriCare					✓
Terapes				✓	

BEKVÄMSKOR – DAMSANDALER

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Espirit

Sandal i läder med god volym och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 36-42 • **Läst:** D
Artikelnummer: 863512



Delphi

Sandal i läder med god volym, reglerbar hälrem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 36-41 • **Läst:** D
Artikelnummer: 867912



Kona Svart

Sandal i nubuck med god volym, reglerbar hälrem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 36-41
Läst: D • **Artikelnummer:** 863612



Kona Beige

Sandal i nubuck med god volym, reglerbar hälrem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 36-41 • **Läst:** D
Artikelnummer: 867662



Espirit Beige

Sandal i nubuck med god volym och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 36-42 • **Läst:** D
Artikelnummer: 863562

Löstagbar
fotbädd från
Cambrian.



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – DAMSANDALER

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Marina Svart/Lila

Sandal i läder och textil med justerbar hälrem och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 4 • **Storlek:** 36-42

Läst: B • **Artikelnummer:** 863330



Sylvan

Sandal i nubuck med löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 4 • **Storlek:** 36-42

Läst: B • **Artikelnummer:** 863550



Alipes Red

Sandal i lack-skin och nubuck, med Flexpell medialt. Löstagbar fotbädd. För fler färger – se vår hemsida. **Rigiditet:** 1

Storlek: 35-42 • **Läst:** Normal

Artikelnummer: 360199



TRU Slide

Mycket bekväm sandal med justerbar bred velcrorem. Ger bra stöd under hålfoten. Stabil yttersula i Xelero-konstruktion.

EJ löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 2

Storlek: 6-11 (US) Motsv. 36/37/38/39/41/42

Artikelnummer: 800050

I lager
våren 2023



TRU Snow/Onyx

Mycket bekväm sandal med tå-grepp. Ger bra stöd under hålfoten. Stabil yttersula i Xelero-konstruktion. **EJ** löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 2 • **Storlek:** 6-11 (US)

Motsv. 36/37/38/39/41/42

Artikelnummer: 800034

I lager
våren 2023

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Steadfast Black/Periwinkle

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 4

Storlek: 37-43 • **Läst:** Wide

Artikelnummer: 806006



Steadfast White Coral

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 4 • **Storlek:** 37-43

Läst: Wide • **Artikelnummer:** 806042



Steadfast Walker Black

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 4

Storlek: 37-44 • **Läst:** B

Artikelnummer: 807400

Steadfast Walker Black

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 4

Storlek: 37-44 • **Läst:** D

Artikelnummer: 809740

I lager
vinter
2022/2023



Steadfast Walker White

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 4 • **Storlek:** 37-44

Läst: D • **Artikelnummer:** 807401

I lager
vinter
2022/2023

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Steadfast Fit-Go

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning, Fit-go låssystem och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 4 • **Storlek:** 37-43

Läst: Wide • **Artikelnummer:** 806016



Genesis II Pink Lemonade

Läcker, stabil och skön sportsko i meshtyg. Mycket bra avrullning, god volym och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 3 • **Storlek:** 37-42

Läst: D • **Artikelnummer:** 804212

I lager
våren 2023



Genesis XPS Salmon

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3

Storlek: 37-43 • **Läst:** B spec

Artikelnummer: 802422



Matrix Mesh

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3

Storlek: 37-42 • **Läst:** B

Artikelnummer: 805821



Activity Freedom EVO

Unisex sko med god intern volym. Vattenresistent överdel i nappa och mesh. Stabil bakkappa, trekking sula och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 4 • **Storlek:** 36-47

Artikelnummer: 364508

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Ultra Black Lace

Mycket bekväm sportsko i läder med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 37-42,5 • **Läst:** B (extra djup)
Artikelnummer: 831410



Ultra Genesis Silver/Rosa

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 36-42,5 • **Läst:** B Cambrian
Artikelnummer: 830240



Breeze Black

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 36-42,5 • **Läst:** B Cambrian
Artikelnummer: 832500

I lager
våren 2023



Breeze Grey Mint

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 37-42,5 • **Läst:** B Cambrian
Artikelnummer: 832510



Venezia

Sko med elastiskt material för att motverka tryck på deformiteter. Fotbädd ingår. **Rigiditet:** 1 • **Storlek:** 35-41
Läst: Venezia
Artikelnummer: 512811

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Steadfast Trail

Stabil och bekväm vattentät trailsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5

Storlek: 37-43 • **Läst:** Medium

Artikelnummer: 800446



Steadfast High Hiker

Stabil och bekväm vattentät hikingkänga i nubuck med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5

Storlek: 37-43 • **Läst:** Medium

Artikelnummer: 801252



Arandi Lace

Stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4

Storlek: 37-43 • **Läst:** D

Artikelnummer: 803110



Arandi Velcro

Stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4

Storlek: 37-43 • **Läst:** D

Artikelnummer: 803314

Arandi Narrow Velcro

Stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4

Storlek: 37-43 • **Läst:** B

Artikelnummer: 804887

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Idre

Bekväm vinterkänga med bälglös, medial dragkedja, teddyfoder och vibransula. Sympatex-membran och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 1,5 • **Storlek:** 35-43

Läst: MT • **Artikelnummer:** 440105



Vail

Bekväm och stabil ullfodrad vinterkänga i läder med vattentätt membran. Dubbla dragkedjor för enkelt insteg och rejäl gummisula för bra grepp.

Löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 2

Storlek: 36-42 • **Läst:** Normal

Artikelnummer: 308492



Polar

Högkvalitativ vinterkänga med stor volym. Synt. ullfoder, vibransula samt bilaterala dragkedjor för enkelt insteg. Löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 1,5 • **Storlek:** 35-43

Läst: Polar • **Artikelnummer:** 440705

**I lager
vinter/vår
2023**



Orsa

Bekväm Trekkingkänga med bälglös, sympatexmembran och kraftig gummisula. Löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3,5 • **Storlek:** 37-47

Läst: MT • **Artikelnummer:** 443615

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – HERRSANDALER

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Navigator

Sandal i läder med god volym, justerbar hälrem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 4**
Storlek: 41-47 • Läst: D
Artikelnummer: 868110



Summit

Sandal i läder med god volym och löstagbar fotbädd.
Rigiditet: 4 • Storlek: 41-47
Läst: D • Artikelnummer: 868210



Mariner Brun/Grön

Sandal i läder och textil med god volym, justerbar hälrem och löstagbar fotbädd.
Rigiditet: 4 • Storlek: 41-47
Läst: D • Artikelnummer: 868430



TRU Slide

Mycket bekväm sandal med justerbar bred velcrorem. Ger bra stöd under hälften. Stabil ytersula i Xelero-konstruktion. **EJ** löstagbar fotbädd.
Rigiditet: 2 • Storlek: 8-13 (US)
Motsv. 41/42/43/44/45/46
Artikelnummer: 800100

**I lager
våren 2023**

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Steadfast Black

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 41-48 • **Läst:** Wide
Artikelnummer: 802800



Steadfast Fit-Go

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning, Fit-go låssystem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 41-48
Läst: Wide • **Artikelnummer:** 802860



Steadfast Walker Black

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 41-49 • **Läst:** D
Artikelnummer: 808300

Steadfast Walker Black

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 41-49 • **Läst:** 4E
Artikelnummer: 805830

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Genesis XPS Grey

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 41-48 • **Läst:** D spec
Artikelnummer: 804630



Genesis II Shark Grey

Snygg stabil och skön sportsko i meshtyg. Mycket bra avrullning, god volym och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3 • **Storlek:** 41-48
Läst: 2E • **Artikelnummer:** 801668

Kommer
våren 2023



Activity Freedom EVO

Unisex sko med god intern volym. Vattenresistent överdel i nappa och mesh. Stabil bakkappa, trekking sula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 36-47
Artikelnummer: 364508



Matrix Mesh

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 41-48 • **Läst:** D
Artikelnummer: 805815

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.


BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Ultra Genesis Silver/Blå

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 41-47 • **Läst:** 2E
Artikelnummer: 830142



Ultra Black Lace

Mycket bekväm sportsko i läder med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 41-48 • **Läst:** 2E (extra djup)
Artikelnummer: 831312



Bora Grey

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 41-47 • **Läst:** D
Artikelnummer: 832410



Bora Black

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 41-47 • **Läst:** D
Artikelnummer: 832400

**I lager
våren 2023**

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Arandi Lace

Stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 41-48 • **Läst:** 4E
Artikelnummer: 805110



Arandi Velcro

Stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 41-48 • **Läst:** 4E
Artikelnummer: 805114



Botero

Sko med elastiskt material för att motverka tryck på deformiteter. Fotbädd ingår. **Rigiditet:** 1
Storlek: 39-47 • **Läst:** Botero
Artikelnummer: 513111



Ventura Casual

Bekväm, rymlig herrsko i svart läder. Bra avrullning och stor volym i framfot, samt rejäl gummisula. Löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3 • **Storlek:** 41-47
Läst: 2E • **Artikelnummer:** 855412

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Steadfast Trail

Modern, stabil och bekväm vattentät trailsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5 • **Storlek:** 41-48
Läst: Medium • **Artikelnummer:** 807257



Steadfast High Hiker

Stabil och bekväm vattentät hikingkänga i nubuck med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5
Storlek: 41-48
Läst: Medium
Artikelnummer: 803000

Steadfast High Hiker

Stabil och bekväm vattentät hikingkänga i nubuck med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5
Storlek: 41-48
Läst: Extra Wide
Artikelnummer: 807300



Aspen

Snygg, bekväm, ullfodrad vinterkänga i läder med vattentätt membran. Dragkedja medialt samt snörning för enkelt insteg. Gummisula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 2
Storlek: 40-46 • **Läst:** Normal
Artikelnummer: 309482




Orsa

Bekväm Trekkingkänga med bälgplös, sympatex-membran och kraftig gummisula. Löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3,5
Storlek: 37-47 • **Läst:** MT
Artikelnummer: 443615

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.


Podartis är ett företag som under mer än 30 år arbetat med omfattande forskning och utveckling på behandlingssko-området. Vi har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med Podartis. Du kan gärna läsa mer om deras arbete samt forskning på www.podartis.com.

Nedan analys beskriver tydligt trycknivå och tryckfördelning vid användande av olika typer av sulor (normala, biomekaniskt flexibla samt biomekaniskt rigida sulor).




Nedan beskriver skillnaden mellan normala skor, ortopediska skor och ortopediska skor med flexibelt ovanmaterial.

Alla Podartis skor använder töjbar eller värme-omformbar teknologi som möjliggör att ovansidan av skon kan formas och anpassas till fotens och tårnas form.



NORMAL SKO

anpassar sig inte efter deformiteter och kan orsaka smärta.



STANDARD ORTOPEDISK SKO

en sko med större volym möjliggör anpassningar för många fotrelaterade problem men kan samtidigt skapa skadlig friktion.



PODARTIS SKO

möjliggör en optimal passform genom såväl volym som att anpassa sig till deformiteter och därmed undvika skadlig friktion.

BEHANDLINGSSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Activity Itala

Damsko med stor intern volym och överdel utan synbara sömmar. Stabil bakkappa, DCS yttersula och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 4 • **Storlek:** 35-41

Artikelnummer: 514171



Activity Next Evo

Damsko med stor intern volym, och överdel utan synbara sömmar. Stabiliserande bakkappa och löstagbar fotbädd.

Lättvikt. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 35-41

Artikelnummer: 360378



Activity Iron Dam

Damsko med stor volym, och Velcro. Stabil bakkappa, DCS yttersula samt Vibram-slitsula. Löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 4,5 • **Storlek:** 36-39 (för större storlekar hänvisar vi till Activity Iron Herr)

Artikelnummer: 513378



Activity Iron Herr

Herrsko med stor volym, och Velcro. Stabil bakkappa, DCS yttersula samt Vibram-slitsula. Löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5

Storlek: 40-47 • **Artikelnummer:** 513278

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEHANDLINGSSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Activity Hero

Herrsko med stor intern volym och överdel utan synbara sömmar. Stabiliserande bakkappa och löstagbar fotbädd. Lättvikt. **Rigiditet: 4**
Storlek: 39-46 • Artikelnummer: 513071



Activity Wild

Stabil herrkänga med Velcro, samt värmeformbar ovandel i nappa. Stor intern volym, DCS yttersula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 4,5**
Storlek: 39-47 • Artikelnummer: 365521



Activity Sport

Herrsko med stor intern volym och överdel utan synbara sömmar. Stabiliserande bakkappa, DCS sula och snörlås. Löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 4**
Storlek: 39-47 • Artikelnummer: 513178



Darwin DCS Velcro

Herrsko med stor intern volym och extra mjuk överdel i mesh och nappa. Stabil bakkappa, DCS Diab yttersula och löstarbar fotbädd. **Rigiditet: 4,5 • Storlek: 39-46**
Artikelnummer: 360570



X-diab

Unisex sko med elastiskt Flexpell® ovanmaterial och stor volym. Stabiliserande bakkappa. DCS Diab yttersula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 5 • Storlek: 36-46**
Artikelnummer: 513471

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEHANDLINGSSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Deambulo X

Unisex sko i mjuk flexibel textil/nylon speciellt anpassad för rehabiliteringsändamål. Fullt öppningsbar för enkelt insteg, varierbar volym, samt lätt vikt. Flexibel sula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 1**
Storlek: 36-47 • Artikelnummer: 510400



Orthop

Unisex sko i textil. Fullt öppningsbar för enkelt insteg, med mycket stor justerbar volym som möjliggör bandagering. Yttersula i EVA, rigid med 2 mm slitsula i gummi. 5 mm EVA inlägg ingår. **Rigiditet: 5**
Storlek: 36-48 • Artikelnummer: 911615



Masaccio

Unisex sko med elastiskt Flexpell® ovanmaterial och stor volym. Avtagbara stabilisatorer bilateralt. **Rigiditet: 5 • Storlek: 36-46**
Artikelnummer: 513801



Derby Dam

Damsko med mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula. EVA 40 shore inlägg ingår. **Rigiditet: 5 • Storlek: 35-41**
Artikelnummer: 510401



Giotto Velcro GV

Sko med stor volym och värmeformbart kalvskinn. Stabil bakkappa och DCS Diab yttersula. **Rigiditet: 5**
Storlek: 39-47 • Artikelnummer: 362101

Derby Herr

Herrsko med mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula. EVA 40 shore inlägg ingår. **Rigiditet: 5**
Storlek: 42-48
Artikelnummer: 510501

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

BEHANDLINGSSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Manet

Damsandal med elastiskt Flexpell® och nappa. Stor volym, löstagbar fotbädd, stabil bakkappa och DCS Diab yttersula. **Rigiditet: 5**
Storlek: 35-42 • Artikelnummer: 511520



Caravaggio

Herrsandal i skinn och nubuck, med stor volym, löstagbar fotbädd stabil bakkappa och DCS Diab yttersula. **Rigiditet: 5**
Storlek: 39-46 • Artikelnummer: 511811



Sandalo Dam

Damsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår. **Rigiditet: 5 • Storlek: 35-41**
Artikelnummer: 510328

Sandalo Herr

Herrsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår. **Rigiditet: 5 • Storlek: 42-48**
Artikelnummer: 510428



Asti Dam

Damsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår. **Rigiditet: 5 • Storlek: 35-40**
Artikelnummer: 510329

Asti Herr

Herrsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår. **Rigiditet: 5 • Storlek: 41-48**
Artikelnummer: 510429

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.


POST-OP / TERAPISKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



WPS

Framfotsavlastande post-op sko med 8° talus sula. Nylon-överdel och justerbara velcro-band. 34 mm yttersula. **Rigiditet: 5**
Storlek: 35-48 (dubbelstorlekar)
Artikelnummer: 512100



Teraheel

Bakfotsavlastande post-op sko med bilateral stabilisering. Fullt öppningsbar med velcro, samt borttagbar posterior hälplatta. **Rigiditet: 5 • Storlek: S-XL** (4 stl)
Artikelnummer: 511400



Stabil-D

Sandal med bilaterala stabilisatorer. Skydd mot anterior friktion, rigid rullsula samt EVA innersula. **Rigiditet: 5**
Storlek: 35-46 (dubbelstorlekar)
Artikelnummer: 516000



TD

Framfotsavlastande post-op sko med rullsula, 8° vinkel dorsoflexion i innersulan, samt 22 mm yttersula. Nylonöverdel och justerbara velcro-band. **Rigiditet: 5**
Storlek: 35-48 (dubbelstorlekar)
Artikelnummer: 510500

Våra postoperativa skor är universala (säljs per styck).
Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

POST-OP / TERAPISKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Terapes

Post-op sko med semirigid yttersula. Sömlös överdel, velcro, lätt vikt.

Rigiditet: 4 • **Storlek:** 35-48 (dubbelstorlekar) • **Artikelnummer:** 512000



Tåskydd

För WPS, TD, Terapes, Teraheel.

Storlek/Artikelnummer:
Medium 512105-001,
Large 512105-002



EriCare

Avlastande post-op sko med bra tå-sprängning. Nylonöverdel och justerbara velcro-band, samt dubbla innersulor.

Rigiditet: 5 • **Storlek:** XS-XL
Artikelnummer: 911610



Tåskydd till Ericare

Storlek: XS-XL
Artikelnummer: 911611



Orthop

Unisex sko i textil. OBS – säljs i par. För postop, skydd och prevention. Fullt öppningsbar för enkelt insteg, med mycket stor justerbar volym som möjliggör bandagering. Rull-sula i EVA, rigid med 2 mm slitsula i gummi. 5 mm EVA inlägg ingår.

Rigiditet: 5 • **Storlek:** 36-48
Artikelnummer: 911615



Multipodus

Trycksårsavlastande med mjuk padding och lätt vikt. Flertalet velcro och varierbar volym.

Storlek/Artikelnummer:
Large (→39) 700022-030,
X-Large (→49) 700022-031

Utbytesfoder

Storlek/Artikelnummer:
Large 700090-030,
X-Large 700090-031

Våra postoperativa skor är universala (säljs per styck).

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

Med Orthotech's sortiment erbjuder vi det överlägsna behandlingsalternativet för tidig funktionsbehandling. Tidig funktionsbehandling bidrar framgångsrikt till en förbättring i behandlingsresultatet och förkortar rehabiliteringstiden. Skorna möjliggör en begränsad, säker stabiliserande rörelse och tryckavlastning. De ger ofta en mycket bra terapi jämfört med gips eller bandage med bland annat förbättrad mobilitet, vridstabilitet och förenklad sårbehandling.

Huvuddelen av Orthotech-sortimentet är beställningsvara.

Indikationer – Ortotech

INDIKATION / MODELL	Orthotech Stabil	Ortotech Stabil Safety	Vario Stabil	Reha Stabil
Ligamentskador i fotens kapsel	x	x		
Vissa bensador i fot/fotled (t.ex stressfraktur)	x	x		
Artrit i fotleden	x	x		
Stukningar av fotleden	x	x		
Förebyggande vid ofta återkommande skador	x	x		
Immobilisering av vrist/ mellanfot	x	x		
Tidig funktionsbehandling av avslitna hälsenor			x	
Stabiliserande för begränsningar och rörelse-inducerad smärta i underben och bakfot			x	
Uppföljningsbehandling av frakturer och artrodeser			x	
Kompenserar för muskelsvaghet (förlamning)			x	x
Tillstånd efter en stroke				x
Slapp pares, Cerebral pares				x
Öppningsbar tåbox för kontroll och korrigerig av tå-position				x



ORTHOTECH FUNKTIONSBEHANDLING

Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

Lagervara



Stabil Svart Velcro

Terapeutisk sko som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med velcrobånd för enkelt insteg och löstagbar fotbädd. Se vidare indikationsschema. **Storlek:** 3-13
Artikelnummer: 071752

Lagervara



Stabil Svart

Terapeutisk sko som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med snörning och löstagbar fotbädd. Se vidare indikationsschema. **Storlek:** 3-14 • **Artikelnummer:** 071751



Stabil Vit Velcro

Terapeutisk sko som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med velcrobånd för enkelt insteg och löstagbar fotbädd. Se vidare indikationsschema. **Storlek:** 3-13
Artikelnummer: 071753



Stabil Vit

Terapeutisk sko som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med snörning och löstagbar fotbädd. Se vidare indikationsschema. **Storlek:** 3-14
Artikelnummer: 071750



Stabil Svart – Posterior Access

Terapeutisk sko som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med posterior dragkedja för enkelt bakre insteg och löstagbar fotbädd. Se vidare indikationsschema. **Storlek:** 3-13
Artikelnummer: 071754



Stabil Svart Sandal

Terapeutisk sandal som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med velcrobånd för enkelt insteg och löstagbar fotbädd. Lätt vikt. **Storlek:** 3-14
Artikelnummer: 071755

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

ORTHOTECH FUNKTIONSBEHANDLING

Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Stabil Safety

Terapeutisk sko med extra tåskydd. Olje- och bensinresistent yttersula och löstagbar fotbädd.

Storlek: 36-48 • **Artikelnummer:** 071770



Reha Stabil Svart

Terapeutisk sko för olika typer av förlamningstillstånd. Velcro remmar för enkelt insteg, öppningsbar tåbox och löstagbar fotbädd.

Storlek: 3-14 • **Artikelnummer:** 071734



Reha Stabil Vit/grå

Terapeutisk sko för olika typer av förlamningstillstånd. Velcro remmar för enkelt insteg, öppningsbar tåbox och löstagbar fotbädd.

Storlek: 3-14 • **Artikelnummer:** 071733



Vario Stabil Vit

Terapeutisk sko särskilt lämpad vid behandling av akilles-senruptur. Löstagbar fotbädd och kilinlägg medföljer. Se vidare nedan information. Beställs som "höger" eller "vänster" ref till stöveln.

Storlek: 3-14 • **Artikelnummer:** 073167



Vario Stabil Svart

Terapeutisk sko särskilt lämpad vid behandling av akilles-senruptur. Löstagbar fotbädd och kilinlägg medföljer. Se vidare nedan information. Beställs som "höger" eller "vänster" ref till stöveln.

Storlek: 3-14 • **Artikelnummer:** 073169

Information Kil-inlägg för tvåsidig spetsfotställning för Orthotech Vario Stabil.

Terapiförloppet skall ovillkorligen överenskommas med behandlande läkare. 3 kilinlägg ingår.

Vecka 1-4:	130 grader spetsfotställning motsvarar ca 3 cm klackhöjd
Vecka 5-6:	120 grader spetsfotställning motsvarar ca 2 cm klackhöjd
Vecka 7-8:	110 grader spetsfotställning motsvarar ca 1 cm klackhöjd
Vecka 9-12:	Vid motsvarande sen-regenerering är det inte nödvändigt

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

Cambrian Sandal Women – D last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
36	237	85	244
37	246	87	250
38	250	88	253
39	254	89	257
40	263	91	263
41	271	93	269
42	280	95	276

Cambrian Sandal Men – D last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	266	87	267
42	271	89	270
43	279	94	277
44	283	96	280
45	288	98	283
46	296	102	289
47	304	106	296

Alipes sandal

Unit Size	A Length	B Width
35	230	80
36	237	80
37	243	82
38	247	82
39	259	84
40	263	85
41	269	87
42	276	90

TRU Slide, TRU Snow/Onyx Women

US size	EU size	Length	Width
6	36	233	88
7	37	242	90
8	38	250	92
9	39	258	94
10	41	267	96
11	42	275	98

TRU Slide Men

US size	EU size	Length	Width
8	41	267	96
9	42	276	98
10	43	284	100
11	44	292	102
12	45	301	104
13	46	309	106

Steadfast Women – Medium & B last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	234	84	222
38	243	86	229
39	251	88	235
40	255	89	238
41	264	91	245
42	268	92	248
43	276	94	254
44	285	96	260

Steadfast Men – Wide & 2E last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	95	271
42	279	96	274
43	287	98	280
44	291	99	283
45	300	101	290
46	304	102	293
47	313	104	299
48	321	107	306
49	330	109	312

Steadfast Women – Wide and D last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	234	85	231
38	243	87	238
39	251	89	244
40	255	90	247
41	264	92	254
42	268	93	257
43	276	95	263
44	285	97	269

Steadfast Men – Extra Wide & 4E last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	96	275
42	279	97	278
43	288	99	284
44	292	100	287
45	300	102	294
46	305	103	297
47	313	105	303
48	322	108	310
49	330	110	316

Steadfast Men – Medium & D last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	274	94	254
42	278	95	257
43	286	97	263
44	290	98	266
45	299	100	273
46	303	101	276
47	312	103	282
48	320	106	289
49	329	108	295

Arandi Women – D last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	242	86	230
38	250	88	237
39	259	90	243
40	263	91	246
41	271	93	252
42	276	94	256
43	284	96	262

Arandi Men – 4E last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	270	99	272
42	274	100	275
43	283	101	281
44	287	103	285
45	296	105	291
46	300	106	294
47	308	108	300
48	317	110	307

Matrix, Arandi Narrow Women – B last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	242	83	221
38	250	85	227
39	259	87	233
40	263	88	237
41	271	90	243
42	276	91	246
43	284	93	252

Matrix Men – D last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	270	93	254
42	274	94	257
43	283	96	263
44	287	97	266
45	296	99	273
46	300	100	276
47	308	103	282
48	317	105	289

Genesis XPS Women – B-spec last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	241	84	230
38	249	87	237
39	258	89	243
40	262	90	246
41	270	92	253
42	275	93	256
43	283	95	262

Genesis XPS Men – D-spec last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	93	256
42	279	94	259
43	287	96	265
44	292	97	269
45	300	99	275
46	305	100	278
47	313	102	284
48	321	104	291

Genesis II Women Pink – D last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	241	85	240
38	250	87	246
39	258	89	253
40	262	90	256
41	271	92	262
42	275	93	266
43	283	95	272

Genesis II Men Shark Grey – 2E last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	276	92	266
42	280	93	269
43	288	95	275
44	293	96	279
45	301	98	285
46	305	99	288
47	314	101	294
48	322	104	301

Ultra Black – B Women

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	250	89	234
38	254	90	237
39	258	91	240
40	267	93	247
41	275	95	253
42.5	284	97	259

Ultra Black – 2E last Men

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	100	264
42	279	101	268
43	287	103	274
44	292	104	277
45	296	105	280
46	304	107	287
47	313	109	293
48	321	111	299

Bora Men – D last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	98	249
42	279	99	253
43	287	101	259
44	292	102	262
45	296	103	265
46	304	105	272
47	313	107	278

Breeze, Ultra Genesis Women – B last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
36	242	87	222
37	250	89	228
38	254	90	232
39	258	91	235
40	267	93	241
41	275	95	248
42.5	284	97	254

Ultra Genesis Men – 2E last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	100	258
42	279	101	262
43	287	103	268
44	292	104	271
45	296	105	274
46	304	107	281
47	313	109	287

Ventura Casual Men – 2E last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	100	258
42	279	101	262
43	287	103	268
44	292	104	271
45	296	105	274
46	304	107	281
47	313	109	287

Venezia

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
35	232	87	238
36	238	89	243
37	245	90	248
38	252	92	253
39	258	93	258
40	265	95	263
41	96	90	268

Botero (12)

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
39	258	96	258
40	265	97	263
41	271	99	268
42	278	100	273
43	285	102	278
44	291	103	283
45	297	105	288
46	305	106	293
47	311	108	298

Idre, Orsa – MT-Normal last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
35	232	79	222
36	239	80.5	226
37	245	82	230
38	252	83.5	234
39	259	85	238
40	264	860	243
41	271	88	247
42	277	89.5	252
43	284	91	256
44	291	92.5	261
45	297	94	265
46	303	95.5	269
47	310	97	273
48	316	98.5	277

Polar

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
35	228	80	230
36	236	82	236
37	238	83	242
38	248	85	247
39	255	87	252
40	261	89	257
41	267	91	262
42	274	93	268
43	281	95	272

Vail – Normal last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
36	241	83	229
37	248	84	233
38	254	85	237
39	261	86	241
40	267	87	245
41	274	88	249
42	280	89	253

Aspen – Normal last

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
40	268	93	250
41	275	95	255
42	281	96	260
43	288	97	265
44	294	99	270
45	301	101	275
46	307	102	280

Activity Sport Grey

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
39	257	96	261	36
40	264	97	266	37
41	270	99	271	38
42	277	100	276	39
43	284	102	281	40
44	290	103	286	41
45	297	105	291	42
46	304	106	296	43
47	310	108	301	44

Activity Iron (W, M), Activity Wild, Darwin DCS Velcro

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
36	235	91	256	34
37	242	93	261	35
38	248	94	266	36
39	255	96	271	37
40	262	97	276	38
41	268	99	281	37.5
42	275	100	286	38
43	282	102	291	38.5
44	288	103	296	39
45	295	105	301	39.5
46	302	106	306	40
47	308	108	311	40.5

Activity Itala, Activity Next Evo

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
35	232	87	241	34
36	238	89	246	34
37	245	90	251	35
38	252	92	256	35
39	258	93	261	36
40	265	95	266	36
41	272	96	271	37

Activity Freedom Evo

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
36	238	89	246	34
37	245	90	251	35
38	252	92	256	35
39	259	95	261	36
40	266	96	266	36
41	273	98	271	37
42	280	100	276	37
43	287	102	281	38
44	293	103	286	38
45	300	105	291	39
46	307	106	296	40
47	313	108	301	40

Caravaggio, Giotto Velcro GV

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
39	255	96	271	40
40	262	97	276	41
41	268	99	281	41
42	275	100	286	42
43	282	102	291	43
44	288	103	296	43
45	295	105	301	44
46	302	106	306	44
47	308	108	311	45

Manet

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
35	232	87	251	37
36	238	89	256	38
37	245	90	261	39
38	252	92	266	40
39	258	93	271	41
40	265	95	276	42
41	272	96	281	43
42	278	98	286	44

Masaccio

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
36	238	89	256	38
37	245	90	261	39
38	252	92	266	40
39	258	94	271	41
40	263	96	276	41
41	270	98	281	42
42	276	100	286	42
43	282	102	291	43
44	288	103	296	43
45	294	105	301	44
46	302	106	306	44
47	308	108	311	45

X-Diab (16)

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
36	235	93	262	39
37	242	95	267	40
38	248	96	272	41
39	255	98	277	42
40	262	99	282	43
41	268	101	287	44
42	275	102	292	45
43	282	104	297	46
44	288	105	302	47
45	295	107	307	48
46	302	108	312	49
47	308	110	317	50

Deambulo X

Unit Size	A Length
36	238
37	245
38	252
39	258
40	265
41	271
42	278
43	285
44	291
45	297
46	305

Derby, Sandalo, Asti

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
35	232	92	265	43
36	238	93	270	44
37	245	95	275	45
38	252	96	280	46
39	258	98	285	47
40	265	99	290	48
41	272	101	295	49
42	278	102	300	50
43	285	104	305	51
44	292	105	310	52
45	298	107	315	53
46	305	108	320	54
47	312	110	325	55

Orthop (Post-op / Terapi)

Unit Size	A Length	B Width	Shaft height
36	225	93	95
37	240	95	95
38	245	95	100
39	250	96	100
40	260	98	105
41	270	100	105
42	280	102	105
43	285	105	107
44	290	105	110
45	295	108	110
46	300	110	112
47	305	110	113
48	310	113	115

Teraheel

Unit Size	Fits	Length
S	35-37	222
M	38-40	243
L	41-43	263
XL	44-46	284

EriCare

Unit Size	Fits	Sole Length (inner)	Front width (inner)
XS	34-36	232	92
S	37-39	242	97
M	40-42	272	110
L	43-45	287	116
XL	46-48	307	125

Orthotech Stabil Safety


Unit Size	A Length	B Width	C Ball	D Heel
36	234	89	239	328
37	243	91	244	334
38	251	93	248	342
39	259	95	251	350
40	264	96	256	358
41	268	98	260	368
42	276	100	265	374
43	285	101	268	379
44	290	102	273	388
45	296	104	277	395
46	302	105	281	404
47	310	107	285	409
48	318	109	289	414

Orthotech Stabil, Reha, Vario. Incl. thick vs thin footbed

Unit UK size	Reference EU size	A Length	B Width	C- thick Ball	C- thin Ball	D- thick Heel	D- thin Heel
3	35.5	234	83	227	230	326	329
4	37	243	85	233	236	337	340
5	38	251	87	238	241	343	346
6	39	259	89	243	246	355	358
7	40.5	268	91	248	251	368	371
8	42	276	93	254	257	374	377
9	43	285	95	259	262	381	384
10	44.5	293	97	264	267	389	392
11	46	302	99	269	272	399	402
12	47	310	101	273	276	411	414
13	48	318	103	279	282	416	419
14	50	327	105	288	291	428	431


WPS / Terapes / TD / Stabil D

Unit Size	WPS Length	TERAPES Length	TD Length	STABIL D Length
35/36	230	226	230	232
37/38	240	240	245	245.5
39/40	253	255	260	259
41/42	265	269	275	272
43/44	275	280	290	285.5
45/46	290	296	300	299
47/48	295	308	310	312



Measures taken on last
/ Mått tagna på läst

Lägg alltid på extra utrymme motsvarande ca 10-15 mm för täckt sko, och ca 6-10 mm för öppna sko.



Vi vill ge alla människor med funktionsvariationer ett optimalt liv.

Läs mer om oss och
våra produkter på
www.erimed.se



www.erimed.se



Ellipsvägen 11
141 75 Kungens Kurva
Phone: +46 (0)8 - 449 56 50
Email: info@erimed.se

Grafisk design: ClearDesign.se