



2023

BARNSKOR

för ortopedisk individuell anpassning



Erimed's vision är att ge alla människor med funktionsvariationer ett optimalt liv.

Vi utvecklar och marknadsför produkter som bidrar till att underlätta samt optimera alla funktionsnedsatta individers aktiva vardagsliv med mottot "ingenting är omöjligt".

I denna broschyr presenterar vi delar av vårt sortiment gällande barnskor. Vill ni se fler bilder eller få mer information om barnskosortimentet rekommenderar vi också vår hemsida där ni enkelt kan selektera fram aktuellt sortiment av alternativa barnskor utifrån individuella behov och önskemål. På hemsidan finner ni också vårt övriga sortiment.

Då sortimentet förändras från tid till annan kan vi ej garantera att samtliga produkter och storlekar i denna broschyr överensstämmer med dagssituationen.

För en uppdatering gällande hela vårt sortiment rekommenderar vi att ni besöker www.erimed.se eller kontaktar oss på order@erimed.se alternativt **Tel +46 8 449 56 50**.

Barnskor från Erimed

Vi har lång erfarenhet från utveckling och tillverkning av barnskor för ortopediska ändamål, och vi kan idag erbjuda ett mycket brett barnskosortiment med många olika modeller samt flertalet olika läster samt lästtyper – allt för att användaren med hjälp av en ortopedingenjör skall få så optimalt anpassade skor som möjligt.

I denna broschyr delar vi upp barnsko-sortimentet efter modeller. Under varje sko återfinns ni information om vilka olika läster och läst-typer som finns i just den modellen, samt vilka storlekar. Då vårt sortiment kontinuerligt förändras förbehåller vi oss rätten att sälja slut på vissa modeller utan att köpa in dem på nytt. Vi kan även ha enstaka storlekar av tidigare modeller (som inte finns i denna broschyr) kvar i lager. För aktuell status – se vår hemsida www.erimed.se eller kontakta oss direkt.

Våra tillverkande enheter för barnskor

Vi är stolta över våra samarbeten med ett flertal för oss mycket viktiga fabriker och dess personal. Våra barnskor tillverkas i bland annat Spanien, Italien och Litauen av duktiga skofabrikanter med lång erfarenhet av tillverkning av barnskor för ortopediska ändamål. Deras engagemang, lyhördhet och hantverksmässiga kunskande gör det tryggt för oss att säga till er – våra kunder – att vi erbjuder det bästa.

Fabriken tillverkar skor till oss i små volymer. Tänk er – för vissa modeller beställer vi bara ett fåtal par skor i en specifik storlek och därtill kanske ytterligare ett par av samma modell, i samma storlek, men en annan läst. Ja – vi gör det inte lätt för våra fabriker – men vi gör det för alla de fantastiska barn som i slutändan blir så glada över sina fina skor, som anpassade hos en skotekniker helt enkelt blir "världs-bäst", för just dem.

Vilka olika läster finns och vad skiljer dem åt?

Alla våra barnskor är utvecklade för att möjliggöra individanpassade inlägg samt övrig individanpassning. Men då det inte är enkelt att förstå hur skorna skiljer sig åt i övrigt samt vad lästtabellerna och de olika benämningarna innebär, så har vi skapat en översikt till hjälp när du väljer modell.

Vi har definierat fyra olika lästgrupper. Det vi kallar MT är normalstora läster. Det vi kallar DV är också normalstora läster med antivaruskorrektion. Det vi kallar LO är större läster för ortos-användare, och Korsett-läster är normalläster med högre bilaterala förstärkningar.

Sen delas dessa grupper upp i "lästvarianter". MT, L6 och AK är alla benämningar på olika "normalläster", vilka dock skiljer sig åt en del. MT – Normal är lite

större i sitt omfång än AK – Normal och L6 – Normal. AK – Normal är rak medialt och har minst ballmått. Vi har även en SA – Normal som är mycket lik MT – Normal.

DV är en benämning på läst med Antivarus-korrektion. De har dock samma mått som våra normalläster, och har således inga egna lästtabeller utan följer normal-lästmått.

Ortosläster är skor med extra volym. FR-Ortos är lite mindre i storleksjämförelse och har mindre ballmått än LO-Ortos.

Nedan finner du en översiktstabell över våra modeller och vilka läster de finns i.

Läst-grupp	Läst och beskrivning	Färgkod för lästtabell	Sandaler	Sportskor	Vinterskor
MT	MT – Normal. God volym		Juno, Lee, Vilde, Barby, Camel, Buggy, Fia, Billy	Noa, Kim, Ted, Spirit, Alice, Street, Star	Buzz, Joy, Cody, Loke, Dolomiti
MT	AK – Normal. Smalare än MT, rak medialt		Kiwi, Koala, Chili		
MT	L6 – Normal. Smalare än MT och AK		Molly, Jordan	Lace, Donnie, Daisy	
MT	Slim – smal. Enbart små storlekar		Camel		
MT	SA – Normal. God volym				Denver
DV	MT – Antivarus. God volym		Barby, Camel, Buggy	Spirit, Alice, Ted	Buzz, Loke
DV	AK – Antivarus. Smalare än MT		Kiwi, Chilli		
DV	L6 – Antivarus. Smalare än MT och AK		Jordan		
LO	LO – Ortos. Mycket god volym		Yoda, Kiwi, Koala	Spirit, Street, Ted, Star	Buzz, Joy, Cody, Loke
LO	FR – Ortos. Mindre ball än LO Ortos och AK Ortos			Frenchy	
Korsett	AK – Korsett. Normalläst med förstärkningar		Kiwi		
Korsett	L6 – Korsett. Smalare normalläst med förstärkningar		Corso		

För mer information om förstärkningar och lästformer – se sidan 15.

SANDALER

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Vilde

Tuff sandal i nubuck och läder med fina färger inspirerade av skog och mark. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

452405 / MT-Normal. Storlek 23-38.



Lee

Tuff stabil sandal i nubuck och läder samt innerfoder av microfiber. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

452505 / MT-Normal. Storlek 25-38.



Juno

Stabil och somrig sandal i nubuck och läder med ljusa färger inspirerade av lugn och harmoni. Innerfoder av microfiber, stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

452605 / MT-Normal. Storlek 23-38.



Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

SANDALER

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Molly

Fin sandal i blom-mönstrad rosa nubuck. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

450305 / L6-Normal Storlek 18-32. ●



Barby

Fin rosa sandal i nubuck samt blom-märke. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

450505 / MT-Normal. Storlek 17-33. ●

450500 / MT-Antivarus. Storlek 17-22. ●



Fia

Fin sandal med täckt tå i nubuck och färger som "choklad och jordgubbsglass". Stabil bakkappa, fullt öppningsbar, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

450605 / MT-Normal. Storlek 20-32. ●



Billy

Fin sandal med täckt tå i tvåfärgad blå nubuck. Stabil bakkappa, fullt öppningsbar, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

452705 / MT-Normal. Storlek 20-38. ●

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

SANDALER

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Jordan

Snygg sandal i blått och vitt läder. Stabil bakkappa, klippbara velcro-band, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

452005 / L6-Normal. Storlek 18-32. ●

452000 / L6-Antivarus. Storlek 18-32. ●



Camel

Stilren sandal i naturfärgad/beige nubuck, samt fin märksdetalj. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

450705 / MT-Normal. Storlek 16-38. ●

450700 / MT-Antivarus. Storlek 16-38. ●

450709 / Slim. Storlek 15-20. ●



Yoda

Sandal med stor volym för Ortos-användare. Grå/Svart nubuck och skinn. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

452208 / LO-Ortos. Storlek 20-42. ●



Buggy

Tuff marinblå sandal i läder med röda detaljer. Lägre skafthöjd. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, gummi-sula.

Artikelnummer/Läst:

410205 / MT-Normal. Storlek 16-25. ●

410200 / MT-Antivarus. Storlek 16-25. ●

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

SANDALER

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Kiwi

Stilren sandal i svart läder med tygdetaljer i bakkappan. Stabil bakkappa – korsett-förstärkning, 2 vändsöljor, PU-sula. **Kiwi AK-Normal och AK-Ortos kan beställas per styck (splittade par).**

Artikelnummer/Läst:

- 451705 / AK-Normal. Storlek 18-38. ●
451708 / LO-Ortos. Storlek 18-38. ●
451700 / AK-Antivarus. Storlek 18-38. ● (ej splittbar)
451709 / AK-Korsett. Storlek 18-30. ● (ej splittbar)



Koala

Fin sandal i mörkblått läder med tygdetaljer. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, PU-sula.

Artikelnummer/Läst:

- 453205 / AK-Normal. Storlek 18-38. ●
453208 / LO-Ortos. Storlek 21-38. ●



Chilli

Tuff röd sandal i rött läder och canvastyg samt tygdetaljer. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, PU-sula.

Artikelnummer/Läst:

- 451105 / AK-Normal. Storlek 18-35. ●
451100 / AK-Antivarus. Storlek 18-32. ●



Lanseras
våren
2023

Corso

Snygg mycket stabil sandal i svart nubuck och läder med mörkgröna stickningar. 2 vändsöljor, Stabil bakkappa – korsett-förstärkning. PU-sula.

Artikelnummer/Läst:

- 450809 / L6-Normal. Storlek 28-38. ●

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

SPORTSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Donnie

Unik luftig streetsko i blå nubuck och textil. 2 vändsöljor och stor öppningsmöjlighet. Stabil bakkappa och street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

452805 / L6-Normal. Storlek 20-34. ●



Daisy

Unik luftig streetsko i rosa nubuck och textil. 2 vändsöljor och stor öppningsmöjlighet. Stabil bakkappa och street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

452905 / L6-Normal. Storlek 20-34. ●



Lace

Tuff och snygg streetsko i blå nubuck samt vattenresistent membran. Dragkedja medialt och snörning. 4 olika färger på snören medföljer, så att användaren kan välja fritt och variera sig. Stabil bakkappa och street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

453005 / L6-Normal. Storlek 28-40. ●



Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

SPORTSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Noa

Tuff sportsko i nubuck, läder och mesh, samt fina färger inspirerade av skog och mark. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

453405 / MT-Normal. Storlek 23-34. ●



Kim

Tuff sportsko i nubuck, läder och mesh samt innerfoder av mikro-fiber. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

453505 / MT-Normal. Storlek 25-38. ●



Alice

Stilren sportsko i vitt och rosa läder samt mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

465205 / MT-Normal. Storlek 18-35. ●

465200 / MT-Antivarus. Storlek 18-30. ●

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

SPORTSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Spirit

Stilren sportsko i svart läder och mesh i plösen. Stabil bak-kappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi. **Spirit MT-Normal och LO-Ortos kan beställas per styck (splittade par).**

Artikelnummer/Läst:

- 460705 / MT-Normal. Storlek 18-28. ●
- 460718 / LO-Ortos. Storlek 23-42. ●
- 460700 / MT-Antivarus. Storlek 18-38. ● (ej splittbar)



Frenchy Blue Sky

Tuff streetsko i ljusblå textil. Tillåter stor volymförändring i fötterna eller där ortos behöver få plats. Snörning och dubbla dragkedjor som möjliggör mycket stor öppning. Löstagbar inner-sula, god komfort och vadderad plös.

Artikelnummer/Läst:

- 493299-5XX / FR-Ortos. Storlek 25-40. ●



Frenchy Black Leather

Tuff streetsko i läder. Tillåter stor volymförändring i fötterna eller där ortos behöver få plats. Snörning och dubbla dragkedjor som möjliggör mycket stor öppning. Löstagbar inner-sula, god komfort och vadderad plös.

Artikelnummer/Läst:

- 493299-0XX / FR-Ortos. Storlek 25-44. ●



Exempel på Frenchy med ortos

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

SPORTSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Street

Tuff sportsko i svart skinn med vita detaljer och mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

472605 / MT-Normal. Storlek 28-40. ●

472608 / LO-Ortos. Storlek 28-40. ●



Ted

Fin sportsko i vitt skinn med mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

461805 / MT-Normal. Storlek 20-40. ●

461808 / LO-Ortos. Storlek 23-40. ●

461800 / MT-Antivarus. Storlek 20-35. ●



Star

Fin sportsko i rött skinn med vita detaljer. Lågt skaft. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst:

470205 / MT-Normal. Storlek 20-35. ●

470208 / LO-Ortos. Storlek 20-35. ●

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

VINTERSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Buzz

Mycket fin vinterkänga i svart läder med silver och orange grovt tyg. Gummerad slask-kant, två velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bälglös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst:

- 441605 / MT-Normal. Storlek 20-38. ●
- 441608 / LO-Ortos. Storlek 20-38. ●
- 441600 / MT-Antivarus. Storlek 20-30. ●



Joy

Mycket fin vinterkänga i svart läder med rosa och svart grovt tyg. Gummerad slask-kant, två velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bälglös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst:

- 440605 / MT-Normal. Storlek 20-34. ●
- 440608 / LO-Ortos. Storlek 20-34. ●



Cody

Mycket fin vinterkänga i svart läder med blått och svart grovt tyg. Gummerad slask-kant, två velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bälglös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst:

- 442605 / MT-Normal. Storlek 23-34. ●
- 442608 / LO-Ortos. Storlek 23-34. ●



100% WATERPROOF



RECYCLABLE & RECYCLED



100% WINDPROOF



PFC-FREE



OPTIMALLY BREATHABLE



PTFE-FREE



DURABLE



CO2 NEUTRAL

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

VINTERSKOR

Alla produkter på denna sida lagerförs. Vi förbehåller oss dock rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Loke

Mycket fin vinterkänga i svart nubuck och kraftig mörkgrå filt. Tre velcroremmar och kraftig gummisula. Skönt teddyfoder, stor öppning, bälgplös samt Sympatex membran. **Loke kan beställas per styck (splittade par).**

Artikelnummer/Läst:

446605 / MT-Normal. Storlek 22-38. ●

446608 / LO-Ortos. Storlek 22-38. ●

446600 / MT-Antivarus. Storlek 22-38. ● (ej splittbar)



Dolomiti

Tuff trekkingkänga i beige och svart nubuck samt gummerat tå- och hälparti. Snörning och kraftig gummisula. Vadderat innerfoder, stor öppning, samt Windtex membran.

Artikelnummer/Läst:

443825 / MT-Normal. Storlek 20-45. ●



Denver

Tuff vinterkänga i brun nubuck, ullfoder, bälgplös samt vattenresistent membran. 2 velcro-remmar med vändsölja samt reflexer. Stabil hälkappa och slitsula av gummi samt slaskkant. Tunn löstagbar innersula.

Artikelnummer/Läst:

306494 / SA-Normal. Storlek 31-40. ●



100% WATERPROOF



100% WINDPROOF



OPTIMALLY BREATHABLE



DURABLE



RECYCLABLE & RECYCLED



PFC-FREE



PTFE-FREE



CO2 NEUTRAL

Samtliga skor säljs i par om inget annat anges.

MT – Normal & Antivarus

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
16	107	50.5	141
17	114	52	145
18	120	53.5	149
19	127	55	153
20	133	56.5	157
21	140	58	161
22	146	59.5	165
23	152	61	169
24	159	62.5	173
25	165	64	178
26	172	65.5	182
27	179	67	198
28	185	68.5	190
29	192	70	194
30	199	71.5	199
31	205	73	203
32	212	74.5	208
33	219	76	212
34	225	77.5	216
35	232	79	222
36	239	80.5	226
37	245	82	230
38	252	83.5	234
39	259	85	238
40	264	86.5	243
41	271	88	247
42	277	89.5	252

Slim – Smal

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
16	103	49	124
17	110	50	130
18	117	51	134
19	123	52	138
20	130	53	142

AK – Normal, Antivarus & Korsett

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
18	121	53	142
19	127	54.5	146
20	134	56	151
21	141	57.5	155
22	148	59	159
23	155	60.5	163
24	161	62	166
25	168	63.5	170
26	175	65	174
27	181	66.5	178
28	188	68	181
29	195	69.5	185
30	201	71	190
31	208	72.5	194
32	215	74	198
33	221	75.5	201
34	228	77	205
35	235	78.5	209
36	241	80	214
37	248	81.5	216
38	254	83	222

L6 – Normal, Antivarus & Korsett

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
18	118	51	141
19	124	52	146
20	131	54	151
21	137	56	155
22	143	57	160
23	150	59	164
24	156	61	169
25	162	62	173
26	168	64	177
27	175	66	182
28	181	67	186
29	187	69	191
30	194	71	198
31	200	72	200
32	206	74	204
33	212	76	209
34	219	77	213
35	225	79	217
36	231	81	221
37	237	83	226
38	244	84	231

SA – Normal


Unit Size	A Length	B Width	C Ball	D Instep
31	203	72	204	298
32	209	74	208	306
33	216	75	212	314
34	223	77	216	322
35	229	78	220	330
36	236	80	225	338
37	243	81	230	345
38	250	83	235	353
39	256	84	240	360
40	263	86	245	368

LO – Ortos



Unit Size	A Length	B Width	C Ball
16	107	52	164
17	114	53.5	168
18	120	55	172
19	127	56.5	176
20	133	58	180
21	140	59.5	184
22	146	61	188
23	152	62.5	192
24	159	64	196
25	165	66.5	200
26	172	67	204
27	179	68.5	208
28	185	70	212
29	192	71.5	216
30	199	73	220
31	205	74.5	224
32	212	76	228
33	219	77.5	232
34	225	79	236
35	232	80.5	240
36	239	82	244
37	245	83.5	248
38	252	85	252
39	259	86.5	256
40	264	88	260
41	271	89.5	264
42	277	91	268

LO-FR – Ortos

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
25	160	50	176
26	167	52	180
27	173	54	184
28	180	56	188
29	186	58	192
30	194	60	196
31	201	62	200
32	208	64	204
33	213	66	209
34	220	68	214
35	227	70	219
36	233	72	225
37	239	74	230
38	245	76	235
39	243	78	240
40	260	80	245
41	272	86	250
42	279	88	255
43	286	90	260
44	400	92	265



Indikation på lästformer, ej skalenlig



Mått tagna på läst/
Measures taken on last

Lägg alltid på extra utrymme motsvarande ca 10-15 mm för täckt sko, och ca 6-10 mm för öppen sko/sandal.



AK Normal



L6 Normal



MT Normal



Exempel på
Antivarus-
korrektion

Vi vill ge alla människor med funktionsvariationer ett optimalt liv.

Läs mer om oss och
våra produkter på
www.erimed.se



www.erimed.se



Ellipsvägen 11
141 75 Kungens Kurva
Tel: +46 (0)8 - 449 56 50
E-post: info@erimed.se

Grafisk design och tryck: ClearDesign.se

Bilder: Erimed, conrado /
Shutterstock och Pexels