


Förstärkningar och mall-former barnskor



Antivarus-förstärkning



Normal-förstärkning




Ortos-förstärkning




Korsett-förstärkning

Indikation på lästformer, ej skalenlig



AK Normal



L6 Normal



MT Normal



Exempel på
Antivarus-
korrektion

Vi har 3 stycken normalläster i vårt sortiment: MT, AK och L6.

- MT är lite större i sitt omfång än AK och L6.
- AK är rak medialt och har minst ballmått.
- L6 har en mer avsmalnad tå-form än MT.