



## BOBBIE

Tuffa sportskor i svart läder och textil med vattenresistent membran (Respilon) och bälgplös. Skorna har kadborrhband med vändsölja och elastiska snören som bidrar till stor öppnings-möjlighet. Stabil bakkappa, löstagbara inlägg och streetsula i gummi.



## BOBBIE

- Ett kadborrhband med vändsölja och elastiska snören
- *Material:* Läder och textil med vattenresistent membran (Respilon)
- Löstagbara inlägg
- Streetsula i gummi

Artikelnr: 451305-0XX  
Storlek: 28-42  
Läst: L6

[www.erimed.se](http://www.erimed.se)  
order@erimed.se, +46 (0)8 449 56 50

 **erimed**



## BOBBIE

**BOBBIE, L6-LÄST.** Angivet i mm

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
28	181	67	186
29	187	69	191
30	194	71	198
31	200	72	200
32	206	74	204
33	212	76	209
34	219	77	213
35	225	79	217
36	231	81	221
37	237	83	226
38	244	84	231
39	252	85	236
40	259	86	241
41	267	88	246
42	275	89	251

[www.erimed.se](http://www.erimed.se)

order@erimed.se, +46 (0)8 449 56 50

