

2024

PROTES OCHORTOS





Vårt syfte – det som motiverar oss, ger vägledning och skapar mening.

Att möjliggöra för alla människor med funktionsvariationer att leva ett optimalt liv är något som varit Erimed's vision ända sedan starten på 1980-talet. Denna grundläggande och starka drivkraft är något som genomsyrar vår verksamhet än i dag, och vi fortsätter envetet att utveckla innovativa lösningar och samarbeta med tillverkare och kunder för att ta fram produkter som bidrar till att möjliggöra för barn och vuxna att kunna leva det liv de vill.

I denna katalog presenterar vi delar av vårt sortiment gällande protes och ortos för vuxna och barn. Vi har delat upp katalogen efter Protes och Ortos.

Huvuddelen av alla protes- och ortosprodukter i katalogen är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordningen 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

I katalogen presenterar vi de vanligaste av våra produkter och du finner komplett sortiment på vår hemsida, där möjligheten att välja annat språk också ges.

Då vårt sortiment förändras från tid till annan kan vi ej garantera att samtliga produkter överensstämmer med dagssituationen. För en uppdatering gällande hela vårt sortiment rekommenderar vi att ni besöker **www.erimed.se** eller kontaktar oss på **order@erimed.se** alternativt **Tel: +46 8 449 56 50**.

Huvudsakliga varumärken i denna broschyr.



Dictus-bandet är känt för att i många år har hjälpt brukare med droppfot tillbaka till ett aktivt liv. Bandet lyfter foten direkt efter toe-off, vilket gör att trösklar, mattkanter och ojämna underlag inte längre utgör ett hinder. Samtliga Dictus-modeller i Dictus-familjen är CE-märkta enligt den medicintekniska förordningen MDR (Klass 1).



College Park är kända för sin teknik, innovation och skapandet av nya protesprodukter som ger maximal funktion för amputerade i alla åldrar och till alla aktivitetsnivåer.

College Park har kommit långt inom protesdesign och jobbar mycket med materialen: Intelliweave®-kompositer och iST™ (Integrated Spring Technology).

För proteser behövs ofta detaljerade beställningsunderlag. Dessa finns att tillgå på vår hemsida under respektive produkt.



Wagner Polymertechnik GmbH är kända protesprodukt-tillverkare sedan 2001. Wagner tillverkar produkter så som moduler och liners som gör protesanpassningen lättare för handläggaren och god komfort för brukaren.



Trulife är kända för sina högkvalitativa produkter inom protes. Det är ett globalt företag med 60 års erfarenhet inom ortopedteknik. De jobbar hela tiden efter att hitta bästa lösningen för brukaren och god säkerhet.

För proteser behövs ofta detaljerade beställningsunderlag. Dessa finns att tillgå på vår hemsida under respektive produkt.



Alps är kända liners-/sleeve-tillverkare. De har stor passion för innovation och utveckling av sina produkter för att kunna möta ortopedingenjörers och brukares behov med slogan: "Making Lives Better".

I katalogen återfinns även protes-och ortosrelaterade produkter av andra varumärken.

Symbolförklaring



Saltvattentålig



Sötvattentålig

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

Innehållsförteckning.

PROTES.....	7	Knä/Höft.....	18
Fötter.....	7	<i>Lågaktiv.....</i>	<i>18</i>
<i>Låg-/medelaktiv (K2-K3)</i>	<i>7</i>	A6 Knäled med lås och framkastare	18
Breeze	7	Guardian Broms-knä	18
Celsus	7	Fyraxlad knäled med två lägen	19
Odyssey K2	8	Badknäled	19
Tribute	8	<i>Medel-/högaktiv.....</i>	<i>19</i>
Terrain IW	9	Pneumatisk fyraxlad knäled	19
Seattle Light Foot	9	Victor	20
<i>Medel-/högaktiv (K3-K4)</i>	<i>10</i>	SSK615	20
Seattle Solas Foot.....	10	Swan100 Multi axial bouncing	20
Seattle Skride Foot.....	10	Capital Hydraulic knee	21
Odyssey K3	11	<i>Barn.....</i>	<i>21</i>
Trustep	11	Barn Knäled.....	21
Terrain	12	<i>Höft.....</i>	<i>21</i>
Venture	12	Höftled Fyraxlad H2.....	21
Soleus	13	Liner.....	22
Orbit.....	13	<i>TPE</i>	<i>22</i>
Aviator	14	Lite Excelsior Cushion Liner.....	22
Voyager	14	Lite Excelsior Locking Liner.....	22
<i>Special</i>	<i>15</i>	Lite GEL Cushion Liner	23
Accent	15	Lite GEL Locking Liner	23
Celsus IVT	15	Lite Dummy Liner	24
Sidekicks	16	Lite Vacuum Ring	24
<i>Barn.....</i>	<i>16</i>	Lite GEL TF Transfemoral	25
Scout	16	<i>Easy Gel.....</i>	<i>25</i>
Truper	17	Smart Seal Liner.....	25
Child's Play Energy Foot	17	Anterior Posterior Liner	26
		Eco Liner	26


Easy Liner med distalt fäste	27	Röradapter, rör och rör med adapter 30 mm	35
Easy Liner utan distalt fäste	27	Clamp adapter	35
Easy Liner Super Stretch	28	Pyramidhona	35
Skin Reliever	28	Rör AL.....	35
<i>Silikon</i>	29	Bonded Pylon, 16 Inch	35
Lite Arm Liner	29	Pyramidhona med rör.....	35
Silicone Pro	29	<i>Hylsadapter</i>	36
Sleeve	30	3-Armsrotation adapter.....	36
Lite Sleeve.....	30	4 Öronadapter	36
I-Sleeve	31	<i>4-Hålsadapter</i>	36
Easy Sleeve	31	Base plate	36
Easy Sleeve Super Stretch	32	Splined 4-hole rotatable adapter	36
Flex Sleeve.....	32	<i>Rotations- & förskjutningsadapter</i>	36
Seamless Suspension Gel Sleeve	32	Dubbelhon/han adapter	36
Adaptrar	33	Dubbelhona-adapter.....	36
<i>Barn 22 mm</i>	33	Dubbelhona justerbar höjd adapter	37
Dubbeladapter	33	3 Armsrotation/förskjutadapter hona	37
Röradapter	33	Förskjutningsadapter hane.....	37
Hylsadapter hona	33	Förskjutnings-/rotationsadapter.....	37
Lamineringsadapter.....	33	Förskjutningsadapter	37
Pyramidhona med rör.....	33	Förskjutningsadapter hona.....	37
Hylsblock i plast.....	33	<i>Flexionsplatta</i>	38
4-Öronadapter kort.....	34	Flexionsplatta 10°	38
Hylsadapter roterbar hona.....	34	<i>Specialadapter</i>	38
Pyramidhona med rör.....	34	Badankel ledad.....	38
4-hålsadapter hane	34	Ventiler/Låssystem	39
Hylsadapter roterbar hane.....	34	<i>Ventiler</i>	39
Dubbeladapter roterbar hona	34	Backventil med gummitätning	39
Röradapter	34	Backventil med gänga	39
		Mini-Hyls ventil	39
		Liten ventil för laminering	39

<i>Låssystem</i>	39
Snörlås för underben	39
Snörlås för lårben	39
Kosmetik	40
Kosmetik (PUR)	40
Underbenskosmetik (PUR)	40
Underbenskosmetik (PE)	40
New IDIA – Snabbkosmetik	40
Protesstrumpor	41
<i>Stumpstrumpa</i>	41
Stumpstrumpa – Bomullsfrotté	41
Stumpstrumpa – Tunn Bomull	41
Stumpstrumpa – Partiell	
Volymkontroll	42
Stumpstrumpa – Nylon	42
Stumpstrumpa – CoolMax	43
<i>Kosmetikstrumpa</i>	43
Kosmetikstrumpa Underben	43
Kosmetikstrumpa Lårben	44
Kosmetikstrumpa Barn	44
<i>Övriga strumpor</i>	44
Tensitube Stumpkrympare	44
Byxa för höftex	45
<i>Trikåslang</i>	45
Trikåslang – Bomull	45
Supertunn Nylonslang	45
Cupping Tube	45
Övrigt	46
Pådragspåse – Donning Aid	46

ORTOSER	47
Höft	47
<i>Dictus Hip</i>	47
Hip Knee/Hip Foot	47
Ankel	48
<i>Dictus Droppfotsortos</i>	48
Original	48
Flex	48
<i>Droppfotsortoser</i>	49
PregFIX® AFO Anterior EasyFit	49
Easy Walk Advance II	49
AFO PP-Skena	50
AF Servo	50
<i>Viloortoser</i>	51
UFO – Viloortos	51
Multipodus – Viloortos	51
Textilier	52
<i>Ortos-strumpor</i>	52
Ortos-strumpa KAFO – Bomull	52
Ortos-strumpa KAFO – CoolMax 2 ply	52
Ortos-strumpa AFO/KAFO – CoolMax 2 ply	53
Ortos-strumpa Barn – CoolMax 1 ply	53
Ortos-strumpa Barn – CoolMax 2 ply	54
Tåstrumpa 2 ply	54
<i>T-shirt/Linnen</i>	54
Korsettlinne – V-Ringad	54
Korsettlinne – Axilla Flaps	55
Korsett T-shirt	55

Låg-/medelaktiv (K2-K3)

Breeze



Artikelnummer

761920-1XX Höger
761920-0XX Vänster


Egenskaper

- Lågaktiv nivå (K2)
- Storlek 21-30 cm
- Bygghöjd
 - 21-25 cm: 6,2 cm
 - 26-30 cm: 6,5 cm
- Vikt 523 g
- Max patientvikt
 - 21-25 cm: 100 kg
 - 26-30 cm: 125 kg
- Saltvattentålig
- Kolfiberfoten är möjlig att använda som hygienfot, borra då upp ett 6 mm hål i kosmetiken på markerat ställe.

Om produkten

En lämplig protesfot för lågaktiva brukare. Det är en enkel och smidig protesfot som har designats med tå-lyft för lättare avrullning i gången.

Celsus



Artikelnummer

761450-1XX Höger
761450-0XX Vänster

Egenskaper

- Lågaktiv nivå (K2)
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt
 - 21-24 cm: 100 kg
 - 25-30 cm: 136 kg
- Bygghöjd 6,4 cm
- Fotens vikt 526 g

Om produkten

En lämplig protesfot för lågaktiva brukare. Kolfiberfoten har en multi-axiell rörlighet med en naturlig rörelse i ankeln. Celsus har en låg vikt, fotkosmetik med sandal-tå och relativt låg bygghöjd.

Odyssey K2



Artikelnummer

762900-1XX Höger
762900-0XX Vänster


Egenskaper

- Lågaktiv nivå (K2)
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt
 - 21-25 cm: 100 kg
 - 26-30 cm: 136 kg
- Bygghöjd 7,8-8,3 cm
- Fotens vikt 744 g

Om produkten

En hydraulfot med låg vikt och låg bygghöjd. Protesfot som passar till den lågaktiva brukaren. Odyssey ger patienten möjlighet att hålla foten platt med en lätt övergång från sittande till stående, för ett bekvämt och naturligt utseende. Kosmetik med sandal-tå.

Tribute



Artikelnummer

761500-1XX Höger
761500-0XX Vänster

Egenskaper

- Låg-/medelaktiv nivå (K2-K3)
- Tri-axialt rörelseomfång
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt 100 kg
- Bygghöjd 6,1 cm
- Fotens vikt 502 g

Om produkten

Avancerad enkelhet, prisvärd rörlighet.

Tribute protesfoten är lämplig för låg- till medelaktiva brukare. Stride Control™ för enkel individuell gångoptimering. Tribute kan enkelt individanpassas med hjälp av utbytbara bumpers. Patenterad rörfottätning ingår för enkel övergång mellan fot- och vadosmetik.

Terrain IW



Artikelnummer

763200-1XX Höger
763200-0XX Vänster

Egenskaper

- Låg-/medelaktiv nivå (K2-K3)
- Storlek 21-30 cm
- Tri-axiell rörelse, IW Intelliweave glasfiberfotblad
- Max patientvikt
 - 21-24 cm: 100 kg
 - 25-30 cm: 136 kg
- Bygghöjd
 - 21-24 cm: 6,4 cm
 - 25-26 cm: 6,9 cm
 - 27-30 cm: 7,1 cm
- Fotens vikt 645 g
- Sötvattentålig

Om produkten

En mångsidig och underhållsfri protesfot. Foten har ett permanent gummi på insidan av ankeln. Protesfoten har en tri-axiell rörelse i ankeln för god komfort.

Terrain IW har ett glasfiberfotblad som ger en god flexibilitet och respons i vardagen och ökar markkontakten vid promenad.

Seattle Light Foot



Artikelnummer

650135-1XX Höger
650135-0XX Vänster

Egenskaper

- Medelaktiv nivå (K3)
- Storlek 22-29 cm
- Max patientvikt 136 kg
- Bygghöjd 9 cm
- Fotens vikt 480 g
- Klackhöjd 10 mm

Om produkten

En lämplig fot till brukare på alla nivåer. Protesfoten är lätt med en snygg design som anländer redo att installeras. Kosmetiken har sandal-tå och fotskalet går ej att ta av. Light foot är förmonterad med en pyramid för snabb installation, pyramid och distans kan tas bort för symes nivå.

Tillbehör

Artikelnummer	Produkt	Storlek
650300-000	Symes Nut	22-29 cm
653300-000	Laminating Core	22-29 cm
650310-000	Seattle Ankle Block	22-29 cm
650210-000	Spacer	22-29 cm
650240-000	Fotpyramid Titan	

Medel-/högaktiv (K3-K4)

Seattle Solas Foot

**Artikelnummer** (SLS49)

650149-1XX Höger

650149-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Storlek 22-30 cm
- Max patientvikt 160 kg
- Bygghöjd 18 cm
- Fotens vikt 670 g
- Klackhöjd 9,5 mm

Om produkten

Främjar en mjuk plantarflexion och ger jämn kontrollerad energiåtergivning genom gångcykeln. Solas är slittålig och godkänd för brukare med en vikt upp till 160 kg. Protesfoten har ett tvådelat kompositfotblad i full längd som ger viss **rotationsmöjlighet** och därmed bättre stabilitet i ojämn terräng. Solas levereras med den erkänt snygga Seattle-kosmetiken.

Seattle Skride Foot

**Artikelnummer** (SSF40)

650140-1XX Höger

650140-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Torsion +/- 14°
- Stötdämpning upp till 15 mm
- Storlek 22-30 cm
- Max patientvikt 150 kg
- Bygghöjd 19,5 cm
- Fotens vikt 937 g
- Klackhöjd 9,5 mm
- Sandal-tå

Om produkten

Kombinerar det bästa av tre världar: energilagring, stötdämpning och torsion. Allt för att möta kraven från aktiva brukare som vill ha både god komfort och hög grad av energiåtergivning.

Skride levereras med den omtyckta Seattle-kosmetiken och det går att välja mellan två färger, ljus och mörk.

Odyssey K3



Artikelnummer

762903-1XX Höger
762903-0XX Vänster

Egenskaper

- Medelaktiv nivå (K3)
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt 125 kg
- Bygghöjd 7,5-7,7 cm
- Fotens vikt 750 g

Om produkten

En hydraulfot med låg vikt och låg bygghöjd. Protesfot som passar till låg-/medelaktiva brukare. Odyssey med sin smidiga hydraulik och dynamiska fot-bas ger unik prestanda under aktiviteter som aggressiv stadsvandring eller vandring i kuperad terräng.

Truststep



Artikelnummer

761100-1XX Höger
761100-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Storlek 22-31 cm
- Klackhöjd 13 mm
- Max patientvikt
 - IP: 136 kg
 - UA: 160 kg
- Bygghöjd
 - IP: 8,7 cm
 - UA: 15,2 cm
- Fotens vikt 678 g
- Välj mellan integrerad pyramid (IP) eller universal ankel (UA)

Om produkten

Känd för sin unika komfort och naturliga rörlighet. Den passar för medel- till högaktiva brukare. Foten möjliggör kontrollerad vridning och böjning i ankels alla riktningar. Truststep är lätt att individanpassa tack vare sin flexibla design och stora utbud av gummialternativ.

Terrain

college park



Artikelnummer

763100-1XX Höger
763100-0XX Vänster

Egenskaper


- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Storlek 21-30 cm
- Tri-axialt rörelseomfång
- Max patientvikt 166 kg för de större storlekarna, annars 150 kg
- Bygghöjd
 - 21-25 cm: 8,6 cm
 - 26-30 cm: 9 cm
- Fotens vikt 815 g
- Hålkils-kit medföljer
- Saltvattentålig

Om produkten

En lågprofilfot som passar utmärkt på den ojämna vägen. Foten skapades för att uppnå den multiaxiella fotledsrörelsen, låga bygghöjden och energiåtergivningen. Terrain är mångsidig och underhållsfri, har en kolfiberbas som ger en god respons i vardagen och i aktiviteterna.

Venture

college park



Artikelnummer

761300-1XX Höger
761300-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Storlek 21-30 cm
- Tri-axialt rörelseomfång
- Max patientvikt
 - 21-24 cm: 113 kg
 - 25-30 cm: 125 kg
- Bygghöjd 6,4-6,9 cm
- Fotens vikt 585 g

Om produkten

En fusion av energilagring och rörlighet. Protesfoten passar till medel- och högaktiva brukare. Energilagring – fotplattan av kolfiber sträcker sig hela vägen från häl till tå-parti, ankelns fästpunkter ger fotplattan lång momentarm för bästa flexibilitet. Rörlighet – ankeln ger foten ett normalt rörelseomfång och möjlighet till individanpassning finns eftersom du kan byta till mjukare eller hårdare bumpers.

Soleus



Artikelnummer

761900-1XX Höger
761900-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Storlek 21-30 cm
- Fotens vikt 667 g
- Multipla fjäderelement samverkar för att ge en sömlös övergång från hälisättning till toe-off
- Polycentrisk ankeldesign ger överlägsen ståfas-kontroll
- Inbyggd vertikal stötdämpning
- Saltvattentålig

Fotstorlek	Max vikt	Bygghöjd
21-24 cm	100 kg	16,3 cm
25-26 cm	113 kg	18 cm
27-30 cm	125 kg	19,3 cm

Om produkten

TRE FJÄDRAR GER ETT MJUKT OCH BALANSERAT STEG.

Den patenterade Soleus-foten integrerar tre fjäderelement genom ett starkt flexibelt plantarligament. Soleus-fotens unika design ger en mjuk balanserad fot som återger en stor del av energin från hälisättning till toe-off.

Orbit



Artikelnummer

762150-1XX Höger
762150-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Torsion +/- 20°
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt 150 kg
- Bygghöjd
 - 21-25 cm: 9,3 cm
 - 26-30 cm: 9,8 cm
- Fotens vikt 895 g
- Sötvattentålig

Om produkten

En energilagrande lågprofilfot med integrerad torsion. Protesfoten minskar vridkrafterna i hylsa och stump. Trögheten på torsionen kan lätt ändras med en 4 mm insexnyckel.

Aviator

college park



Artikelnummer

762120-1XX Höger
762120-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Stötdämpning upp till 10 mm
- Energiåtergivning tå 97 %
- Energiåtergivning häl 93 %
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt
 - 21-25 cm: 125 kg
 - 26-30 cm: 150 kg
- Bygghöjd 16,4 cm
- Fotens vikt 979 g
- Hälkils-kit medföljer
- Sötvattentålig

Om produkten

Den lätta protesfoten med hög energiåtergivning, vertikal stötdämpning och god komfort. Aviator är tillverkad av både kolfiber och Intelliweave-kompositer för att ge flexibilitet och energiåtergivning i vardagen. Denna kombination fungerar i många aktiviteter och till många individer.

Voyager

college park



Artikelnummer

762100-1XX Höger
762100-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Torsion +/- 20°
- Stötdämpning upp till 10 mm
- Energiåtergivning tå 97%
- Energiåtergivning häl 93%
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt 150 kg
- Bygghöjd 19,1 cm
- Fotens vikt 1174 g
- Sötvattentålig

Om produkten

Protesfoten som kombinerar det bästa av tre världar. Energilagring, stötdämpning och torsion. Allt för att möta kraven från aktiva brukare som vill ha både god komfort och hög grad av energiåtergivning.

Accent

**Artikelnummer**

761600-1XX Höger
761600-0XX Vänster

Egenskaper

- Låg-/medelaktiv nivå (K2-K3)
- Justerbar 51 mm
- Storlek 21-28 cm
- Bygghöjd Pyramid (IP) 8,5-9,9 cm
- Bygghöjd Dynamisk pylon (DP) 19,8-21,5 cm
- Vikt (IP) 608 g
- Vikt (DP) 761g
- Max patientvikt
 - 21-24 cm: 100 kg
 - 25-28 cm: 113 kg

Om produkten

En knapptryckning mellan högklackat och barfota. Protesfoten har 13 olika lägen att välja mellan. Den dynamiska ankeln tar upp rörelsen och flexibiliteten i vardagen och gången. Protesfoten passar för låg- till medelaktiva brukare. Fotskalet har sandal-tå.

Celsus IVT

**Artikelnummer**

761451-1XX Höger
761451-0XX Vänster

Egenskaper

- Lågaktiv nivå (K2)
- Avtagbart fot-skål med sandal-tå
- Pump placerad vid foten
- Storlek 21-30 cm
- Bygghöjd 5,5-6,6 cm
- Vikt 652 g
- Max patientvikt
 - 21-24 cm: 100 kg
 - 25-30 cm: 136 kg

Om produkten

En lämplig protesfot för lågaktiva brukare (K2). Vakuumsystemet ger möjligheten att minska volymskillnader och pistongeffekter i hylsan. Med förbättrad fjädring till stumpen kan den här lågprofil-foten förbättra komforten och stumpens hälsa. Celsus integrerad vakuumteknologi (iVT) har också Integrated Spring Technology (iST®) och Intelliweave®-kompositer för att ge god energi, styrka och flexibilitet i gången. Protesfoten är designad för att uppnå 20 inHg på bara några få steg, vilket gör att patienten mer effektivt uppnår vakuum.

Sidekicks



Artikelnummer

766500-000 1 st
766500-001 1 par

Egenskaper

- Lågaktiv nivå (K2)
- Max patientvikt: 125 kg
- Bygghöjd 5,84 cm
- Fotens vikt 422 g
- Bumpers-kit medföljer
- Saltvattentålig

Om produkten

En protesfot med naturlig anatomisk fotledsrörelse och flexibelt fotblad. Perfekt att använda i vatten eller på ojämnt underlag, eftersom den ger dig ultimat balans och stabilitet.

Barn

Scout



Artikelnummer

762800-1XX Höger
762800-0XX Vänster

Egenskaper

- Låg-/medel-/högaktiv nivå (K2-K4)
- Storlek 13-22 cm
- Max patientvikt
 - 13-15 cm: 25 kg
 - 16-18 cm: 45 kg
 - 19-22 cm: 60 kg
- Bygghöjd 4,6-10,8 cm
- Fotens vikt 183-360 g
- Sötvattentålig

Om produkten

En protesfot som erbjuder god energiåtergivning tack vare en blandning av Intelliweave® och slitstark kolfiberkomposit. Kombinationen ger styrka och flexibilitet för lek när barn växer och förändras varje dag, foten klarar sötvattenlekar.

Pyramid är standardlösningen men lamineringsadapter eller ankelblock finns också som tillval. Till denna fot kan man köpa till växtförlängningsplattor i takt med att barnet växer.

Tillbehör

Artikelnummer	Produkt	Artikelnummer	Produkt
762801-000 (TA SP)	Pyramidadapter Hane		
762802-000 (TR SP)	Pyramidadapter Hona		
762810-000 (TLAS SP)	Lamineringsadapter Small	762820-000 (LAGK)	Lamineringsadapter växtförlängningsplattor kit, (+7,5 mm, +13,5 mm, +19,5 mm)
762811-000 (TLAM SP)	Lamineringsadapter Medium		
762812-000 (TLAL SP)	Lamineringsadapter Large		
762830-000 (TXA SP)	EXO adapter stl, 16-22 cm		
762830-116 (SC XBKR 1618)	EXO ankelblock hö 16-18	762830-316 (SC GKRC 1618)	EXO ankelblock plattor hö 16-18
762830-119 (SC XBKR 1922)	EXO ankelblock hö 19-22	762830-319 (SC GKRC 1922)	EXO ankelblock plattor hö 19-22
762830-016 (SC XBKL 1618)	EXO ankelblock vä 16-18	762830-216 (SC GKLC 1618)	EXO ankelblock plattor vä 16-18
762830-019 (SC XBKL 1922)	EXO ankelblock vä 19-22	762830-219 (SC GKLC 1922)	EXO ankelblock plattor vä 19-22

Truper



Artikelnummer

761200-1XX Höger
761200-0XX Vänster

Egenskaper

- Låg-/medel-/högaktiv nivå (K2-K4)
- Storlek 16-21 cm
- Max patientvikt
 - 16-18 cm: 45 kg
 - 19-21 cm: 60 kg
- Bygghöjd
 - (IP): 5,3-6,1 cm
 - (ALX): 11-11,8 cm
- Fotens vikt 215-314 g

Om produkten

En multiaxial och dynamisk protesfot tillverkad speciellt för barn!

Protesfoten tillåter barn att springa, hoppa och göra alla aktiviteter som barn älskar att pyssla med, utan att behöva tänka på det. Truper kombinerar hög energi med stabilitet för aktiva barn, kan individanpassas med hjälp av bumpers och växtplattor i takt med att barnen växer.

Child's Play Energy Foot



Artikelnummer

650133-1XX Höger
650133-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Storlek 13-21 cm
- Max patientvikt 65 kg
- Bygghöjd 4-4,5 cm
- Fotens vikt 150 g

Om produkten

En protesfot med dynamisk tå och dämpning i häl. Fotskalet har sandal-tå och kan ej tas av på storlekarna 16-21 cm.

Tillbehör

Artikelnummer	Produkt	Storlek
650301-000	Symes Nut	13-15 cm
650302-000	Symes Nut	16-18 cm
650303-000	Symes Nut	19-21 cm
650241-000	Spacer	13-15 cm
650243-000	Spacer	16-18 cm
650245-000	Spacer	19-21 cm
653301-000	Laminating Core	13-15 cm
653302-000	Laminating Core	16-18 cm
653303-000	Laminating Core	19-21 cm
650314-000 (SAB314)	Energy Ankle Block	13-15 cm
650315-000 (SAB315)	Energy Ankle Block	16-18 cm
650316-000 (SAB316)	Energy Ankle Block	19-21 cm
650003-285 (AAAK285)	Fotpyramid barn	

Lågaktiv

A6 Knäled med lås och framkastare



Ingjutningsadapter:
580006-033



Pyramidadapter:
580006-035

Artikelnummer (L1321)

580006-000

Egenskaper

- Bygghöjd 108-114,3 mm
- Vikt 651-672 g inklusive adapter
- Max patientvikt 125 kg
- Lätt och kompakt med låg bygghöjd

Om produkten

Ett mekaniskt protesknä med lås och framkastarfjäder. Knät kan med enkelhet ställas om till frisving med hjälp av skruvar. Knäleden finns i två varianter: pyramidadapter eller ingjutningsadapter.

Guardian Broms-knä

**Artikelnummer**

760300-000

Egenskaper

- Flexion 145°
- Bygghöjd 131 mm
- Vikt 533 g
- Max patientvikt 125 kg

Om produkten

En lätt mekanisk knäled med friktionsbroms för kontroll och flexion i stå-fas samt hjälp i extension. Knäleden är perfekt för den nya brukaren att använda under rehabiliteringstiden eller för lågaktiva brukare. Guardian kan lätt justeras och knäleden har en fjärrlåsfunktion som enkelt kan kopplas ur för 145° anatomisk rörelse.

Fyraxlad knäled med två lägen



Artikelnummer (KA.L30 (KK-S802))

560802-000

Egenskaper

- Vikt 630 g
- Max patientvikt 125 kg
- Flexion 145°
- Bygghöjd 135 mm

Om produkten

En protesknäled med två lägen. Låst eller fri rörelse. Knät är mekaniskt med friktionssving-kontroll och framkastarfjäder. Den fyraxlade designen ger knäleden maximal säkerhet och den är utrustad med proximal pyramid.

Badknäled



Pyramidadapter:
560305-010 (KPA-10S)

L-Gaffel
(Beställ även L-Adapter):
560305-003 (KPA-03S)

L-Adapter
(Beställ även L-Gaffel):
560305-011 (KPA-11S)

3-arm-adapter sats:
560305-009
(KPA-09AS, KPA-20S)

Artikelnummer (KA.WLD31 (KK-WA305))

560305-000

Egenskaper

- Sötvattentålig
- Flexion 145°
- Vikt 624 g
- Max patientvikt 100 kg
- Bygghöjd 147 mm

Om produkten

En fyraxlad knäled med eller utan låsfunktion. Badknäleden är nätt och smidig och den har en väl tilltagen flektionsvinkel på 145°. Protesknät lämpar sig både till transfemural amputation och knäexartikulation. Den proximala adaptern kan förflyttas fram eller bak 5 mm, detta gör också att stå-stabiliteten under extension förbättras och flexionen underlättas vid användning.

Medel-/högaktiv

Pneumatisk fyraxlad knäled



Artikelnummer (KA.P40 (KK-503A1))

560503-001

Egenskaper

- Vikt 713 g
- Max patientvikt 100 kg
- Material Aluminium
- Flexion 145°
- Bygghöjd 205 mm

Om produkten

En pneumatisk knäled med svängfas-kontroll och integrerad pyramid. Knäleden har en slimmad design, ett smidigt pneumatiskt system som ger en fin och följsam gång.

Victor



Artikelnummer

760330-000

Egenskaper

- Flexion 145°
- Vikt 710 g
- Max patientvikt 125 kg

Om produkten

En enkelledad pneumatisk knäled med friktionsbroms som styr och kontrollerar stå-fasen. En lätt knäled som passar perfekt för den låg- till medelaktiva brukaren. Kan också vara ett bra alternativ för patienter som vill öka sin aktivitetsnivå efter rehabilitering. Knäleden kan enkelt justeras och den tillåter både långsam och snabb promenad. Victor är en bra knäled som ger frihet och trygghet hos patienterna.

SSK615



Artikelnummer (KK-951)

560951-000 Inbyggd pyramid

560951-001 För trearmsadapter

Egenskaper

- Flexion 145°
- Bygghöjd 230-240 mm
- Vikt 1100 g
- Max patientvikt 136 kg

Om produkten

En knäled med säker och energisnål konstruktion. Den inbyggda stötdämpningen ger brukaren ett naturligt gångmönster. Ett polycentriskt, pneumatiskt knä som finns med inbyggd proximal pyramid eller trearmsadapter.

Swan100 Multi axial bouncing



Artikelnummer

540786-000 Swan100 (MO786)

540780-000 Swan (MO780)

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå
- Flexion 150°
- Bygghöjd 164-170 mm
- Vikt
 - Swan100: 840 g
 - Swan: 670 g
- Max patientvikt
 - Swan100: 100 kg
 - Swan: 75 kg

Om produkten

Ett protesknä som designats för att ge en naturlig och säker gång. Knät har dynamisk stabiliseringsmekanism för att förhindra ofrivillig böjning av knäleden. Swan finns i två modeller med lite olika egenskaper.

Capital Hydraulic knee



Artikelnummer

760350-000 Pyramid
760351-000 34 mm röranslutning

Egenskaper

- Sötvtållig
- Flexion 130°
- Bygghöjd 230 mm
- Vikt 980 g
- Max patientvikt 150 kg
- 3-lägesfunktion med enkel omkopplare

Om produkten

En hydraulisk enaxlad knäled som är lätt att använda, både för kliniker och patient. Knäleden är mjuk och ger god respons med hjälp av hydrauliken i både swing- och ståfasen. Hållbar, elegant och vattenvänlig knäled som enkelt går att justera med en 4 mm insexnyckel. Capital är knäleden för den medel- till högaktiva brukaren.

Barn

Barn Knäled



Pyramid:
560102-019

Artikelnummer (KA.WKL10 (KK-102))

560102-000

Egenskaper

- Sötvtållig
- Flexion 140°
- Bygghöjd 110 mm
- Vikt 324 g
- Max patientvikt 55 kg

Om produkten

En lätt 4-axlad knäled med friktionskontroll, extensionsfjäder-framkastare och justerbar stabilitetskontroll. Knäleden har ett mekaniskt lås som kan plockas bort efter önskemål.

Höft

Höftled Fyraxlad H2



Artikelnummer (I332A)

580002-000

Egenskaper

- Vikt 717 g
- Max patientvikt 100 kg
- Flexion 125°
- Material Aluminium

Om produkten

En polycentrisk höftled med fyrledsaxlad design. Den superlätta konstruktionen gör att höftleden upplevs säkrare, komplett med rör och vinkeladapter. Mekanisk höftled inklusive monteringsplatta.

TPE

LITE Excelsior Cushion Liner



Egenskaper

- Integrerad matris (8 cm) minimerar pistongverkan och förbättrar stabiliteten
- Posterior och anterior har en unik design för lättare stretch/böjformåga
- Hårdheten är ca 38 shore, kan formas om i ca 80°C

Om produkten

En TPE gel cushion liner utan distalt fäste. Countoured versionen har 2 mm tjockare botten och passar både för BK och AK nivå.

Artikelnummer	Storlek	Tjocklek
629766-012 (4W7500-06-IS)	ISmall	6 mm
629763-012 (4W7500-03-IS)	ISmall	3 mm
629769-003 (4W7500-09-M)	Medium	9 mm
629766-003 (4W7500-06-M)	Medium	6 mm
629763-003 (4W7500-03-M)	Medium	3 mm
629769-004 (4W7500-09-L)	Large	9 mm
629766-004 (4W7500-06-L)	Large	6 mm
629763-004 (4W7500-03-L)	Large	3 mm
629769-014 (4W7500-09-IL)	ILarge	9 mm
629766-014 (4W7500-06-IL)	ILarge	6 mm
629763-014 (4W7500-03-IL)	ILarge	3 mm
629769-005 (4W7500-09-XL)	XLarge	9 mm
629766-005 (4W7500-06-XL)	XLarge	6 mm
629763-005 (4W7500-03-XL)	XLarge	3 mm
629766-015 (4W7500-06-XLP)	XLarge Plus	6 mm
629763-015 (4W7500-03-XLP)	XLarge Plus	3 mm
629766-006 (4W7500-06-XXL)	XXLarge	6 mm
629763-006 (4W7500-03-XXL)	XXLarge	3 mm

LITE Excelsior Locking Liner



Egenskaper

- Integrerad matris (8 cm) minimerar pistongverkan och förbättrar stabiliteten
- Posterior och anterior har en unik design för lättare stretch/böjformåga
- Hårdheten är ca 38 shore, kan formas om i ca 80°C

Om produkten

En TPE gel cushion liner med distalt fäste. Countoured versionen har 2 mm tjockare botten och passar både för BK och AK nivå.

Artikelnummer	Storlek	Tjocklek
629716-012 (4W7100-06-IS)	ISmall	6 mm
629713-012 (4W7100-03-IS)	ISmall	3 mm
629719-003 (4W7100-09-M)	Medium	9 mm
629716-003 (4W7100-06-M)	Medium	6 mm
629713-003 (4W7100-03-M)	Medium	3 mm
629719-004 (4W7100-09-L)	Large	9 mm
629716-004 (4W7100-06-L)	Large	6 mm
629713-004 (4W7100-03-L)	Large	3 mm
629719-014 (4W7100-09-IL)	ILarge	9 mm
629716-014 (4W7100-06-IL)	ILarge	6 mm
629713-014 (4W7100-03-IL)	ILarge	3 mm
629719-005 (4W7100-09-XL)	XLarge	9 mm
629716-005 (4W7100-06-XL)	XLarge	6 mm
629713-005 (4W7100-03-XL)	XLarge	3 mm
629716-015 (4W7100-06-XLP)	XLarge Plus	6 mm
629713-015 (4W7100-03-XLP)	XLarge Plus	3 mm
629716-006 (4W7100-06-XXL)	XXLarge	6 mm
629713-006 (4W7100-03-XXL)	XXLarge	3 mm

LITE GEL Cushion Liner



Artikelnummer	Mått dist/prox	Storlek	Tjocklek
629509-002 (4W-95 09)	12-16 cm/22-30 cm	Small	9 mm
629506-002 (4W-95 06)	12-16 cm/22-30 cm	Small	6 mm
629503-002 (4W-95 03)	12-16 cm/22-30 cm	Small	3 mm
629509-012 (4W-95 09)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall	9 mm
629506-012 (4W-95 06)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall	6 mm
629503-012 (4W-95 03)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall	3 mm
629509-003 (4W-95 09)	20-26 cm/29-42 cm	Medium	9 mm
629506-003 (4W-95 06)	20-26 cm/29-42 cm	Medium	6 mm
629503-003 (4W-95 03)	20-26 cm/29-42 cm	Medium	3 mm
629509-004 (4W-95 09)	22-31 cm/38-55 cm	Large	9 mm
629506-004 (4W-95 06)	22-31 cm/38-55 cm	Large	6 mm
629503-004 (4W-95 03)	22-31 cm/38-55 cm	Large	3 mm
629509-014 (4W-95 09)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge	9 mm
629506-014 (4W-95 06)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge	6 mm
629503-014 (4W-95 03)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge	3 mm
629509-005 (4W-95 09)	35-50 cm/45-71 cm	X-Large	9 mm
629506-005 (4W-95 06)	35-50 cm/45-71 cm	X-Large	6 mm
629503-005 (4W-95 03)	35-50 cm/45-71 cm	X-Large	3 mm
629506-006 (4W-95 06)	34-60 cm/47-76 cm	XX-Large	6 mm
629503-006 (4W-95 03)	34-60 cm/47-76 cm	XX-Large	3 mm

Om produkten

En liner utan distalt fäste med mineraloljebaserat gel som ger god komfort, vidhäftning och är extra hudvänlig. Linern är enkel att ta på och av. Går bra att använda utan kräm och talk. För bättre passform – för-forma linern på gips- eller skummotiv.

Laminerings-dummyliner av silikon (629500) finns att beställa, se sida 24.

LITE GEL Locking Liner



Artikelnummer	Mått dist/prox	Storlek	Tjocklek
629009-002 (4W-90 09)	12-16 cm/22-30 cm	Small	9 mm
629006-002 (4W-90 06)	12-16 cm/22-30 cm	Small	6 mm
629003-002 (4W-90 03)	12-16 cm/22-30 cm	Small	3 mm
629009-012 (4W-90 09)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall	9 mm
629006-012 (4W-90 06)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall	6 mm
629003-012 (4W-90 03)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall	3 mm
629009-003 (4W-90 09)	20-26 cm/29-42 cm	Medium	9 mm
629006-003 (4W-90 06)	20-26 cm/29-42 cm	Medium	6 mm
629003-003 (4W-90 03)	20-26 cm/29-42 cm	Medium	3 mm
629009-004 (4W-90 09)	22-31 cm/38-55 cm	Large	9 mm
629006-004 (4W-90 06)	22-31 cm/38-55 cm	Large	6 mm
629003-004 (4W-90 03)	22-31 cm/38-55 cm	Large	3 mm
629009-014 (4W-90 09)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge	9 mm
629006-014 (4W-90 06)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge	6 mm
629003-014 (4W-90 03)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge	3 mm
629009-005 (4W-90 09)	35-50 cm/45-71 cm	X-Large	9 mm
629006-005 (4W-90 06)	35-50 cm/45-71 cm	X-Large	6 mm
629003-005 (4W-90 03)	35-50 cm/45-71 cm	X-Large	3 mm
629006-006 (4W-90 06)	34-60 cm/47-76 cm	XX-Large	6 mm
629003-006 (4W-90 03)	34-60 cm/47-76 cm	XX-Large	3 mm

Om produkten

En liner med distalt fäste med mineraloljebaserat gel som ger god komfort, vidhäftning och är extra hudvänlig. Linern är enkel att ta på och av. Går bra att använda utan kräm och talk. För bättre passform – för-forma linern på gips- eller skummotiv.

Laminerings dummyliner av silikon (629500) finns att beställa, se sida 24.

LITE Dummy Liner



Artikelnummer	Mått dist/prox	Storlek
Lite Dummy Liner 3 mm		
629500-302 (4D9500-03-S)	12-16 cm/22-30 cm	Small
629500-312 (4D9500-03-IS)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall
629500-303 (4D9500-03-M)	20-26 cm/29-42 cm	Medium
629500-304 (4D9500-03-L)	22-26 cm/38-55 cm	Large
629500-314 (4D9500-03-IL)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge
629500-305 (4D9500-03-XL)	30-50 cm/45-71 cm	X-Large
629503-006 (4D9500-03-XXL)	34-60 cm/47-76 cm	XX-Large
Lite Dummy Liner 6 mm		
629500-602 (4D9500-06-S)	12-16 cm/22-30 cm	Small
629500-612 (4D9500-06-IS)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall
629500-603 (4D9500-06-M)	20-26 cm/29-42 cm	Medium
629500-604 (4D9500-06-L)	22-26 cm/38-55 cm	Large
629500-614 (4D9500-06-IL)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge
629500-605 (4D9500-06-XL)	30-50 cm/45-71 cm	X-Large
629506-006 (4D9500-06-XXL)	34-60 cm/47-76 cm	XX-Large

Om produkten

En silikonliner. Dummy linern används som distans på gips- eller skummotivet vid tillverkning. För att ge plats för linern som sedan ska få plats tillsammans med stumpen i hylsan vid provning.

Finns i två tjocklekar: 3 mm och 6 mm.

Tips!

Har du tänkt använda en 6 mm TPE gelliner till patienten, använd en 3 mm dummyliner vid tillverkning för lämplig reduktion.

LITE Vacuum Ring



Artikelnummer	Mått	Arm liner	Silikonliner	TPE Gelliner
620700-002 (5W700-2)	16-22 cm	16-20 cm	16-21,5	S-IS
620700-003 (5W700-3)	20-38 cm		22-36	M-IL
620700-004 (5W700-4)	30-48 cm		32-45	IL-XLP
620700-005 (5W700-5)	40-55 cm		> 40	> X

Om produkten

En silikonring som limmas fast på nästan alla tygbelagda liners på alla nivåer. Används med både aktivt och passivt vakuumsystem, samt med locking liners system för att eliminera rotation.

Silikonlim

Beställs separat. 1 enhet (90 ml) silikonlim räcker till 4-5 applikationer.

Artikelnummer: 620700-631

LITE GEL TF Transfemoral



Artikelnummer	Mått 4 cm ovan distala änden	Storlek
Lite TF Gel Locking Liner		
629083-002 (4W-90-TF3S-G)	12-16 cm	Small
629083-003 (4W-90-TF3M-G)	19-26 cm	Medium
629083-004 (4W-90-TF3L-G)	26-35 cm	Large
629083-014 (4W-90-TF3IL-G)	29-40 cm	ILarge
629083-005 (4W-90-TF3XL-G)	34-46 cm	X-Large
629083-006 (4W-90-TF3XXL-G)	36-60 cm	XX-Large
Lite TF Gel Cushion Liner		
629583-004 (4W-95-TF3L-G)	26-35 cm	Large
629583-014 (4W-95-TF3IL-G)	29-40 cm	ILarge
629583-005 (4W-95-TF3XL-G)	34-46 cm	X-Large

Om produkten

En mineraloljebaserat gel som ger god komfort, vidhäftning och är extra hudvänlig. Den lämpar sig väl för lårbensamputerade. Linern har armering längs med hela linern för minimerad pumpeffekt. För bättre passform – för-forma linern på gips- eller skummotiv. Linern är grå, 3 mm och finns i flera storlekar med och utan distalt fäste.

Easy Gel

Smart Seal Liner



Artikelnummer Tjocklek 3 mm	Artikelnummer Tjocklek 6 mm	Mått 6 cm ovan distala änden
SBFR – Smart Seal underben (utan fäste)		
720860-020 (SBFR 20-3)	720861-020 (SBFR 20-6)	20-23 cm
720860-024 (SBFR 24-3)	720861-024 (SBFR 24-6)	24-25 cm
720860-026 (SBFR 26-3)	720861-026 (SBFR 26-6)	26-27 cm
720860-028 (SBFR 28-3)	720861-028 (SBFR 28-6)	28-31 cm
SAFR – Smart Seal lårben (utan fäste)		
720870-026 (SAFR 26-3)	720871-026 (SAFR 26-6)	26-27 cm
720870-028 (SAFR 28-3)	720871-028 (SAFR 28-6)	28-31 cm
720870-032 (SAFR 32-3)	720871-032 (SAFR 32-6)	32-37 cm
720870-038 (SAFR 38-3)	720871-038 (SAFR 38-6)	38-43 cm
Artikelnummer	Tjocklek	Mått 6 cm ovan distala änden
SADT – Smart Seal lårben (med fäste)		
720880-020 (SADT 20-3)	3 mm Locking	20-23 cm
720880-024 (SADT 24-3)	3 mm Locking	24-25 cm
720880-026 (SADT 26-3)	3 mm Locking	26-27 cm
720880-028 (SADT 28-3)	3 mm Locking	28-31 cm
720880-032 (SADT 32-3)	3 mm Locking	32-37 cm
720880-038 (SADT 38-3)	3 mm Locking	38-43 cm
Önskar ni beställa SADT XX - 6 mm, ange artikelnummer: 720881-0XX		

Om produkten

Består av deras HD GEL. Linern har ett vågigt integrerat band som griper fast i hylsväggen och formar en säker och lufttät förankring. Det mjuka bandet bildar ett säkert gränssnitt mellan proteshylsa och liner utan att minska stumpens blodflöde. Smart Seal Linern har ett sömlöst tygöverdrag med modernt utseende.

Det finns 3 varianter med och utan fäste som passar till både transtibial och transfemorala brukare. Underben (BK) silikonbanden börjar 8 cm ovan distala änden och lårben (AK) silikonbanden börjar 14 cm ovan distala änden.

Anterior Posterior Liner



Artikelnummer	Produkt	Mått 6 cm ovan distala änden
720763-020 (APFR 20-TP)	Liner A6 till P3 mm	20-23 cm
720763-024 (APFR 24-TP)	Liner A6 till P3 mm	24-25 cm
720763-026 (APFR 26-TP)	Liner A6 till P3 mm	26-27 cm
720763-028 (APFR 28-TP)	Liner A6 till P3 mm	28-31 cm
720763-032 (APFR 32-TP)	Liner A6 till P3 mm	32-37 cm
720703-016 (SPFR 16-3)	Liner 3 mm	16-19 cm
720703-020 (SPFR 20-3)	Liner 3 mm	20-23 cm
720703-024 (SPFR 24-3)	Liner 3 mm	24-25 cm
720703-026 (SPFR 26-3)	Liner 3 mm	26-27 cm
720703-026 (SPFR 28-3)	Liner 3 mm	28-31 cm
720703-032 (SPFR 32-3)	Liner 3 mm	32-37 cm
720703-038 (SPFR 38-3)	Liner 3 mm	38-43 cm
720703-044 (SPFR 44-3)	Liner 3 mm	44-53 cm

Om produkten

En gelliner som är designad med 6 mm anterior och 3 mm posterior tjocklek, för att på så vis minska hopklumpning i knävecket. Linern passar bra till transtibiala brukare med medel- och hög aktivitetsnivå som önskar större kontroll och rörelsefrihet utan att offra komfort. Tyget är av hög prestanda, har en vågrät stretch med reducerad längsgående stretch.

Eco Liner



Artikelnummer med fäste	Artikelnummer utan fäste	Mått 6 cm ovan distala änden
Alps ECO Liner 3 mm		
720713-120 (ECDTHD20-3)	720713-020 (ECFRHD20-3)	20-23 cm
720713-124 (ECDTHD24-3)	720713-024 (ECFRHD24-3)	24-25 cm
720713-126 (ECDTHD26-3)	720713-026 (ECFRHD26-3)	26-27 cm
720713-128 (ECDTHD28-3)	720713-028 (ECFRHD28-3)	28-31 cm
720713-132 (ECDTHD32-3)	720713-032 (ECFRHD32-3)	32-37 cm
Alps ECO Liner 6 mm		
720713-120 (ECDTHD20-3)	720713-020 (ECFRHD20-3)	20-23 cm
720713-124 (ECDTHD24-3)	720713-024 (ECFRHD24-3)	24-25 cm
720713-126 (ECDTHD26-3)	720713-026 (ECFRHD26-3)	26-27 cm
720713-128 (ECDTHD28-3)	720713-028 (ECFRHD28-3)	28-31 cm
720713-132 (ECDTHD32-3)	720713-032 (ECFRHD32-3)	32-37 cm

Om produkten

En liner av HD GEL som är täckt med sömlöst stickat tyg. Linern säkerställer höga nivåer av kontroll och stabilitet, vilket förbättrar komforten. Passar bra till medel- och högaktiva brukare, både transtibial och transfemorala proteser.

Eco liner finns i två tjocklekar 3 och 6 mm, samt med och utan fäste.

Easy Liner med distalt fäste



Egenskaper

- Elastiskt – Mjuk och töjbar utan motstycke
- Slitstark – Tål hård behandling

Om produkten

En gelliner med distalt fäste. Den finns i 3 olika utföranden: 3 mm, 6 mm och 3 till 6 mm tapered.

Artikelnummer	Tjocklek	Mått 6 cm ovan distala änden
720300-016 (ELDT-16)	Med tyg 3 mm	16-19 cm
720300-020 (ELDT-20)	Med tyg 3 mm	20-23 cm
720300-024 (ELDT-24)	Med tyg 3 mm	24-27 cm
720300-028 (ELDT-28)	Med tyg 3 mm	28-31 cm
720300-032 (ELDT-32)	Med tyg 3 mm	32-35 cm
720300-038 (ELDT-38)	Med tyg 3 mm	36-44 cm
720300-044 (ELDT-44)	Med tyg 3 mm	44-53 cm
720301-016 (ELDT-16)	Med tyg 6 mm	16-19 cm
720301-020 (ELDT-20)	Med tyg 6 mm	20-23 cm
720301-024 (ELDT-24)	Med tyg 6 mm	24-27 cm
720301-028 (ELDT-28)	Med tyg 6 mm	28-31 cm
720301-032 (ELDT-32)	Med tyg 6 mm	32-35 cm
720301-038 (ELDT-38)	Med tyg 6 mm	36-44 cm
720301-044 (ELDT-44)	Med tyg 6 mm	44-53 cm
720302-016 (ELDT-16)	Med tyg 6/3 mm	16-19 cm
720302-020 (ELDT-20)	Med tyg 6/3 mm	20-23 cm
720302-024 (ELDT-24)	Med tyg 6/3 mm	24-27 cm
720302-028 (ELDT-28)	Med tyg 6/3 mm	28-31 cm
720302-032 (ELDT-32)	Med tyg 6/3 mm	32-39 cm

Easy Liner utan distalt fäste



Egenskaper

- Elastiskt – Mjuk och töjbar utan motstycke
- Slitstark – Tål hård behandling

Om produkten

En gelliner utan distalt fäste. Den finns i 3 olika utföranden: 3 mm, 6 mm uniform samt 3 till 6 mm tapered.

Artikelnummer	Tjocklek	Mått 6 cm ovan distala änden
720200-016 (ELFR-16)	Med tyg 3 mm	16-19 cm
720200-020 (ELFR-20)	Med tyg 3 mm	20-23 cm
720200-024 (ELFR-24)	Med tyg 3 mm	24-27 cm
720200-028 (ELFR-28)	Med tyg 3 mm	28-31 cm
720200-032 (ELFR-32)	Med tyg 3 mm	32-35 cm
720200-038 (ELFR-38)	Med tyg 3 mm	36-44 cm
720200-044 (ELFR-44)	Med tyg 3 mm	44-53 cm
720201-016 (ELFR-16)	Med tyg 6 mm	16-19 cm
720201-020 (ELFR-20)	Med tyg 6 mm	20-23 cm
720201-024 (ELFR-24)	Med tyg 6 mm	24-27 cm
720201-028 (ELFR-28)	Med tyg 6 mm	28-31 cm
720201-032 (ELFR-32)	Med tyg 6 mm	32-35 cm
720201-038 (ELFR-38)	Med tyg 6 mm	36-44 cm
720201-044 (ELFR-44)	Med tyg 6 mm	44-53 cm
720202-016 (ELFR-16)	Med tyg 6/3 mm	16-19 cm
720202-020 (ELFR-20)	Med tyg 6/3 mm	20-23 cm
720202-024 (ELFR-24)	Med tyg 6/3 mm	24-27 cm
720202-028 (ELFR-28)	Med tyg 6/3 mm	28-31 cm
720202-032 (ELFR-32)	Med tyg 6/3 mm	32-39 cm

Easy Liner Super Stretch



Artikelnummer	Tjocklek	Mått 6 cm ovan distala änden
720100-016 (ELPX-16)	Utan tyg 6 mm	16-19 cm
720100-020 (ELPX-20)	Utan tyg 6 mm	20-23 cm
720100-024 (ELPX-24)	Utan tyg 6 mm	24-27 cm
720100-028 (ELPX-28)	Utan tyg 6 mm	28-31 cm

Egenskaper

- Elastiskt – Mjuk och töjbar utan motstycke
- Slitstark – Tål hård behandling

Om produkten

En gelliner utan distalt fäste. Modellen är utan tyg: 6 mm uniform med en 12 mm tjock distal del.

Skin Reliever



Artikelnummer	Mått 6 cm ovan distala änden
720099-016 (ENCP16-3)	16-20 cm
720099-020 (ENCP20-3)	21-28 cm
720099-024 (ENCP28-3)	28-31 cm

Om produkten

En tunn gelliner som kompenserar volymminskning, den eliminerar skjuvkrafter och friktion och förhindrar skavsår på stumpen. Linern är lämplig att använda under silikon-, gel- och pelite liners. Gelen är den samma som i Easy Linern, distalt 3 mm konad ned till 1,5 mm.

Två storlekar täcker de flesta behoven då Easy gel har 2000% elasticitet.

Lite Arm Liner



Artikelnummer	Längd	Mått Distalt/Proximalt
622021-012 (4A2021-12)	24 cm	12 cm/15,5 cm
622021-014 (4A2021-14)	26 cm	14 cm/19,5 cm
622021-016 (4A2021-16)	26 cm	16 cm/21 cm
622021-018 (4A2021-18)	30 cm	18 cm/29 cm
622021-020 (4A2021-20)	30 cm	20 cm/34 cm
622021-022 (4A2021-22)	30 cm	22 cm/39 cm
622021-055 (5W055)	Shuffle Lock Armprotes, levereras med dummy	

Om produkten

En tunn (1,3 mm) liner med distalt fäste. Linern är av silikon med ett tygöverdrag som gör att den blir lätt att rulla på huden. Lite Arm har minimal pistongverkan tack vare matrisen.

Silicone Pro



Artikelnummer Locking	Artikelnummer Cushion	Mått 6 cm ovan distala änden
720660-120 (LSL3.0-20)	720660-020 (LSC3.0-20)	20-23 cm
720660-122 (LSL3.0-22)	720660-022 (LSC3.0-22)	22-25 cm
720660-124 (LSL3.0-24)	720660-024 (LSC3.0-24)	24-25 cm
720660-126 (LSL3.0-26)	720660-026 (LSC3.0-26)	26-27 cm
720660-128 (LSL3.0-28)	720660-028 (LSC3.0-28)	28-31 cm
720660-130 (LSL3.0-30)	720660-030 (LSC3.0-30)	30-33 cm
720660-132 (LSL3.0-32)	720660-032 (LSC3.0-32)	32-35 cm
720660-135 (LSL3.0-35)	720660-035 (LSC3.0-35)	35-37 cm
720660-138 (LSL3.0-38)	720660-038 (LSC3.0-38)	38-47 cm

Om produkten

En silikonliner tillverkad av hypoallergen silikon av medicinsk kvalitet. Linern är 3 mm tjock och har en utsida av textil. Silikonet har en låg statisk friktionskoefficient, vilket innebär att det är 1/5 av vanlig silikon.

Finns i två modeller: med distalt fäste och utan fäste.



Egenskaper

- Material TPE Gel
- Tjocklek 3 mm

Om produkten

En sleeve med mineral-oljebaserad gel som ger god komfort, hög vidhäftning samt är extra hudvänlig. Sleeveen är mycket töjbar vilket underlättar vid på- och avtagning. Ger god rotationsstabilitet.

Lite Sleeve

Artikelnummer	Mått 5 cm nedan patella	Storlek
Blå		
620800-001 (4W80-S-B)	14-19 cm	S
620800-002 (4W80-M-B)	19-28 cm	M
620800-003 (4W80-L-B)	28-38 cm	L
620800-004 (4W80-XL-B)	38-54 cm	XL
Beige		
620800-101 (4W80-S-H)	14-19 cm	S
620800-102 (4W80-M-H)	19-28 cm	M
620800-112 (4W80-MP-H)	24-35 cm	MP
620800-103 (4W80-L-H)	28-38 cm	L
620800-113 (4W80-LP-H)	31-46 cm	LP
620800-104 (4W80-XL-H)	38-54 cm	XL
Svart		
620800-201 (4W80-S-S)	14-19 cm	S
620800-202 (4W80-M-S)	19-28 cm	M
620800-203 (4W80-L-S)	28-38 cm	L
620800-204 (4W80-XL-S)	38-54 cm	XL
Beige – Förflexad		
620880-101 (4W88-S-H)	14-19 cm	S
620880-102 (4W88-M-H)	19-28 cm	M
620880-103 (4W88-L-H)	28-38 cm	L
620880-104 (4W88-XL-H)	38-54 cm	XL
Svart – Knäskydd sleeve		
620800-601 (6W100-S)	14-19 cm	S
620800-602 (6W100-M)	19-28 cm	M
620800-603 (6W100-L)	28-38 cm	L
620800-604 (6W100-XL)	38-54 cm	XL

I-Sleeve



Artikelnummer	Mått 5 cm nedan patella	Storlek
Svart		
541601-001	27,0-30,0 cm / 43,0 cm	SS
541601-002	30,0-35,0 cm / 50,0 cm	S
541601-003	34,5-37,5 cm / 56,5 cm	M
541601-004	35,0-38,0 cm / 63,0 cm	ML
541601-005	36,0-42,0 cm / 63,0 cm	L
541601-006	37,0-44,0 cm / 68,0 cm	LL
Beige		
541601-101	27,0-30,0 cm / 43,0 cm	SS
541601-102	30,0-35,0 cm / 50,0 cm	S
541601-103	34,5-37,5 cm / 56,5 cm	M
541601-104	35,0-38,0 cm / 63,0 cm	ML
541601-105	36,0-42,0 cm / 63,0 cm	L
541601-106	37,0-44,0 cm / 68,0 cm	LL

Egenskaper

- Mycket tunn knämanschett
- Kan handtvättas i 30°
- Material: Utsidan är av syntetiskt fiber och insidan är av neopren med polyretanfilm

Om produkten

En tunn och lufttät sleeve. Den levereras med en liten "laglapp" som vid skada försiktigt kan strykas på knämanschetten. Lägg en tygbit mellan "laglapp" och strykjärnet vid lagning.

Easy Sleeve



Artikelnummer 3 mm	Artikelnummer 6 mm	Mått 10 cm ovan patella
720500-010 (SFR10-3)		16-19 cm
720500-016 (SFR16-3)	720501-016 (SFR16-6)	20-24 cm
720500-020 (SFR20-3)	720501-020 (SFR20-6)	25-30 cm
720500-024 (SFR24-3)	720501-024 (SFR24-6)	31-34 cm
720500-026 (SFR26-3)	720501-026 (SFR26-6)	35-37 cm
720500-028 (SFR28-3)	720501-028 (SFR28-6)	38-40 cm
720500-032 (SFR32-3)	720501-032 (SFR32-6)	41-45 cm
720500-038 (SFR38-3)		46-60 cm
720500-044 (SFR44-3)		61-70 cm

Egenskaper

- Extremt töjbar och mjuk
- Tål hård behandling
- Speciellt viktig för vaskulösa stumpar

Om produkten

En extremt töjbar och mjuk sleeve. Sleeveen är slitstark och fungerar bra till vaskulösa stumpar.

Easy Sleeve Super Stretch



Egenskaper

- Extremt töjbar och mjuk
- Tål hård behandling

Om produkten

En extremt töjbar och mjuk sleeve med en tjocklek på 6 mm. Sleeveen är slittålig och fungerar bra vid ömtålig hy, tack vare antioxidanterna i gelen.

Artikelnummer	Mått 5 cm nedan patella	Storlek
Easy Sleeve Super Stretch		
720400-016 (SLE-16)	20-24 cm	XS
720400-020 (SLE-20)	25-30 cm	S
720400-024 (SLE-24)	31-37 cm	M
720400-028 (SLE-28)	38-40 cm	L
720400-032 (SLE-32)	41-45 cm	XL
Tygöverdrag (Säljs separat)		
72401-016 (CSLE-16)	20-24 cm	XS
72401-020 (CSLE-20)	25-30 cm	S
72401-024 (CSLE-24)	31-37 cm	M
72401-028 (CSLE-28)	38-40 cm	L
72401-032 (CSLE-32)	41-45 cm	XL

Flex Sleeve



Artikelnummer Beige	Artikelnummer Svart	Storlek
720520-120 (SFX20-3B)	720520-020 (SFX20-3G)	20-34 cm
720520-126 (SFX26-3B)	720520-026 (SFX26-3G)	30-40 cm
720520-132 (SFX32-3B)	720520-032 (SFX32-3G)	35-60 cm

Om produkten

En sleeve som kombinerar ett sömlöst tyg med Gel av hög densitet, för att ge maximal komfort och hög prestanda. Sleeveen har en tjocklek på 3 mm och fungerar bra tillsammans med vattentåliga proteser.

Flex Sleeve är 30° förflexad för att underlätta vid böjning i knät samt minska hyperextension.

Passar bra till medel- och högaktivitets-brukare.

Seamless Suspension Gel Sleeve



Artikelnummer	Storlek
720510-020 (SFB20-2)	25-30 cm
720510-024 (SFB24-2)	31-34 cm
720510-026 (SFB26-2)	35-37 cm
720510-028 (SFB28-2)	38-40 cm
720510-032 (SFB32-2)	41-45 cm

Om produkten

En sleeve som ger exceptionell komfort tack vare Gelen. Gelen fäster på brukarens hud för att uppnå en säker suspension utan att begränsa cirkulation och orsaka skjuvkrafter. Suspension sleeve har en tunn profil på 2 mm och den är det perfekta valet för den som vill ha en lättviktsprodukt.

Barn 22 mm

Dubbeladapter



Egenskaper

- Vikt 88-101 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Titan

Artikelnummer	Längd
520006-032 (2K025-1-32)	32 mm
520006-045 (2K025-1-45)	45 mm
520006-060 (2K025-1-60)	60 mm

Lamineringsadapter



Egenskaper

- Vikt 36 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Stål/Aluminium

Artikelnummer

520019-000 (2K042-3)

Röradapter



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 62 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

520017-000 (2K010-3)

Pyramidhona med rör



Egenskaper

- Rör 22 mm
- Vikt 186 g
- Längd 335 mm
- Godkänd till 45 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

520021-000 (2K070-3-02)

Hylsadapter hona



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 49 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

620017-003 (2K017-3)

Hylsblock i plast



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 110 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Plast

Artikelnummer

620085-000 (2K085)

4-Öronadapter kort



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 91 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Stål
- Passar till 620031-300 (Hylsadapter roterbar hane)

Artikelnummer

620029-203 (2W029-2-03)

Hylsadapter roterbar hane



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 38 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Aluminium
- Passar till 620029-203 (4-Öronadapter kort)

Artikelnummer

620031-300 (2K031-3)

Hylsadapter roterbar hona



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 60 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Aluminium
- Rotation +/- 20°

Artikelnummer

620043-300 (2K043-3-0)

Dubbeladapter roterbar hona



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Rotierbar dubbeladapter
- Godkänd till 45 kg
- Material Titan

Artikelnummer	Höjd
620037-034 (2K037-1-34)	34 mm
620037-042 (2K037-1-42)	42 mm
620037-053 (2K037-1-53)	53 mm

Pyramidhona med rör



Egenskaper

- Rör 22 mm
- Vikt 169 g
- Längd 300 mm
- Godkänd till 60 kg
- Material Titan

Artikelnummer

760430-022 (TA T300 22)

Röradapter



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 46 g
- Godkänd till 60 kg
- Material Titan
- Bygghöjd 39 mm

Artikelnummer

760431-022 (TC T22)

4-hålsadapter hane



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 36 g
- Godkänd till 75 kg
- Material Titan

Artikelnummer

760432-022 (4HPA TP)

Röradapter, rör och rör med adapter 30 mm

Clamp adapter



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 90 g
- Godkänd till 160 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

650004-225 (AAA225)

Bonded Pylon, 16 Inch



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Längd 42 cm
- Vikt 324 g
- Godkänd till 160 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

650004-200 (AAA200)

Pyramidhona



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 73 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

520503-000 (2W010-1)

Pyramidhona med rör



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Längd 40 cm
- Vikt 271 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

520612-000 (2W070-1-04)

Rör AL



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 111-223 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer	Längd
620200-302 (2W071-3-02)	200 mm
620200-304 (2W071-3-04)	400 mm
620200-310 (2W071-3-10)	1000 mm

Hylsadapter

3-Armsrotation adapter



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 164 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

520516-000 (2W030-1-01)

4 Öronadapter



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 52 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan
- Saltvattentålig

Artikelnummer

520510-000 (2W045-1)

4-Hålsadapter

Base plate



Egenskaper

- Roterbar
- Vikt 37 g
- Godkänd till 150 kg
- Material Stål

Artikelnummer

620039-002 (2W039-2)

Splined 4-hole rotatable adapter



Egenskaper

- Roterbar
- Vikt 138 g
- Godkänd till 205 kg
- Material Titan

Artikelnummer

650005-218 (AAAHDTI218)

Rotations- & förskjutningsadapter

Dubbelhon/han adapter



Egenskaper

- Roterbar
- Längd 44 mm
- Vikt 117 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

620036-001 (2W036-1)

Dubbelhona-adapter



Egenskaper

- Roterbar
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer	Längd	Vikt
620037-134 (2W037-1-34)	34 mm	112 g
620037-142 (2W037-1-42)	42 mm	134 g
620037-153 (2W037-1-53)	53 mm	152 g
620037-166 (2W037-1-66)	66 mm	186 g

Dubbelhona justerbar höjd adapter



Egenskaper

- Roterbar
- Monteringshöjden kan justeras 8 mm, 50-58 mm
- Vikt 160 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

620049-001 (2W049-1)

Förskjutnings-/rotationsadapter



Egenskaper

- Roterbar adapter med en ända av hona- respektive haneadapter
- Bygghöjd 57 mm
- Förskjutning +/- 10 mm
- Vikt 189 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

620089-001 (2W089-1)

3 Armsrotation/förskjutadapter hona



Egenskaper

- Rotation och förskjutning
- Vikt 227 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

620028-101 (2W028-1-01)

Förskjutningsadapter



Egenskaper

- Förskjutning +/- 10 mm
- Vikt 186 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

620086-001 (2W086-1)

Förskjutningsadapter hane



Egenskaper

- Förskjutning +/- 11 mm
- Vikt 153 g
- Godkänd till 125 kg

Artikelnummer

620043-102 (2W043-1-02)

Förskjutningsadapter hona



Egenskaper

- Förskjutning +/- 11 mm
- Vikt 154 g
- Godkänd till 125 kg

Artikelnummer

620043-101 (2W043-1-01)

Flexionsplatta

Flexionsplatta 10° Hona



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 130+64,5=194,5 g
- Godkänd till 136 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

760410-001 (4HTP10RRS)

Flexionsplatta 10°



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 130 g
- Godkänd till 136 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

760410-000 (4HTP10A)

Specialadapter

Badankel ledad



Egenskaper

- Saltvattentålig
- Vikt 316 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

620035-200 (2W080-1-02)

Ventiler

Backventil med gummitätning



Egenskaper

- Vikt 7 g
- Storlek 8,2 mm
- Material Plast

Artikelnummer

620700-265 (7W265)

Mini-Hyls ventil



Egenskaper

- Automatiskt eller manuellt luftuttag
- Vikt 30 g
- Material Plast
- Vattentät

Artikelnummer

620700-264 (7W264)

Backventil med gänga



Egenskaper

- Vikt 7 g
- Material Aluminium

Artikelnummer

620700-260 (7W260)

Liten ventil för laminering



Egenskaper

- Manuellt luftutsläpp
- Vikt 17 g
- Material Plast, stål och aluminium
- Ytterdiameter 19 mm

Artikelnummer

620700-251 (7K251)

Låssystem

Snörlås för underben



Egenskaper

- Lätt design som lätt kan appliceras
- Material Plast

Artikelnummer

620500-600 (5W600)

Snörlås för lårben



Egenskaper

- Lätt design som lätt kan appliceras
- Material Plast

Artikelnummer

620500-650 (5W650)

Kosmetik (PUR)



Egenskaper

- PUR flexibelt skum
- Anatomiskt förformad
- Hudfärgad
- 30° knäböjning

Om produkten

För lårben- och höftproteser i PUR flexibelt skum. För system med Ø 30 mm rör.

Artikelnummer Vänster	Artikelnummer Höger	Vadomkrets
620313-232 (3W313-L32)	620313-132 (3W313-R32)	32 cm
620313-236 (3W313-L36)	620313-136 (3W313-R36)	36 cm
620313-240 (3W313-L40)	620313-140 (3W313-R40)	40 cm
620313-244 (3W313-L44)	620313-144 (3W313-R44)	44 cm

Underbenskosmetik (PE)



Egenskaper

- PE-skum
- Stark kvalitet
- O-formad
- Hudfärgad

Om produkten

Tillverkad i lågviktpolyeten med extra fina porer. För system med Ø 30 mm rör.

Artikelnummer	Storlek hål	Storlek
620315-030 (3W315-30)	Ø 30 mm	480 x 160 x 160 mm

Underbenskosmetik (PUR)



Egenskaper

- PUR flexibelt skum
- O-formad
- Hudfärgad

Om produkten

Ett mycket flexibelt skum. Fungerar också för knädisartikulationsproteser. För system med Ø 30 mm rör.

Artikelnummer	Storlek hål
620314-030 (3W314-30)	Ø 30 mm

New IDIA – Snabbkosmetik



Artikelnummer

541244 (M1244)

Egenskaper

- Vikt 80 g
- Finns i en storlek – universal

Tillverkningstips!

Justera längd & cirkulär mått.
Klipp till önskad form och montera med medföljande tyg-tejp.

Om produkten

En protes-kosmetik som går snabbt att montera. Kosmetiken är lätt att rulla på och den behöver inte slipas till.

Stumpstrumpa

Stumpstrumpa – Bomullsfrotté



Egenskaper

- Underben och lårben
- Färg vit
- Material 85 % Bomull, 15 % Nylon
- Tvätt 60°C

Artikelnummer	Längd
Utan hål	
662500-025 (25000000 25)	25 cm
662500-030 (25000000 30)	30 cm
662500-035 (25000000 35)	35 cm
662500-040 (25000000 40)	40 cm
662500-045 (25000000 45)	45 cm
Med hål	
662505-030 (25050011 30)	30 cm
662505-035 (25050011 35)	35 cm
662505-040 (25050011 40)	40 cm
662505-045 (25050011 45)	45 cm
662555-035 (25550011 35)	35 cm Lårben – ca dubbelt så bred

Om produkten

En mjuk protesstrumpa som passar perfekt i proteshylsan när du behöver fylla ut eller vill ha extra support. Den finns i två varianter med silikonhål och utan hål samt ett flertal olika längder.

Stumpstrumpa – Tunn Bomull



Egenskaper

- Underben och Barn/Arm
- Färg vit
- Material 80 % Bomull, 20 % Nylon/Lycra
- Tvätt 60°C

Artikelnummer	Längd
Utan hål	
662400-525 (2400502125)	25 cm (Barn/Arm)
662400-545 (2400502145)	45 cm (Barn/Arm)
662401-030 (24011011 30)	30 cm
662401-035 (24011011 35)	35 cm
662401-040 (24011011 40)	40 cm
662401-045 (24011011 45)	45 cm
Med hål	
662406-030 (24061011 30)	30 cm
662406-035 (24061011 35)	35 cm

Om produkten

En mjuk och tunn protesstrumpa som passar perfekt i proteshylsan när du behöver lite utfyllnad eller extra support. Den finns i två varianter med silikonhål och utan hål samt ett flertal olika längder.

Stumpstrumpa – Partiell Volymkontroll



Egenskaper

- Färg vit
- Material 90 % Bomull, 8 % Nylon, 2 % Elastan
- Tvätt 95°C

Artikelnummer	Längd
Utan hål	
662520-035 (2520001135)	Distal tunn 35 cm
662530-035 (2530001135)	Distal frotte 35 cm

Om produkten

En bomullsstrumpa som består av tunn bomull och frotté. Strumpan är uppdelad så antingen tjockare nedtill och tunn upptill eller tvärtom.

Det finns en längd av vardera modellen och strumpan är utan hål.

Stumpstrumpa – Nylon



Egenskaper

- Underben och lårben
- Färg vit
- Material 90 % Nylon, 10 % Elastan
- Tvätt 60°C

Artikelnummer	Längd
Utan hål	
662200-030 (22000000 30)	30 cm
662200-035 (22000000 35)	35 cm
662200-040 (22000000 40)	40 cm
662200-045 (22000000 45)	45 cm
Med hål	
662205-030 (22050000 30)	30 cm
662205-035 (22050000 35)	35 cm
662205-040 (22050000 40)	40 cm
662205-045 (22050000 45)	45 cm
662255-035 (22555000 35)	35 cm Lårben – ca dubbelt så bred

Om produkten

En mjuk och mycket tunn protesstrumpa som passar perfekt i proteshylsan när du behöver lite utfyllnad eller extra support.

Den finns i två varianter med silikonhål och utan hål samt ett flertal olika längder.

Stumpstrumpa – CoolMax



Skötselråd

- Tvätt 60°C (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas

Artikelnummer	Tjocklek	Längd	Storlek
Utan hål, för underben			
610000-140 (RK1P-12-16)	1 ply	40 cm	Medium (regular)
610000-340 (RF3-1/2-18)	3 ply	40 cm	Medium (regular)
610000-540 (RF5-1/2-18)	5 ply	40 cm	Medium (regular)
Utan hål			
611201-035 (RK1P-01-12)	1 ply	35 cm	Small (Narrow)
611212-035 (RK1P-12-12)	1 ply	35 cm	Medium (Regular)
611223-035 (RK1P-23-12)	1 ply	35 cm	Large
613516-045 (RK1P-35-16)	1 ply	45 cm	X-Large
Utan hål			
610001-368 (RF3-2/3-26)	3 ply	68 cm	Large
610002-368 (RF3-3/4-26)	3 ply	68 cm	X-Large
Med hål, för underben			
610005-125 (ØRK1P-12-12)	1 ply	25 cm	
610005-140 (ØRK1P-12-16)	1 ply	40 cm	
610005-325 (ØRF3-1/2-12)	3 ply	25 cm	
610005-340 (ØRF3-1/2-18)	3 ply	40 cm	
610005-525 (ØRF5-1/2-12)	5 ply	25 cm	
610005-540 (ØRF5-1/2-18)	5 ply	40 cm	
Med hål, för underben och lärben			
613520-100 (ØRKDF 01-12)	2 ply	25-35 cm	
615020-100 (ØRKDF 12-16)	2 ply	40-50 cm	
617020-100 (ØRKDF 12-20)	2 ply	55-70 cm	

Om produkten

En mjuk protesstrumpa som passar perfekt i proteshysan när du behöver fylla ut eller vill ha extra support. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav.

Den finns i två varianter med textil-hål och utan hål samt ett flertal olika längder och tjocklekar.

Kosmetikstrumpa

Kosmetikstrumpa Underben



Artikelnummer	Benlängd	Omkrets	Fotlängd
629016-001 (6W016-1)	36 cm	25 cm	20 cm
629016-002 (6W016-2)	41 cm	25 cm	21 cm
629016-003 (6W016-3)	46 cm	27 cm	22 cm

Om produkten

En tunn hudfärgad strumpa att använda utanpå underbensprotesen. Strumpan har en stickad mudd upptill.

Förpackning: 1 par

Kosmetikstrumpa Lårben



Artikelnummer	Benlängd	Omkrets	Fotlängd
629014-000 (6W014-0)	72 cm	36 cm	20 cm
629014-001 (6W014-1)	76 cm	36 cm	20 cm
629014-002 (6W014-2)	78 cm	38 cm	20,5 cm
629014-003 (6W014-3)	80 cm	40 cm	21 cm

Om produkten

En tunn hudfärgad strumpa att använda utanpå protesen. Den passar till lårben-, knädisartikulation och höftproteser. Strumpan har ett gummiband upptill.

Förpackning: 1 par

Kosmetikstrumpa Barn



Artikelnummer	Längd
629022-002 (6W022-2)	37 cm
629022-003 (6W022-3)	44 cm

Om produkten

En tunn hudfärgad strumpa att använda utanpå protesen (lår- och underbensprotes). Passar till små och stora barn.

Förpackning: 1 st

Övriga strumpor

Tensitube Stumpkrympare

Egenskaper

- Lätt att dra på
- Kontrollerad kompression
- Minskar ödem
- Snabbar på protestillpassningen
- Material Polyester 92 %, Lycra 8 %
- Tvätt 60°C



Artikelnummer	Omkrets (cm)	Storlek (cm)
520224-000	12,5-17,5	2"-24" 60
520324-000	22,5-30	3"-24" 60
520424-000	30-40	4"-24" 60
520524-000	38-50	5"-24" 60
520624-000	45-60	6"-24" 60

Om produkten

En elastisk tubstrumpa/stumpkrympare.

Byxa för höftex



Skötselråd

- Tvätt 60°C (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas

Artikelnummer	Midjemått	Storlek
615000-000 (RF3 – HPSM)	50-70 cm	Small
617000-000 (RF3 – HPMD)	70-90 cm	Medium
619000-000 (RF3 – HPLG)	90-120 cm	Large

Om produkten

En vit byxa i 2 ply med snörning i midjan. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav.

Trikåslang

Trikåslang – Bomull



Artikelnummer

662111-006 (2100202106)

Egenskaper

- Tvätt 95°C
- Färg vit
- Mycket töjbar

Om produkten

Bomullstrikåslang tillverkad av 100% bomull. Produkten är 6 cm bred.

Supertunn Nylonslang



Artikelnummer	Längd	Bredd
Vit		
521400-000 (0013600)	22,75 m	2
521500-000 (0013700)	22,75 m	3,5
Svart		
521401-000 (0014600)	22,75 m	2
521501-000 (0014700)	22,75 m	3,5

Om produkten

Mycket tunn nylonslang som töjer sig upp till 250 %. Produkten finns i två bredder och färger, vit och svart. Den breda nylonslangen (3,5) töjer sig upp till korsettstorlek.

Cupping Tube



Artikelnummer

662111-050 (2101001150)

Egenskaper

- 50 cm lång
- Färg vit
- Förpackning 10 st

Om produkten

En 50 cm lång nylon-strumpa som är tillverkad av 100 % nylon.

Pådragspåse – Donning Aid



Artikelnummer	Mått A (cm)	Mått B (cm)	Storlek/Färg
767000-001 (3W200-XS)	> 40	12	XS / gul
767000-002 (3W200-S)	41- 45	13	S / röd
767000-003 (3W200-M)	46- 58	13	M / mörkblå
767000-004 (3W200-L)	59- 70	15,5	L / grön
767000-005 (3W200-XL)	71- 80	16	XL / ljusblå
767000-006(3W200-XXL)	81-89	16,5	XXL / lila

Om produkten

En så kallad pådragspåse för lårben. Pådragspåsen underlättar det ibland obekväma dagliga arbetet att sätta på sig protesen för den amputerade.

Tillverkad av armerad nylon med ytterst liten friktion.

Dictus Hip



Hip Knee/Hip Foot

Artikelnummer	Produkt	Storlek
530500-011	Dictus HIP-Knee DS-50M Komplet Medium	Höftbälte Medium: 55-80 cm Lårdel Medium: 30-40 cm 2 st gummiband: 50 cm
530500-021	Dictus HIP-Knee DS-50L Komplet Large	Höftbälte Large: 80-130 cm Lårdel Large: 40-50 cm 2 st gummiband: 50 cm
530500-311	Dictus HIP-Foot DS-53M Komplet Medium	Höftbälte Medium: 55-80 cm Fotdel för inomhusbruk 2 st gummiband: 100cm 2 par S-krokar och 1 st Monokrok
530500-321	Dictus HIP-Foot DS-53L Komplet Large	Höftbälte Large: 80-130 cm Fotdel för inomhusbruk 2 st gummiband: 100 cm 2 par S-krokar och 1 st Monokrok

Tillbehör

Artikelnummer	Produkt	Storlek
530510-011	DS-51M Höftbälte Medium	55-80 cm
530510-021	DS-51L Höftbälte Large	80-130 cm
530520-011	DS-52M Lårdel Medium	30-40 cm
530520-021	DS-52L Lårdel Large	40-50 cm
530520-031	DS-52XL Lårdel XLarge	>50 cm
530300-011	DS-03 fotdel för inomhusbruk	
530530-000	Dictus Hip Hängslen	
530100-040	Gummiband för Dictus HIP-Knee	Längd: 40 cm/st
530100-050	Gummiband för Dictus HIP-Knee	Längd: 50 cm/st
530100-080	Gummiband med knäband för Dictus HIP-Foot	Längd: 80 cm/st
530100-101	Gummiband med knäband för Dictus HIP-Foot	Längd: 100 cm/st
530100-100	Gummiband	Längd: 100 cm/st
530100-120	Gummiband med knäband för Dictus HIP-Foot	Längd: 120 cm/st
530100-003	S-krokar / par	
530100-001	Plastkrokar / par	
530100-002	Monokrok till Dictus / st	

Om produkten

Ett ortopedtekniskt hjälpmedel som hjälper till och underlättar gången, hjälper till att flektera/lyfta i höften och minskar risken att snubbla/ramla.

Dictus Hip är lätt att ta av och på, den finns i två varianter – Höft-Knä och Höft-Fot. Önskas mera eller mindre lyft av benet/foten kan du enkelt justera med hjälp av gummibandet genom att använda en krok i höftbältet istället för två, eller tvätta gummibandet för ytterligare lyft. Hjälpmedlet går att använda både med och utan skor.

Dictus Droppfotsortos

Original



Färg svart		Färg natur		
Art.nr.	Produkt	Art.nr.	Produkt	Storlek
530200-031	DS-02XL	530201-030	DS-02NXL	XLarge >26 cm
530200-021	DS-02L	530201-020	DS-02NL	Large 20-27 cm
530200-011	DS-02M	530201-010	DS-02NM	Medium 15-20 cm
530200-000	DS-02J	530201-000	DS-02NJ	Barn 12-17 cm
530300-011	DS-03R för inomhusbruk	530301-011	DDS-03NR för inomhusbruk	Höger
530300-111	DS-03L för inomhusbruk	530301-111	DDS-03NL för inomhusbruk	Vänster
530300-000	DS-03J för inomhusbruk	530301-000	DDS-03NJ för inomhusbruk	Barn
530100-041	Gummiband/st	530101-041	Gummiband/st	
530100-941	Gummiband 9 mm kortare/st	530101-941	Gummiband 9 mm kortare/st	
530100-241	Gummiband 20 mm kortare/st			
530100-341	Gummiband 30 mm kortare/st			
530100-002	Monokrok till Dictus/st	530101-002	Monokrok till Dictus/st	
530100-001	Plastkrokar/par			
530100-003	S-krokar par / Steel			

Om produkten

Ett ortopedtekniskt hjälpmedel som hjälper till och underlättar gången, minskar risken att snubbla/ramla.

Dictusbandet är lätt att ta av och på samt tar ingen plats i skorna och det är smidigt att variera mellan olika skor. Hjälpmedlet passar både barn och vuxna.

Flex



Färg svart		
Art.nr.	Produkt	Storlek
530400-031	DS-04XL	XLarge >26 cm
530400-021	DS-04L	Large 20-27 cm
530400-011	DS-04M	Medium 15-20 cm
530400-000	DS-04J	Barn 12-17 cm
530300-011	DS-03R för inomhusbruk	Höger
530300-111	DS-03L för inomhusbruk	Vänster
530300-000	DS-03J för inomhusbruk	Barn
530100-400	Flex gummiband	J/M 35 cm
530100-440	Flex gummiband	L/XL 40 cm
530100-002	Monokrok till Dictus/st	
530100-001	Plastkrokar/par	
530100-003	S-krokar par / Steel	

Om produkten

Ett ortopedtekniskt hjälpmedel som hjälper till och underlättar gången, minskar risken att snubbla/ramla.

Dictusbandet är lätt att ta av och på samt tar ingen plats i skorna. Önskas mera lyft av foten är det enkelt att spänna flex-gummibandet ytterligare. Det är också smidigt att variera mellan olika skor. Hjälpmedlet passar både barn och vuxna.

PregFIX® AFO Anterior EasyFit



Artikelnummer Vänster	Artikelnummer Höger	Storlek/Skostorlek
Anterior EasyFit		
790026-001	790026-101	Small / 33-38
790026-002	790026-102	Medium / 38-43
790026-003	790026-103	Large / 43-48
Anterior EasyFit Combi		
790028-001	790028-101	Small / 33-38
790028-002	790028-102	Medium / 38-43
790028-003	790028-103	Large / 43-48
Polstring – en storlek: 790029-000		

Om produkten

En stabil droppfotsskena som finns i två utföranden.

Ortosen köps komplett och är färdigmonterad med polstring och band. Ortosen har en väl tilltagen främre bygel som fördelar tryck på ett fördelaktigt sätt. Enkel att applicera med två stycken kardborreband och fotbladet kan både slipas eller klippas efter önskad form för bra placering i skor.

Detta hjälpmedel kan bidra till en bättre och stadigare gång för därmed ökad trygghet.

Easy Walk Advance II



Artikelnummer Vänster	Artikelnummer Höger	Storlek	Skostorlek	Höjd
680012-A00 (AFO12A=LXS)	680012-A10 (AFO12A=RXS)	XS	34-36	32,5 cm
680012-A01 (AFO12A=LS)	680012-A11 (AFO12A=RS)	S	36-39	33,5 cm
680012-A02 (AFO12A=LM)	680012-A12 (AFO12A=RM)	M	39-42	34,5 cm
680012-A03 (AFO12A=LL)	680012-A13 (AFO12A=RL)	L	42-45	35,5 cm
680012-A04 (AFO12A=LXL)	680012-A14 (AFO12A=RXL)	XL	45-47	37,5 cm
Magnetspänne: 680010-C00				

Om produkten

Gjord av pre-preg kolfiber och är optimerad för tå-lyft, samtidigt som ortosen är lätt och tunn. Vadbygeln är designad så den smidigt anpassar sig till olika vad-former och återger energi under gången. Ett nytt fastsättningssystem med smart magnetlås, låset är hållbart och det är lätt att justera längden på remmen.

Magnetlåset kan köpas separat.

AFO PP-Skena



Artikelnummer Vänster	Artikelnummer Höger	Storlek	Längd/Storlek
Vit – polypropen			
775243-000 (M.9050L SM)	775240-000 (M.9050R SM)	Small	24,5 cm/35-39
775244-000 (M.9050L M)	775241-000 (M.9050R M)	Medium	29 cm/40-43
775247-000 (M.9050L L)	775246-000 (M.9050R L)	Large	34 cm/41-44
775245-000 (M.9050L XL)	775242-000 (M.9050R XL)	X-Large	39 cm/>44
Grå – polypropen med kolfiber-inblandning			
775243-100 (M.9051L SM)	775240-100 (M.9051R SM)	Small	24,5 cm/35-39
775244-100 (M.9051L M)	775241-100 (M.9051R M)	Medium	29 cm/40-43
775247-100 (M.9051L L)	775246-100 (M.9051R L)	Large	34 cm/41-44
775245-100 (M.9051L XL)	775242-100 (M.9051R XL)	X-Large	39 cm/>44

Om produkten

En droppfotsortos med öppen häl som eliminerar tryck över calcaneus. Mjuk polstring skyddar vaden. Kardborreband.

Kan formas om och individanpassas med hjälp av värme för bättre passform. Använd ortosen tillsammans med en stabil sko.

AF Servo



Artikelnummer Vänster	Artikelnummer Höger	Skostorlek	Storlek
715320-000	715330-000	30-36	Small
715340-000	715350-000	36-39	Medium
715360-000	715370-000	39-42	Large
715380-000	715390-000	42-46	X-Large

Om produkten

En ready-to-go AFO (Ankel fotortos) för mild droppfot, på grund av stroke, ryggrad eller nervskador, som orsakar gångsvårigheter i det dagliga livet.

AF Servo's svängrattlås garanterar bekväm passform.

UFO – Viloortos



UFO Vuxen

Artikelnummer	Storlek	Fot (cm)	Ortos höjd (cm)
702200-001	Small	24-28	33
702200-002	Medium	28-31	35
702200-003	Large	31-34	38
702200-004	XLarge	34<	40

UFO Barn

Artikelnummer	Storlek	Skostorlek	Ortos höjd (cm)
702732-001 (27321)	Small	16-23	18
702732-002 (27322)	Medium	24-27	22
702732-003 (27323)	Large	28-31	25

Om produkten

En ortos som bryter den negativa spiralen av skada, inflammation, smärta och ny skada, genom att försiktigt stretcha vävnaden i vaden nattetid. Patienten kan själv bestämma och ändra vilken töjningsgrad som är lämplig för att uppnå maximal smärtreduktion. Ortosens grundinställning är 5° dorsalflektion, den kan enkelt med hjälp av kardborreband ändras till max 15°.

Multipodus – Viloortos



Artikelnummer	Storlek
Multipodus	
700022-030	Large -> 39
700022-031	X-Large ->49
Polstring	
700090-030	Large
700090-031	X-Large

Om produkten

En mjuk viloortos med utbytbar polstring. Fotbladets längd kan justeras för bättre passform. Toppstöd finns för bättre positionering i liggläge, fungerar för både höger och vänster fot.

Ortos-strumpor

Ortos-strumpa KAFO – Bomull



Egenskaper

- Material 90 % Bomull, 8 % Nylon och 2 % Elastan

Skötselråd

- Tvätt 60°
- Använd ren socka varje dag

Artikelnummer	Skostorlek
Vit	
665001-312 (50470011121002)	35-38
665001-313 (50470011131002)	39-42
665001-314 (50470011141002)	43-46
Svart	
665000-312 (50470001121002)	35-38
665000-313 (50470001131002)	39-42
665000-314 (50470001141002)	43-46

Om produkten

70 cm lång strumpa med häl. Strumpan säljs styckvis, finns i två färger: svart och vit.

Ortos-strumpa KAFO – CoolMax 2 ply



Skötselråd

- Tvätt 60° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas
- Använd ren socka varje dag

Artikelnummer	Längd	Bredd-tå	Storlek
Vit			
617018-000 (ROBS O1-24)	90 cm	10 cm	Small
619520-000 (ROBS 12-28)	100 cm	13 cm	Medium
Svart			
617018-001 (BROBS O1-24)	90 cm	10 cm	Small
619520-001 (BROBS 12-28)	100 cm	13 cm	Medium

Om produkten

En ortos-strumpa i 2 ply utan häl. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav.

Ortos-strumpa AFO/KAFO – CoolMax 2 ply



Skötselråd

- Tvätt 60° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas
- Använd ren socka varje dag

Artikelnummer	Längd	Bredd-tå	Storlek
Vit			
615516-000 (ROBS O1-16)	50 cm	10 cm	Small
617020-000 (ROBS 12-16)	50 cm	13 cm	Medium
615520-000 (ROBS O1-20)	70 cm	10 cm	Small
619518-000 (ROBS 12-20)	70 cm	13 cm	Medium
Svart			
615516-001 (BROBS O1-16)	50 cm	10 cm	Small
617020-001 (BROBS 12-16)	50 cm	13 cm	Medium
615520-001 (BROBS O1-20)	70 cm	10 cm	Small
619518-001 (BROBS 12-20)	70 cm	13 cm	Medium

Om produkten

En ortos-strumpa i 2 ply utan häl. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav.

Ortos-strumpa Barn – CoolMax 1 ply



Skötselråd

- Tvätt 60° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas
- Använd ren socka varje dag

Artikelnummer	Längd	Storlek/Bredd
Vit		
611200-010 (RK1P-0A-04)	10 cm	X-Small (Child)
611200-020 (RK1P-0A-08)	20 cm	X-Small (Child)
611200-040 (RK1P-0A-14)	40 cm	X-Small (Child)
Svart		
611200-021 (BRK1P-0A-08)	20 cm	X-Small (Child)
611200-041 (BRK1P-0A-14)	40 cm	X-Small (Child)

Om produkten

En ortos-strumpa i 1 ply utan häl. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav.

Ortos-strumpa Barn – CoolMax 2 ply



Skötselråd

- Tvätt 60° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas
- Använd ren socka varje dag

Artikelnummer	Längd	Storlek
Vit		
614008-000 (RKDF-0A-08)	20 cm	X-Small
614013-000 (ROBS OA-14)	40 cm	X-Small
Svart		
614008-001 (BRKDF-0A-08)	20 cm	X-Small
614013-001 (BROBS OA-14)	40 cm	X-Small

Om produkten

En ortos-strumpa i 2 ply utan häl. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav.

Tåstrumpa 2 ply



Skötselråd

- Tvätt 60° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas
- Använd ren socka varje dag

Artikelnummer	Längd	Storlek
610000-001 (TOE-SM-12)	20 cm	Small
610000-002 (TOE-MD-16)	42 cm	Medium
610000-003 (TOE-LG-16)	42 cm	Large

Om produkten

En vit ortos-strumpa i 2 ply utan häl med form för stortån. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav. Strumporna passar både barn och vuxna. Säljs styckvis.

T-shirt/Linnen

Korsettlinne – V-Ringad



Skötselråd

- Tvätt 60° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas

Artikelnummer	Midjemått (cm)	Storlek
610200-001 (VTLSO-SX-12)	30-50	Xtra Small
610200-002 (VTLSO-SM-14)	40-68	Small
610200-003 (VTLSO-MD-16)	55-93	Medium
610200-103 (VTLSO-MDL-16)	55-93	Medium Long
610200-005 (VTLSO-LG-20)	76-127	Large
610200-105 (VTLSO-LGL-20)	76-127	Large Long
610200-007 (VTLSO-XL-24)	91-152	Xtra Large

Om produkten

Utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, på så vis känns huden torr och komfortabel. Tillverkad utan sömmar och skrynklar sig inte som ett vanligt linne tenderar att göra.

Korsettlinne – Axilla Flaps



Artikelnummer	Midjemått (cm)	Storlek
610100-001 (FTLSO-SX-12)	30-50	Xtra Small
610100-002 (FTLSO-SM-14)	40-68	Small
610100-003 (FTLSO-MD-16)	55-93	Medium
610100-103 (FTLSO-MDL-16)	55-93	Medium Long
610100-005 (FTLSO-LG-20)	76-127	Large
610100-105 (FTLSO-LGL-20)	76-127	Large Long
610100-007 (FTLSO-XL-24)	91-152	Xtra Large

Skötselråd

- Tvätt 60° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas

Om produkten

Utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, på så vis känns huden torr och komfortabel. Tillverkad utan sömmar och skrynklar sig inte som ett vanligt linne tenderar att göra.

Korsett T-shirt



Barn

Artikelnummer	Storlek
668300-000 (83000 000 00)	110
668300-001 (83000 000 01)	116
668300-002 (83000 000 02)	128
668300-003 (83000 000 03)	134
668300-004 (83000 000 04)	140
668300-005 (83000 000 05)	146
668300-006 (83000 000 06)	152
668300-007 (83000 000 07)	158
668300-008 (83000 000 08)	164

Vuxen

Artikelnummer	Storlek
668300-009 (83000 000 09)	Small
668300-010 (83000 000 10)	Medium
668300-011 (83000 000 11)	Large
668300-012 (83000 000 12)	X-Large
668300-013 (83000 000 13)	XX-Large

Skötselråd

- Tvätt 60° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas

Om produkten

Passar perfekt under korsetten för att undvika obehag och skav. T-shirten finns i vitt till både vuxna och barn.

Material: 96 % Bomull och 4 % Elastan

Vi vill möjliggöra för alla människor med funktionsvariationer att leva ett optimalt liv.

Läs mer om oss och
våra produkter på
www.erimed.se



www.erimed.se



Ellipsvägen 11
141 75 Kungens Kurva
Tel: +46 (0)8 - 449 56 50
E-post: info@erimed.se

Grafisk design och tryck: ClearDesign.se

Bilder: Erimed, College Park, Trulife,
Alps, Wagner, Ihle, ST&G