

MODELLER POD-X

Pod-X Svart Unisex

Art nr.: 368771-XXX

Läst: Medium/Wide

Storlek: 35-48

Rigiditet: 4

Lagervara.



Pod-X Grå Unisex

Art nr.: 368774-XXX

Läst: Medium/Wide

Storlek: 35-48

Rigiditet: 4

Beställningsvara.



Pod-X Blå Unisex

Art nr.: 368770-XXX

Läst: Medium/Wide

Storlek: 35-48

Rigiditet: 4

Beställningsvara.



Pod-X Oliv Dam

Art nr.: 368777-XXX

Läst: Medium/Wide

Storlek: 35-42

Rigiditet: 4

Beställningsvara.



POD-X

En mycket stabil sportsko från Podartis. Skon har rullsula, inga invändiga hårda sömmar, extra sidostabilisatorer och en stabil hälkappa. Den har en gummerad yttersula för optimalt grepp, med ett tåparti som är friktionsminimerat för att minska snubbelrisk.

Pod-X har en unik teknologi framtagen för att ge maximal komfort, stabilitet och prestanda vid gång. Skon representerar den högsta nivån av teknik och design, med en innovativ sula som är resultatet av Podartis forskning inom biomekanik och personligt välbefinnande. Se mer av teknologin på nästa sida.



Alla Pod-X modeller följer (EU) MDR 2017/745 för medicintekniska produkter och uppfyller därmed EU:s krav på säkerhet, kvalitet och prestanda.

Podartis	SIZE CHART - POD X													
Storlekar	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Längd	23,2	23,8	24,5	25,2	25,8	26,5	27,3	28	28,7	29,3	30	30,7	31,3	32
Metatarsallängd	8,7	8,8	9	9,2	9,3	9,5	9,9	10	10,2	10,3	10,5	10,6	10,8	10,9
Metatarsalomkrets	23,9	24,4	24,9	25,4	25,9	25,4	26,9	27,4	27,9	28,4	28,9	29,4	29,9	30,4
Tåboxhöjd	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	4	4	4,09

POD-X Teknologi



Andningsbara material: tillverkade med tyger som möjliggör luftcirkulation och håller fötterna torra och svala.

Avancerad stötdämpning: utrustade med en semirigid yttersula med D-lite-insats som ger effektiv stötdämpning, absorberar stötar och minskar trycket under foten.

Stabiliseringssystem: den speciella formen på sulan vid bakfoten i kombination med det laterala stabiliseringssystemet ger utmärkt stabilitet och kontroll vid pronation och supination.

Optimalt grepp: yttersulor med slitbanor och gummiinsatser ger säkert grepp på olika underlag och förebygger halka och fall.

Säkerhet i varje steg: den stora stödyta fördelar trycket jämnt och ökar stabiliteten, vilket främjar en naturlig hållning.

Låg vikt: tillverkade av lätta material som möjliggör smidiga och ansträngningsfria rörelser och minskar trötthet.

Skydd: D-lite-teknologin ger en elastisk respons som underlättar steget. Timing Rocker®-yttersulan kompletterar den semirigida kontrollen för fullständigt skydd vid gång.