



2026

# ORTOPEDISKA SKOR OCH TILLBEHÖR

Bekväm-, behandlings- och postoperativa skor samt inlägg och strumpor.



Xelero

# Innehållsförteckning.

Innehållet i denna broschyr .....	3	Utgående herrmodeller.....	38
Våra viktigaste varumärken .....	5	Unisex-modeller.....	40
Yttersule-rigiditet.....	8	Post-op och akut sårbehandling .....	42
Ortopediska damsandaler .....	10	Orthotech.....	44
Ortopediska damskor .....	14	Inlägg och material .....	46
Utgående dammodeller .....	24	Inlägg.....	48
Ortopediska herrsandaler .....	26	Strumpor.....	50
Ortopediska herrskor.....	28		

---

## Innehållet i denna broschyr.

I denna broschyr presenterar vi delar av vårt sortiment gällande ortopediska skor, samt inlägg och strumpor för vuxna, ämnade för ortopedisk individuell anpassning och funktionsbehandling.

Merparten av alla skor är lagerförda. Vi kan även erbjuda andra icke lagerförda modeller – vänligen se därför vår hemsida för fullständigt sortiment.

Alla skor i broschyren är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

Måttabeller och bindsulemallar finns vid varje skomodell på vår hemsida och samlat på [www.erimed.se/mattabeller/](http://www.erimed.se/mattabeller/).

Våra skomodeller har stabila och vadderade hälkappor, vilket ger ett säkert hälgrepp, ökad komfort och bättre kvalitet.

**Om ni önskar se lagersaldo har ni möjlighet att få en egen inlogg till vår Web-plattform.** Med en inlogg kan man se aktuellt saldo på alla våra skomodeller. Det gör att ni kan se om vi har önskad vara i rätt storlek på lager, eller finna ett jämförbart alternativ – allt för att underlätta er dialog med brukaren. Om det bara finns enstaka par av önskad sko i saldo så rekommenderar vi att ni kontaktar oss direkt så lägger vi undan den till er. Saldot på Web-plattformen uppdateras en gång per dag. Kontakta oss på [info@erimed.se](mailto:info@erimed.se) om du/ni önskar en egen inlogg.

Då vårt sortiment förändras från tid till annan kan vi ej garantera att samtliga produkter och storlekar i denna broschyr överensstämmer med dagsituationen. För en uppdatering gällande hela vårt sortiment rekommenderar vi att ni besöker [www.erimed.se](http://www.erimed.se) eller kontaktar oss på [order@erimed.se](mailto:order@erimed.se) alternativt **Tel. +46 8 449 56 50**.

## Symbolförklaring



Tillverkade helt av veganska material.



Elastiskt ovanmaterial i Flexpell®.



Ovanmaterial i läder



Vattenresistent ovanmaterial eller vattentäta.



Inga skavande invändiga sömmar i friktionsområdena. Lämpliga för extra känsliga fötter/diabetes.



Unisexmodell.

### Lagerstatus:




Lagervara.



Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sida 3).



Beställningsvara – ej returrätt.



## Measures taken on last / Mått tagna på läst.

Måttabellerna återfinns för respektive produkt på specifikationssidan där siffrorna, i mm, representerar lästmåtten till vänster.

Lägg alltid på extra utrymme motsvarande ca 10-15 mm för täckt sko, och ca 6-10 mm för öppen sko.

Vi förbehåller oss rätten för eventuella tryckfel avseende våra måttabeller.



# Våra viktigaste varumärken.

## Xelero

Xelero är kända för sina mycket stabila skor som alla möjliggör individanpassning.

- A. Skumfotbädd med öppen cellstruktur för transporterering av fukt från foten.
- B. Kontrollplatta för stabilitet.
- C. Stödelement för stabilitet och främjad framåtrörelse.
- D. Mellansula med gel-kudde för extra stöt-dämpning.
- E. Platta mellan ytter- och mellansula designad för att minska tryck på framfot, samt ge vridstöd under foten.



Yttersula av gummi samt löstagbara inlägg.



Sulan absorberar stötar

Främjar framåtrörelse

Kontroll, stabilitet och stötdämpning

Framåtrörelse fortsätter

Stadigt fränkskjut

God komfort genom hela gångcykeln

since 1995  
**Cambrian**  
the foot health company

Samtliga sandaler och skor från Cambrian möjliggör individanpassning och har:

- God volym.
- Bra avrullning.
- Foträt kraftig semirigid yttersula.
- Slitstarkt skinn och/eller mesh/veganmaterial.
- Löstagbara inlägg.



Sula damsandaler  
Espirit 4 och Delphi 4.



Sula herrsandaler  
från Cambrian.

**Finn  
Comfort**  
GERMANY

Vi erbjuder även ett stort antal Finn Comfort lagerskor, samt snabba leveranser av deras beställningssortiment. Finn Comfort sortimentet finner ni i en separat katalog.



## Vad är biomekaniska yttersulor – "Timing Rocker® Sole", och vad skiljer dem från andra yttersulor?

### Biomekanisk sula som respekterar fotens naturliga biomekanik

Podartis skor är utrustade med de patenterade biomekaniska yttersulorna Timing Rocker® Sole. Den biomekaniska sulan är utformad för att respektera, stödja och följa fotens naturliga rörelsemönster. Den bidrar till en mer naturlig gång, minskar fotsmärta och trötthet, skyddar lederna och ger en effektiv tryckfördelning. Samtidigt förbättrar den stabilitet och balans samt motverkar pronation.

Yttersulans rocker/avrullning startar i en anatomiskt korrekt position – vid ballpunkten, strax före metatarsalhuvudena – för att undvika skadligt höga belastningspunkter (peak pressure avoidance). Den patenterade konstruktionen innebär dessutom att innersulan inte har samma grad av tåsprängning som yttersulan. Detta gör att foten kan vila i en naturlig position inne i skon, vilket möjliggör en anatomiskt korrekt funktion av foten under hela avrullningsfasen.

DCS (Dynamic Cross System®) är en kompositfiberinsats, placerad inuti Vibram-sulan, som hjälper till att kontrollera pronation och supination samt ger ett ökat lyft för att undvika att sulan ger vika hos överviktiga personer.



Pod-X och Saturn-X, med mycket lätt konstruktion som väger mindre än motsvarande sko.



Activity med DCS – konstruerad för att tåla belastningar upp till 150 kg.

### Stabilitet och "anti-kollaps"

De patenterade yttersulorna, tillsammans med den invändiga stabiliseringskonstruktionen, den stabila hälkappan och sidostabiliserande element, skapar en effektiv "anti-kollaps-funktion".




#### Pod-X

- Blandning av EVA med hög densitet.
- Gummi-inlägg med hög slitstyrka.
- Yttersula i 360° högresistent gummi.
- Bred stödbas.
- Laterala stabiliseringsinsatser för kontroll av fotens pronation och supination.
- DCS Lite förbättrar dämpningen och fördelar vikten under fysisk aktivitet.

## Hur skapas extra hälkappe- och sido-stabilitet?

Med en unik "cementeringsteknik" av hälkappan, förseglas materialet under bindsulan, vilket skapar extra stabilitet och en mycket hållbar hälkappe- och sido-stabilitet. Huvuddelen av Podartis skor är tillverkade med cementeringsteknik.



## Hur kan skokonstruktionen bidra till att minimera fall och snubbelrisk?

Podartis yttersulor är utvecklade för att minska risken för fall och snubbling med en "antislip"-funktion. Tåpartiet består av ett lågfriktionsmaterial som sedan övergår i ett högre grepp för bättre stabilitet. Exempel på dessa sulor är Alipes, Pod-X, X-Diab och Caravaggio.


## Skydd mot skadlig friktion

Samtliga Podartis-skor är mycket väl lämpade för diabetiker och saknar skavande sömmar i utsatta områden, vilket indikeras med en symbol på produktsidan.



## Tryckfördelning vid användning av olika typer av sulor

Analysen nedan (Prof. Giannini, Lab Movement Analysis, IOR, Univ. Bologna) visar tydligt tryckfördelningen vid användning av olika typer av sulor: vanliga, biomekaniskt flexibla och biomekaniskt rigida.



# Yttersule-rigiditet.

Det är mycket viktigt vid val av skor att säkerställa rätt stabilitet utifrån användarens behov. Yttersulornas rigiditet (styvhet) är en viktig faktor när det kommer till att avhjälpa fotproblem.

- Ortopediska skor med flexibel sula lämpar sig ofta för brukare med mild fotsmärta som behöver extra stabilitet och stöd.
- Ortopediska skor med biomekanisk semirigid sula lämpar sig ofta för brukare med medelhög risknivå (diabetes, neurologiska problem, ledstelhet) och smärta i fötterna. De reducerar framfotstrycket med ca 30 %.

- Ortopediska skor med biomekanisk rigid sula lämpar sig ofta för brukare med hög risknivå (diabetes, neurologiska problem) med behov av minimalt plantar-tryck. En biomekanisk rigid sula kan reducera framfotstrycket med upp till 55 %.

Styvheten skiljer sig åt när det kommer till våra olika modeller. Vi har därför skapat ett schema och kategoriserat dessa efter styvhet – från 1–5.

Relevanta produkter i broschyren har en angiven rigiditet enligt tabellen nedan.

Skotyp/rigiditet	Skomodell/namn	1 – Flexibel	2 – Semi	3 – Semi	4 – Semi	5 – Rigid
Sandaler – Flex 1	Michelangelo, Raffaello	✓				
Sandaler – Flex 1,5	Alipes sandal, Valery Blue Sandal		✓			
Sandaler – Semi 3	Rio, Cruz Dam			✓		
Sandaler – Semi 4	Espirit 4, Delphi 4, Navigator, Summit, Mariner II, Cruz Herr				✓	
Sandaler – Rigid 5	Manet, Caravaggio, Sandalo, Asti					✓
Skor – Flex 1	Deambulo X, Deambulo H	✓				
Skor – Flex 1,5	Botero, Venezia		✓			
Skor – Semi 2	Polar		✓			
Skor – Semi 3	Genesis II, Genesis XPS, Genesis WP			✓		
Skor – Semi 3,5	X-GPS				✓	
Skor – Semi 4	Steadfast II Navy, Steadfast Walker, Steadfast Fit-Go, Matrix V, Zurich Brown, Pod-X, Saturn-X, Activity: Sport Grey, Next EVO, One EVO XF, Freedom EVO				✓	
Skor – Rigid 4,5	Steadfast Hiker & Trail, Activity Iron & Wild, Darwin DCS, Tiziano 14 Zip					✓
Skor – Rigid 5	X-Diab, Masaccio, Giotto Velcro GV					✓
Post-op/Akut sår – Semi 4	Terapes				✓	
Post-op/Akut sår – Rigid 5	WPS, TD, Teraheel, Stabil-D					✓



Xelen

Xelen

Xelen

Xelen

# ORTOPEDISKA DAMSANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

\*Cambrian



**Espirit 4**

Artikelnummer: 864512-0XX  
Måttabell: 1

\*Cambrian



**Delphi 4**

Artikelnummer: 864912-0XX  
Måttabell: 1



Sulan på Espirit 4  
och Delphi 4.

\*Cambrian



**Cruz Black**

Artikelnummer: 863212-0XX  
Måttabell: 1

\*Cambrian



**Cruz Taupe**

Artikelnummer: 863272-0XX  
Måttabell: 1



Sulan på Cruz Black,  
Cruz Taupe och Rio  
Black.

\*Cambrian



**Rio Black**










Artikelnummer: 863112-0XX  
Måttabell: 1

Se även katalog från Finn Comfort för ett stort urval av andra MDR-godkända sandaler.


# ORTOPEDISKA DAMSANDALER, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Lager/Best.vara*
<b>Espirit 4</b> Semirigid sandal i läder med god volym, uppbyggda kanter samt två velcroremmar. <b>Artikelnummer:</b> 864512-0XX	4	36-42	D (wide)	1		
<b>Delphi 4</b> Semirigid sandal i läder med god volym, uppbyggda kanter, tre velcroremmar samt justerbar härem. <b>Artikelnummer:</b> 864912-0XX	4	36-41	D (wide)	1		
<b>Cruz Black</b> Semirigid sandal i svart PU-läder med god volym, uppbyggda kanter och dubbla justerbara spännen. <b>Artikelnummer:</b> 863212-0XX	3	36-42	D (wide)	1		
<b>Cruz Taupe</b> Semirigid sandal i beige PU-nubuck med god volym, uppbyggda kanter och dubbla justerbara spännen. <b>Artikelnummer:</b> 863272-0XX	3	36-42	D (wide)	1		
<b>Rio Black</b> Semirigid sandal i svart PU-nubuck med god volym, uppbyggda kanter, två velcroremmar samt justerbar härem. <b>Artikelnummer:</b> 863112-0XX	3	36-42	D (wide)	1		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



Löstagbar  
fotbädd från  
Cambrian.



## 1. Cambrian sandal Women

Size	A	B	C
36	237	85	244
37	246	87	250
38	250	88	253
39	254	89	257
40	263	91	263
41	271	93	269
42	280	95	276



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästabellerna för korrekta mått.

# ORTOPEDISKA DAMSANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

 **PODARTIS**  
Clinically tested footwear



**Alipes Black**

Artikelnummer: 360131-0XX  
Måttabell: 1

 **PODARTIS**  
Clinically tested footwear



**Alipes Red**

Artikelnummer: 360199-0XX  
Måttabell: 1

 **PODARTIS**  
Clinically tested footwear



**Alipes Blue**

Artikelnummer: 361090-0XX  
Måttabell: 1

 **PODARTIS**  
Clinically tested footwear



**Valery Blue**

Artikelnummer: 364850-0XX  
Måttabell: 1

 **PODARTIS**  
Clinically tested footwear



**Manet**

Artikelnummer: 511520-0XX  
Måttabell: 2

 **PODARTIS**  
Clinically tested footwear



**Sandalo Dam**

Artikelnummer: 510328-0XX  
Måttabell: 3

Se även katalog från Finn Comfort för ett stort urval av andra MDR-godkända sandaler.


# ORTOPEDISKA DAMSANDALER, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Lager/Best.vara*
<b>Alipes Black</b> Sandal i svart lack-skin och nubuck med Flexpell® medialt. Två velcroremmar. <b>Artikelnummer:</b> 360131-0XX	1.5	35-42	Medium	1		
<b>Alipes Red</b> Sandal i rött lack-skin och nubuck med Flexpell® medialt. Två velcroremmar. <b>Artikelnummer:</b> 360199-0XX	1.5	35-42	Medium	1		
<b>Alipes Blue</b> Sandal i blått lack-skin och nubuck med Flexpell® medialt. Två velcroremmar. <b>Artikelnummer:</b> 361090-0XX	1.5	35-42	Medium	1		
<b>Valery Blue</b> Sandal i blå nubuck med hel bakkappa och Flexpell® medialt. Två velcroremmar. <b>Artikelnummer:</b> 364850-0XX	1.5	35-42	Medium	1		
<b>Manet</b> Sandal i blått skinn med stabil hälkappa och Flexpell® medialt. Rigid Diab yttersula. <b>Artikelnummer:</b> 511520-0XX	5	35-42	X-wide	2		
<b>Sandalo Dam</b> Sandal i nubuck med hel bakkappa och mycket stor volym. Bearbetningsbart EVA 40 shore inlägg ingår. <b>Artikelnummer:</b> 510328-0XX	5	35-41	XX-wide	3		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



## 1. Podartis sandal

Size	A	B
35	230	80
36	237	80
37	243	82
38	247	82
39	259	84
40	263	85
41	269	87
42	276	90

## 2. Manet

Size	A	B	C	E
35	232	87	251	37
36	238	89	256	38
37	245	90	261	39
38	252	92	266	40
39	258	93	271	41
40	265	95	276	42
41	272	96	281	43
42	278	98	286	44

## 3. Sandalo/Asti

Size	A	B	C	E
35	232	92	265	43
36	238	93	270	44
37	245	95	275	45
38	252	96	280	46
39	258	98	285	47
40	265	99	290	48
41	272	101	295	49

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästabellerna för korrekta mått.

# ORTOPEDISKA DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



**Pod-X Black**

Artikelnummer: 368771-0XX  
Måttabell: 1



**Saturn-X**

Artikelnummer: 369771-0XX  
Måttabell: 1



**Pod-X Dark Olive**

Artikelnummer: 368777-0XX  
Måttabell: 1



**Pod-X Grey**

Artikelnummer: 368774-0XX  
Måttabell: 1



**Pod-X Dark Blue**

Artikelnummer: 368770-0XX  
Måttabell: 1


# ORTOPEDISKA DAMSKOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Lager/Best.vara*
<b>Pod-X Black</b> Sportsko med rullsula, extra sidostabilisatorer och stabil hälkappa samt stretchsnöre med snabbblås. Gummerad yttersula för optimalt grepp. Lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 368771-0XX	4	35-48	Medium/wide	1		
<b>Saturn-X</b> Sportsko med rullsula och stabil hälkappa samt stretchsnöre med snabbblås. Gummerad yttersula för optimalt grepp. Lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 369771-0XX	4	35-48	Medium/wide	1		
<b>Pod-X Dark Olive</b> Sportsko med rullsula, extra sidostabilisatorer och stabil hälkappa samt stretchsnöre med snabbblås. Gummerad yttersula för optimalt grepp. Lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 368777-0XX	4	35-42	Medium/wide	1		
<b>Pod-X Grey</b> Sportsko med rullsula, extra sidostabilisatorer och stabil hälkappa samt stretchsnöre med snabbblås. Gummerad yttersula för optimalt grepp. Lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 368774-0XX	4	35-48	Medium/wide	1		
<b>Pod-X Dark Blue</b> Sportsko med rullsula, extra sidostabilisatorer och stabil hälkappa samt stretchsnöre med snabbblås. Gummerad yttersula för optimalt grepp. Lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 368770-0XX	4	35-48	Medium/wide	1		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



## 1. Pod-X / Saturn-X

Size	A	B	C
35	232	87	239
36	238	88	244
37	245	90	249
38	252	92	254
39	258	93	259
40	265	95	264
41	273	99	269
42	280	100	274
43	287	102	279
44	293	103	284
45	300	105	289
46	307	106	294
47	313	108	299
48	320	109	304



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästablerna för korrekta mått.

# ORTOPEDISKA DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



**X-GPS Silver Sky**

Artikelnummer: 804680-OXX

Måttabell: 1



**X-GPS Carbon Black**

Artikelnummer: 804370-OXX

Måttabell: 2



**Steadfast White Fit-Go**

Artikelnummer: 806001-OXX

Måttabell: 3



**Steadfast Black Fit-Go**

Artikelnummer: 806016-WXX

Måttabell: 3


# ORTOPEDISKA DAMSKOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Lager/Best.vara*
<b>X-GPS Silver Sky</b> En mycket stabil sportsko i ljusst meshtyg med sulelement i kolfiber. Bred sidouppbyggd rullsula för neutral gångcykel samt mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 804680-0XX	3,5	37-43	Medium (B)	1		
<b>X-GPS Carbon Black</b> En mycket stabil sportsko i svart meshtyg med sulelement i kolfiber. Bred sidouppbyggd rullsula för neutral gångcykel samt mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 804370-0XX	3,5	37-43	Wide (D)	2		
<b>Steadfast White Fit-Go</b> Stabil och bekväm sportsko i mesh med fit-go låssystem och mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 806001-0XX	4	37-43	Wide (D)	3		
<b>Steadfast Black Fit-Go</b> Stabil och bekväm sportsko i mesh med fit-go låssystem och mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 806016-WXX	4	37-43	Wide (D)	3		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



## 1. X-GPS W Medium

Size	A	B	C
37	241	84	230
38	249	87	237
39	258	89	243
40	262	90	246
41	270	92	253
42	275	93	256
43	283	95	262

## 2. X-GPS W Wide

Size	A	B	C
37	241	85	240
38	250	87	246
39	258	89	253
40	262	90	256
41	271	92	262
42	275	93	266
43	283	95	272

## 3. Steadfast W (D)

Size	A	B	C
37	234	85	231
38	243	87	238
39	251	89	244
40	255	90	247
41	264	92	254
42	268	93	257
43	276	95	263
44	285	97	269



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna för korrekta mått.

# ORTOPEDISKA DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



**Genesis WP**

Artikelnummer: 800424-0XX

Måttabell: 1



**Matrix V Black Fit-Go**

Artikelnummer: 805907-0XX

Måttabell: 2



**Steadfast Walker Velcro**

Artikelnummer: 807140-0XX

Måttabell: 3



**Steadfast Walker Black**

Artikelnummer: 809740-0XX

Måttabell: 3



**Steadfast High Hiker**

Artikelnummer: 801252-0XX

Måttabell: 4


# ORTOPEDISKA DAMSKOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Lager/Best.vara*
<b>Genesis WP</b> Stabil sportsko i ljusgrått mesh-tyg med vattenresistent ovanmaterial. Mycket bra avrullning, uppdraget tåparti och god volym. <b>Artikelnummer:</b> 800424-0XX	3	37-43	D (Wide)	1	 	
<b>Matrix V Black Fit-Go</b> Stadig walkersko i läder med sidouppbyggd bred rullsula för extra stabilitet och mycket bra avrullning. Fit-go låssystem. <b>Artikelnummer:</b> 805907-0XX	4	37-43	D (Wide)	2		
<b>Steadfast Walker Velcro</b> Stabil och bekväm walkersko i läder med mycket bra avrullning samt två justerbara velcroremmar. <b>Artikelnummer:</b> 807140-0XX	4	37-44	D (Wide)	3		
<b>Steadfast Walker Black</b> Stabil och bekväm walkersko i läder med mycket bra avrullning samt snörning. <b>Artikelnummer:</b> 809740-0XX	4	37-44	D (Wide)	3		
<b>Steadfast High Hiker</b> Stabil och bekväm vattentät hikingkänga i nubuck med mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 801252-0XX	4	37-43	Medium (B)	4	 	

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5
--------------------	---	---	---	---	---



## 1. Genesis II & WP W

Size	A	B	C
37	241	85	240
38	250	87	246
39	258	89	253
40	262	90	256
41	271	92	262
42	275	93	266
43	283	95	272

## 2. Matrix V W

Size	A	B	C
37	242	82	231
38	250	84	237
39	258	86	244
40	263	87	247
41	271	89	253
42	275	91	257
43	284	93	262

## 3. Steadfast W (D)

Size	A	B	C
37	234	85	231
38	243	87	238
39	251	89	244
40	255	90	247
41	264	92	254
42	268	93	257
43	276	95	263
44	285	97	269

## 4. Steadfast Women B/Med

Size	A	B	C
37	234	84	222
38	243	86	229
39	251	88	235
40	255	89	238
41	264	91	245
42	268	92	248
43	276	94	254



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästabellerna för korrekta mått.

# ORTOPEDISKA DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



**Activity Next EVO**

Artikelnummer: 360378-0XX  
Måttabell: 1



**Activity Freedom EVO**

Artikelnummer: 364508-0XX  
Måttabell: 2



**Activity One EVO XF**

Artikelnummer: 360418-0XX  
Måttabell: 1



**Activity Iron**

Artikelnummer: 513378-0XX  
Måttabell: 3



**X-Diab**

Artikelnummer: 513471-0XX  
Måttabell: 4


# ORTOPEDISKA DAMSKOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Lager/Best.vara*
<b>Activity Next EVO</b> Sko med god intern volym och överdel utan synbara sömmar. Stabiliserande bakkappa. Lättvikt. <b>Artikelnummer:</b> 360378-0XX	4	35-41	Medium/wide	1		
<b>Activity Freedom EVO</b> Sportsko med god intern volym och ovandel i nubuck och mesh. Vattenrestistent. Stabil bakkappa och trekking-sula. <b>Artikelnummer:</b> 364508-0XX	4	36-46	Medium/wide	2		
<b>Activity One EVO XF</b> Stabil och lätt sportsko i mesh med velcro och god intern volym. Stabil bakkappa och lätt vikt. XF – Extra Fitting-systemet, designat för effektiv och snabb anpassning av skons inre volym. <b>Artikelnummer:</b> 360418-0XX	4	35-41	Wide	1		
<b>Activity Iron</b> Mycket stabil walkersko med stor volym och velcro. Stabil bakkappa, DCS yttersula samt Vibram-slitsula. För större stl, se samma modell på Herr. <b>Artikelnummer:</b> 513378-0XX	4,5	36-39	X-wide	3		
<b>X-Diab</b> Sko med mycket stor volym och elastiskt ovanmaterial. Två kraftiga velcro, stabiliserande bakkappa och DCS Diab yttersula. <b>Artikelnummer:</b> 513471-0XX	5	36-46	XX-wide	4		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



## 1. Activity Next EVO/One EVO

Size	A	B	C	E
35	232	87	241	34
36	238	89	246	34
37	245	90	251	35
38	252	92	256	35
39	258	93	261	36
40	265	95	266	36
41	272	96	271	37

## 2. Act Freed EVO

Size	A	B	C	E
36	238	89	246	34
37	245	90	251	35
38	252	92	256	35
39	259	95	261	36
40	266	96	266	36
41	273	98	271	37
42	280	100	276	37
43	287	102	281	38
44	293	103	286	38
45	300	105	291	39
46	307	106	296	40

## 3. Activity Iron

Size	A	B	C	E
36	235	91	256	34
37	242	93	261	35
38	248	94	266	36
39	255	96	271	37

## 4. X-Diab

Size	A	B	C	E
36	235	93	262	39
37	242	95	267	40
38	248	96	272	41
39	255	98	277	42
40	262	99	282	43
41	268	101	287	44
42	275	102	292	45
43	282	104	297	46
44	288	105	302	47
45	295	107	307	48
46	302	108	312	49

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästabellerna för korrekta mått.

# ORTOPEDISKA DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



**PODARTIS**  
Specialty Medical Footwear

**Deambulo H**

Artikelnummer: 510150-0XX  
Måttabell: 2



**PODARTIS**  
Specialty Medical Footwear

**Deambulo X**

Artikelnummer: 510400-0XX  
Måttabell: 2



**PODARTIS**  
Specialty Medical Footwear

**Venezia**

Artikelnummer: 512811-0XX  
Måttabell: 1



**CHRIS**

**Polar**

Artikelnummer: 440705-0XX  
Måttabell: 3



**PODARTIS**  
Specialty Medical Footwear

**Masaccio**

Artikelnummer: 513801-0XX  
Måttabell: 4


# ORTOPEDISKA DAMSKOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Lager/Best.vara*
<b>Deambulo H</b> Hög sko med flexibel biomekanisk yttersula, fullt öppningsbar, uppbyggd yttersula bak på hälen för extra skydd. Mycket lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 510150-0XX	1	36-46	Medium/wide	2		
<b>Deambulo X</b> Sko med flexibel biomekanisk yttersula, fullt öppningsbar, uppbyggd yttersula bak på hälen för extra skydd. Mycket lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 510400-0XX	1	36-47	Medium/wide	2		
<b>Venezia</b> Damsko med flexibel biomekanisk yttersula, elastiskt ovanmaterial och stabil hälkappa. Mycket lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 512811-0XX	1,5	35-41	Medium/wide	1		
<b>Polar</b> Vinterkänga med stor volym. Bilaterala dragkedjor för enkelt insteg, syntetiskt ullfoder och vibransula. <b>Artikelnummer:</b> 440705-0XX	2	35-43	X-wide (2E)	3		
<b>Masaccio</b> Käng-sko med elastiskt ovanmaterial och stor volym. Avtagbara stabilisatorer bilateralt. <b>Artikelnummer:</b> 513801-0XX	5	36-46	XX-wide	4		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



**1. Venezia**

Size	A	B	C
35	232	87	238
36	238	89	243
37	245	90	248
38	252	92	253
39	258	93	258
40	265	95	263
41	272	90	268

**2. Deambulo X och H**

Size	A
36	238
37	245
38	252
39	258
40	265
41	271
42	278
43	285
44	291
45	297
46	305
47	311

**4. Polar**

Size	A	B	C
35	228	80	230
36	236	82	236
37	238	83	242
38	248	85	247
39	255	87	252
40	261	89	257
41	267	91	262
42	274	93	268
43	281	95	272

**5. Masaccio**

Size	A	B	C	E
36	238	89	256	38
37	245	90	261	39
38	252	92	266	40
39	258	94	271	41
40	263	96	276	41
41	270	98	281	42
42	276	100	286	42
43	282	102	291	43
44	288	103	296	43
45	294	105	301	44
46	302	106	306	44

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästabellerna för korrekta mått.

# UTGÅENDE DAMMODELLER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



**Genesis II Pink Lemonade**  
Artikelnummer: 804212-0XX  
Måttabell: 1



**Genesis XPS Salmon**  
Artikelnummer: 802422-0XX  
Måttabell: 2



**Steadfast Walker Black**  
Artikelnummer: 807400-0XX  
Måttabell: 3



**Steadfast II Navy**  
Artikelnummer: 802447-0XX  
Måttabell: 4



**Steadfast Trail**  
Artikelnummer: 800446-0XX  
Måttabell: 3



**Steadfast Walker White**  
Artikelnummer: 807401-0XX  
Måttabell: 4



**Asti Dam**  
Artikelnummer: 510329-0XX  
Måttabell: 5


# UTGÅENDE DAMMODELLER, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Så länge lager finns*
<b>Genesis II Pink Lemonade</b> Sportsko i rosa mesh. Bra avrullning, sidostabilitet och volym. <b>Artikelnummer:</b> 804212-0XX	3	39-42	D (Wide)	1		
<b>Genesis XPS Salmon</b> Sportsko i mesh och läder/imitation. Bra avrullning, sidostabilitet och volym. <b>Artikelnummer:</b> 802422-0XX	3	37-39	B Special (Medium)	2		
<b>Steadfast Walker Black</b> Stabil walkersko i läder med mycket bra avrullning samt snörning. <b>Artikelnummer:</b> 807400-0XX	4	39-44	B (Medium)	3		
<b>Steadfast Trail</b> Stabil och bekväm vattentät trailsko i mesh med mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 800446-0XX	4,5	37-39	Medium (B)	3		
<b>Steadfast II Navy</b> Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 802447-0XX	4	38-41, 43	Wide (D)	4		
<b>Steadfast Walker White</b> Stabil walkersko i läder med mycket bra avrullning samt snörning. <b>Artikelnummer:</b> 807401-0XX	4	37-39, 41-44	D (Wide)	4		
<b>Asti Dam</b> Sandal i nubuck med hälrem och mycket stor volym. Bearbetningsbart EVA 40 shore inlägg ingår. <b>Artikelnummer:</b> 510329-0XX	5	35-40	XX-wide	5		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



## 1. Genesis II & WP W

Size	A	B	C
37	241	85	240
38	250	87	246
39	258	89	253
40	262	90	256
41	271	92	262
42	275	93	266
43	283	95	272

## 2. XPS Women

Size	A	B	C
37	241	84	230
38	249	87	237
39	258	89	243
40	262	90	246
41	270	92	253
42	275	93	256
43	283	95	262

## 3. Steadfast Women B/Med

Size	A	B	C
37	234	84	222
38	243	86	229
39	251	88	235
40	255	89	238
41	264	91	245
42	268	92	248
43	276	94	254
44	285	96	260

## 4. Steadfast D

Size	A	B	C
37	234	85	231
38	243	87	238
39	251	89	244
40	255	90	247
41	264	92	254
42	268	93	257
43	276	95	263
44	285	97	269

## 5. Sandalo/Asti

Size	A	B	C	E
35	232	92	265	43
36	238	93	270	44
37	245	95	275	45
38	252	96	280	46
39	258	98	285	47
40	265	99	290	48
41	272	101	295	49

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästabellerna för korrekta mått.

# ORTOPEDISKA HERRSANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



\*Cambrian

**Navigator**  
Artikelnummer: 868110-0XX  
Måttabell: 1



Sulan på sandalerna från Cambrian.



\*Cambrian

**Summit**  
Artikelnummer: 868210-0XX  
Måttabell: 1



\*Cambrian

**Cruz Brown**  
Artikelnummer: 868650-0XX  
Måttabell: 1



\*Cambrian

**Mariner II**  
Artikelnummer: 868510-0XX  
Måttabell: 1



PODARTIS  
clinically tested footwear

**Michelangelo**  
Artikelnummer: 364011-0XX  
Måttabell: 2



PODARTIS  
clinically tested footwear

**Raffaello**  
Artikelnummer: 368122-0XX  
Måttabell: 2



PODARTIS  
clinically tested footwear

**Caravaggio**  
Artikelnummer: 511811-0XX  
Måttabell: 3



PODARTIS  
clinically tested footwear

**Sandalo Herr**  
Artikelnummer: 510428-0XX  
Måttabell: 4

Se även katalog från Finn Comfort för ett stort urval av andra MDR-godkända sandaler.


# ORTOPEDISKA HERRSANDALER, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Lager/ Best.vara*
<b>Navigator</b> Semirigid sandal i läder med god volym samt justerbara velcroremmar och hälrem. <b>Artikelnummer:</b> 868110-0XX	4	41-47	D (Medium/ Wide)	1		
<b>Summit</b> Semirigid sandal i läder med god volym samt två justerbara spännen. <b>Artikelnummer:</b> 868210-0XX	4	41-47	D (Medium/ Wide)	1		
<b>Cruz Brown</b> Semirigid sandal i brunt PU-läder med god volym, uppbyggda kanter och dubbla justerbara spännen. <b>Artikelnummer:</b> 868650-0XX	4	41-47	D (Medium/ Wide)	1		
<b>Mariner II</b> Sportig semirigid sandal i PU-läder med god volym och justerbara remmar samt hälrem. <b>Artikelnummer:</b> 868510-0XX	4	41-47	D (Medium/ Wide)	1		
<b>Michelangelo</b> Sandal i läder med biomekanisk flexibel yttersula samt två justerbara velcroremmar. <b>Artikelnummer:</b> 364011-0XX	1	40-46	Medium/ wide	2		
<b>Raffaello</b> Sandal i läder med biomekanisk flexibel yttersula samt justerbara velcroremmar och hälrem. <b>Artikelnummer:</b> 368122-0XX	1	40-46	Medium/ wide	2		
<b>Caravaggio</b> Herrsandal i skinn och gröngrå nubuck med stor volym, stabil bakkappa och DCS Diab yttersula. <b>Artikelnummer:</b> 511811-0XX	5	39-46	X-wide	3		
<b>Sandalo Herr</b> Sandal i nubuck med hel bakkappa och mycket stor volym. Bearbetningsbart EVA 40 shore inlägg ingår. <b>Artikelnummer:</b> 510428-0XX	5	42-48	XX-wide	4		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



### 1. Cambrian sandal Men

Size	A	B	C
41	266	87	267
42	271	89	270
43	279	94	277
44	283	96	280
45	288	98	283
46	296	102	289
47	304	106	296

### 2. Michelangelo/Raffaello

Size	A	B
40	264	97
41	271	99
42	278	100
43	284	102
44	291	103
45	298	105
46	304	106

### 3. Caravaggio

Size	A	B	C	E
36	238	89	256	38
37	245	90	261	39
38	252	92	266	40
39	258	94	271	41
40	263	96	276	41
41	270	98	281	42
42	276	100	286	42
43	282	102	291	43
44	288	103	296	43
45	294	105	301	44
46	302	106	306	44

### 4. Sandalo

Size	A	B	C	E
42	278	102	300	50
43	285	104	305	51
44	292	105	310	52
45	298	107	315	53
46	305	108	320	54
47	312	110	325	55
48	319	111	330	56

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästabellerna för korrekta mått.

# ORTOPEDISKA HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



**Pod-X Black**

Artikelnummer: 368771-0XX

Måttabell: 1



**Saturn-X**

Artikelnummer: 369771-0XX

Måttabell: 1



**Pod-X Grey**

Artikelnummer: 368774-0XX

Måttabell: 1



**Pod-X Dark Blue**

Artikelnummer: 368770-XXX

Måttabell: 1


# ORTOPEDISKA HERRSKOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Lager/ Best.vara*
<b>Pod-X Black</b> Sportsko med rullsula, extra sidostabilisatorer och stabil hälkappa samt stretchsnöre med snabbblås. Gummerad yttersula för optimalt grepp. Lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 368771-0XX	4	35-48	Medium/wide	1		
<b>Saturn-X</b> Sportsko med rullsula och stabil hälkappa samt stretchsnöre med snabbblås. Gummerad yttersula för optimalt grepp. Lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 369771-0XX	4	35-48	Medium/wide	1		
<b>Pod-X Grey</b> Sportsko med rullsula, extra sidostabilisatorer och stabil hälkappa samt stretchsnöre med snabbblås. Gummerad yttersula för optimalt grepp. Lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 368774-0XX	4	35-48	Medium/wide	1		
<b>Pod-X Dark Blue</b> Sportsko med rullsula, extra sidostabilisatorer och stabil hälkappa samt stretchsnöre med snabbblås. Gummerad yttersula för optimalt grepp. Lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 368770-0XX	4	35-48	Medium/wide	1		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



## 1. Pod-X / Saturn-X

Size	A	B	C
35	232	87	239
36	238	88	244
37	245	90	249
38	252	92	254
39	258	93	259
40	265	95	264
41	273	99	269
42	280	100	274
43	287	102	279
44	293	103	284
45	300	105	289
46	307	106	294
47	313	108	299
48	320	109	304



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästabellerna för korrekta mått.

# ORTOPEDISKA HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



*Xelero*

## X-GPS WR/SR

Artikelnummer: 805000-0XX  
Måttabell: 1



*Xelero*

## Matrix V White

Artikelnummer: 806511-0XX  
Måttabell: 2



*Xelero*

## Genesis XPS White/Navy

Artikelnummer: 804611-0XX  
Måttabell: 3



*Xelero*

## Steadfast Black Fit-Go

Artikelnummer: 802860-WXX  
Måttabell: 4



*Xelero*








## Genesis WP

Artikelnummer: 803130-0XX  
Måttabell: 5


# ORTOPEDISKA HERRSKOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Lager/Best.vara*
<b>X-GPS WR/SR</b> Sportsko med vattenresistent membran samt mycket greppvänlig yttersula. Bred sidouppbyggd rullsula för neutral gångcykel samt mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 805000-0XX	4	41-48	Medium (D)	1	  	 I lager från mars -26
<b>Matrix V White</b> Stadig walkersko i läder med sidouppbyggd bred rullsula för extra stabilitet, och mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 806511-0XX	4	41-48	2E (Wide)	2		
<b>Genesis XPS White/Navy</b> Sportsko i mesh och läder/imitation. Bra avrullning, sidostabilitet och volym. <b>Artikelnummer:</b> 804611-0XX	4	41-48	2E (Wide)	3		 I lager från mars -26
<b>Steadfast Black Fit-Go</b> Stabil och bekväm sportsko i mesh med fit-go låssystem och mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 802860-WXX	4	41-48	Wide (2E)	4		
<b>Genesis WP</b> Stabil sportsko i grå-svart mesh med vattenresistent ovanmaterial. Mycket bra avrullning och god volym. <b>Artikelnummer:</b> 803130-0XX	3	41-48	X-wide (4E)	5	 	

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



## 1. X-GPS Men – Medium Last

Size	A	B	C
41	272	92	249
42	277	94	252
43	285	95	258
44	289	96	261
45	298	98	268
46	302	99	271
47	310	101	277
48	319	103	283

## 2. Matrix V 2E

Size	A	B	C
41	275	92	263
42	279	93	266
43	287	95	272
44	292	96	276
45	300	98	282
46	304	99	285
47	313	101	291
48	321	104	298

## 3. Genesis II

Size	A	B	C
41	276	92	266
42	280	93	269
43	288	95	275
44	293	96	279
45	301	98	285
46	305	99	288
47	314	101	294
48	322	104	301

## 4. Steadfast Wide/2E

Size	A	B	C
41	275	95	271
42	279	96	274
43	287	98	280
44	291	99	283
45	300	101	290
46	304	102	293
47	313	104	299
48	321	107	306
49.5	330	109	312

## 5. Genesis WP 4E

Size	A	B	C
41	275	92	275
42	279	93	278
43	288	95	284
44	292	96	288
45	300	98	294
46	305	99	297
47	313	101	303
48	321	103	310

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästabellerna för korrekta mått.

# ORTOPEDISKA HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



**X-GPS Black/Grey**

Artikelnummer: 803100-0XX  
Måttabell: 1



**Steadfast Grey Fit-Go**

Artikelnummer: 802844-0XX  
Måttabell: 2



**Matrix V Black Fit-Go**

Artikelnummer: 806507-0XX  
Måttabell: 3



**Steadfast Walker Black**

Artikelnummer: 805830-0XX  
Måttabell: 2



**Steadfast Walker Velcro**

Artikelnummer: 808130-0XX  
Måttabell: 4


# ORTOPEDISKA HERRSKOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Lager/Best.vara*
<b>X-GPS Black/Grey</b> Sportsko i mesh med sulelement i kolfiber. Bred sidoupbyggd rullsula för neutral gångcykel samt mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 803100-0XX	4	41-48	Wide (4E)	1		
<b>Steadfast Grey Fit-Go</b> Stabil sportsko i mesh med fit-go låssystem och mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 802844-0XX	4	41-48	X-wide (4E)	2		
<b>Matrix V Black Fit-Go</b> Stadig walkersko i läder med sidoupbyggd bred rullsula för extra stabilitet och mycket bra avrullning. Fit-go låssystem. <b>Artikelnummer:</b> 806507-0XX	4	41-48	4E (X-wide)	3		
<b>Steadfast Walker Black</b> Stabil och bekväm walkersko i läder med mycket bra avrullning samt snörning. <b>Artikelnummer:</b> 805830-0XX	4	41-49,5	4E (X-wide)	2		
<b>Steadfast Walker Velcro</b> Stabil och bekväm walkersko i läder med mycket bra avrullning samt två justerbara velcroremmar. <b>Artikelnummer:</b> 808130-0XX	4	41-49,5	6E (XX-wide)	4		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



## 1. X-GPS Wide

Size	A	B	C
41	272	97	272
42	277	98	276
43	285	100	282
44	289	101	285
45	298	103	292
46	302	104	295
47	310	106	301
48	319	108	307

## 2. Steadfast X-wide/4E

Size	A	B	C
41	275	96	275
42	279	97	278
43	288	99	284
44	292	100	287
45	300	102	294
46	305	103	297
47	313	105	303
48	322	108	310
49.5	330	110	316

## 3. Matrix V 4E

Size	A	B	C
41	275	98	282
42	279	99	285
43	287	101	291
44	292	102	294
45	300	104	301
46	304	105	304
47	313	107	310
48	321	110	317

## 4. Steadfast XX-W / 6E

Size	A	B	E
41	276	102	285
42	280	103	288
43	289	105	294
44	293	106	297
45	301	108	304
46	306	109	307
47	314	111	313
48	323	114	320
49.5	331	116	326



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästabellerna för korrekta mått.

# ORTOPEDISKA HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



**Activity Freedom EVO**  
Artikelnummer: 364508-0XX  
Måttabell: 1



**Activity Sport Grey**  
Artikelnummer: 513178-0XX  
Måttabell: 2



**Activity Iron**  
Artikelnummer: 513278-0XX  
Måttabell: 3



**Steadfast High Hiker**  
Artikelnummer: 807300-0XX  
Måttabell: 4



**Activity Wild**  
Artikelnummer: 365521-0XX  
Måttabell: 3



**X-Diab**  
Artikelnummer: 513471-0XX  
Måttabell: 5


# ORTOPEDISKA HERRSKOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Lager/Best.vara*
<b>Activity Freedom EVO</b> Sportsko med god intern volym och oändel i nubuck och mesh. Vattenrestistent. Stabil bakkappa och trekking-sula. <b>Artikelnummer:</b> 364508-0XX	4	36-46	Medium/wide	1		
<b>Activity Sport Grey</b> Walkersko med god volym och stabiliserande bakkappa. DCS-sula och stretch-snören. <b>Artikelnummer:</b> 513178-0XX	4	39-47	Wide	2		
<b>Activity Iron</b> Mycket stabil walkersko med stor volym och velcro. Stabil bakkappa, DCS yttersula samt Vibram-slitsula. För mindre stil, se samma modell på Dam. <b>Artikelnummer:</b> 513278-0XX	4,5	40-47	X-wide	3		
<b>Steadfast High Hiker</b> Stabil och bekväm vattentät hikingkänga i nubuck, med mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 807300-0XX	4,5	41-48	X-wide (4E)	4		
<b>Activity Wild</b> Herrkänga i värmeformbar nubuck och tre velcro. Stor intern volymm, DCS yttersula. <b>Artikelnummer:</b> 365521-0XX	4,5	39-47	X-wide	3		
<b>X-Diab</b> Sko med mycket stor volym och elastiskt ovanmaterial. Två kraftiga velcro, stabiliserande bakkappa och DCS Diab yttersula. <b>Artikelnummer:</b> 513471-0XX	5	36-46	XX-wide	5		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



## 1. Freedom

Size	A	B	C	E
36	238	89	246	34
37	245	90	251	35
38	252	92	256	35
39	259	95	261	36
40	266	96	266	36
41	273	98	271	37
42	280	100	276	37
43	287	102	281	38
44	293	103	286	38
45	300	105	291	39
46	307	106	296	40

## 2. Sport

Size	A	B	C	E
39	257	96	261	36
40	264	97	266	37
41	270	99	271	38
42	277	100	276	39
43	284	102	281	40
44	290	103	286	41
45	297	105	291	42
46	304	106	296	43
47	310	108	301	44

## 3. Activity Iron

Size	A	B	C	E
40	262	97	276	38
41	268	99	281	37.5
42	275	100	286	38
43	282	102	291	38.5
44	288	103	296	39
45	295	105	301	39.5
46	302	106	306	40
47	308	108	311	40.5

## 4. Steadf Men 4E

Size	A	B	C
41	275	96	275
42	279	97	278
43	288	99	284
44	292	100	287
45	300	102	294
46	305	103	297
47	313	105	303
48	322	108	310

## 5. X-Diab

Size	A	B	C	E
36	235	93	262	39
37	242	95	267	40
38	248	96	272	41
39	255	98	277	42
40	262	99	282	43
41	268	101	287	44
42	275	102	292	45
43	282	104	297	46
44	288	105	302	47
45	295	107	307	48
46	302	108	312	49

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästabellerna för korrekta mått.

# ORTOPEDISKA HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

**PODARTIS**  
Directly tested footwear



**Deambulo X**

Artikelnummer: 510400-0XX  
Måttabell: 1

**PODARTIS**  
Directly tested footwear



**Deambulo H**

Artikelnummer: 510150-0XX  
Måttabell: 1

**PODARTIS**  
Directly tested footwear



**Botero**

Artikelnummer: 513111-0XX  
Måttabell: 2

**PODARTIS**  
Directly tested footwear



**Tiziano 14 Zip**

Artikelnummer: 510521-0XX  
Måttabell: 3

**PODARTIS**  
Directly tested footwear



**Giotto Velcro GV**

Artikelnummer: 362101-0XX  
Måttabell: 3

**PODARTIS**  
Directly tested footwear



**Masaccio**

Artikelnummer: 513801-0XX  
Måttabell: 3


# ORTOPEDISKA HERRSKOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Lager/Best.vara*
<b>Deambulo X</b> Sko med flexibel biomekanisk yttersula, fullt öppningsbar, uppbyggd yttersula bak på hälen för extra skydd. Mycket lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 510400-0XX	1	36-47	Medium/wide	1		
<b>Deambulo H</b> Hög sko med flexibel biomekanisk yttersula, fullt öppningsbar, uppbyggd yttersula bak på hälen för extra skydd. Mycket lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 510150-0XX	1	36-46	Medium/wide	1		
<b>Botero</b> Sko med flexibel biomekanisk yttersula, elastiskt ovanmaterial och stabil hälkappa. Mycket lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 513111-0XX	1,5	39-47	Medium/wide	2		
<b>Tiziano 14 Zip</b> Herrsko i värmeformbart läder med snörning samt dragkedja för enkelt insteg. Stor volym och stabil hälkappa samt rigid yttersula. <b>Artikelnummer:</b> 510521-0XX	4,5	39-47	X-wide	3		Stl 42-44 Stl 39-40, 45-47
<b>Giotto Velcro GV</b> Sko med stor volym och värmeformbart läder, stabil bakkappa och två velcro. DCS Diab yttersula. <b>Artikelnummer:</b> 362101-0XX	5	39-47	X-wide	3		
<b>Masaccio</b> Käng-sko med elastiskt ovanmaterial och stor volym. Avtagbara stabilisatorer bilateralt. <b>Artikelnummer:</b> 513801-0XX	5	36-46	X-wide	3		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



## 1. Deambulo X och H

Size	A
36	238
37	245
38	252
39	258
40	265
41	271
42	278
43	285
44	291
45	297
46	305
47	311

## 2. Botero

Size	A	B	C
39	258	96	258
40	265	97	263
41	271	99	268
42	278	100	273
43	285	102	278
44	291	103	283
45	297	105	288
46	305	106	293
47	311	108	298

## 3. Tiziano, Giotto, Masaccio

Size	A	B	C	E
36	238	89	256	38
37	245	90	261	39
38	252	92	266	40
39	258	94	271	41
40	263	96	276	41
41	270	98	281	42
42	276	100	286	42
43	282	102	291	43
44	288	103	296	43
45	294	105	301	44
46	302	106	306	44
47	308	108	311	45

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästablerna för korrekta mått.

# UTGÅENDE HERRMODELLER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



*Xelero*

**Genesis XPS Grey**  
Artikelnummer: 804630-0XX  
Måttabell: 1



*Xelero*

**Genesis II Shark Grey**  
Artikelnummer: 801668-0XX  
Måttabell: 2



*Xelero*

**Steadfast Trail**  
Artikelnummer: 807257-0XX  
Måttabell: 3



*Xelero*

**Steadfast High Hiker D**  
Artikelnummer: 803000-0XX  
Måttabell: 3



*Xelero*

**Steadfast II Navy**  
Artikelnummer: 800445-0XX  
Måttabell: 4



*Xelero*

**Zurich Brown**  
Artikelnummer: 801204-0XX  
Måttabell: 4



**PODARTIS**  
clinically tested footwear

**Asti Herr**  
Artikelnummer: 510429-0XX  
Måttabell: 5


# UTGÅENDE HERRMODELLER, specifikationer

Samtliga sandaler och skor har mycket bra bas-inlägg, som kan bytas ut till individanpassade inlägg.

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Läst/mått-indikation	Måttabell	Egenskaper*	Så länge lager finns*
<b>Genesis XPS Grey</b> Sportsko i mesh och läder/imitation. Bra avrullning, sidostabilitet och volym. <b>Artikelnummer:</b> 804630-0XX	3	44-45, 48	D spec (Med/Wide)	1		○
<b>Genesis II Shark Grey</b> Sportsko i grå mesh. Bra avrullning, sidostabilitet och volym. <b>Artikelnummer:</b> 801668-0XX	3	44, 47	2E (Wide)	2		○
<b>Steadfast Trail</b> Stabil och bekväm vattentät trailsko i mesh med mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 807257-0XX	4,5	43-48	Medium (D)	3		○
<b>Steadfast High Hiker D</b> Stabil vattentät hikingkänga i nubuck, med mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 803000-0XX	4,5	43-48	Medium (D)	3		○
<b>Steadfast II Navy</b> Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket bra avrullning. <b>Artikelnummer:</b> 800445-0XX	4	41-46, 48	Wide (2E)	4		○
<b>Zurich Brown</b> Bekväm och stabil herrsko i oljat läder med bra avrullning och sportig sula. <b>Artikelnummer:</b> 801204-0XX	4	41-48	Wide (2E)	4		○
<b>Asti Herr</b> Sandal i nubuck med hälrem och mycket stor volym. Bearbetningsbart EVA 40 shore inlägg ingår. <b>Artikelnummer:</b> 510429-0XX	5	41-48	XXX-wide	5		○

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



1. Gen XPS Men				2. Gen II Men				3. Steadf Men D				4. Steadf 2E				5. Sandalo/Asti				
Size	A	B	C	Size	A	B	C	Size	A	B	C	Size	A	B	C	Size	A	B	C	E
41	275	93	256	41	276	92	266	41	274	94	254	41	275	95	271	41	272	101	295	49
42	279	94	259	42	280	93	269	42	278	95	257	42	279	96	274	42	278	102	300	50
43	287	96	265	43	288	95	275	43	286	97	263	43	287	98	280	43	285	104	305	51
44	292	97	269	44	293	96	279	44	290	98	266	44	291	99	283	44	292	105	310	52
45	300	99	275	45	301	98	285	45	299	100	273	45	300	101	290	45	298	107	35	53
46	305	100	278	46	305	99	288	46	303	101	276	46	304	102	293	46	305	108	320	54
47	313	102	284	47	314	101	294	47	312	103	282	47	313	104	299	47	312	110	325	55
48	321	104	291	48	322	104	301	48	320	106	289	48	321	107	306					
								49.5	329	108	295	49.5	330	109	312					

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästabellerna för korrekta mått.

# UNISEX-MODELLER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



## Pod-X Black

**Artikelnummer:** 368771-0XX

Sportsko med rullsula, extra sidostabilisatorer och stabil hälkappa samt stretchsnöre med snabbblås. Gummerad yttersula för optimalt grepp. Lätt vikt.

**För mer information, se s. 14-15 resp 28-29.**



## Saturn-X

**Artikelnummer:** 369771-0XX

Sportsko med rullsula och stabil hälkappa samt stretchsnöre med snabbblås. Gummerad yttersula för optimalt grepp. Lätt vikt.

**För mer information, se s. 14-15 resp 28-29.**



## Pod-X Grey

**Artikelnummer:** 368774-0XX

Sportsko med rullsula, extra sidostabilisatorer och stabil hälkappa samt stretchsnöre med snabbblås. Gummerad yttersula för optimalt grepp. Lätt vikt.

**För mer information, se s. 14-15 resp 28-29.**



## Pod-X Dark Blue

**Artikelnummer:** 368770-0XX

Sportsko med rullsula, extra sidostabilisatorer och stabil hälkappa samt stretchsnöre med snabbblås. Gummerad yttersula för optimalt grepp. Lätt vikt.

**För mer information, se s. 14-15 resp 28-29.**



## Activity Freedom EVO

**Artikelnummer:** 364508-0XX

Sportsko med god intern volym och ovandel i nubuck och mesh. Vattenresistent. Stabil bak-kappa och trekking-sula.

**För mer information, se s. 20-21 resp 34-35.**

Dessa modeller återfinns även under Damskor respektive Herrskor.

# UNISEX-MODELLER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



## X-Diab

**Artikelnummer:** 513471-0XX  
Sko med mycket stor volym och elastiskt ovanmaterial. Två kraftiga velcro, stabiliserande bakkappa och DCS Diab yttersula.  
**För mer information, se s. 20-21 resp 34-35.**



## Deambulo X

**Artikelnummer:** 510400-0XX  
Sko med flexibel biomekanisk yttersula, fullt öppningsbar, uppbyggd yttersula bak på hälen för extra skydd. Mycket lätt vikt.  
**För mer information, se s. 22-23 resp 36-37.**



## Deambulo H

**Artikelnummer:** 510150-0XX  
Hög sko med flexibel biomekanisk yttersula, fullt öppningsbar, uppbyggd yttersula bak på hälen för extra skydd. Mycket lätt vikt.  
**För mer information, se s. 22-23 resp 36-37.**



## Masaccio

**Artikelnummer:** 513801-0XX  
Käng-sko med elastiskt ovanmaterial och stor volym. Avtagbara stabilisatorer bilateralt.  
**För mer information, se s. 22-23 resp 36-37.**

Dessa modeller återfinns även under Damskor respektive Herrskor.

# POST-OP OCH AKUT SÅRBEHANDLING

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



**WPS**

Artikelnummer: 512100-0XX  
Måttabell: 1



**TD**

Artikelnummer: 510500-0XX  
Måttabell: 1



**Stabil-D**

Artikelnummer: 516000-0XX  
Måttabell: 1



**Teraheel**

Artikelnummer: 511400-0XX  
Måttabell: 2



**Terapes**

Artikelnummer: 512000-0XX  
Måttabell: 1













**Täskydd**

För WPS, TD, Terapes, Teraheel.  
Storlek/Artikelnummer:  
Medium 512105-001,  
Large 512105-002

# POST-OP OCH AKUT SÅRBEHANDLING, specifikationer

\*Se förklaring sida 4.

	Rigiditet	Storlek	Måttabell	Egenskaper*	Lager/ Best.vara*
<b>WPS</b> Framfotsavlastande post-op sko med 8° talussula. Nylonöverdel och justerbara velcrobånd. 34 mm yttersula. <b>Artikelnummer:</b> 512100-0XX	5	35-48 (dubbel- storlekar)	1		
<b>TD</b> Framfotsavlastande post-op sko med rullsula, 8° vinkel dorsoflexion i innersulan, samt 22 mm yttersula. Nylonöverdel och justerbara velcrobånd. <b>Artikelnummer:</b> 510500-0XX	5	35-48 (dubbel- storlekar)	1		
<b>Stabil-D</b> Sandal med bilaterala stabilisatorer. Skydd mot anterior friktion, rigid rullsula samt EVA innersula. <b>Artikelnummer:</b> 516000-0XX	5	35-46 (dubbel- storlekar)	1		
<b>Teraheel</b> Bakfotsavlastande post-op sko med bilateral stabilisering. Fullt öppningsbar med velcro, samt borttagbar posterior hälplatta. <b>Artikelnummer:</b> 511400-0XX	5	S-XL (4 stl)	2		
<b>Terapes</b> Post-op sko med semirigid yttersula. Sömlös överdel, velcro, lätt vikt. <b>Artikelnummer:</b> 512000-0XX	4	35-48 (dubbel- storlekar)	1		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5

1.

Size	WPS Length	TD Length	Stabil-D Length	Terapes Length
35/36	230	230	233	226
37/38	240	245	245	240
39/40	253	260	259	255
41/42	265	275	271	269
43/44	275	290	285	280
45/46	290	300	297	296
47/48	295	310	312	308

2.

Size	Fits	Teraheel Length
S	35-37	222
M	38-40	243
L	41-43	263
XL	44-46	284

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästablerna för korrekta mått.

Med Orthotech's sortiment erbjuder vi det överlägsna behandlingsalternativet för tidig funktionsbehandling. Tidig funktionsbehandling bidrar framgångsrikt till en förbättring i behandlingsresultatet och förkortar rehabiliteringstiden. Skorna möjliggör en begränsad, säker stabiliserande rörelse och tryckavlastning. De ger ofta en mycket bra terapi jämfört med gips eller bandage med bland annat förbättrad mobilitet, vridstabilitet och förenklad sårbehandling.

Behandlingsskorna på bild nedan lagerförs i begränsad omfattning. Övriga artiklar i sortimentet är beställningsvara. För att se samtliga olika modeller (ex Vario Stabil, Reha Stabil) – vänligen gå in på vår hemsida [www.erimed.se](http://www.erimed.se).

## Information Kil-inlägg för tvåsidig spetsfotställning för Orthotech Vario Stabil.

Terapiförloppet skall ovillkorligen överenskommas med behandlande läkare. 3 kilinlägg ingår.

Vecka 1-4: 130 grader spetsfotställning motsvarar ca 3 cm klackhöjd

Vecka 5-6: 120 grader spetsfotställning motsvarar ca 2 cm klackhöjd

Vecka 7-8: 110 grader spetsfotställning motsvarar ca 1 cm klackhöjd

Vecka 9-12: Vid motsvarande sen-regenerering är det inte nödvändigt

## Indikationer – Ortotech

Indikation / modell	Orthotech Stabil	Ortotech Stabil Safety	Vario Stabil	Reha Stabil
Ligamentskador i fotens kapsel	x	x		
Vissa bensador i fot/fotled (t.ex stressfraktur)	x	x		
Artrit i fotleden	x	x		
Stukningar av fotleden	x	x		
Förebyggande vid ofta återkommande skador	x	x		
Immobilisering av vrist/ mellanfot	x	x		
Tidig funktionsbehandling av avslitna hälsenor			x	
Stabiliserande för begränsningar och rörelseinducerad smärta i underben och bakfot			x	
Uppföljningsbehandling av frakturer och artroseser			x	
Kompenserar för muskelsvaghet (förlamning)			x	x
Tillstånd efter en stroke				x
Slapp pares, Cerebral pares				x
Öppningsbar tåbox för kontroll och korrigerande av tå-position				x



### Stabil Svart Velcro

Terapeutisk sko som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med velcrobånd för enkelt insteg och löstagbar fotbädd. Se vidare indikationsschema.  
**Storlek:** 3-13. Storlek 7-9 lagerförs. Övriga storlekar beställningsvara – ej returrätt.

**Måttabell:** se [www.erimed.se](http://www.erimed.se)  
**Artikelnummer:** 071752-0XX



### Stabil Svart Sandal


Terapeutisk sandal som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med velcrobånd för enkelt insteg och löstagbar fotbädd. Lätt vikt. **Storlek:** 3-14. Storlek 7-9 lagerförs. Övriga storlekar beställningsvara – ej returrätt.

**Måttabell:** se [www.erimed.se](http://www.erimed.se)  
**Artikelnummer:** 071755-0XX



## Vikten av att välja rätt inlägg och inläggsmaterial.

Ett material med hög shore är hårt, men dess cellstruktur kan ändå göra att det snabbt komprimeras vid upprepad belastning. Därför är det viktigt att också ta hänsyn till materialets densitet. Olika EVA-material har olika densitet, och vi rekommenderar att man vid sultillverkning lägger särskild vikt vid övermaterial/täckmaterial för att optimera den patientspecifika sulan och säkerställa lång hållbarhet.



Schemat ovan visar hur ett standard-EVA-material (EVA, 167 Shore 37, densitet 167 kg/m<sup>3</sup>) förlorar cirka 50 % av sin form redan efter 50 000 steg. Vibram-materialet Vi-Plus® behåller däremot 80–85 % av sin form över tid, trots en lägre Shore på 25, tack vare hög densitet (250 kg/m<sup>3</sup>). Den låga Shoren ger behaglig dämpning, medan den höga densiteten säkerställer att materialets struktur bibehålls vid upprepad belastning.

Våra täckmaterial Vi-Plus® och Diapod® bidrar inte bara till förlängd livslängd på den patientspecifika sulan, utan har även inbyggda antibakteriella och antimykotiska egenskaper. Dessa egenskaper är helt säkra för patienten och innehåller inga skadliga ämnen.

# INLÄGG OCH MATERIAL

## Diapod®

### Lämplig för riskfötter

Dermokompatibelt, bakterie- och svampdödande, kliniskt testat.

Formar sig efter foten och tar upp minimal plats.

Densitet: 150 (kg/m<sup>3</sup>)  
Hårdhet: 25 shore  
Plattmått: 1000 x 750 mm



Diapod® Gold 2 mm (**Artikelnummer:** 511216-002).

Diapod® Camel 2 mm (**Artikelnummer:** 511219-002).

Diapod® Antracite 2 mm (**Artikelnummer:** 511224-002).

## Vi-Plus®

### Lämplig för dämpande inlägg och tunna skyddande sulor

Antibakteriellt och antimykotisk.

Densitet: 250 (kg/m<sup>3</sup>)  
Hårdhet: 25 shore  
Plattmått: 1030 x 630 mm



Vi-Plus® Green 2 mm (**Artikelnummer:** 511017-002)

och 4 mm (**Artikelnummer:** 511017-004).

## Vi-Top®

Nötningsresistent, stretch- och formbart täckmaterial, 1 mm.

Vi-Top® Black 1 mm (**Artikelnummer:** 511101-001).



# INLÄGG

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga inlägg i Pedi-serien är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



## PediEVA 30

Ett ljusgrått inlägg i EVA-material med 30 Shore och bra medialt stöd. Grovslipad för att snabbt kunna anpassas. Kan täckas med microfiber. Säljs i par.

### Storlek:

Dubbelstorlek: 19-20, 21-22 osv till 33-34 (djup hälkopp)

Varje storlek: 35, 36 osv till 48

### Artikelnummer:

Dubbelstorlek: 792010-020, -022 osv till -034

Varje storlek: 792010-035, -036 osv till -048



## PediEVA 45

Ett vitt inlägg i EVA-material med 45 Shore och bra medialt stöd. Grovslipad för att snabbt kunna anpassas. Kan täckas med microfiber. Säljs i par.

### Storlek:

**Artikelnummer:** 792020-035, -036 osv till -048



## Multicolor lång, normal

Ett slipbart EVA-inlägg med olika färglager för enkel bedömning av slipningsnivå. 40 Shore. Säljs i par, i förpackning om två par. **Storlek:** 35-48

### Artikelnummer:

Med pelott: 373714-035, -036 osv till -048

Utan pelott: 373715-035, -036 osv till -048



## ReumaDiab PL763

Ett Inlägg med pelott väl lämpat för diabetiker. Diapod®-materialet har svamp- och bakteriedödande egenskaper. 25 Shore. Undersida av EVA-material dens 200, uppvärmningsbart i 85°C -120°C. Säljs i par, i förpackning om två par. Jämna storlekar = lagervara, ojämna = beställningsvara. **Storlek:** 35-47  
**Artikelnummer:** 510763-034, -035 osv till -047



## Pelotter

Vi har flertalet olika pelotter, såväl neutrala som höger / vänster. Dessa är de vanligaste.

### Storlek:

1 – hö/vä, säljs parvis

2 – hö/vä, säljs styckvis

3 – njurformad, hö/vä, säljs parvis

### Artikelnummer:

812041-001

813917-002

813435-003

För komplett inläggs- och material-erbjudande – se vår hemsida.


# INLÄGG

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga inlägg i Pedi-serien är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

Samtliga Thermoplastiska inlägg i Pedi-serien är täckta med Arnedry™. Ett fuktabsorberande andningsbart microfibermaterial som eliminerar lukt, håller fötterna torra och fräscha samt är tvätt-/avtorkningsbart.



Arnedry™



## PediLange

Thermoplastinlägg med smalare profil och höga kanter. Täckmaterial Arnedry. Säljs i par. Dubbelstorlekar.

### Storlek:

Utan pelott: 19-20, 21-22 osv till 33-34

Med pelott: 35-36, 37-38 osv till 49-50

**Artikelnummer:** 791000-020, -022 osv till -050



## PediTherm

Thermoplastinlägg med bredare profil och medelhög kant. Täckmaterial Arnedry. Undersida av Suetex. Med pelott.

Säljs i par. **Storlek:** 35-48

**Artikelnummer:** 791020-035, -036 osv till -048



## PediTeP

Thermoplastinlägg med 3 mm PPT, bredare profil och medelhög kant.

Täckmaterial Arnedry. Undersida av Suetex.

Med pelott. Säljs i par. **Storlek:** 35-48

**Artikelnummer:** 791010-035, -036 osv till -048



## Escombine kort med PPT

Ett thermoplastiskt inlägg väl lämpat att användas vid överbelastningsproblem. Ovanmaterial av 3 mm skinnbäddad PPT.

Säljs i par. **Storlek:** 35-46

**Artikelnummer:** 814121-035, -036 osv till -046

För komplett inläggs- och material-erbjudande – se vår hemsida.

# STRUMPOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga strumpor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



## Diabetes-strumpa Extra vid (par)

Extra vid strumpa utan åtsittande resår och tjocka sömmar. Upp till 60 cm omfång. Mycket lämplig för svullna/kraftiga fötter och fotleder. Finns i svart.

Skostorlek:	Art.nr:
35-38	663100-112
39-42	663100-113
43-46	663100-114



## Diabetes-strumpa Normal (par)

Strumpa utan åtsittande resår och tjocka sömmar. 3 färger – svart, vit och grå.

Skostorlek:	Svart, art.nr:	Vit, art.nr:	Grå, art.nr:
35-38	660000-112	660001-112	660000-312
39-42	660000-113		660000-313
43-46	660000-114	660001-114	660000-314



## Diabetes-strumpa Soft (par)

Strumpa utan åtsittande resår och tjocka sömmar. Extra mjuk halvplysch under foten, över tårna och runt hälen. 3 färger – svart, vit och grå.

Skostorlek:	Svart, art.nr:	Vit, art.nr:	Grå, art.nr:
35-38	662000-112	662001-112	
39-42	662000-113	662001-113	
43-46	662000-114	662001-114	662000-314



Soft: Insidan har extra mjuk plysch.



## Diabetes-knäsocka Soft (par)

Knäsocka (60 cm) utan åtsittande resår och tjocka sömmar. Extra mjuk plysch i hela sockan. 2 färger – svart och vit.

Skostorlek:	Svart, art.nr:	Vit, art.nr:
35-38	664002-312	664001-312
39-42	664002-313	664001-313
43-46	664002-314	664001-314





[www.erimed.se](http://www.erimed.se)



Tel: +46 (0)8 - 449 56 50

E-post: [info@erimed.se](mailto:info@erimed.se)

[order@erimed.se](mailto:order@erimed.se)

Grafisk design och tryck: [ClearDesign.se](http://ClearDesign.se)

Bilder: Xelero, Podartis, Cambrian,  
Finn Comfort, Orthotech, Ihle, Erimed,  
pics five / Shutterstock.com och  
Prostock-studio / Shutterstock.com

**Vi vill möjliggöra för  
alla människor med  
funktionsvariationer  
att leva ett optimalt liv.**

Läs mer om oss och  
våra produkter på  
**[www.erimed.se](http://www.erimed.se)**