



2026

ORTOPEDISKA BARNSKOR OCH INLÄGG

för ortopedisk individuell anpassning



Vårt syfte – det som motiverar oss, ger vägledning och skapar mening

Att möjliggöra för alla människor med funktionsvariationer att leva ett optimalt liv är något som varit Erimed's vision ända sedan starten på 1980-talet. Denna grundläggande och starka drivkraft är något som genomsyrar vår verksamhet än i dag, och vi fortsätter envetet att utveckla innovativa lösningar och samarbeta med tillverkare och kunder för att ta fram produkter som bidrar till att möjliggöra för barn och vuxna att kunna leva det liv de vill.

I denna broschyr presenterar vi merparten av vårt barnsko-sortiment samt barninlägg, där huvuddelen också lagerförs. Flera av de produkter som erbjuds "så länge lagret räcker" kan ni också erhålla till reducerat pris. För mer information rekommenderar vi också vår hemsida där ni enkelt kan selektera fram aktuellt sortiment. På hemsidan finner ni också information om hur man beställer specialtillverkade individanpassade skor från vår samarbetspartner Nimco.

Samtliga barnskor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordningen 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

Om ni önskar se lagersaldo har ni möjlighet att få en egen inlogg till vår Web-plattform. Där kan man se aktuellt saldo på alla våra barnskomodeller. Det gör att ni kan se om vi har önskad vara i rätt storlek på lager, eller finna ett jämförbart alternativ – allt för att underlätta er dialog med brukaren. Om det bara finns enstaka par av önskad sko i saldo så rekommenderar vi att ni kontaktar oss direkt så lägger vi undan den till er. Saldot på Web-plattformen uppdateras en gång per dag. Kontakta oss på info@erimed.se om detta önskas.

Då sortimentet förändras från tid till annan kan vi ej garantera att samtliga produkter och storlekar i denna broschyr överensstämmer med dagssituationen. Vi kan även ha enstaka storlekar av tidigare modeller (som inte finns i denna broschyr) kvar i lager.

För en uppdatering gällande hela vårt sortiment rekommenderar vi att ni besöker www.erimed.se eller kontaktar oss på order@erimed.se alternativt **Tel. +46 8 449 56 50**.

Barnskor från Erimed

Vi har lång erfarenhet från utveckling och tillverkning av barnskor för ortopediska ändamål, och vi kan idag erbjuda ett mycket brett barnskosortiment med många olika modeller samt flertalet olika läster samt lästtyper – allt för att användaren med hjälp av en ortoped-ingenjör skall få så optimalt anpassade skor som möjligt.

Våra tillverkande enheter för barnskor

Vi är stolta över våra samarbeten med ett flertal för oss mycket viktiga fabriker och dess personal. Deras engagemang, lyhördhet och hantverksmässiga kunnande gör det tryggt för oss att säga till er – våra kunder – att vi erbjuder det bästa.

Fabrikerna tillverkar skor till oss i små volymer och vi kräver mycket av dem. Men vi gör det för alla de fantastiska barn som i slutänden blir så glada över sina fina skor, som anpassade hos en skotekniker helt enkelt blir "världs-bäst", för just dem.

Vilka olika läster finns och vad skiljer dem åt?

Alla våra barnskor är utvecklade för att möjliggöra individanpassningar och inlägg.

Vi har fyra olika lästgrupper. Slim (smalare normalläst), Normal, Ortos och Antivarus.

Lästgrupperna indelas i sin tur i lästvarianter då lästerna inom grupperna har olika form.

MT-Normal är lite större i sitt omfång än AK-Normal och L6-Normal. AK-Normal är rak medialt och har

mindre ballmått. Därtill har vi även tre smalare normal-läster. Ortos-läster är skor med extra volym. FR-Ortos är lite mindre i storleksjämförelse än LO-Ortos.

Nedan finner du en översiktstabell över våra modeller och vilka läster de finns i. Vissa modeller som inte finns angivna i katalogen finns kvar i enstaka storlekar till reducerat pris. Kontakta oss vid intresse.

Lästgrupp	Läst och beskrivning	Lästtabell nummer	Sandaler	Sportskor	Kängor
Normal	MT-Slim		Camel Slim		
Normal	AK-Slim		Kiwi Slim		
Normal	MT-Normal. God volym		Buggy, Juno, Vilde	Spirit, Alice, Noa	Buzz, Loke, Joy
Normal	AK-Normal. Smalare än MT, rak medialt		Kiwi, Koala		
Normal	L6-Normal A. Smalare än MT och AK		Jordan, Bella, Pixi		
Normal	L6-Normal B. Smalare än MT och AK			Lace, Donnie, Daisy	
Normal	L6-Normal C. Smalare än MT och AK			Bobbie	
Normal	L6-Korsett. Smalare normalläst med förstärkningar		Corso Korsett		
Normal	M1-Normal			Alvin	Dino
Normal	M2-Normal Slim		Ladybird, Lion, Frog, Hermes	Polo, Polo Junior, Gabi Grey Pink	Malmö
Normal/ ortos	MZ/LZ-Normal/Ortos. God volym, kan användas till både normal och ortos. Långa karborrband som kan klippas av.		Zander		
Antivarus	MT-Antivarus. God volym			Spirit	Buzz, Loke
Antivarus	AK-Antivarus. Smalare än MT		Kiwi		
Antivarus	L6-Antivarus. Smalare än MT och AK		Jordan, Bella		
Ortos	LO-Ortos. Mycket god volym		Kiwi, Koala	Spirit	Buzz, Loke, Joy, Cody
Ortos	FR-Ortos. Mindre ball än LO-Ortos			Frenchy	

Yttersulerigiditet

Styvheten skiljer sig åt när det kommer till olika modellers yttersula. Vi har därför skapat ett schema och kategoriserat dessa efter styvhet 1-5.

1 – Flexibel	2 – Semi	3 – Semi	4 – Semi	5 – Rigid
1	2	3	4	5

Symbolförklaring



Ovanmaterial i läder




Tyg



Dragkedja



Vattenresistent ovanmaterial eller vattentäta.



Lästform, se mer information nedan



Diagnostisk sula (se sida 5)



Värmande foder

Lagerstatus:



Lagervara




Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sida 3)




Beställningsvara – ej returrätt


Indikation på lästformer, ej skalenlig




AK-form




MT/LO-form



L6-form



Exempel på Antivaruskorrektion



Memoform

Förstärkningar



Normalförstärkning



Antivarusförstärkning



Ortosförstärkning



Korsettförstärkning

Vi välkomnar ny barnskotillverkare – Memo!

Memo har ett brett utbud av diagnostiska skor som utgör en unik kategori av barnskor som fokuserar på att säkerställa en sund utveckling och hälsa för små fötter. Under den period då ett barns fötter växer och formas snabbt är det avgörande att skorna ger lämpligt stöd.

Vänd bara skon upp och ner – slitagezonerna berättar allt: för mycket insida, ojämn belastning eller perfekt balans? Med Memos fotkarta på sulan får du direkt feedback och kan korrigerar stödet direkt – så att du kan förebygga problem och styra utvecklingen rätt.



1. Förlängd och optimerad stabilisering av fötterna
2. Justerbar stängning
3. Stötdämpande konstruktion
4. Stötdämpande konstruktion
5. Thomas heel för prevention av valgus och pes planus
6. Optimerad för korrekt hälisättning
7. Flexibel sula
8. Komfort

Diagnostiska sulor

Memos sulor med den medialt förlängda klacken, Thomas-hälen, har sex numrerade zoner undertill som bidrar till att man snabbt och enkelt kan se barnets belastning genom nötning, och vid behov säkerställa korrekta korrigerande inlägg.

Memos Thomas-häl och förstärkningar

Thomas-hälen påverkar belastningen aktivt under gång och foten styrs automatiskt mot en neutral position. Den medialt förlängda klackkanten sträcker sig fram mot naviculare och skapar ett motstånd när barnet belastar fotens insida. Ju större medial belastning, desto tydligare bromsverkan, vilket leder belastningslinjen mot en mer neutral väg genom talus och calcaneus och dämpar pronationen under hela stödjefasen.

Den förstärkta och förlängda hälkappan på insidan greppar calcaneus redan vid hälisättning och motverkar att hälen faller i valgus vid markkontakt. Det ger foten en stabilare start på steget, minskar medial kollaps och reducerar behovet av kompensation högre upp i rörelsekedjan.

När ska man använda Memo?

Skorna är särskilt utvecklade för barn som är i behov av korrigerande och stabila skor. De är utformade för att stödja barn med pronation, pes planus, benlängdsskillnad samt olika typer av ortoser.

Memo-skorna har inte uttagbara inlägg, men är anpassade för att möjliggöra individuella inlägg eller för användning med Memos egna inlägg. Memosystemets inlägg fungerar i alla sandaler och skor i Memo-familjen. Dessa inlägg bidrar till korrekt stöd för både det tvärgående och längsgående fotvalvet. Se mer på sida 22.

SANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



Dino Blue

Artikelnummer: 084144-0XX
Måttabell: 1



Dino Beige Pink

Artikelnummer: 084148-0XX
Måttabell: 1



Lion

Artikelnummer: 084376-0XX
Måttabell: 2



Ladybird

Artikelnummer: 084353-0XX
Måttabell: 2



Frog

Artikelnummer: 084368-0XX
Måttabell: 2



Hermes

Artikelnummer: 084278-0XX
Måttabell: 2

Vi har ytterligare några utgående modeller som ej finns angivna med bild o info i katalogen. De finns kvar i enstaka storlekar till reducerat pris. Vid intresse gå in på erimedwebshop.se för saldo, eller kontakta oss direkt.

SANDALER, specifikationer

Samtliga sandaler och skor är CE-MDR och tillverkade för att möjliggöra individanpassade fotbäddar.

*Se förklaring sida 4.

	Artikel-nummer	Lästgrupp	Storlek	Måttabell	Rigiditet	Egenskaper*	Lager/beställning*
Dino Blue Fin stabil sandal i blå mjuk nubuck med röda detaljer för de allra minsta. En fantastisk sandal för prevention, stabilitet och komfort. 3 justerbara karborrband med vändsöljor.	084144-0XX	Normal	18-21	1	2		
Dino Beige Pink Fin stabil sandal i beige mjuk nubuck med rosa detaljer för de allra minsta. En fantastisk sandal för prevention, stabilitet och komfort. 3 justerbara karborrband med vändsöljor.	084148-0XX	Normal	18-21	1	2		
Lion Tuff sandal i läder med lejonmotiv. Flexibel diagnostisk yttersula med indikatorer, stabil bakkappa, 3 justerbara karborrband med vändsölja.	084376-0XX	Normal	22-29	2	2		
Ladybird Tuff sandal i läder med nyckelpigemotiv. Flexibel diagnostisk yttersula med indikatorer, stabil bakkappa, 3 justerbara karborrband med vändsölja.	084353-0XX	Normal	22-29	2	2		
Frog Tuff sandal i läder med grodmotiv. Flexibel diagnostisk yttersula med indikatorer, stabil bakkappa, 3 justerbara karborrband med vändsölja.	084368-0XX	Normal	22-29	2	2		
Hermes Högskaftad sandal i marinblått nubuck-läder med röda stickningar. Flexibel diagnostisk yttersula med indikatorer, stabil bakkappa, 3 justerbara karborrband med vändsölja.	084278-0XX	Normal	30-38	2	2		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5
--------------------	---	---	---	---	---




2. Memo – Diagnostic

Size	A	B	C
22	147	59	145
23	153	60,5	148
24	160	62	151
25	167	63,5	154
26	173	65	157
27	180	66,5	160
28	187	68	163
29	193	69,5	167
30	200	71	171
31	207	72,5	178
32	213	74	184
33	220	75,5	190
34	227	77	194
35	233	78,5	199
36	240	80	205
37	247	81,5	210
38	253	83	215

1. Memo – Baby Preventive

Size	A	B	C
18	125	55	144
19	130	56	151
20	137	57	155
21	144	58	159
22	150	59	161



Vänligen titta alltid i lästtabellerna för korrekta mått. Samtliga angivna mått är tagna på lästen. Lägg därför alltid till extra utrymme om ca 10 mm för täckt sko och ca 6-10 mm för sandal.

SANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



Bella

Artikelnummer: 450405-0XX, 450400-0XX
Måttabell: 1



Jordan

Artikelnummer: 452005-0XX, 452000-0XX
Måttabell: 1



Camel Slim

Artikelnummer: 450709-0XX
Måttabell: 2



Pixi

Artikelnummer: 455805-0XX
Måttabell: 1



Wilde

Artikelnummer: 452405-0XX
Måttabell: 3



Juno

Artikelnummer: 452605-0XX
Måttabell: 3

Vi har ytterligare några utgående modeller som ej finns angivna med bild o info i katalogen. De finns kvar i enstaka storlekar till reducerat pris. Vid intresse gå in på erimedwebshop.se för saldo, eller kontakta oss direkt.


SANDALER, specifikationer

Samtliga sandaler och skor är CE-MDR och tillverkade för att möjliggöra individanpassade fotbäddar.

*Se förklaring sida 4.

	Artikel-nummer	Lästgrupp	Storlek	Måttabell	Rigiditet	Egenskaper*	Lager/beställning*
Bella Fin sandal i rosa nubuck med blom-mönstrade detaljer. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.	450405-0XX	Normal	18-33	1	4		
	450400-0XX	Antivarus	18-30	1	4		
Jordan Snygg sandal i blått läder med vita canvasdetaljer. Stabil bakkappa, klippbara velcrobånd, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.	452005-0XX	Normal	18-32	1	4		
	452000-0XX	Antivarus	18-20, 22-32	1	4		
Camel Slim Stilren sandal i naturfärgad/beige nubuck, samt fin märksdetalj. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.	450709-0XX	Slim	16-25	2	4		
Pixi Tuff sandal med täckt tå i skön grön nubuck och gula detaljer. Stabil bakkappa, fullt öppningsbar, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.	455805-0XX	Normal	20-22, 24-33	1	4		
Vilde Tuff sandal i nubuck och läder med fina färger inspirerade av skog och mark. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.	452405-0XX	Normal	23-25, 28-30, 32-38	3	4		
Juno Stabil och somrig sandal i nubuck och läder med ljusa färger inspirerade av lugn och harmoni. Innerfoder av microfiber, stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.	452605-0XX	Normal	23-33, 35-36	3	4		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5
--------------------	---	---	---	---	---



1. L6-Normal A, L6 Antivarus

Size	A	B	C
18	117	55	145
19	123	56	149
20	130	57	153
21	137	58	157
22	143	59	161
23	150	60	165
24	157	61	169
25	163	62	173
26	170	64	177
27	177	66	181
28	183	68	185
29	190	70	189
30	197	72	193
31	203	73	197
32	210	74	201
33	217	75	205

2. MT-Normal, Slim

Size	A	B	C
16	103	49	127
17	110	50	131
18	117	51	135
19	123	52	139
20	130	53	143
21	137	54	147
22	143	55	151
23	150	56	155
24	157	57	159
25	163	58	163

3. MT-Normal, Antivarus

Size	A	B	C
23	152	62	170
24	157	63	173
25	164	64	177
26	171	66	182
27	178	67	186
28	185	69	190
29	192	70	195
30	198	72	196
31	205	74	200
32	212	75	205
33	219	77	209
34	225	78	212
35	232	79	216
36	239	81	221
37	245	83	225
38	252	85	230

Vänligen titta alltid i lästtabellerna för korrekta mått. Samtliga angivna mått är tagna på lästen. Lägg därför alltid till extra utrymme om ca 10 mm för täckt sko och ca 6-10 mm för sandal.

SANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



Kiwi

Artikelnummer: 451720-0XX, 451705-0XX,
451708-0XX, 451700-0XX
Måttabell: 1, 3, 4, 5



Koala

Artikelnummer: 453205-0XX, 453208-0XX
Måttabell: 3, x



Buggy

Artikelnummer: 410205-0XX
Måttabell: 6



Corso Korsett

Artikelnummer: 450809-0XX
Måttabell: 2



Zander

Artikelnummer: 441005-0XX
Måttabell: 7

Vi har ytterligare några utgående modeller som ej finns angivna med bild o info i katalogen. De finns kvar i enstaka storlekar till reducerat pris. Vid intresse gå in på erimedwebshop.se för saldo, eller kontakta oss direkt.

SANDALER, specifikationer

Samtliga sandaler och skor är CE-MDR och tillverkade för att möjliggöra individanpassade fotbäddar.

*Se förklaring sida 4.

	Artikel-nummer	Lästgrupp	Storlek	Måttabell	Rigiditet	Egenskaper*	Lager/beställning*
Kiwi Stilren sandal i svart läder med tygdetaljer i bakkappan. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, PU-sula.	451720-0XX	Slim	18-28	1	3		 Stl 18-23 Stl 24-28
	451705-0XX	Normal	18-38	3	3		
	451708-0XX	Ortos	18-38	4	3		
	451700-0XX	Antivarus	18-38	5	3		
Koala Fin sandal i mörkblått läder med tygdetaljer. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, PU-sula.	453205-0XX	Normal	18-38	3	3		
	453208-0XX	Ortos	20-27, 29-31, 34	4	3		
Buggy Tuff marinblå sandal i läder med röda detaljer. Lägre skafthöjd. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, gummisula.	410205-0XX	Normal	16-25	6	3		
Corso Korsett Snygg mycket stabil sandal i svart nubuck och läder med mörkgröna stickningar. 2 vändsöljor, Stabil bakkappa – korsettförstärkning. PU-sula.	450809-0XX	Normal	29-32, 34-35	2	3		
Zander Tuff trekking-sandal i svart läder med grå detaljer. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, rejäl trekking-sula i Vibram och löstagbart inlägg. Långa velcroremmar (kan klippas) som gör att skon passar både för normal och ortos.	441005-0XX	Normal / Ortos	27-37	7	2		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5
--------------------	---	---	---	---	---

1. AK-Slim

Size	A	B	C
18	121	49	136
19	127	51	141
20	134	52	146
21	141	54	150
22	147	55	154
23	154	56	158
24	161	58	162
25	167	59	166
26	175	60	170
27	182	62	174
28	188	63	177

2. L6-Korsett

Size	A	B	C
29	190	69	191
30	197	70	198
31	203	71	202
32	210	72	206
33	217	74	210
34	222	76	214
35	229	77	218

3. AK-Normal

Size	A	B	C
18	121	52	142
19	127	53	144
20	134	55	148
21	141	57	152
22	147	58	156
23	153	59	161
24	160	60	165
25	167	61	170
26	175	63	173
27	182	65	177
28	189	66	181
29	195	70	184
30	201	72	188
31	208	73	192
32	215	75	196
33	222	77	200
34	229	78	204
35	235	80	208
36	242	82	212
37	249	83	216
38	255	85	220

4. LO-Ortos

Size	A	B	C
18	120	58	172
19	127	59	176
20	133	60	180
21	138	62	184
22	145	63	188
23	152	65	192
24	158	66	196
25	164	67	200
26	171	68	204
27	178	70	208
28	185	71	212
29	192	72	216
30	199	73	220
31	205	75	224
32	212	76	228
33	219	78	232
34	224	79	236
35	232	81	240
36	239	82	244
37	245	84	248
38	251	85	252

5. AK-Antivarus


Size	A	B	C
18	121	52	141
19	127	54	145
20	134	55	149
21	141	57	153
22	148	58	157
23	155	59	161
24	162	61	165
25	169	62	169
26	175	64	173
27	181	66	177
28	188	67	181
29	196	70	185
30	202	72	190
31	209	73	194
32	216	75	198
33	222	76	202
34	231	79	204
35	238	80	208
36	245	82	212
37	252	83	216
38	258	85	220

6. MT-Normal, Antivarus

Size	A	B	C
16	105	51	141
17	112	52	144
18	119	54	148
19	125	55	153
20	132	67	157
21	138	58	162
22	145	60	166
23	152	62	170
24	157	63	173
25	164	64	177

7. MZ/LZ-Normal/Ortos

Size	A	B	C
27	173	66	180-200
28	179	68	186-206
29	186	70	192-212
30	193	72	196-216
31	198	74	200-220
32	205	75	205-225
33	212	77	210-230
34	219	79	216-236
35	230	82	220-240
36	239	84	225-245
37	245	87	230-250
38	252	90	235-255
39	261	92	240-260
40	268	94	245-265



Vänligen titta alltid i lästtabellerna för korrekta mått. Samtliga angivna mått är tagna på lästen. Lägg därför alltid till extra utrymme om ca 10 mm för täckt sko och ca 6-10 mm för sandal.

SPORTSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



Polo Navy Blue

Artikelnummer: 083990-0XX

Måttabell: 1



Polo Grey Pink

Artikelnummer: 083215-0XX

Måttabell: 1



Polo Junior

Artikelnummer: 083982-0XX

Måttabell: 1



Gabi Grey Pink

Artikelnummer: 084526-0XX

Måttabell: 1

Vi har ytterligare några utgående modeller som ej finns angivna med bild o info i katalogen. De finns kvar i enstaka storlekar till reducerat pris. Vid intresse gå in på erimedwebshop.se för saldo, eller kontakta oss direkt.


SPORTSKOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor är CE-MDR och tillverkade för att möjliggöra individanpassade fotbäddar.

*Se förklaring sida 4.

	Artikel-nummer	Lästgrupp	Storlek	Måttabell	Rigiditet	Egenskaper*	Lager/beställning*
Polo Navy Blue Sportig sko i marinblått läder och röda detaljer. Flexibel diagnostisk yttersula med indikatorer, stabil bakkappa och utrymme för ortopediska inlägg vid behov.	083990-0XX	Normal	30-38	1	2,5		
Polo Grey Pink Sportig sko i grått läder med rosa detaljer. Flexibel diagnostisk yttersula med indikatorer, stabil bakkappa och utrymme för ortopediska inlägg vid behov.	083215-0XX	Normal	30-38	1	2,5		
Polo Junior Sportig sko i marinblått läder och röda detaljer. Flexibel diagnostisk yttersula med indikatorer, stabil bakkappa och utrymme för ortopediska inlägg vid behov.	083982-0XX	Normal	22-29	1	2,5		
Gabi Grey Pink Sportig sko i grått läder med detaljer i silver och rosa. Flexibel diagnostisk yttersula med indikatorer, stabil bakkappa och utrymme för ortopediska inlägg vid behov.	084526-0XX	Normal	22-31	1	2,5		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



2. Memo – Diagnostic

Size	A	B	C
22	147	59	145
23	153	60,5	148
24	160	62	151
25	167	63,5	154
26	173	65	157
27	180	66,5	160
28	187	68	163
29	193	69,5	167
30	200	71	171
31	207	72,5	178
32	213	74	184
33	220	75,5	190
34	227	77	194
35	233	78,5	199
36	240	80	205
37	247	81,5	210
38	253	83	215

Vänligen titta alltid i lästtabellerna för korrekta mått. Samtliga angivna mått är tagna på lästen. Lägg därför alltid till extra utrymme om ca 10 mm för täckt sko och ca 6-10 mm för sandal.

SPORTSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



Spirit

Artikelnummer: 460705-0XX, 460718-0XX, 460700-0XX
Måttabell: 1, 2



Alice

Artikelnummer: 465205-0XX
Måttabell: 1



Noa

Artikelnummer: 453405-0XX
Måttabell: 1



Frenchy Black Leather

Artikelnummer: 493299-0XX
Måttabell: 3



Frenchy Blue Sky

Artikelnummer: 493299-5XX
Måttabell: 3

Vi har ytterligare några utgående modeller som ej finns angivna med bild o info i katalogen. De finns kvar i enstaka storlekar till reducerat pris. Vid intresse gå in på erimedwebshop.se för saldo, eller kontakta oss direkt.


SPORTSKOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor är CE-MDR och tillverkade för att möjliggöra individanpassade fotbäddar.

*Se förklaring sida 4.

	Artikel-nummer	Lästgrupp	Storlek	Måttabell	Rigiditet	Egenskaper*	Lager/beställning*
Spirit Stilren sportsko i svart läder och mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.	460705-0XX	Normal	18-38	1	4		 Stl 18-32 Stl 33-38
	460718-0XX	Ortos	23-41	2	4		 Stl 18-32
	460700-0XX	Antivarus	18-38	1	4		 Stl 18-32 Stl 33-38
Alice Stilren sportsko i vitt och rosa läder samt mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.	465205-0XX	Normal	18-35	1	4		 Stl 18-32 Stl 33-35
Noa Tuff sportsko i nubuck, läder och mesh, samt fina färger inspirerade av skog och mark. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.	453405-0XX	Normal	28-34	1	4		 Stl 33-38
Frenchy Black Leather Tuff streetsko i läder. Tillåter stor volymförändring i fötterna eller där ortos behöver få plats. Snörning och dubbla dragkedjor som möjliggör mycket stor öppning. Löstagbar innersula, god komfort och vadderad plös.	493299-0XX	Ortos	25-44	3	1,5		 Stl 18-32
Frenchy Blue Sky Tuff streetsko i ljusblå textil. Tillåter stor volymförändring i fötterna eller där ortos behöver få plats. Snörning och dubbla dragkedjor som möjliggör mycket stor öppning. Löstagbar innersula, god komfort och vadderad plös.	493299-5XX	Ortos	25-40	3	1,5		 Stl 33-38

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5
--------------------	---	---	---	---	---



1. MT-Normal, Antivarus

Size	A	B	C
16	105	51	141
17	112	52	144
18	119	54	148
19	125	55	153
20	132	67	157
21	138	58	162
22	145	60	166
23	152	62	170
24	157	63	173
25	164	64	177
26	171	66	182
27	178	67	186
28	185	69	190
29	192	70	195
30	198	72	196
31	205	74	200

1. MT-Normal, Antivarus forts.

Size	A	B	C
32	212	75	205
33	219	77	209
34	225	78	212
35	232	79	216
36	239	81	221
37	245	83	225
38	252	85	230
39	259	86	234
40	265	88	239
41	271	89	243
42	278	91	248

2. LO-Ortos

Size	A	B	C
18	120	58	172
19	127	59	176
20	133	60	180
21	138	62	184
22	145	63	188
23	152	65	192
24	158	66	196
25	164	67	200
26	171	68	204
27	178	70	208
28	185	71	212
29	192	72	216
30	199	73	220
31	205	75	224

2. LO-Ortos forts.

Size	A	B	C
32	212	76	228
33	219	78	232
34	224	79	236
35	232	81	240
36	239	82	244
37	245	84	248
38	251	85	252
39	258	87	256
40	265	88	260
41	271	90	264
42	277	91	268

3. Frenchy

Size	A	B	C
25	160	50	176
26	167	52	180
27	173	54	184
28	180	56	188
29	186	58	192
30	194	60	196
31	201	62	200
32	208	64	204
33	213	66	209
34	220	68	214
35	227	70	219

3. Frenchy forts.

Size	A	B	C
36	233	72	225
37	239	74	230
38	245	76	235
39	243	78	240
40	260	80	245
41	272	86	250
42	279	88	255
43	286	90	260
44	292	92	265

Vänligen titta alltid i lästtabellerna för korrekta mått. Samtliga angivna mått är tagna på lästen. Lägg därför alltid till extra utrymme om ca 10 mm för täckt sko och ca 6-10 mm för sandal.

SPORTSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



Bobbie

Artikelnummer: 451305-0XX
Måttabell: 1



Lace

Artikelnummer: 453005-0XX
Måttabell: 2



Donnie

Artikelnummer: 452805-0XX
Måttabell: 2



Daisy

Artikelnummer: 452905-0XX
Måttabell: 2

Vi har ytterligare några utgående modeller som ej finns angivna med bild o info i katalogen. De finns kvar i enstaka storlekar till reducerat pris. Vid intresse gå in på erimedwebshop.se för saldo, eller kontakta oss direkt.


SPORTSKOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor är CE-MDR och tillverkade för att möjliggöra individanpassade fotbäddar.

*Se förklaring sida 4.

	Artikel-nummer	Lästgrupp	Storlek	Måttabell	Rigiditet	Egenskaper*	Lager/beställning*
Bobbie Tuff sportsko i svart läder och textil med vattenresistent membran (Respilon) och bälgplös. Skon har en vändsölja och elastiska snören samt stor öppningsmöjlighet. Stabil bakkappa, löstagbar fotbädd och sula i gummi.	451305-0XX	Normal	28-42	1	2,5		
Lace Tuff och snygg streetsko i blå nubuck samt vattenresistent membran (Respilon). Dragkedja medialt och snörning. 4 olika färger på snören medföljer, så att användaren kan välja fritt och variera sig. Stabil bakkappa och street-sula i gummi.	453005-0XX	Normal	28-40	2	2		
Donnie Unik luftig streetsko i blå nubuck och textil. 2 vändsöljor och stor öppningsmöjlighet. Stabil bakkappa och street-sula i gummi.	452805-0XX	Normal	20-34	2	2		
Daisy Unik luftig streetsko i rosa nubuck och textil. 2 vändsöljor och stor öppningsmöjlighet. Stabil bakkappa och street-sula i gummi.	452905-0XX	Normal	20-34	2	2		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



1. L6-Normal-C

Size	A	B	C
28	183	66	193
29	190	68	198
30	196	69	203
31	203	71	207
32	210	73	212
33	216	74	216
34	222	75	222
35	229	76	227
36	236	78	231
37	242	79	236
38	249	81	240
39	255	82	245
40	264	87	249
41	271	88	253
42	278	90	258

2. L6-Normal-B, L6 Korsett

Size	A	B	C
20	134	59	154
21	140	61	159
22	147	63	163
23	154	64	168
24	162	65	169
25	167	66	173
26	173	67	177
27	177	68	182
28	183	69	186
29	190	69	191
30	197	70	198
31	203	71	202

2. L6-Normal-B, L6 Korsett forts.

Size	A	B	C
32	210	72	206
33	217	74	210
34	222	76	214
35	229	77	218
36	236	78	223
37	242	82	227
38	249	83	232
39	255	85	236
40	259	86	241

Vänligen titta alltid i lästtabellerna för korrekta mått. Samtliga angivna mått är tagna på lästen. Lägg därför alltid till extra utrymme om ca 10 mm för täckt sko och ca 6-10 mm för sandal.

KÄNGOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



Alvin Brown

Artikelnummer: 083884-0XX
Måttabell: 1



Alvin Dark Pink

Artikelnummer: 084636-0XX
Måttabell: 1



Malmo Navy Blue

Artikelnummer: 084585-0XX
Måttabell: 2



Malmo Pink

Artikelnummer: 084598-0XX
Måttabell: 2



Malmo Beige

Artikelnummer: 083999-0XX
Måttabell: 2

Vi har ytterligare några utgående modeller som ej finns angivna med bild o info i katalogen. De finns kvar i enstaka storlekar till reducerat pris. Vid intresse gå in på erimedwebshop.se för saldo, eller kontakta oss direkt.


KÄNGOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor är CE-MDR och tillverkade för att möjliggöra individanpassade fotbäddar.

*Se förklaring sida 4.

	Artikel-nummer	Lästgrupp	Storlek	Måttabell	Rigiditet	Egenskaper*	Lager/beställning*
Alvin Brown Fin mini-känga i högkvalitativt mjukt ljusbrunt läder för den känsliga lilla foten. Den ger komfort och stabilitet, samt stödjer en bra position. 2 justerbara karborrband med vändsöljor.	083884-0XX	Normal	19-22	1	2		
Alvin Dark Pink Fin mini-känga i högkvalitativt mjukt cerise-rosa läder för den känsliga lilla foten. Den ger komfort och stabilitet, samt stödjer en bra position. 2 justerbara karborrband med vändsöljor.	084636-0XX	Normal	19-22	1	2		
Malmo Navy Blue Fin fodrad känga i marinblått nubuck. Stor öppning för enkelt insteg. Flexibel diagnostisk yttersula med indikatorer, stabil bakkappa och utrymme för ortopediska inlägg vid behov. Värmande tygfoder.	084585-0XX	Normal	22-34	2	2		
Malmo Pink Fin fodrad känga i rosa nubuck. Stor öppning för enkelt insteg. Flexibel diagnostisk yttersula med indikatorer, stabil bakkappa och utrymme för ortopediska inlägg vid behov. Värmande tygfoder.	084598-0XX	Normal	22-34	2	2		
Malmo Beige Fin känga i beige nubuck. Stor öppning för enkelt insteg. Flexibel diagnostisk yttersula med indikatorer, stabil bakkappa och utrymme för ortopediska inlägg vid behov.	083999-0XX	Normal	22-34	2	2		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5



2. Memo – Diagnostic

Size	A	B	C
22	147	59	145
23	153	60,5	148
24	160	62	151
25	167	63,5	154
26	173	65	157
27	180	66,5	160
28	187	68	163
29	193	69,5	167
30	200	71	171
31	207	72,5	178
32	213	74	184
33	220	75,5	190
34	227	77	194
35	233	78,5	199
36	240	80	205
37	247	81,5	210
38	253	83	215

1. Memo – Baby Preventive

Size	A	B	C
18	125	55	144
19	130	56	151
20	137	57	155
21	144	58	159
22	150	59	161

Vänligen titta alltid i lästtabellerna för korrekta mått. Samtliga angivna mått är tagna på lästen. Lägg därför alltid till extra utrymme om ca 10 mm för täckt sko och ca 6-10 mm för sandal.

KÄNGOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Samtliga skor är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



Buzz

Artikelnummer: 441605-OXX, 441608-OXX, 441600-OXX
Måttabell: 1, 2



Joy

Artikelnummer: 440605-OXX, 440608-OXX
Måttabell: 1, 2



Loke

Artikelnummer: 446605-OXX, 446608-OXX, 446600-OXX
Måttabell: 1, 2



Cody

Artikelnummer: 442605-OXX, 442608-OXX
Måttabell: 1, 2

Vi har ytterligare några utgående modeller som ej finns angivna med bild o info i katalogen. De finns kvar i enstaka storlekar till reducerat pris. Vid intresse gå in på erimedwebshop.se för saldo, eller kontakta oss direkt.


KÄNGOR, specifikationer

Samtliga sandaler och skor är CE-MDR och tillverkade för att möjliggöra individanpassade fotbäddar.

*Se förklaring sida 4.

	Artikel-nummer	Lästgrupp	Storlek	Måttabell	Rigiditet	Egenskaper*	Lager/beställning*
Buzz Mycket fin vinterkänga i svart läder med silver och orange grovt tyg. Gummerad slask-kant, 2 velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bäglös samt Sympatex membran.	441605-0XX	Normal	20-38	1	4		
	441608-0XX	Ortos	20-38	2	4		
	441600-0XX	Antivarus	20-30	1	4		
Joy Mycket fin vinterkänga i svart läder med rosa och svart grovt tyg. Gummerad slask-kant, 2 velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bäglös samt Sympatex membran.	440605-0XX	Normal	20-34	1	4		
	440608-0XX	Ortos	20-34	2	4		
Loke Mycket fin vinterkänga i svart nubuck och kraftig mörkgrå filt. 3 velcroremmar och kraftig gummisula. Skönt teddyfoder, stor öppning, bäglös samt Sympatex membran.	446605-0XX	Normal	22-40	1	4		
	446608-0XX	Ortos	22-38	2	4		
	446600-0XX	Antivarus	23-38	1	4		
Cody Mycket fin vinterkänga i svart läder med blått och svart grovt tyg. Gummerad slask-kant, 2 velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bäglös samt Sympatex membran.	442605-0XX	Normal	33-34	1	4		
	442608-0XX	Ortos	23-28	2	4		

Skotyp / Rigiditet	1	2	3	4	5
--------------------	---	---	---	---	---



1. MT-Normal, Antivarus

Size	A	B	C
16	105	51	141
17	112	52	144
18	119	54	148
19	125	55	153
20	132	67	157
21	138	58	162
22	145	60	166
23	152	62	170
24	157	63	173
25	164	64	177
26	171	66	182
27	178	67	186
28	185	69	190
29	192	70	195
30	198	72	196
31	205	74	200

1. MT-Normal, Antivarus forts.

Size	A	B	C
32	212	75	205
33	219	77	209
34	225	78	212
35	232	79	216
36	239	81	221
37	245	83	225
38	252	85	230
39	259	86	234
40	265	88	239
41	271	89	243
42	278	91	248

2. LO-Ortos

Size	A	B	C
18	120	58	172
19	127	59	176
20	133	60	180
21	138	62	184
22	145	63	188
23	152	65	192
24	158	66	196
25	164	67	200
26	171	68	204
27	178	70	208
28	185	71	212
29	192	72	216
30	199	73	220
31	205	75	224
32	212	76	228
33	219	78	232

2. LO-Ortos forts.

Size	A	B	C
34	224	79	236
35	232	81	240
36	239	82	244
37	245	84	248
38	251	85	252
39	258	87	256
40	265	88	260
41	271	90	264
42	277	91	268

100% WATERPROOF	RECYCLABLE & RECYCLED
100% WINDPROOF	PFC-FREE
OPTIMALLY BREATHABLE	PTFE-FREE
DURABLE	CO2 NEUTRAL

Vänligen titta alltid i lästtabellerna för korrekta mått. Samtliga angivna mått är tagna på lästen. Lägg därför alltid till extra utrymme om ca 10 mm för täckt sko och ca 6-10 mm för sandal.


INLÄGG

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Alla inlägg i Pedi-serien samt Memo-inlägg är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

Samtliga Thermoplastiska inlägg i Pedi-serien är täckta med Arnedry™. Ett fuktabsorberande andningsbart microfiber material som eliminerar lukt, håller fötterna torra och fräscha samt är tvätt-/avtorkningsbart.



Arnedry™



Med pelott



Utan pelott

PediLange

Thermoplastinlägg med smalare profil och höga kanter. Täckmaterial Arnedry. Säljs i par. Dubbelstorlekar.

Storlek:

Utan pelott: 19-20, 21-22 osv till 33-34

Med pelott: 35-36, 37-38 osv till 49-50

Artikelnummer: 791000-020, -022 osv till -050



Star

Ett thermoplastiskt inlägg med ovanmaterial i 3 mm EVA-material. Djup hälkopp och medialt stöd. Säljs i par, i förpackning om två par. Dubbelstorlekar (21-22, 23-24 osv).

Storlek:

21-22, 23-24 osv till 35-36

Artikelnummer: 373910-022, -024 osv till -036



PediEVA 30

Ett ljusgrått inlägg i EVA-material med 30 Shore och bra medialt stöd. Grovslipad för att snabbt kunna anpassas. Kan täckas med microfiber. Säljs i par.

Storlek:

Dubbelstorlek: 19-20, 21-22 osv till 33-34 (djup hälkopp)

Varje storlek: 35, 36 osv till 48

Artikelnummer:

Dubbelstorlek: 792010-020, -022 osv till -034

Varje storlek: 792010-035, -036 osv till -048



Memo Orange 3/4

Supinerande inlägg med kraftfull korrigerande och starkt hälgrepp. Anatomiskt medialt stöd håller foten i neutral position och motverkar inversion och valgus. Lämpligt för pes plano valgus, knävalgus och plattfot hos barn, med aktiv korrigerande och stöd för valvbågsutveckling. Tillverkat i lätt och slitstarkt EVA/PU-material, anpassat för skor och sandaler. Fästs med dubbelhäftande tejp och har en mjuk, tunn kant för god komfort. Trippelstorlekar (22-24, 25-27 osv).

Storlek:

22-24, 25-27 osv till 37-39

Artikelnummer: 080000-022, -025 osv till -037

För komplett inläggserbjudande – se vår hemsida.



Vi vill möjliggöra för alla människor med funktionsvariationer att leva ett optimalt liv.

Läs mer om oss och
våra produkter på
www.erimed.se



www.erimed.se



Tel: +46 (0)8 - 449 56 50
E-post: info@erimed.se
order@erimed.se

Grafisk design och tryck: ClearDesign.se

Bilder: Calzamedi, Memo, Erimed,
Cvetkova Elina / Shutterstock.com,
FamVeld / Shutterstock.com